

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: KIT INSTRUMENTAL

NOME COMERCIAL: KIT CANULA PERCUTANEA PADULA PARA DEFORMIDADES ÓSSEAS

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP 5062789745

REGISTRO ANVISA Nº 80777280076

PRODUTO ESTÉRIL

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: KIT INSTRUMENTAL

Nome Comercial: KIT CANULA PERCUTANEA PADULA PARA DEFORMIDADES ÓSSEAS

Matéria Prima: Alumínio Liga 6351 e Aço Inoxidável ASTM S899.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

O Kit Cânula Percutânea Padula para Deformidades Ósseas é apresentado em embalagem que contém:

- 1 - Bisturi Descartável - Ø3/8" x 130 mm;
- 1 - Cureta RP Descartável - Ø3/8" x 150 mm ;
- 1 - Cureta RE Descartável - Ø3/8" x 150 mm;
- 1 - Cureta PD Descartável - Ø3/8" x 150 mm;
- 1 - Cureta PE Descartável - Ø3/8" x 150 mm;
- 1 - Cânula Guia Face Reta Øe 4,0 mm x 90 mm;
- 1- Fresa Tipo SET (2.0) – Encaixe Tipo M x 90.0 mm;
- 1 - Fresa Tipo SEF (2.0) – Encaixe Tipo M x 90.0 mm;
- 1 - Fresa Tipo SED (2.9) – Encaixe Tipo M x 90.0 mm;
- 1 - Fresa Tipo SEG (4.3) – Encaixe Tipo M x 90.0 mm.

O Kit é acondicionado da seguinte maneira:

- Embalagem primária: Embalagem termosselável tipo blister em em papel grau cirúrgico (gramatura)70gr/m2 com e filme plástico laminado (Polipropileno e Poliéster, com gramatura 56gr/m2), obedecendo as normas EN 868, ISO 11607 e ABNT NBR 14990.

- Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações: gramatura: 400 gr; cola: PVC Branca e filme poliolefínico para proteção de 19 g/m2.

2. Modelos Comerciais

121 00 00 0 - KIT CANULA PERCUTANEA PADULA PARA DEFORMIDADES ÓSSEAS.

3. Indicação de Uso/ Finalidade

O Kit Cânula Percutânea Padula para Deformidades Ósseas é indicado para ser utilizado para correção percutânea de deformidades ósseas do esqueleto. Segue a finalidade de cada equipamento:

Bisturi: Instrumento cirúrgico, usado para fazer incisões.

Curetas: Instrumento cirúrgico utilizado para a limpeza da superfície de um tecido afetado por alguma enfermidade.

Cânula: Tubo de calibre variável utilizado para o encaixe de fresas, que são utilizados para incisões locais.

Fresa: Instrumento cirúrgico utilizada para incisão.

4. Princípio de Funcionamento

Através dos mecanismos de corte e debridaç o dos instrumentais   realizado o procedimento cirurgico.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se embalagem n o est  danificada;
- Verifique se a indica o de esteriliza o est  correta;
- Verifique o prazo de validade da esteriliza o;
- Abra a embalagem embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos est reis, abra o blister e retire o produto;
- Realize o procedimento cirurgico conforme t cnica m dica aplic vel;
- Ap s o procedimento, inutilize e descarte o produto conforme os procedimentos de descarte da autoridade sanit ria local.

6. Composi o

Bisturi Descart vel Ø3/8" x 130 mm

-Corpo: alum nio liga 6351;

- Extremidades : A o Inoxid vel ASTM S899

Cureta RP Descart vel - Ø3/8" x 150 mm

-Corpo: alum nio liga 6351;

- Extremidades : A o Inoxid vel ASTM S899

Cureta RE Descart vel - Ø3/8" x 150 mm

-Corpo: alum nio liga 6351;

- Extremidades : A o Inoxid vel ASTM S899

Cureta PD Descart vel - Ø3/8" x 150 mm

- Corpo: alumínio liga 6351;
- Extremidades : Aço Inoxidável ASTM S899

Cureta PE Descartável - Ø3/8" x 150 mm

- Corpo: alumínio liga 6351;
- Extremidades : Aço Inoxidável ASTM S899

Cânula Guia Face Reta Øe 4,0 mm x 90 mm

- Cabo: Constituído em alumínio liga 6351;
- Tubo: Constituído em aço inoxidável ASTM F 899

Fresa Tipo SET (2.0) - Encaixe Tipo M x 90.0 mm

- Constituída em aço inoxidável ASTM F899 - XM16

Fresa Tipo SEF (2.0) - Encaixe Tipo M x 90.0 mm

- Constituída em aço inoxidável ASTM F899-XM16

Fresa Tipo SED (2.9) – Encaixe Tipo M x 90.0 mm

- Constituída em aço inoxidável ASTM F899-XM16

Fresa Tipo SEG (4.3) – Encaixe Tipo M x 90.0 mm

- Constituída em aço inoxidável ASTM F899-XM16

7. Esterilização

O Kit Cânula Percutânea Padula para Deformidades Ósseas é fornecido na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

8. Condições de Armazenamento

Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Condições de estocagem: Os produtos devem ser armazenados em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostas diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada

9. Condições de Transporte

Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem. É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação conseqüente disso. Não empilhar as caixas.

10. Condições de Manipulação

O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

Advertências Gerais:

- Antes de utilizar o produto certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nas instruções de uso.
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas cirúrgicas.
- O uso correto do produto é extremamente importante para o sucesso na utilização.

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso:

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize produto e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto.

Identificação da possibilidade de reesterilização: PROIBIDO REPROCESSAR.

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.
- O uso do produto em procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios.
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

Os dispositivos de reprocessamento proibido são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade.

Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

O produto é apresentado esterilizado, portanto a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento.

Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP: 5062789745

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Ricardo Luiz Vicentim

CREA-SP 5062789745

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz