

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: KIT INSTRUMENTAL

NOME COMERCIAL: KIT PARA CIRURGIA PERCUTÂNEA SETORMED

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280067

PRODUTO ESTÉRIL

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Kit Instrumental

Nome Comercial: Kit para Cirurgia Percutânea Setormed

Matéria Prima: Aço Inoxidável ASTM F899, Alumínio Liga 6351.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

O Kit para Cirurgia Percutânea Setormed é apresentado em embalagem que contém 1 KIT que contém:

1 unidade- 052 01 00 00 Bisturi Ø3/8" x 130 mm

1 unidade- 052 02 00 00 Cureta RP - Ø3/8" x 150 mm

1 unidade- 052 03 00 00 Cureta RE - Ø3/8" x 150 mm

1 unidade- 052 04 00 00 Cureta PD - Ø3/8" x 150 mm

1 unidade- 052 05 00 00 Cureta PE - Ø3/8" x 150 mm

O Kit é acondicionado da seguinte maneira:

Embalagem primária: Embalagem termosselável tipo blister em papel grau cirúrgico (gramatura)70gr/m² com e filme plástico laminado (Polipropileno e Poliéster, com gramatura 56gr/m²), obedecendo as normas EN 868, ISO 11607 e ABNT NBR 14990.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m²

2. Modelos Comerciais

052 01 00 00 Bisturi Ø3/8" x 130 mm

052 02 00 00 Cureta RP - Ø3/8" x 150 mm

052 03 00 00 Cureta RE - Ø3/8" x 150 mm

052 04 00 00 Cureta PD - Ø3/8" x 150 mm

052 05 00 00 Cureta PE - Ø3/8" x 150 mm

3. Indicação de Uso/ Finalidade

O Kit para Cirurgia Percutânea Setormed, fornece um método eficaz para cirurgias minimamente invasivas do pé.

4. Princípio de Funcionamento

Através dos mecanismos de corte e debridaç o dos instrumentais   realizado o procedimento cir rgico.

5. Modo de Uso do Produto

- 1) Verifique se embalagem n o est  danificada;
- 2) Verifique se a indica o de esteriliza o est  correta;
- 3) Verifique o prazo de validade da esteriliza o;
- 4) Abra a embalagem e retire o blister selado;
- 5) Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos est reis, abra o blister e retire o produto;
- 6) Realize o procedimento cir rgico conforme t cnica m dica aplic vel;
- 7) Ap s o procedimento, inutilize e descarte o produto conforme os procedimentos de descarte da autoridade sanit ria local.

6. Composi o

052 01 00 00 Bisturi Ø3/8" x 130 mm

- Corpo: alum nio liga 6351;
- Extremidades: A o Inoxid vel ASTM F899

052 02 00 00 Cureta RP - Ø3/8" x 150 mm

- Corpo: alum nio liga 6351;
- Extremidades: A o Inoxid vel ASTM F899

052 03 00 00 Cureta RE - Ø3/8" x 150 mm

- Corpo: alum nio liga 6351;
- Extremidades: A o Inoxid vel ASTM F899

052 04 00 00 Cureta PD - Ø3/8" x 150 mm

- Corpo: alum nio liga 6351;
- Extremidades: A o Inoxid vel ASTM F899

052 05 00 00 Cureta PE - Ø3/8" x 150 mm

-Corpo: alumínio liga 6351;

- Extremidades: Aço Inoxidável ASTM F899

7. Esterilização

O Kit para Cirurgia Percutânea Setormed é fornecido na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

8. Condições de Armazenamento

- Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Condições de estocagem: Os produtos devem ser armazenados em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostas diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

9. Condições de Transporte

- Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem.
- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.
- Não empilhar as caixas.

10. Condições de Manipulação

O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

- Antes de utilizar o produto certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nesta instrução de uso;

- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas cirúrgicas;
- O uso correto do produto é extremamente importante para o sucesso na utilização;
- Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso;
- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize produto e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto;
- Identificação da possibilidade de reesterilização;
- Proibido Reprocessar;
- Cuidados especiais;
- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

- Os dispositivos, de uso único, são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade;
- Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento;
- Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

13. Contraindicações

Não se aplica.



14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon
CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz