



Catálogo EQUIPAMENTOS

setormed®
Vidas inspiram nossa história

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A **Setormed**, localizada na cidade de São Carlos, atua desde 2011 em território nacional, desenvolvendo produtos de alta tecnologia para procedimentos cirúrgicos. Buscamos entregar mais segurança para os profissionais de saúde e tornar acessível a medicina de alta tecnologia para a população.

Missão

COLABORAR de forma ativa e incansável, para o engrandecimento da indústria nacional de **DISPOSITIVOS MÉDICOS** no cenário global.

Visão

ATENDER nossos clientes e toda a sociedade com produtos e serviços de **ALTA QUALIDADE**, gerando valor com sustentabilidade para toda nossa cadeia de relacionamento.

Valor

ALTA PRODUTIVIDADE com qualidade, bem-estar, verdade e gratidão são os pilares dos valores encontrados em nosso dia a dia, aqui, na **SETORMED**.

EQUIPAMENTOS

ÍNDICE

Sistema de Imagem	04
Endoscópio Rígido	05
Bomba de Irrigação	06
Shaver para Artroscopia	07
Peça de Mão	08



Indicações e Funções
dos produtos, vide
instrução de uso.



Sistema de Imagem

Full HD LED STD

www.
setormed
.com.br



Registro Anvisa: 80777289018

REFERÊNCIA

STI-001 - Sistema de Imagem FULL HD STD

STI-002 - Câmera FULL HD STD

STI-003 - Fonte de Luz LED STD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Saída de vídeo digital: **HDMI - DVI - SDI**;
Resolução de vídeo: **1920x1080p - Full HD**;
Sistema de Gravação em HD com fotos na cabeça da câmera;
Vida útil do LED: 60.000 horas;
Entrada USB para Gravação de Imagem.

Indicação:

O **Sistema de Imagem FULL HD LED** é um conjunto de câmera integrado com fonte de luz.

Utilizado em procedimentos de diagnóstico ou cirurgia gerais, que requerem a utilização de imagem, podendo ser usados também em endoscopia, artroscopia e outras que necessitem de uma fonte luminosa de alta intensidade e de temperatura de cor elevada (luz branca).

Instrução de Uso





Registro Anvisa: 80777280028

Indicação:

As Óticas para Artroscopia Setormed são indicadas para procedimentos cirúrgicos artroscópicos a fim de gerar as imagens dentro do sítio cirúrgico.

ESPECIFICAÇÕES

030 05 04 02 - Endoscópio Rígido para **Túnel do Carpo**
Comp. 175mm x 30° Ângulo de Visão x Ø2,9mm

030 05 04 05 - Endoscópio Rígido para **Artroscopia**
Comp. 175mm x 30° Ângulo de Visão x Ø4,0mm

Instrução de Uso



Bomba de Irrigação

STD

www.
setormed
.com.br



Registro Anvisa: 80777289017

Indicação:

A **Bomba de Irrigação STD** é um equipamento projetado para ser utilizado em conjunto com o Equipamento de Irrigação com finalidade de proporcionar irrigação e distensão de articulações e órgãos musculares em procedimentos cirúrgicos e de diagnósticos.

REFERÊNCIA

BMB-001 - Bomba de Irrigação STD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Range de Pressão: 5 - 200mmHg;
- Range de Fluxo: 0,1 - 2L/min;
- Possui 3 Setups para salvar valores configurados na tela;
- Controle específico para Histeroscopia;
- Opção de Controle de fluxo contínuo;

Instrução de Uso



Shaver

para Artroscopia STD



Registro Anvisa: 80777289019

Indicação:

O **Shaver para Artroscopia STD** tem por intuito controlar motores (Peça de mão e micromotores elétricos) que se acoplam em lâminas, fresas e serras para realização de cirurgias de artroscopia e em procedimentos de: ressecção de ossos, tecidos fibrosos, cartilagens e articulações.

REFERÊNCIA

SHV - 001 - Shaver para Artroscopia STD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade Rotação do Motor: 600 a 7000rpm;
- Modo Oscilante: 600 a 3000rpm
- 02 saídas de motores
- Controles: Manual, Pedal e Touch Screen

Instrução de Uso



Peça de Mão

Shaver Setormed



Registro Anvisa: 80777280059

Indicação:

A **Peça de Mão Shaver Setormed** é indicada para ser usada com o Shaver Setormed (objeto de outro registro), para o uso em cirurgias de artroscopia e em procedimentos de: ressecção de ossos, tecidos fibrosos, cartilagens e articulações.

REFERÊNCIA

067 04 00 00 - Peça de Mão STD Encaixe Tipo 1 (Setormed)

067 05 00 00 - Peça de Mão STD Encaixe Tipo 3 (Linvatec)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Acionamento Manual
- Rotação Direta (até 7000 rpm) e Oscilante (3000 rpm)
- Motor com 1.000 ciclos de Autoclave
- Encaixe 180°
- Tubo de aspiração rotátil

Instrução de Uso



www.
setormed
.com.br



Acesse o nosso
Catálogo Completo de Produtos.
www.setormed.com.br/produtos



 +55 16 3416.5398

 www.setormed.com.br  [/setormedbrasil](https://www.facebook.com/setormedbrasil)

 [/company/setormed](https://www.linkedin.com/company/setormed)  [@setormed](https://www.instagram.com/setormed)