

# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME TÉCNICO: CÂNULAS**

**NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA**

**Fabricante:**

**SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E  
ODONTOLOGICOS S.A.**

**CNPJ: 13.533.397/0001-29**

**RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.**

**CEP: 13570-410**

**Responsável Técnico:**

**Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP 5062789745**

**REGISTRO ANVISA Nº 80777280127**

**PRODUTO ESTÉRIL**

## Instrução de Uso

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Cânulas

**Nome Comercial:** Cânula de Debridação Curva

**Matéria Prima:** Aço Inoxidável 304, Aço Inoxidável 455, Policarbonato, Silicone e Politetrafluoretileno.

**Produto Estéril**

**Método de Esterilização:** Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

### 1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Cânula de Debridação Curva é apresentada em embalagem que contém 1 CÂNULA montada com uma cânula interna e uma cânula externa, acondicionada da seguinte maneira:

**Embalagem primária:** Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca; ou Embalagem termosselável tipo sachê em papel grau cirúrgico (gramatura) 70gr/m<sup>2</sup> com e filme plástico laminado (Polipropileno e Poliéster, com gramatura 56gr/m<sup>2</sup>).

**Embalagem secundária:** Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m<sup>2</sup>.

### 2. Modelos Comerciais

221 05 01 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 01 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 02 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 02 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 03 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 03 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 04 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 04 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 05 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 05 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 06 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 06 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;

221 05 07 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 07 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 08 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 08 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 09 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 09 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 10 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 10 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 11 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 11 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 12 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 12 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 13 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 13 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 14 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 14 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 15 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 15 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 16 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 16 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 17 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 17 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 18 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 18 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 19 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 19 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 20 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 20 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 21 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 21 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 22 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 22 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;

221 05 23 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 23 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 24 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 24 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 25 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 25 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 26 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 26 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 27 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 27 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 28 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 28 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 29 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 29 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 30 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 30 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 31 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 31 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 32 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 32 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 33 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 33 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 34 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 34 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 35 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 35 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 36 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 36 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 37 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 37 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 38 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 38 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;

221 05 39 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 39 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 40 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 40 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 41 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 41 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 42 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 42 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 43 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 43 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 44 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 44 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 45 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 45 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 46 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 46 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 47 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 47 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 48 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 48 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 01 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 01 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 02 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 02 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 03 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 03 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 04 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 04 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 05 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 05 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 06 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 06 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 07 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 07 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 08 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 08 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;















221 05 33 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 33 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 34 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 34 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 35 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 35 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 36 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 36 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 37 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 37 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 38 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 38 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 39 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 39 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 40 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 40 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 41 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 41 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 42 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 42 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 43 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 43 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 44 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 44 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 45 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 45 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 46 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 46 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 47 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 47 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 48 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 48 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 01 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 01 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 02 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 02 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 03 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 03 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 04 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 04 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 05 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 05 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 06 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 06 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 07 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 07 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 08 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 08 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;

221 06 09 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 09 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 10 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 10 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 11 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 11 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 12 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 12 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 13 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 13 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 14 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 14 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 15 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 15 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 16 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 16 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 17 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 17 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 18 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 18 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 19 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 19 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 20 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 20 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 21 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 21 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 22 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 22 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 23 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 23 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 24 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 24 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;

221 06 25 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 25 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 26 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 26 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 27 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 27 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 28 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 28 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 29 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 29 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 30 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 30 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 31 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 31 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 32 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 32 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 33 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 33 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 34 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 34 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 35 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 35 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 36 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 36 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 37 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 37 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 38 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 38 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 39 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 39 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 40 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 40 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;

221 06 41 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 41 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 42 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 42 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 43 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 43 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 44 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 44 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 45 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 45 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 46 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 46 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 47 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 47 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 48 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 48 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 01 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 01 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 02 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 02 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 03 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 03 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 04 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 04 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 05 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 05 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 06 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 06 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 07 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 07 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 08 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 08 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 09 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 09 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 10 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 10 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 11 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 11 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 12 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 12 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;















221 06 37 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 37 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 38 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 38 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 39 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 39 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 40 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 40 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 41 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 41 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 42 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 42 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 43 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 43 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 44 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 44 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 45 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 45 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 46 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 46 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 47 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 47 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 48 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 48 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 01 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 01 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 02 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 02 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 03 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 03 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 04 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 04 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 05 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 05 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 06 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 06 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 07 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 07 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 08 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 08 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 09 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 09 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 10 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 10 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;

221 07 11 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 11 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 12 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 12 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 13 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 13 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 14 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 14 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 15 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 15 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 16 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 16 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 17 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 17 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 18 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 18 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 19 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 19 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 20 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 20 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 21 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 21 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 22 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 22 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 23 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 23 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 24 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 24 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 25 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 25 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 26 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 26 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;

221 07 27 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 27 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 28 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 28 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 29 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 29 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 30 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 30 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 31 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 31 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 32 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 32 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 33 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 33 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 34 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 34 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 35 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 35 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 36 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 36 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 37 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 37 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 38 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 38 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 39 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 39 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 40 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 40 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 41 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 41 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 42 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 42 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;



221 07 43 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 43 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 44 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 44 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 45 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 45 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 46 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 46 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 47 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 47 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 48 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 48 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 01 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 01 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 02 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 02 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 03 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 03 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 04 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 04 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 05 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 05 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 06 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 06 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 07 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 07 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 08 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 08 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 09 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 09 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 10 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 10 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 11 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 11 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 12 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 12 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 13 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 13 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 14 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 14 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 15 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 15 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 16 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 16 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;













221 07 41 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 41 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 42 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 42 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 43 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 43 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 44 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 44 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 45 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 45 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 46 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 46 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 47 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 47 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 48 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 48 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 01 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 01 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 02 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 02 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 03 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 03 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 04 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 04 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 05 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 05 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 06 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 06 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 07 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 07 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 08 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 08 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 09 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 09 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 10 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 10 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 11 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 11 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 12 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 12 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;



221 09 13 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 13 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 14 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 14 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 15 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 15 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 16 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 16 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 17 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 17 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 18 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 18 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 19 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 19 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 20 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 20 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 21 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 21 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 22 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 22 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 23 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 23 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 24 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 24 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 25 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 25 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 26 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 26 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 27 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 27 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 28 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 28 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;

221 09 29 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 29 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 30 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 30 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 31 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 31 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 32 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 32 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 33 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 33 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 34 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 34 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 35 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 35 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 36 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 36 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 37 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 37 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 38 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 38 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 39 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 39 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 40 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 40 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 41 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 41 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 42 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 42 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 43 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 43 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 44 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 44 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;

221 09 45 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 45 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 46 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 46 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 47 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 47 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 48 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 48 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 01 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 01 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 02 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 02 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 03 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 03 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 04 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 04 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 05 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 05 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 06 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 06 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 07 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 07 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 08 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 08 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 09 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 09 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 10 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 10 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 11 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 11 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 12 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 12 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 13 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 13 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 14 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 14 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 15 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 15 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 16 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 16 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 17 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 17 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 18 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 18 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 19 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 19 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 20 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 20 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;















221 09 45 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 45 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 46 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 46 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 47 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 47 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 48 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 48 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 01 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 01 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 02 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 02 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 03 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 03 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 04 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 04 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 05 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 05 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 06 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 06 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 07 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 07 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 08 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 08 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 09 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 09 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 10 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 10 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 11 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 11 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 12 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 12 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 13 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 13 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 14 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 14 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;

221 12 15 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 15 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 16 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 16 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 17 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 17 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 18 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 18 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 19 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 19 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 20 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 20 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 21 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 21 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 22 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 22 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 23 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 23 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 24 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 24 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 25 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 25 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 26 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 26 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 27 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 27 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 28 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 28 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 29 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 29 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 30 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 30 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;

221 12 31 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 31 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 32 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 32 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 33 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 33 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 34 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 34 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 35 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 35 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 36 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 36 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 37 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 37 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 38 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 38 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 39 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 39 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 40 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 40 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 41 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 41 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 42 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 42 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 43 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 43 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 44 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 44 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 45 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 45 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 46 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 46 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;

































221 12 53 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 53 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 54 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 54 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 55 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 55 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 56 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 56 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 57 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 57 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 58 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 58 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 59 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 59 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 60 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 60 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 49 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 49 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 50 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 50 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 51 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 51 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 52 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 52 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 53 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 53 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 54 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 54 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 55 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 55 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 56 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 56 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 57 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 57 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 58 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 58 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 59 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 59 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 60 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 60 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm

### 3. Indicação de Uso/ Finalidade

As Cânulas de Debridação Curva são cânulas debridadoras com diâmetro interno maior que 3mm e de uso único. Foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com os aparelhos de Shaver Setormed, Ep1, Linvatec, Othon, Razek, Stryker Fórmula em procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia e ortopedia. As Cânulas de Debridação Curva são indicadas para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos. A Cânula de Debridação Curva é composta por uma cânula guia (externa), uma cânula de corte e sucção (interna) e o encaixe traseiro.

#### 4. Princípio de Funcionamento

Os princípios de funcionamento da Cânula de Debridação Curva são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

#### 5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a Cânula de Debridação curva à peça de mão e esta ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a Cânula de Debridação Curva, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR.

#### 6. Composição

As Cânulas de Debridação Curva tem componentes manufaturados nos seguintes materiais:

**Parte Ativa:** Aço Inoxidável 304 e Aço Inoxidável 455 de acordo com as especificações da Norma ASTM F899.

**Engate:** Policarbonato de acordo com as especificações da Norma ASTM F997; Silicone; e Politetrafluoretileno de acordo com as especificações da Norma ASTM D3294.

#### 7. Esterilização

As Cânulas de Debridação Curva são fornecidas na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

## **8. Condições de Armazenamento**

- As Cânulas de Debridação Curva antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que as Cânulas sejam armazenadas separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- As Cânulas de Debridação Curva devem ser armazenados em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostos diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para todas as Cânulas de Debridação Curva, em todas as áreas de estocagem.

## **9. Condições de Transporte**

- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação conseqüente disso;
- As Cânulas de Debridação Curva devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento da Cânula e de sua embalagem.

## **10. Condições de Manipulação**

- O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada. O fabricante recomenda o uso único do produto;
- A Cânula de Debridação Curva possui número de lote e o sistema de vendas integrado ao sistema de qualidade possibilita o seu rastreamento e o destino final caso seja necessário;
- A esterilização é realizada por Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama ou Óxido de Etileno (ETO) e possui validade de 2 anos. As embalagens possuem indicadores de esterilização na cor vermelho junto ao rótulo do produto.

## **11. Advertências**

- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;

- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente;
- Teste primeiramente a Cântula de Debridação Curva fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho;
- Não utilize a Cântula de Debridação Curva que pareça danificada ou com vibração excessiva. Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da Cântula;
- Cântula de Debridação Curva com vibração excessiva podem aquecer e/ou causar aquecimento na peça de mão;
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas Cântulas;
- Não toque a área de movimento da Cântula de Debridação cCurva com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da Cântula ou do equipamento;
- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta;
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis;
- O produto não deve ser reutilizado e/ou re-esterilizado, devendo ser descartado em LIXO HOSPITALAR;
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes;
- Cuidados especiais;
- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

## 12. Precauções

- As Cântulas de Debridação curva são embaladas em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta

qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se a Cânula estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade;

- O produto é apresentado esterilizado, portanto a embalagem (blister) somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala;
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade da Cânula de Debridação Curva é sempre do cirurgião que a utiliza;
- Descarte e não use a Cânula de Debridação Curva fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade;
- Recomenda-se que a Cânula de Debridação curva seja descartada no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local);
- Para as Cânulas de Debridação Curva que forem removidas da embalagem e inseridas dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário. Convém então que a Cânula de Debridação curva seja descartada no lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local;
- O descarte deve ser realizado seguindo-se as disposições da Resolução RDC nº 306/2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

### **13. Contraindicações**

Não se aplica.

### **14. Efeitos Adversos**

Não se aplica.

### **15. Reclamação**

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para

notificações referentes ao produto.

**Fabricado por:** Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**Responsável Técnico:** Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP: 5062789745

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

---

**Responsável Técnico**  
Eng. Ricardo Luiz Vicentim  
**CREA-SP 5062789745**

---

**Responsável Legal**  
Ricardo de Queiroz