

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: BROCAS DE PERFURAÇÃO ÓSSEA

NOME COMERCIAL: FERRAMENTAS PARA DRILL MÉDIA

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP 5062789745

REGISTRO ANVISA Nº 80777280106

PRODUTO ESTÉRIL

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Brocas de Perfuração Óssea

Nome Comercial: Ferramentas para Drill Média

Matéria Prima: Aço inoxidável ASTM F899-XM16.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

As Ferramentas para Drill Média são apresentadas em embalagens que contém 1 Ferramenta que é acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefinico para proteção de 19 g/m².

2. Modelos Comerciais

- 168 01 13 01 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 1,0;
- 168 01 13 02 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 1,1;
- 168 01 13 03 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 1,2;
- 168 01 13 04 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 1,3;
- 168 01 13 05 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 1,4;
- 168 01 13 07 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 1,5;
- 168 01 13 08 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 1,6;
- 168 01 13 09 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 1,7;
- 168 01 13 10 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 1,8;
- 168 01 13 12 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 1,9;
- 168 01 13 13 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 2,0;
- 168 01 13 14 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 2,1;

168 01 13 15 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 2,2;
168 01 13 16 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 2,3;
168 01 13 18 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 2,7;
168 01 13 21 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 3,2;
168 01 13 22 Broca Perfurante Encaixe A, 110 mm Ø 3,5;
168 01 14 01 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 1,0;
168 01 14 02 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 1,1;
168 01 14 03 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 1,2;
168 01 14 04 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 1,3;
168 01 14 05 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 1,4;
168 01 14 07 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 1,5;
168 01 14 08 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 1,6;
168 01 14 09 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 1,7;
168 01 14 10 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 1,8;
168 01 14 12 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 1,9;
168 01 14 13 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 2,0;
168 01 14 14 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 2,1;
168 01 14 15 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 2,2;
168 01 14 16 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 2,3;
168 01 14 18 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 2,7;
168 01 14 21 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 3,2;
168 01 14 22 Broca Perfurante Encaixe D, 110 mm Ø 3,5;
168 01 15 01 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 1,0;
168 01 15 02 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 1,1;
168 01 15 03 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 1,2;
168 01 15 04 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 1,3;
168 01 15 05 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 1,4;
168 01 15 07 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 1,5;
168 01 15 08 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 1,6;
168 01 15 09 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 1,7;
168 01 15 10 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 1,8;

168 01 15 12 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 1,9;
168 01 15 13 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 2,0;
168 01 15 14 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 2,1;
168 01 15 15 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 2,2;
168 01 15 16 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 2,3;
168 01 15 18 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 2,7;
168 01 15 21 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 3,2;
168 01 15 22 Broca Perfurante Encaixe E, 110 mm Ø 3,5;
168 01 16 01 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 1,0;
168 01 16 02 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 1,1;
168 01 16 03 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 1,2;
168 01 16 04 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 1,3;
168 01 16 05 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 1,4;
168 01 16 07 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 1,5;
168 01 16 08 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 1,6;
168 01 16 09 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 1,7;
168 01 16 10 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 1,8;
168 01 16 12 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 1,9;
168 01 16 13 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 2,0;
168 01 16 14 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 2,1;
168 01 16 15 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 2,2;
168 01 16 16 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 2,3;
168 01 16 18 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 2,7;
168 01 16 21 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 3,2;
168 01 16 22 Broca Perfurante Encaixe J, 110 mm Ø 3,5;
168 01 17 01 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 1,0;
168 01 17 02 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 1,1;
168 01 17 03 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 1,2;
168 01 17 04 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 1,3;
168 01 17 05 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 1,4;
168 01 17 07 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 1,5;

168 01 17 08 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 1,6;
168 01 17 09 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 1,7;
168 01 17 10 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 1,8;
168 01 17 12 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 1,9;
168 01 17 13 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 2,0;
168 01 17 14 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 2,1;
168 01 17 15 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 2,2;
168 01 17 16 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 2,3;
168 01 17 18 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 2,7;
168 01 17 21 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 3,2;
168 01 17 22 Broca Perfurante Encaixe L, 110 mm Ø 3,5;
168 01 18 01 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 1,0;
168 01 18 02 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 1,1;
168 01 18 03 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 1,2;
168 01 18 04 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 1,3;
168 01 18 05 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 1,4;
168 01 18 07 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 1,5;
168 01 18 08 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 1,6;
168 01 18 09 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 1,7;
168 01 18 10 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 1,8;
168 01 18 12 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 1,9;
168 01 18 13 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 2,0;
168 01 18 14 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 2,1;
168 01 18 15 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 2,2;
168 01 18 16 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 2,3;
168 01 18 18 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 2,7;
168 01 18 21 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 3,2;
168 01 18 22 Broca Perfurante Encaixe M, 110 mm Ø 3,5;
168 01 19 01 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 1,0;
168 01 19 02 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 1,1;
168 01 19 03 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 1,2;

168 01 19 04 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 1,3;
168 01 19 05 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 1,4;
168 01 19 07 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 1,5;
168 01 19 08 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 1,6;
168 01 19 09 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 1,7;
168 01 19 10 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 1,8;
168 01 19 12 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 1,9;
168 01 19 13 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 2,0;
168 01 19 14 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 2,1;
168 01 19 15 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 2,2;
168 01 19 16 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 2,3;
168 01 19 18 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 2,7;
168 01 19 21 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 3,2;
168 01 19 22 Broca Perfurante Encaixe O, 110 mm Ø 3,5;
168 01 20 01 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 1,0;
168 01 20 02 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 1,1;
168 01 20 03 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 1,2;
168 01 20 04 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 1,3;
168 01 20 05 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 1,4;
168 01 20 07 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 1,5;
168 01 20 08 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 1,6;
168 01 20 09 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 1,7;
168 01 20 10 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 1,8;
168 01 20 12 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 1,9;
168 01 20 13 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 2,0;
168 01 20 14 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 2,1;
168 01 20 15 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 2,2;
168 01 20 16 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 2,3;
168 01 20 18 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 2,7;
168 01 20 21 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 3,2;
168 01 20 22 Broca Perfurante Encaixe R, 110 mm Ø 3,5;

- 168 01 21 01 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 1,0;
- 168 01 21 02 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 1,1;
- 168 01 21 03 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 1,2;
- 168 01 21 04 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 1,3;
- 168 01 21 05 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 1,4;
- 168 01 21 07 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 1,5;
- 168 01 21 08 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 1,6;
- 168 01 21 09 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 1,7;
- 168 01 21 10 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 1,8;
- 168 01 21 12 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 1,9;
- 168 01 21 13 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 2,0;
- 168 01 21 14 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 2,1;
- 168 01 21 15 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 2,2;
- 168 01 21 16 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 2,3;
- 168 01 21 18 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 2,7;
- 168 01 21 21 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 3,2;
- 168 01 21 22 Broca Perfurante Encaixe S, 110 mm Ø 3,5;
- 168 01 22 01 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 1,0;
- 168 01 22 02 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 1,1;
- 168 01 22 03 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 1,2;
- 168 01 22 04 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 1,3;
- 168 01 22 05 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 1,4;
- 168 01 22 07 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 1,5;
- 168 01 22 08 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 1,6;
- 168 01 22 09 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 1,7;
- 168 01 22 10 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 1,8;
- 168 01 22 12 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 1,9;
- 168 01 22 13 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 2,0;
- 168 01 22 14 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 2,1;
- 168 01 22 15 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 2,2;
- 168 01 22 16 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 2,3;

168 01 22 18 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 2,7;
168 01 22 21 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 3,2;
168 01 22 22 Broca Perfurante Encaixe T, 110 mm Ø 3,5;
168 01 23 01 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 1,0;
168 01 23 02 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 1,1;
168 01 23 03 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 1,2;
168 01 23 04 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 1,3;
168 01 23 05 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 1,4;
168 01 23 07 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 1,5;
168 01 23 08 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 1,6;
168 01 23 09 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 1,7;
168 01 23 10 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 1,8;
168 01 23 12 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 1,9;
168 01 23 13 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 2,0;
168 01 23 14 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 2,1;
168 01 23 15 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 2,2;
168 01 23 16 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 2,3;
168 01 23 18 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 2,7;
168 01 23 21 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 3,2;
168 01 23 22 Broca Perfurante Encaixe U, 110 mm Ø 3,5;
168 01 24 01 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 1,0;
168 01 24 02 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 1,1;
168 01 24 03 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 1,2;
168 01 24 04 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 1,3;
168 01 24 05 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 1,4;
168 01 24 07 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 1,5;
168 01 24 08 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 1,6;
168 01 24 09 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 1,7;
168 01 24 10 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 1,8;
168 01 24 12 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 1,9;
168 01 24 13 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 2,0;

168 01 24 14 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 2,1;
168 01 24 15 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 2,2;
168 01 24 16 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 2,3;
168 01 24 18 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 2,7;
168 01 24 21 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 3,2;
168 01 24 22 Broca Perfurante Encaixe X, 110 mm Ø 3,5;
168 01 25 01 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 1,0;
168 01 25 02 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 1,1;
168 01 25 03 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 1,2;
168 01 25 04 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 1,3;
168 01 25 05 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 1,4;
168 01 25 07 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 1,5;
168 01 25 08 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 1,6;
168 01 25 09 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 1,7;
168 01 25 10 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 1,8;
168 01 25 12 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 1,9;
168 01 25 13 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 2,0;
168 01 25 14 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 2,1;
168 01 25 15 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 2,2;
168 01 25 16 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 2,3;
168 01 25 18 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 2,7;
168 01 25 21 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 3,2;
168 01 25 22 Broca Perfurante Encaixe A, 115 mm Ø 3,5;
168 01 26 01 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 1,0;
168 01 26 02 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 1,1;
168 01 26 03 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 1,2;
168 01 26 04 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 1,3;
168 01 26 05 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 1,4;
168 01 26 07 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 1,5;
168 01 26 08 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 1,6;
168 01 26 09 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 1,7;

168 01 26 10 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 1,8;
168 01 26 12 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 1,9;
168 01 26 13 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 2,0;
168 01 26 14 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 2,1;
168 01 26 15 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 2,2;
168 01 26 16 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 2,3;
168 01 26 18 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 2,7;
168 01 26 21 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 3,2;
168 01 26 22 Broca Perfurante Encaixe D, 115 mm Ø 3,5;
168 01 27 01 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 1,0;
168 01 27 02 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 1,1;
168 01 27 03 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 1,2;
168 01 27 04 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 1,3;
168 01 27 05 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 1,4;
168 01 27 07 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 1,5;
168 01 27 08 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 1,6;
168 01 27 09 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 1,7;
168 01 27 10 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 1,8;
168 01 27 12 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 1,9;
168 01 27 13 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 2,0;
168 01 27 14 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 2,1;
168 01 27 15 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 2,2;
168 01 27 16 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 2,3;
168 01 27 18 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 2,7;
168 01 27 21 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 3,2;
168 01 27 22 Broca Perfurante Encaixe E, 115 mm Ø 3,5;
168 01 28 01 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 1,0;
168 01 28 02 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 1,1;
168 01 28 03 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 1,2;
168 01 28 04 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 1,3;
168 01 28 05 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 1,4;

168 01 28 07 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 1,5;
168 01 28 08 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 1,6;
168 01 28 09 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 1,7;
168 01 28 10 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 1,8;
168 01 28 12 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 1,9;
168 01 28 13 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 2,0;
168 01 28 14 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 2,1;
168 01 28 15 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 2,2;
168 01 28 16 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 2,3;
168 01 28 18 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 2,7;
168 01 28 21 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 3,2;
168 01 28 22 Broca Perfurante Encaixe J, 115 mm Ø 3,5;
168 01 29 01 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 1,0;
168 01 29 02 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 1,1;
168 01 29 03 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 1,2;
168 01 29 04 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 1,3;
168 01 29 05 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 1,4;
168 01 29 07 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 1,5;
168 01 29 08 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 1,6;
168 01 29 09 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 1,7;
168 01 29 10 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 1,8;
168 01 29 12 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 1,9;
168 01 29 13 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 2,0;
168 01 29 14 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 2,1;
168 01 29 15 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 2,2;
168 01 29 16 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 2,3;
168 01 29 18 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 2,7;
168 01 29 21 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 3,2;
168 01 29 22 Broca Perfurante Encaixe L, 115 mm Ø 3,5;
168 01 30 01 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 1,0;
168 01 30 02 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 1,1;

168 01 30 03 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 1,2;
168 01 30 04 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 1,3;
168 01 30 05 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 1,4;
168 01 30 07 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 1,5;
168 01 30 08 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 1,6;
168 01 30 09 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 1,7;
168 01 30 10 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 1,8;
168 01 30 12 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 1,9;
168 01 30 13 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 2,0;
168 01 30 14 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 2,1;
168 01 30 15 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 2,2;
168 01 30 16 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 2,3;
168 01 30 18 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 2,7;
168 01 30 21 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 3,2;
168 01 30 22 Broca Perfurante Encaixe M, 115 mm Ø 3,5;
168 01 31 01 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 1,0;
168 01 31 02 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 1,1;
168 01 31 03 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 1,2;
168 01 31 04 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 1,3;
168 01 31 05 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 1,4;
168 01 31 07 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 1,5;
168 01 31 08 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 1,6;
168 01 31 09 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 1,7;
168 01 31 10 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 1,8;
168 01 31 12 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 1,9;
168 01 31 13 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 2,0;
168 01 31 14 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 2,1;
168 01 31 15 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 2,2;
168 01 31 16 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 2,3;
168 01 31 18 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 2,7;
168 01 31 21 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 3,2;

168 01 31 22 Broca Perfurante Encaixe O, 115 mm Ø 3,5;
168 01 32 01 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 1,0;
168 01 32 02 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 1,1;
168 01 32 03 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 1,2;
168 01 32 04 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 1,3;
168 01 32 05 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 1,4;
168 01 32 07 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 1,5;
168 01 32 08 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 1,6;
168 01 32 09 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 1,7;
168 01 32 10 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 1,8;
168 01 32 12 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 1,9;
168 01 32 13 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 2,0;
168 01 32 14 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 2,1;
168 01 32 15 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 2,2;
168 01 32 16 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 2,3;
168 01 32 18 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 2,7;
168 01 32 21 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 3,2;
168 01 32 22 Broca Perfurante Encaixe R, 115 mm Ø 3,5;
168 01 33 01 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 1,0;
168 01 33 02 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 1,1;
168 01 33 03 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 1,2;
168 01 33 04 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 1,3;
168 01 33 05 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 1,4;
168 01 33 07 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 1,5;
168 01 33 08 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 1,6;
168 01 33 09 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 1,7;
168 01 33 10 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 1,8;
168 01 33 12 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 1,9;
168 01 33 13 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 2,0;
168 01 33 14 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 2,1;
168 01 33 15 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 2,2;

168 01 33 16 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 2,3;
168 01 33 18 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 2,7;
168 01 33 21 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 3,2;
168 01 33 22 Broca Perfurante Encaixe S, 115 mm Ø 3,5;
168 01 34 01 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 1,0;
168 01 34 02 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 1,1;
168 01 34 03 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 1,2;
168 01 34 04 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 1,3;
168 01 34 05 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 1,4;
168 01 34 07 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 1,5;
168 01 34 08 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 1,6;
168 01 34 09 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 1,7;
168 01 34 10 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 1,8;
168 01 34 12 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 1,9;
168 01 34 13 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 2,0;
168 01 34 14 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 2,1;
168 01 34 15 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 2,2;
168 01 34 16 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 2,3;
168 01 34 18 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 2,7;
168 01 34 21 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 3,2;
168 01 34 22 Broca Perfurante Encaixe T, 115 mm Ø 3,5;
168 01 35 01 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 1,0;
168 01 35 02 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 1,1;
168 01 35 03 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 1,2;
168 01 35 04 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 1,3;
168 01 35 05 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 1,4;
168 01 35 07 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 1,5;
168 01 35 08 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 1,6;
168 01 35 09 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 1,7;
168 01 35 10 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 1,8;
168 01 35 12 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 1,9;

168 01 35 13 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 2,0;
168 01 35 14 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 2,1;
168 01 35 15 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 2,2;
168 01 35 16 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 2,3;
168 01 35 18 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 2,7;
168 01 35 21 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 3,2;
168 01 35 22 Broca Perfurante Encaixe U, 115 mm Ø 3,5;
168 01 36 01 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 1,0;
168 01 36 02 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 1,1;
168 01 36 03 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 1,2;
168 01 36 04 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 1,3;
168 01 36 05 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 1,4;
168 01 36 07 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 1,5;
168 01 36 08 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 1,6;
168 01 36 09 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 1,7;
168 01 36 10 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 1,8;
168 01 36 12 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 1,9;
168 01 36 13 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 2,0;
168 01 36 14 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 2,1;
168 01 36 15 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 2,2;
168 01 36 16 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 2,3;
168 01 36 18 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 2,7;
168 01 36 21 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 3,2;
168 01 36 22 Broca Perfurante Encaixe X, 115 mm Ø 3,5;
168 01 37 01 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 1,0;
168 01 37 02 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 1,1;
168 01 37 03 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 1,2;
168 01 37 04 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 1,3;
168 01 37 05 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 1,4;
168 01 37 07 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 1,5;
168 01 37 08 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 1,6;

168 01 37 09 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 1,7;
168 01 37 10 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 1,8;
168 01 37 12 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 1,9;
168 01 37 13 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 2,0;
168 01 37 14 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 2,1;
168 01 37 15 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 2,2;
168 01 37 16 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 2,3;
168 01 37 18 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 2,7;
168 01 37 21 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 3,2;
168 01 37 22 Broca Perfurante Encaixe A, 120 mm Ø 3,5;
168 01 38 01 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 1,0;
168 01 38 02 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 1,1;
168 01 38 03 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 1,2;
168 01 38 04 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 1,3;
168 01 38 05 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 1,4;
168 01 38 07 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 1,5;
168 01 38 08 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 1,6;
168 01 38 09 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 1,7;
168 01 38 10 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 1,8;
168 01 38 12 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 1,9;
168 01 38 13 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 2,0;
168 01 38 14 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 2,1;
168 01 38 15 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 2,2;
168 01 38 16 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 2,3;
168 01 38 18 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 2,7;
168 01 38 21 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 3,2;
168 01 38 22 Broca Perfurante Encaixe D, 120 mm Ø 3,5;
168 01 39 01 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 1,0;
168 01 39 02 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 1,1;
168 01 39 03 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 1,2;
168 01 39 04 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 1,3;

168 01 39 05 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 1,4;
168 01 39 07 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 1,5;
168 01 39 08 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 1,6;
168 01 39 09 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 1,7;
168 01 39 10 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 1,8;
168 01 39 12 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 1,9;
168 01 39 13 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 2,0;
168 01 39 14 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 2,1;
168 01 39 15 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 2,2;
168 01 39 16 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 2,3;
168 01 39 18 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 2,7;
168 01 39 21 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 3,2;
168 01 39 22 Broca Perfurante Encaixe E, 120 mm Ø 3,5;
168 01 40 01 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 1,0;
168 01 40 02 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 1,1;
168 01 40 03 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 1,2;
168 01 40 04 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 1,3;
168 01 40 05 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 1,4;
168 01 40 07 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 1,5;
168 01 40 08 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 1,6;
168 01 40 09 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 1,7;
168 01 40 10 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 1,8;
168 01 40 12 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 1,9;
168 01 40 13 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 2,0;
168 01 40 14 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 2,1;
168 01 40 15 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 2,2;
168 01 40 16 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 2,3;
168 01 40 18 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 2,7;
168 01 40 21 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 3,2;
168 01 40 22 Broca Perfurante Encaixe J, 120 mm Ø 3,5;
168 01 41 01 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 1,0;

168 01 41 02 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 1,1;
168 01 41 03 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 1,2;
168 01 41 04 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 1,3;
168 01 41 05 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 1,4;
168 01 41 07 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 1,5;
168 01 41 08 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 1,6;
168 01 41 09 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 1,7;
168 01 41 10 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 1,8;
168 01 41 12 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 1,9;
168 01 41 13 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 2,0;
168 01 41 14 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 2,1;
168 01 41 15 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 2,2;
168 01 41 16 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 2,3;
168 01 41 18 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 2,7;
168 01 41 21 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 3,2;
168 01 41 22 Broca Perfurante Encaixe L, 120 mm Ø 3,5;
168 01 42 01 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 1,0;
168 01 42 02 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 1,1;
168 01 42 03 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 1,2;
168 01 42 04 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 1,3;
168 01 42 05 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 1,4;
168 01 42 07 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 1,5;
168 01 42 08 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 1,6;
168 01 42 09 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 1,7;
168 01 42 10 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 1,8;
168 01 42 12 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 1,9;
168 01 42 13 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 2,0;
168 01 42 14 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 2,1;
168 01 42 15 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 2,2;
168 01 42 16 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 2,3;
168 01 42 18 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 2,7;

168 01 42 21 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 3,2;
168 01 42 22 Broca Perfurante Encaixe M, 120 mm Ø 3,5;
168 01 43 01 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 1,0;
168 01 43 02 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 1,1;
168 01 43 03 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 1,2;
168 01 43 04 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 1,3;
168 01 43 05 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 1,4;
168 01 43 07 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 1,5;
168 01 43 08 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 1,6;
168 01 43 09 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 1,7;
168 01 43 10 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 1,8;
168 01 43 12 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 1,9;
168 01 43 13 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 2,0;
168 01 43 14 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 2,1;
168 01 43 15 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 2,2;
168 01 43 16 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 2,3;
168 01 43 18 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 2,7;
168 01 43 21 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 3,2;
168 01 43 22 Broca Perfurante Encaixe O, 120 mm Ø 3,5;
168 01 44 01 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 1,0;
168 01 44 02 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 1,1;
168 01 44 03 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 1,2;
168 01 44 04 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 1,3;
168 01 44 05 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 1,4;
168 01 44 07 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 1,5;
168 01 44 08 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 1,6;
168 01 44 09 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 1,7;
168 01 44 10 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 1,8;
168 01 44 12 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 1,9;
168 01 44 13 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 2,0;
168 01 44 14 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 2,1;

168 01 44 15 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 2,2;
168 01 44 16 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 2,3;
168 01 44 18 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 2,7;
168 01 44 21 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 3,2;
168 01 44 22 Broca Perfurante Encaixe R, 120 mm Ø 3,5;
168 01 45 01 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 1,0;
168 01 45 02 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 1,1;
168 01 45 03 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 1,2;
168 01 45 04 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 1,3;
168 01 45 05 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 1,4;
168 01 45 07 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 1,5;
168 01 45 08 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 1,6;
168 01 45 09 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 1,7;
168 01 45 10 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 1,8;
168 01 45 12 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 1,9;
168 01 45 13 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 2,0;
168 01 45 14 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 2,1;
168 01 45 15 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 2,2;
168 01 45 16 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 2,3;
168 01 45 18 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 2,7;
168 01 45 21 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 3,2;
168 01 45 22 Broca Perfurante Encaixe S, 120 mm Ø 3,5;
168 01 46 01 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 1,0;
168 01 46 02 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 1,1;
168 01 46 03 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 1,2;
168 01 46 04 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 1,3;
168 01 46 05 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 1,4;
168 01 46 07 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 1,5;
168 01 46 08 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 1,6;
168 01 46 09 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 1,7;
168 01 46 10 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 1,8;

168 01 46 12 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 1,9;
168 01 46 13 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 2,0;
168 01 46 14 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 2,1;
168 01 46 15 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 2,2;
168 01 46 16 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 2,3;
168 01 46 18 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 2,7;
168 01 46 21 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 3,2;
168 01 46 22 Broca Perfurante Encaixe T, 120 mm Ø 3,5;
168 01 47 01 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 1,0;
168 01 47 02 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 1,1;
168 01 47 03 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 1,2;
168 01 47 04 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 1,3;
168 01 47 05 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 1,4;
168 01 47 07 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 1,5;
168 01 47 08 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 1,6;
168 01 47 09 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 1,7;
168 01 47 10 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 1,8;
168 01 47 12 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 1,9;
168 01 47 13 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 2,0;
168 01 47 14 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 2,1;
168 01 47 15 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 2,2;
168 01 47 16 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 2,3;
168 01 47 18 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 2,7;
168 01 47 21 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 3,2;
168 01 47 22 Broca Perfurante Encaixe U, 120 mm Ø 3,5;
168 01 48 01 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 1,0;
168 01 48 02 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 1,1;
168 01 48 03 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 1,2;
168 01 48 04 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 1,3;
168 01 48 05 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 1,4;
168 01 48 07 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 1,5;

168 01 48 08 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 1,6;
168 01 48 09 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 1,7;
168 01 48 10 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 1,8;
168 01 48 12 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 1,9;
168 01 48 13 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 2,0;
168 01 48 14 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 2,1;
168 01 48 15 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 2,2;
168 01 48 16 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 2,3;
168 01 48 18 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 2,7;
168 01 48 21 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 3,2;
168 01 48 22 Broca Perfurante Encaixe X, 120 mm Ø 3,5;
168 01 49 01 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 1,0;
168 01 49 02 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 1,1;
168 01 49 03 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 1,2;
168 01 49 04 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 1,3;
168 01 49 05 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 1,4;
168 01 49 07 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 1,5;
168 01 49 08 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 1,6;
168 01 49 09 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 1,7;
168 01 49 10 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 1,8;
168 01 49 12 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 1,9;
168 01 49 13 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 2,0;
168 01 49 14 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 2,1;
168 01 49 15 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 2,2;
168 01 49 16 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 2,3;
168 01 49 18 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 2,7;
168 01 49 21 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 3,2;
168 01 49 22 Broca Perfurante Encaixe A, 125 mm Ø 3,5;
168 01 50 01 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 1,0;
168 01 50 02 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 1,1;
168 01 50 03 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 1,2;

168 01 50 04 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 1,3;
168 01 50 05 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 1,4;
168 01 50 07 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 1,5;
168 01 50 08 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 1,6;
168 01 50 09 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 1,7;
168 01 50 10 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 1,8;
168 01 50 12 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 1,9;
168 01 50 13 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 2,0;
168 01 50 14 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 2,1;
168 01 50 15 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 2,2;
168 01 50 16 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 2,3;
168 01 50 18 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 2,7;
168 01 50 21 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 3,2;
168 01 50 22 Broca Perfurante Encaixe D, 125 mm Ø 3,5;
168 01 51 01 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 1,0;
168 01 51 02 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 1,1;
168 01 51 03 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 1,2;
168 01 51 04 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 1,3;
168 01 51 05 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 1,4;
168 01 51 07 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 1,5;
168 01 51 08 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 1,6;
168 01 51 09 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 1,7;
168 01 51 10 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 1,8;
168 01 51 12 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 1,9;
168 01 51 13 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 2,0;
168 01 51 14 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 2,1;
168 01 51 15 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 2,2;
168 01 51 16 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 2,3;
168 01 51 18 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 2,7;
168 01 51 21 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 3,2;
168 01 51 22 Broca Perfurante Encaixe E, 125 mm Ø 3,5;

168 01 52 01 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 1,0;
168 01 52 02 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 1,1;
168 01 52 03 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 1,2;
168 01 52 04 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 1,3;
168 01 52 05 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 1,4;
168 01 52 07 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 1,5;
168 01 52 08 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 1,6;
168 01 52 09 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 1,7;
168 01 52 10 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 1,8;
168 01 52 12 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 1,9;
168 01 52 13 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 2,0;
168 01 52 14 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 2,1;
168 01 52 15 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 2,2;
168 01 52 16 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 2,3;
168 01 52 18 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 2,7;
168 01 52 21 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 3,2;
168 01 52 22 Broca Perfurante Encaixe J, 125 mm Ø 3,5;
168 01 53 01 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 1,0;
168 01 53 02 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 1,1;
168 01 53 03 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 1,2;
168 01 53 04 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 1,3;
168 01 53 05 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 1,4;
168 01 53 07 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 1,5;
168 01 53 08 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 1,6;
168 01 53 09 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 1,7;
168 01 53 10 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 1,8;
168 01 53 12 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 1,9;
168 01 53 13 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 2,0;
168 01 53 14 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 2,1;
168 01 53 15 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 2,2;
168 01 53 16 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 2,3;

168 01 53 18 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 2,7;
168 01 53 21 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 3,2;
168 01 53 22 Broca Perfurante Encaixe L, 125 mm Ø 3,5;
168 01 54 01 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 1,0;
168 01 54 02 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 1,1;
168 01 54 03 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 1,2;
168 01 54 04 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 1,3;
168 01 54 05 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 1,4;
168 01 54 07 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 1,5;
168 01 54 08 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 1,6;
168 01 54 09 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 1,7;
168 01 54 10 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 1,8;
168 01 54 12 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 1,9;
168 01 54 13 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 2,0;
168 01 54 14 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 2,1;
168 01 54 15 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 2,2;
168 01 54 16 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 2,3;
168 01 54 18 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 2,7;
168 01 54 21 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 3,2;
168 01 54 22 Broca Perfurante Encaixe M, 125 mm Ø 3,5;
168 01 55 01 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 1,0;
168 01 55 02 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 1,1;
168 01 55 03 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 1,2;
168 01 55 04 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 1,3;
168 01 55 05 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 1,4;
168 01 55 07 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 1,5;
168 01 55 08 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 1,6;
168 01 55 09 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 1,7;
168 01 55 10 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 1,8;
168 01 55 12 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 1,9;
168 01 55 13 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 2,0;

168 01 55 14 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 2,1;
168 01 55 15 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 2,2;
168 01 55 16 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 2,3;
168 01 55 18 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 2,7;
168 01 55 21 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 3,2;
168 01 55 22 Broca Perfurante Encaixe O, 125 mm Ø 3,5;
168 01 56 01 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 1,0;
168 01 56 02 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 1,1;
168 01 56 03 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 1,2;
168 01 56 04 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 1,3;
168 01 56 05 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 1,4;
168 01 56 07 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 1,5;
168 01 56 08 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 1,6;
168 01 56 09 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 1,7;
168 01 56 10 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 1,8;
168 01 56 12 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 1,9;
168 01 56 13 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 2,0;
168 01 56 14 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 2,1;
168 01 56 15 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 2,2;
168 01 56 16 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 2,3;
168 01 56 18 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 2,7;
168 01 56 21 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 3,2;
168 01 56 22 Broca Perfurante Encaixe R, 125 mm Ø 3,5;
168 01 57 01 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 1,0;
168 01 57 02 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 1,1;
168 01 57 03 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 1,2;
168 01 57 04 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 1,3;
168 01 57 05 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 1,4;
168 01 57 07 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 1,5;
168 01 57 08 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 1,6;
168 01 57 09 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 1,7;

168 01 57 10 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 1,8;
168 01 57 12 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 1,9;
168 01 57 13 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 2,0;
168 01 57 14 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 2,1;
168 01 57 15 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 2,2;
168 01 57 16 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 2,3;
168 01 57 18 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 2,7;
168 01 57 21 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 3,2;
168 01 57 22 Broca Perfurante Encaixe S, 125 mm Ø 3,5;
168 01 58 01 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 1,0;
168 01 58 02 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 1,1;
168 01 58 03 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 1,2;
168 01 58 04 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 1,3;
168 01 58 05 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 1,4;
168 01 58 07 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 1,5;
168 01 58 08 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 1,6;
168 01 58 09 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 1,7;
168 01 58 10 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 1,8;
168 01 58 12 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 1,9;
168 01 58 13 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 2,0;
168 01 58 14 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 2,1;
168 01 58 15 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 2,2;
168 01 58 16 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 2,3;
168 01 58 18 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 2,7;
168 01 58 21 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 3,2;
168 01 58 22 Broca Perfurante Encaixe T, 125 mm Ø 3,5;
168 01 59 01 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 1,0;
168 01 59 02 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 1,1;
168 01 59 03 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 1,2;
168 01 59 04 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 1,3;
168 01 59 05 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 1,4;

168 01 59 07 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 1,5;
168 01 59 08 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 1,6;
168 01 59 09 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 1,7;
168 01 59 10 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 1,8;
168 01 59 12 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 1,9;
168 01 59 13 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 2,0;
168 01 59 14 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 2,1;
168 01 59 15 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 2,2;
168 01 59 16 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 2,3;
168 01 59 18 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 2,7;
168 01 59 21 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 3,2;
168 01 59 22 Broca Perfurante Encaixe U, 125 mm Ø 3,5;
168 01 60 01 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 1,0;
168 01 60 02 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 1,1;
168 01 60 03 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 1,2;
168 01 60 04 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 1,3;
168 01 60 05 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 1,4;
168 01 60 07 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 1,5;
168 01 60 08 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 1,6;
168 01 60 09 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 1,7;
168 01 60 10 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 1,8;
168 01 60 12 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 1,9;
168 01 60 13 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 2,0;
168 01 60 14 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 2,1;
168 01 60 15 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 2,2;
168 01 60 16 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 2,3;
168 01 60 18 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 2,7;
168 01 60 21 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 3,2;
168 01 60 22 Broca Perfurante Encaixe X, 125 mm Ø 3,5;
168 01 61 01 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 1,0;
168 01 61 02 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 1,1;

168 01 61 03 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 1,2;
168 01 61 04 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 1,3;
168 01 61 05 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 1,4;
168 01 61 07 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 1,5;
168 01 61 08 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 1,6;
168 01 61 09 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 1,7;
168 01 61 10 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 1,8;
168 01 61 12 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 1,9;
168 01 61 13 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 2,0;
168 01 61 14 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 2,1;
168 01 61 15 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 2,2;
168 01 61 16 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 2,3;
168 01 61 18 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 2,7;
168 01 61 21 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 3,2;
168 01 61 22 Broca Perfurante Encaixe A, 135 mm Ø 3,5;
168 01 62 01 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 1,0;
168 01 62 02 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 1,1;
168 01 62 03 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 1,2;
168 01 62 04 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 1,3;
168 01 62 05 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 1,4;
168 01 62 07 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 1,5;
168 01 62 08 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 1,6;
168 01 62 09 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 1,7;
168 01 62 10 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 1,8;
168 01 62 12 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 1,9;
168 01 62 13 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 2,0;
168 01 62 14 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 2,1;
168 01 62 15 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 2,2;
168 01 62 16 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 2,3;
168 01 62 18 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 2,7;
168 01 62 21 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 3,2;

168 01 62 22 Broca Perfurante Encaixe D, 135 mm Ø 3,5;
168 01 63 01 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 1,0;
168 01 63 02 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 1,1;
168 01 63 03 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 1,2;
168 01 63 04 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 1,3;
168 01 63 05 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 1,4;
168 01 63 07 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 1,5;
168 01 63 08 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 1,6;
168 01 63 09 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 1,7;
168 01 63 10 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 1,8;
168 01 63 12 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 1,9;
168 01 63 13 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 2,0;
168 01 63 14 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 2,1;
168 01 63 15 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 2,2;
168 01 63 16 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 2,3;
168 01 63 18 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 2,7;
168 01 63 21 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 3,2;
168 01 63 22 Broca Perfurante Encaixe E, 135 mm Ø 3,5;
168 01 64 01 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 1,0;
168 01 64 02 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 1,1;
168 01 64 03 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 1,2;
168 01 64 04 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 1,3;
168 01 64 05 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 1,4;
168 01 64 07 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 1,5;
168 01 64 08 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 1,6;
168 01 64 09 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 1,7;
168 01 64 10 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 1,8;
168 01 64 12 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 1,9;
168 01 64 13 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 2,0;
168 01 64 14 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 2,1;
168 01 64 15 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 2,2;

168 01 64 16 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 2,3;
168 01 64 18 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 2,7;
168 01 64 21 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 3,2;
168 01 64 22 Broca Perfurante Encaixe J, 135 mm Ø 3,5;
168 01 65 01 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 1,0;
168 01 65 02 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 1,1;
168 01 65 03 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 1,2;
168 01 65 04 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 1,3;
168 01 65 05 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 1,4;
168 01 65 07 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 1,5;
168 01 65 08 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 1,6;
168 01 65 09 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 1,7;
168 01 65 10 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 1,8;
168 01 65 12 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 1,9;
168 01 65 13 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 2,0;
168 01 65 14 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 2,1;
168 01 65 15 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 2,2;
168 01 65 16 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 2,3;
168 01 65 18 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 2,7;
168 01 65 21 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 3,2;
168 01 65 22 Broca Perfurante Encaixe L, 135 mm Ø 3,5;
168 01 66 01 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 1,0;
168 01 66 02 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 1,1;
168 01 66 03 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 1,2;
168 01 66 04 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 1,3;
168 01 66 05 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 1,4;
168 01 66 07 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 1,5;
168 01 66 08 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 1,6;
168 01 66 09 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 1,7;
168 01 66 10 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 1,8;
168 01 66 12 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 1,9;

168 01 66 13 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 2,0;
168 01 66 14 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 2,1;
168 01 66 15 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 2,2;
168 01 66 16 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 2,3;
168 01 66 18 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 2,7;
168 01 66 21 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 3,2;
168 01 66 22 Broca Perfurante Encaixe M, 135 mm Ø 3,5;
168 01 67 01 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 1,0;
168 01 67 02 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 1,1;
168 01 67 03 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 1,2;
168 01 67 04 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 1,3;
168 01 67 05 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 1,4;
168 01 67 07 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 1,5;
168 01 67 08 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 1,6;
168 01 67 09 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 1,7;
168 01 67 10 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 1,8;
168 01 67 12 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 1,9;
168 01 67 13 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 2,0;
168 01 67 14 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 2,1;
168 01 67 15 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 2,2;
168 01 67 16 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 2,3;
168 01 67 18 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 2,7;
168 01 67 21 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 3,2;
168 01 67 22 Broca Perfurante Encaixe O, 135 mm Ø 3,5;
168 01 68 01 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 1,0;
168 01 68 02 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 1,1;
168 01 68 03 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 1,2;
168 01 68 04 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 1,3;
168 01 68 05 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 1,4;
168 01 68 07 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 1,5;
168 01 68 08 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 1,6;

168 01 68 09 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 1,7;
168 01 68 10 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 1,8;
168 01 68 12 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 1,9;
168 01 68 13 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 2,0;
168 01 68 14 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 2,1;
168 01 68 15 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 2,2;
168 01 68 16 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 2,3;
168 01 68 18 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 2,7;
168 01 68 21 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 3,2;
168 01 68 22 Broca Perfurante Encaixe R, 135 mm Ø 3,5;
168 01 69 01 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 1,0;
168 01 69 02 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 1,1;
168 01 69 03 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 1,2;
168 01 69 04 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 1,3;
168 01 69 05 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 1,4;
168 01 69 07 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 1,5;
168 01 69 08 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 1,6;
168 01 69 09 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 1,7;
168 01 69 10 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 1,8;
168 01 69 12 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 1,9;
168 01 69 13 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 2,0;
168 01 69 14 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 2,1;
168 01 69 15 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 2,2;
168 01 69 16 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 2,3;
168 01 69 18 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 2,7;
168 01 69 21 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 3,2;
168 01 69 22 Broca Perfurante Encaixe S, 135 mm Ø 3,5;
168 01 70 01 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 1,0;
168 01 70 02 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 1,1;
168 01 70 03 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 1,2;
168 01 70 04 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 1,3;

168 01 70 05 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 1,4;
168 01 70 07 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 1,5;
168 01 70 08 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 1,6;
168 01 70 09 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 1,7;
168 01 70 10 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 1,8;
168 01 70 12 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 1,9;
168 01 70 13 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 2,0;
168 01 70 14 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 2,1;
168 01 70 15 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 2,2;
168 01 70 16 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 2,3;
168 01 70 18 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 2,7;
168 01 70 21 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 3,2;
168 01 70 22 Broca Perfurante Encaixe T, 135 mm Ø 3,5;
168 01 71 01 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 1,0;
168 01 71 02 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 1,1;
168 01 71 03 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 1,2;
168 01 71 04 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 1,3;
168 01 71 05 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 1,4;
168 01 71 07 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 1,5;
168 01 71 08 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 1,6;
168 01 71 09 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 1,7;
168 01 71 10 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 1,8;
168 01 71 12 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 1,9;
168 01 71 13 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 2,0;
168 01 71 14 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 2,1;
168 01 71 15 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 2,2;
168 01 71 16 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 2,3;
168 01 71 18 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 2,7;
168 01 71 21 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 3,2;
168 01 71 22 Broca Perfurante Encaixe U, 135 mm Ø 3,5;
168 01 72 01 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 1,0;

168 01 72 02 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 1,1;
168 01 72 03 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 1,2;
168 01 72 04 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 1,3;
168 01 72 05 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 1,4;
168 01 72 07 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 1,5;
168 01 72 08 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 1,6;
168 01 72 09 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 1,7;
168 01 72 10 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 1,8;
168 01 72 12 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 1,9;
168 01 72 13 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 2,0;
168 01 72 14 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 2,1;
168 01 72 15 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 2,2;
168 01 72 16 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 2,3;
168 01 72 18 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 2,7;
168 01 72 21 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 3,2;
168 01 72 22 Broca Perfurante Encaixe X, 135 mm Ø 3,5;
168 02 13 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 1,0;
168 02 13 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 1,4;
168 02 13 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 1,8;
168 02 13 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 2,3;
168 02 13 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 2,7;
168 02 13 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 3,1;
168 02 13 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 3,5;
168 02 13 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 4,0;
168 02 13 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 4,5;
168 02 13 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 5,0;
168 02 13 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 6,0;
168 02 13 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 110 mm Ø 7,0;
168 02 14 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 1,0;
168 02 14 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 1,4;
168 02 14 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 1,8;

168 02 14 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 2,3;
168 02 14 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 2,7;
168 02 14 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 3,1;
168 02 14 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 3,5;
168 02 14 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 4,0;
168 02 14 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 4,5;
168 02 14 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 5,0;
168 02 14 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 6,0;
168 02 14 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 110 mm Ø 7,0;
168 02 15 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 1,0;
168 02 15 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 1,4;
168 02 15 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 1,8;
168 02 15 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 2,3;
168 02 15 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 2,7;
168 02 15 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 3,1;
168 02 15 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 3,5;
168 02 15 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 4,0;
168 02 15 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 4,5;
168 02 15 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 5,0;
168 02 15 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 6,0;
168 02 15 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 110 mm Ø 7,0;
168 02 16 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 1,0;
168 02 16 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 1,4;
168 02 16 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 1,8;
168 02 16 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 2,3;
168 02 16 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 2,7;
168 02 16 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 3,1;
168 02 16 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 3,5;
168 02 16 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 4,0;
168 02 16 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 4,5;
168 02 16 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 5,0;

168 02 16 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 6,0;
168 02 16 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 110 mm Ø 7,0;
168 02 17 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 1,0;
168 02 17 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 1,4;
168 02 17 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 1,8;
168 02 17 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 2,3;
168 02 17 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 2,7;
168 02 17 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 3,1;
168 02 17 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 3,5;
168 02 17 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 4,0;
168 02 17 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 4,5;
168 02 17 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 5,0;
168 02 17 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 6,0;
168 02 17 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 110 mm Ø 7,0;
168 02 18 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 1,0;
168 02 18 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 1,4;
168 02 18 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 1,8;
168 02 18 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 2,3;
168 02 18 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 2,7;
168 02 18 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 3,1;
168 02 18 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 3,5;
168 02 18 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 4,0;
168 02 18 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 4,5;
168 02 18 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 5,0;
168 02 18 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 6,0;
168 02 18 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 110 mm Ø 7,0;
168 02 19 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 1,0;
168 02 19 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 1,4;
168 02 19 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 1,8;
168 02 19 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 2,3;
168 02 19 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 2,7;

168 02 19 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 3,1;
168 02 19 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 3,5;
168 02 19 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 4,0;
168 02 19 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 4,5;
168 02 19 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 5,0;
168 02 19 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 6,0;
168 02 19 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 110 mm Ø 7,0;
168 02 20 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 1,0;
168 02 20 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 1,4;
168 02 20 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 1,8;
168 02 20 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 2,3;
168 02 20 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 2,7;
168 02 20 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 3,1;
168 02 20 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 3,5;
168 02 20 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 4,0;
168 02 20 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 4,5;
168 02 20 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 5,0;
168 02 20 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 6,0;
168 02 20 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 110 mm Ø 7,0;
168 02 21 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 1,0;
168 02 21 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 1,4;
168 02 21 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 1,8;
168 02 21 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 2,3;
168 02 21 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 2,7;
168 02 21 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 3,1;
168 02 21 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 3,5;
168 02 21 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 4,0;
168 02 21 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 4,5;
168 02 21 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 5,0;
168 02 21 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 6,0;
168 02 21 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 110 mm Ø 7,0;

168 02 22 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 1,0;
168 02 22 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 1,4;
168 02 22 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 1,8;
168 02 22 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 2,3;
168 02 22 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 2,7;
168 02 22 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 3,1;
168 02 22 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 3,5;
168 02 22 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 4,0;
168 02 22 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 4,5;
168 02 22 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 5,0;
168 02 22 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 6,0;
168 02 22 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 110 mm Ø 7,0;
168 02 23 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 1,0;
168 02 23 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 1,4;
168 02 23 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 1,8;
168 02 23 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 2,3;
168 02 23 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 2,7;
168 02 23 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 3,1;
168 02 23 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 3,5;
168 02 23 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 4,0;
168 02 23 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 4,5;
168 02 23 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 5,0;
168 02 23 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 6,0;
168 02 23 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 110 mm Ø 7,0;
168 02 24 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 1,0;
168 02 24 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 1,4;
168 02 24 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 1,8;
168 02 24 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 2,3;
168 02 24 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 2,7;
168 02 24 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 3,1;
168 02 24 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 3,5;

168 02 24 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 4,0;
168 02 24 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 4,5;
168 02 24 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 5,0;
168 02 24 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 6,0;
168 02 24 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 110 mm Ø 7,0;
168 02 25 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 1,0;
168 02 25 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 1,4;
168 02 25 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 1,8;
168 02 25 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 2,3;
168 02 25 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 2,7;
168 02 25 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 3,1;
168 02 25 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 3,5;
168 02 25 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 4,0;
168 02 25 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 4,5;
168 02 25 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 5,0;
168 02 25 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 6,0;
168 02 25 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 115 mm Ø 7,0;
168 02 26 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 1,0;
168 02 26 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 1,4;
168 02 26 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 1,8;
168 02 26 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 2,3;
168 02 26 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 2,7;
168 02 26 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 3,1;
168 02 26 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 3,5;
168 02 26 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 4,0;
168 02 26 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 4,5;
168 02 26 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 5,0;
168 02 26 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 6,0;
168 02 26 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 115 mm Ø 7,0;
168 02 27 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 1,0;
168 02 27 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 1,4;

168 02 27 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 1,8;
168 02 27 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 2,3;
168 02 27 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 2,7;
168 02 27 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 3,1;
168 02 27 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 3,5;
168 02 27 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 4,0;
168 02 27 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 4,5;
168 02 27 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 5,0;
168 02 27 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 6,0;
168 02 27 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 115 mm Ø 7,0;
168 02 28 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 1,0;
168 02 28 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 1,4;
168 02 28 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 1,8;
168 02 28 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 2,3;
168 02 28 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 2,7;
168 02 28 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 3,1;
168 02 28 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 3,5;
168 02 28 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 4,0;
168 02 28 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 4,5;
168 02 28 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 5,0;
168 02 28 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 6,0;
168 02 28 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 115 mm Ø 7,0;
168 02 29 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 1,0;
168 02 29 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 1,4;
168 02 29 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 1,8;
168 02 29 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 2,3;
168 02 29 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 2,7;
168 02 29 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 3,1;
168 02 29 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 3,5;
168 02 29 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 4,0;
168 02 29 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 4,5;

168 02 29 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 5,0;
168 02 29 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 6,0;
168 02 29 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 115 mm Ø 7,0;
168 02 30 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 1,0;
168 02 30 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 1,4;
168 02 30 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 1,8;
168 02 30 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 2,3;
168 02 30 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 2,7;
168 02 30 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 3,1;
168 02 30 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 3,5;
168 02 30 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 4,0;
168 02 30 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 4,5;
168 02 30 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 5,0;
168 02 30 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 6,0;
168 02 30 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 115 mm Ø 7,0;
168 02 31 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 1,0;
168 02 31 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 1,4;
168 02 31 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 1,8;
168 02 31 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 2,3;
168 02 31 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 2,7;
168 02 31 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 3,1;
168 02 31 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 3,5;
168 02 31 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 4,0;
168 02 31 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 4,5;
168 02 31 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 5,0;
168 02 31 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 6,0;
168 02 31 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 115 mm Ø 7,0;
168 02 32 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 1,0;
168 02 32 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 1,4;
168 02 32 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 1,8;
168 02 32 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 2,3;

168 02 32 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 2,7;
168 02 32 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 3,1;
168 02 32 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 3,5;
168 02 32 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 4,0;
168 02 32 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 4,5;
168 02 32 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 5,0;
168 02 32 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 6,0;
168 02 32 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 115 mm Ø 7,0;
168 02 33 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 1,0;
168 02 33 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 1,4;
168 02 33 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 1,8;
168 02 33 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 2,3;
168 02 33 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 2,7;
168 02 33 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 3,1;
168 02 33 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 3,5;
168 02 33 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 4,0;
168 02 33 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 4,5;
168 02 33 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 5,0;
168 02 33 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 6,0;
168 02 33 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 115 mm Ø 7,0;
168 02 34 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 1,0;
168 02 34 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 1,4;
168 02 34 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 1,8;
168 02 34 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 2,3;
168 02 34 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 2,7;
168 02 34 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 3,1;
168 02 34 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 3,5;
168 02 34 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 4,0;
168 02 34 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 4,5;
168 02 34 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 5,0;
168 02 34 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 6,0;

168 02 34 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 115 mm Ø 7,0;
168 02 35 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 1,0;
168 02 35 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 1,4;
168 02 35 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 1,8;
168 02 35 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 2,3;
168 02 35 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 2,7;
168 02 35 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 3,1;
168 02 35 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 3,5;
168 02 35 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 4,0;
168 02 35 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 4,5;
168 02 35 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 5,0;
168 02 35 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 6,0;
168 02 35 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 115 mm Ø 7,0;
168 02 36 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 1,0;
168 02 36 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 1,4;
168 02 36 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 1,8;
168 02 36 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 2,3;
168 02 36 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 2,7;
168 02 36 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 3,1;
168 02 36 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 3,5;
168 02 36 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 4,0;
168 02 36 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 4,5;
168 02 36 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 5,0;
168 02 36 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 6,0;
168 02 36 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 115 mm Ø 7,0;
168 02 37 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 1,0;
168 02 37 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 1,4;
168 02 37 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 1,8;
168 02 37 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 2,3;
168 02 37 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 2,7;
168 02 37 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 3,1;

168 02 37 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 3,5;
168 02 37 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 4,0;
168 02 37 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 4,5;
168 02 37 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 5,0;
168 02 37 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 6,0;
168 02 37 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 120 mm Ø 7,0;
168 02 38 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 1,0;
168 02 38 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 1,4;
168 02 38 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 1,8;
168 02 38 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 2,3;
168 02 38 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 2,7;
168 02 38 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 3,1;
168 02 38 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 3,5;
168 02 38 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 4,0;
168 02 38 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 4,5;
168 02 38 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 5,0;
168 02 38 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 6,0;
168 02 38 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 120 mm Ø 7,0;
168 02 39 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 1,0;
168 02 39 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 1,4;
168 02 39 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 1,8;
168 02 39 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 2,3;
168 02 39 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 2,7;
168 02 39 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 3,1;
168 02 39 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 3,5;
168 02 39 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 4,0;
168 02 39 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 4,5;
168 02 39 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 5,0;
168 02 39 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 6,0;
168 02 39 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 120 mm Ø 7,0;
168 02 40 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 1,0;

168 02 40 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 1,4;
168 02 40 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 1,8;
168 02 40 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 2,3;
168 02 40 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 2,7;
168 02 40 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 3,1;
168 02 40 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 3,5;
168 02 40 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 4,0;
168 02 40 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 4,5;
168 02 40 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 5,0;
168 02 40 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 6,0;
168 02 40 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 120 mm Ø 7,0;
168 02 41 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 1,0;
168 02 41 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 1,4;
168 02 41 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 1,8;
168 02 41 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 2,3;
168 02 41 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 2,7;
168 02 41 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 3,1;
168 02 41 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 3,5;
168 02 41 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 4,0;
168 02 41 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 4,5;
168 02 41 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 5,0;
168 02 41 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 6,0;
168 02 41 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 120 mm Ø 7,0;
168 02 42 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 1,0;
168 02 42 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 1,4;
168 02 42 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 1,8;
168 02 42 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 2,3;
168 02 42 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 2,7;
168 02 42 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 3,1;
168 02 42 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 3,5;
168 02 42 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 4,0;

168 02 42 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 4,5;
168 02 42 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 5,0;
168 02 42 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 6,0;
168 02 42 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 120 mm Ø 7,0;
168 02 43 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 1,0;
168 02 43 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 1,4;
168 02 43 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 1,8;
168 02 43 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 2,3;
168 02 43 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 2,7;
168 02 43 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 3,1;
168 02 43 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 3,5;
168 02 43 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 4,0;
168 02 43 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 4,5;
168 02 43 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 5,0;
168 02 43 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 6,0;
168 02 43 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 120 mm Ø 7,0;
168 02 44 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 1,0;
168 02 44 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 1,4;
168 02 44 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 1,8;
168 02 44 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 2,3;
168 02 44 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 2,7;
168 02 44 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 3,1;
168 02 44 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 3,5;
168 02 44 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 4,0;
168 02 44 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 4,5;
168 02 44 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 5,0;
168 02 44 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 6,0;
168 02 44 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 120 mm Ø 7,0;
168 02 45 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 1,0;
168 02 45 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 1,4;
168 02 45 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 1,8;

168 02 45 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 2,3;
168 02 45 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 2,7;
168 02 45 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 3,1;
168 02 45 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 3,5;
168 02 45 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 4,0;
168 02 45 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 4,5;
168 02 45 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 5,0;
168 02 45 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 6,0;
168 02 45 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 120 mm Ø 7,0;
168 02 46 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 1,0;
168 02 46 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 1,4;
168 02 46 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 1,8;
168 02 46 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 2,3;
168 02 46 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 2,7;
168 02 46 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 3,1;
168 02 46 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 3,5;
168 02 46 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 4,0;
168 02 46 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 4,5;
168 02 46 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 5,0;
168 02 46 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 6,0;
168 02 46 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 120 mm Ø 7,0;
168 02 47 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 1,0;
168 02 47 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 1,4;
168 02 47 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 1,8;
168 02 47 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 2,3;
168 02 47 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 2,7;
168 02 47 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 3,1;
168 02 47 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 3,5;
168 02 47 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 4,0;
168 02 47 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 4,5;
168 02 47 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 5,0;

168 02 47 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 6,0;
168 02 47 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 120 mm Ø 7,0;
168 02 48 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 1,0;
168 02 48 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 1,4;
168 02 48 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 1,8;
168 02 48 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 2,3;
168 02 48 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 2,7;
168 02 48 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 3,1;
168 02 48 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 3,5;
168 02 48 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 4,0;
168 02 48 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 4,5;
168 02 48 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 5,0;
168 02 48 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 6,0;
168 02 48 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 120 mm Ø 7,0;
168 02 49 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 1,0;
168 02 49 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 1,4;
168 02 49 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 1,8;
168 02 49 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 2,3;
168 02 49 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 2,7;
168 02 49 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 3,1;
168 02 49 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 3,5;
168 02 49 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 4,0;
168 02 49 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 4,5;
168 02 49 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 5,0;
168 02 49 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 6,0;
168 02 49 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 125 mm Ø 7,0;
168 02 50 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 1,0;
168 02 50 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 1,4;
168 02 50 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 1,8;
168 02 50 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 2,3;
168 02 50 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 2,7;

168 02 50 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 3,1;
168 02 50 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 3,5;
168 02 50 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 4,0;
168 02 50 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 4,5;
168 02 50 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 5,0;
168 02 50 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 6,0;
168 02 50 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 125 mm Ø 7,0;
168 02 51 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 1,0;
168 02 51 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 1,4;
168 02 51 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 1,8;
168 02 51 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 2,3;
168 02 51 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 2,7;
168 02 51 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 3,1;
168 02 51 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 3,5;
168 02 51 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 4,0;
168 02 51 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 4,5;
168 02 51 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 5,0;
168 02 51 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 6,0;
168 02 51 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 125 mm Ø 7,0;
168 02 52 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 1,0;
168 02 52 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 1,4;
168 02 52 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 1,8;
168 02 52 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 2,3;
168 02 52 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 2,7;
168 02 52 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 3,1;
168 02 52 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 3,5;
168 02 52 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 4,0;
168 02 52 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 4,5;
168 02 52 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 5,0;
168 02 52 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 6,0;
168 02 52 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 125 mm Ø 7,0;

168 02 53 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 1,0;
168 02 53 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 1,4;
168 02 53 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 1,8;
168 02 53 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 2,3;
168 02 53 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 2,7;
168 02 53 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 3,1;
168 02 53 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 3,5;
168 02 53 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 4,0;
168 02 53 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 4,5;
168 02 53 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 5,0;
168 02 53 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 6,0;
168 02 53 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 125 mm Ø 7,0;
168 02 54 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 1,0;
168 02 54 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 1,4;
168 02 54 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 1,8;
168 02 54 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 2,3;
168 02 54 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 2,7;
168 02 54 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 3,1;
168 02 54 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 3,5;
168 02 54 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 4,0;
168 02 54 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 4,5;
168 02 54 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 5,0;
168 02 54 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 6,0;
168 02 54 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 125 mm Ø 7,0;
168 02 55 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 1,0;
168 02 55 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 1,4;
168 02 55 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 1,8;
168 02 55 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 2,3;
168 02 55 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 2,7;
168 02 55 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 3,1;
168 02 55 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 3,5;

168 02 55 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 4,0;
168 02 55 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 4,5;
168 02 55 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 5,0;
168 02 55 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 6,0;
168 02 55 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 125 mm Ø 7,0;
168 02 56 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 1,0;
168 02 56 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 1,4;
168 02 56 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 1,8;
168 02 56 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 2,3;
168 02 56 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 2,7;
168 02 56 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 3,1;
168 02 56 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 3,5;
168 02 56 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 4,0;
168 02 56 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 4,5;
168 02 56 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 5,0;
168 02 56 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 6,0;
168 02 56 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 125 mm Ø 7,0;
168 02 57 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 1,0;
168 02 57 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 1,4;
168 02 57 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 1,8;
168 02 57 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 2,3;
168 02 57 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 2,7;
168 02 57 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 3,1;
168 02 57 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 3,5;
168 02 57 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 4,0;
168 02 57 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 4,5;
168 02 57 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 5,0;
168 02 57 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 6,0;
168 02 57 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 125 mm Ø 7,0;
168 02 58 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 1,0;
168 02 58 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 1,4;

168 02 58 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 1,8;
168 02 58 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 2,3;
168 02 58 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 2,7;
168 02 58 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 3,1;
168 02 58 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 3,5;
168 02 58 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 4,0;
168 02 58 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 4,5;
168 02 58 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 5,0;
168 02 58 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 6,0;
168 02 58 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 125 mm Ø 7,0;
168 02 59 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 1,0;
168 02 59 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 1,4;
168 02 59 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 1,8;
168 02 59 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 2,3;
168 02 59 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 2,7;
168 02 59 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 3,1;
168 02 59 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 3,5;
168 02 59 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 4,0;
168 02 59 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 4,5;
168 02 59 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 5,0;
168 02 59 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 6,0;
168 02 59 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 125 mm Ø 7,0;
168 02 60 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 1,0;
168 02 60 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 1,4;
168 02 60 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 1,8;
168 02 60 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 2,3;
168 02 60 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 2,7;
168 02 60 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 3,1;
168 02 60 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 3,5;
168 02 60 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 4,0;
168 02 60 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 4,5;

168 02 60 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 5,0;
168 02 60 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 6,0;
168 02 60 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 125 mm Ø 7,0;
168 02 61 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 1,0;
168 02 61 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 1,4;
168 02 61 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 1,8;
168 02 61 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 2,3;
168 02 61 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 2,7;
168 02 61 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 3,1;
168 02 61 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 3,5;
168 02 61 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 4,0;
168 02 61 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 4,5;
168 02 61 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 5,0;
168 02 61 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 6,0;
168 02 61 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 135 mm Ø 7,0;
168 02 62 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 1,0;
168 02 62 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 1,4;
168 02 62 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 1,8;
168 02 62 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 2,3;
168 02 62 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 2,7;
168 02 62 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 3,1;
168 02 62 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 3,5;
168 02 62 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 4,0;
168 02 62 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 4,5;
168 02 62 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 5,0;
168 02 62 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 6,0;
168 02 62 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 135 mm Ø 7,0;
168 02 63 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 1,0;
168 02 63 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 1,4;
168 02 63 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 1,8;
168 02 63 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 2,3;

168 02 63 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 2,7;
168 02 63 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 3,1;
168 02 63 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 3,5;
168 02 63 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 4,0;
168 02 63 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 4,5;
168 02 63 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 5,0;
168 02 63 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 6,0;
168 02 63 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 135 mm Ø 7,0;
168 02 64 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 1,0;
168 02 64 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 1,4;
168 02 64 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 1,8;
168 02 64 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 2,3;
168 02 64 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 2,7;
168 02 64 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 3,1;
168 02 64 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 3,5;
168 02 64 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 4,0;
168 02 64 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 4,5;
168 02 64 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 5,0;
168 02 64 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 6,0;
168 02 64 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 135 mm Ø 7,0;
168 02 65 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 1,0;
168 02 65 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 1,4;
168 02 65 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 1,8;
168 02 65 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 2,3;
168 02 65 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 2,7;
168 02 65 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 3,1;
168 02 65 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 3,5;
168 02 65 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 4,0;
168 02 65 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 4,5;
168 02 65 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 5,0;
168 02 65 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 6,0;

168 02 65 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 135 mm Ø 7,0;
168 02 66 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 1,0;
168 02 66 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 1,4;
168 02 66 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 1,8;
168 02 66 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 2,3;
168 02 66 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 2,7;
168 02 66 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 3,1;
168 02 66 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 3,5;
168 02 66 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 4,0;
168 02 66 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 4,5;
168 02 66 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 5,0;
168 02 66 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 6,0;
168 02 66 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 135 mm Ø 7,0;
168 02 67 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 1,0;
168 02 67 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 1,4;
168 02 67 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 1,8;
168 02 67 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 2,3;
168 02 67 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 2,7;
168 02 67 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 3,1;
168 02 67 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 3,5;
168 02 67 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 4,0;
168 02 67 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 4,5;
168 02 67 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 5,0;
168 02 67 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 6,0;
168 02 67 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 135 mm Ø 7,0;
168 02 68 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 1,0;
168 02 68 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 1,4;
168 02 68 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 1,8;
168 02 68 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 2,3;
168 02 68 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 2,7;
168 02 68 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 3,1;

168 02 68 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 3,5;
168 02 68 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 4,0;
168 02 68 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 4,5;
168 02 68 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 5,0;
168 02 68 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 6,0;
168 02 68 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 135 mm Ø 7,0;
168 02 69 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 1,0;
168 02 69 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 1,4;
168 02 69 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 1,8;
168 02 69 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 2,3;
168 02 69 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 2,7;
168 02 69 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 3,1;
168 02 69 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 3,5;
168 02 69 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 4,0;
168 02 69 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 4,5;
168 02 69 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 5,0;
168 02 69 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 6,0;
168 02 69 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 135 mm Ø 7,0;
168 02 70 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 1,0;
168 02 70 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 1,4;
168 02 70 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 1,8;
168 02 70 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 2,3;
168 02 70 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 2,7;
168 02 70 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 3,1;
168 02 70 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 3,5;
168 02 70 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 4,0;
168 02 70 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 4,5;
168 02 70 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 5,0;
168 02 70 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 6,0;
168 02 70 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 135 mm Ø 7,0;
168 02 71 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 1,0;

168 02 71 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 1,4;
168 02 71 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 1,8;
168 02 71 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 2,3;
168 02 71 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 2,7;
168 02 71 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 3,1;
168 02 71 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 3,5;
168 02 71 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 4,0;
168 02 71 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 4,5;
168 02 71 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 5,0;
168 02 71 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 6,0;
168 02 71 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 135 mm Ø 7,0;
168 02 72 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 1,0;
168 02 72 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 1,4;
168 02 72 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 1,8;
168 02 72 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 2,3;
168 02 72 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 2,7;
168 02 72 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 3,1;
168 02 72 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 3,5;
168 02 72 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 4,0;
168 02 72 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 4,5;
168 02 72 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 5,0;
168 02 72 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 6,0;
168 02 72 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 135 mm Ø 7,0;
168 03 13 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø ;1,0
168 03 13 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 1,5
168 03 13 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 2,0
168 03 13 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 2,5;
168 03 13 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 3,0;
168 03 13 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 4,0;
168 03 13 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 4,5;
168 03 13 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 5,0;

168 03 13 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 5,5;
168 03 13 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 6,0;
168 03 13 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 6,5;
168 03 13 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 7,0;
168 03 14 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 1,0;
168 03 14 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 1,5;
168 03 14 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 2,0;
168 03 14 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 2,5;
168 03 14 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 3,0;
168 03 14 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 4,0;
168 03 14 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 4,5;
168 03 14 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 5,0;
168 03 14 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 5,5;
168 03 14 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 6,0;
168 03 14 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 6,5;
168 03 14 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 7,0;
168 03 15 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 1,0;
168 03 15 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 1,5;
168 03 15 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 2,0;
168 03 15 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 2,5;
168 03 15 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 3,0;
168 03 15 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 4,0;
168 03 15 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 4,5;
168 03 15 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 5,0;
168 03 15 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 5,5;
168 03 15 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 6,0;
168 03 15 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 6,5;
168 03 15 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 7,0;
168 03 16 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 1,0;
168 03 16 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 1,5;
168 03 16 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 2,0;

168 03 16 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 2,5;
168 03 16 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 3,0;
168 03 16 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 4,0;
168 03 16 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 4,5;
168 03 16 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 5,0;
168 03 16 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 5,5;
168 03 16 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 6,0;
168 03 16 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 6,5;
168 03 16 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 7,0;
168 03 17 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 1,0;
168 03 17 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 1,5;
168 03 17 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 2,0;
168 03 17 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 2,5;
168 03 17 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 3,0;
168 03 17 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 4,0;
168 03 17 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 4,5;
168 03 17 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 5,0;
168 03 17 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 5,5;
168 03 17 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 6,0;
168 03 17 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 6,5;
168 03 17 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 7,0;
168 03 18 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 1,0;
168 03 18 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 1,5;
168 03 18 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 2,0;
168 03 18 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 2,5;
168 03 18 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 3,0;
168 03 18 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 4,0;
168 03 18 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 4,5;
168 03 18 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 5,0;
168 03 18 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 5,5;
168 03 18 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 6,0;

168 03 18 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 6,5;
168 03 18 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 7,0;
168 03 19 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 1,0;
168 03 19 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 1,5;
168 03 19 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 2,0;
168 03 19 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 2,5;
168 03 19 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 3,0;
168 03 19 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 4,0;
168 03 19 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 4,5;
168 03 19 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 5,0;
168 03 19 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 5,5;
168 03 19 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 6,0;
168 03 19 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 6,5;
168 03 19 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 7,0;
168 03 20 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 1,0;
168 03 20 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 1,5;
168 03 20 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 2,0;
168 03 20 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 2,5;
168 03 20 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 3,0;
168 03 20 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 4,0;
168 03 20 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 4,5;
168 03 20 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 5,0;
168 03 20 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 5,5;
168 03 20 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 6,0;
168 03 20 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 6,5;
168 03 20 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 7,0;
168 03 21 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 1,0;
168 03 21 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 1,5;
168 03 21 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 2,0;
168 03 21 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 2,5;
168 03 21 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 3,0;

168 03 21 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 4,0;
168 03 21 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 4,5;
168 03 21 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 5,0;
168 03 21 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 5,5;
168 03 21 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 6,0;
168 03 21 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 6,5;
168 03 21 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 7,0;
168 03 22 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 1,0;
168 03 22 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 1,5;
168 03 22 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 2,0;
168 03 22 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 2,5;
168 03 22 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 3,0;
168 03 22 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 4,0;
168 03 22 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 4,5;
168 03 22 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 5,0;
168 03 22 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 5,5;
168 03 22 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 6,0;
168 03 22 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 6,5;
168 03 22 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 7,0;
168 03 23 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 1,0;
168 03 23 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 1,5;
168 03 23 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 2,0;
168 03 23 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 2,5;
168 03 23 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 3,0;
168 03 23 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 4,0;
168 03 23 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 4,5;
168 03 23 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 5,0;
168 03 23 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 5,5;
168 03 23 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 6,0;
168 03 23 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 6,5;
168 03 23 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 7,0;

168 03 24 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 1,0;
168 03 24 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 1,5;
168 03 24 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 2,0;
168 03 24 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 2,5;
168 03 24 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 3,0;
168 03 24 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 4,0;
168 03 24 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 4,5;
168 03 24 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 5,0;
168 03 24 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 5,5;
168 03 24 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 6,0;
168 03 24 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 6,5;
168 03 24 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 7,0;
168 03 25 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 1,0;
168 03 25 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 1,5;
168 03 25 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 2,0;
168 03 25 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 2,5;
168 03 25 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 3,0;
168 03 25 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 4,0;
168 03 25 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 4,5;
168 03 25 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 5,0;
168 03 25 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 5,5;
168 03 25 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 6,0;
168 03 25 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 6,5;
168 03 25 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 7,0;
168 03 26 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 1,0;
168 03 26 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 1,5;
168 03 26 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 2,0;
168 03 26 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 2,5;
168 03 26 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 3,0;
168 03 26 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 4,0;
168 03 26 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 4,5;

168 03 26 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 5,0;
168 03 26 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 5,5;
168 03 26 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 6,0;
168 03 26 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 6,5;
168 03 26 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 7,0;
168 03 27 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 1,0;
168 03 27 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 1,5;
168 03 27 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 2,0;
168 03 27 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 2,5;
168 03 27 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 3,0;
168 03 27 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 4,0;
168 03 27 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 4,5;
168 03 27 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 5,0;
168 03 27 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 5,5;
168 03 27 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 6,0;
168 03 27 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 6,5;
168 03 27 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 7,0;
168 03 28 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 1,0;
168 03 28 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 1,5;
168 03 28 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 2,0;
168 03 28 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 2,5;
168 03 28 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 3,0;
168 03 28 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 4,0;
168 03 28 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 4,5;
168 03 28 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 5,0;
168 03 28 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 5,5;
168 03 28 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 6,0;
168 03 28 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 6,5;
168 03 28 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 7,0;
168 03 29 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 1,0;
168 03 29 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 1,5;

168 03 29 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 2,0;
168 03 29 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 2,5;
168 03 29 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 3,0;
168 03 29 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 4,0;
168 03 29 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 4,5;
168 03 29 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 5,0;
168 03 29 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 5,5;
168 03 29 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 6,0;
168 03 29 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 6,5;
168 03 29 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 7,0;
168 03 30 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 1,0;
168 03 30 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 1,5;
168 03 30 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 2,0;
168 03 30 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 2,5;
168 03 30 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 3,0;
168 03 30 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 4,0;
168 03 30 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 4,5;
168 03 30 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 5,0;
168 03 30 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 5,5;
168 03 30 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 6,0;
168 03 30 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 6,5;
168 03 30 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 7,0;
168 03 31 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 1,0;
168 03 31 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 1,5;
168 03 31 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 2,0;
168 03 31 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 2,5;
168 03 31 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 3,0;
168 03 31 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 4,0;
168 03 31 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 4,5;
168 03 31 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 5,0;
168 03 31 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 5,5;

168 03 31 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 6,0;
168 03 31 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 6,5;
168 03 31 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 7,0;
168 03 32 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 1,0;
168 03 32 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 1,5;
168 03 32 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 2,0;
168 03 32 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 2,5;
168 03 32 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 3,0;
168 03 32 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 4,0;
168 03 32 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 4,5;
168 03 32 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 5,0;
168 03 32 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 5,5;
168 03 32 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 6,0;
168 03 32 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 6,5;
168 03 32 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 7,0;
168 03 33 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 1,0;
168 03 33 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 1,5;
168 03 33 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 2,0;
168 03 33 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 2,5;
168 03 33 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 3,0;
168 03 33 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 4,0;
168 03 33 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 4,5;
168 03 33 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 5,0;
168 03 33 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 5,5;
168 03 33 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 6,0;
168 03 33 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 6,5;
168 03 33 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 7,0;
168 03 34 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 1,0;
168 03 34 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 1,5;
168 03 34 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 2,0;
168 03 34 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 2,5;

168 03 34 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 3,0;
168 03 34 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 4,0;
168 03 34 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 4,5;
168 03 34 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 5,0;
168 03 34 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 5,5;
168 03 34 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 6,0;
168 03 34 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 6,5;
168 03 34 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 7,0;
168 03 35 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 1,0;
168 03 35 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 1,5;
168 03 35 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 2,0;
168 03 35 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 2,5;
168 03 35 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 3,0;
168 03 35 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 4,0;
168 03 35 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 4,5;
168 03 35 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 5,0;
168 03 35 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 5,5;
168 03 35 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 6,0;
168 03 35 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 6,5;
168 03 35 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 7,0;
168 03 36 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 1,0;
168 03 36 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 1,5;
168 03 36 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 2,0;
168 03 36 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 2,5;
168 03 36 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 3,0;
168 03 36 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 4,0;
168 03 36 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 4,5;
168 03 36 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 5,0;
168 03 36 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 5,5;
168 03 36 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 6,0;
168 03 36 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 6,5;

168 03 36 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 7,0;
168 03 37 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 1,0;
168 03 37 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 1,5;
168 03 37 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 2,0;
168 03 37 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 2,5;
168 03 37 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 3,0;
168 03 37 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 4,0;
168 03 37 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 4,5;
168 03 37 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 5,0;
168 03 37 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 5,5;
168 03 37 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 6,0;
168 03 37 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 6,5;
168 03 37 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 7,0;
168 03 38 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 1,0;
168 03 38 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 1,5;
168 03 38 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 2,0;
168 03 38 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 2,5;
168 03 38 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 3,0;
168 03 38 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 4,0;
168 03 38 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 4,5;
168 03 38 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 5,0;
168 03 38 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 5,5;
168 03 38 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 6,0;
168 03 38 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 6,5;
168 03 38 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 7,0;
168 03 39 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 1,0;
168 03 39 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 1,5;
168 03 39 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 2,0;
168 03 39 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 2,5;
168 03 39 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 3,0;
168 03 39 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 4,0;

- 168 03 39 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 4,5;
- 168 03 39 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 5,0;
- 168 03 39 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 5,5;
- 168 03 39 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 6,0;
- 168 03 39 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 6,5;
- 168 03 39 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 7,0;
- 168 03 40 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 1,0;
- 168 03 40 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 1,5;
- 168 03 40 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 2,0;
- 168 03 40 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 2,5;
- 168 03 40 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 3,0;
- 168 03 40 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 4,0;
- 168 03 40 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 4,5;
- 168 03 40 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 5,0;
- 168 03 40 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 5,5;
- 168 03 40 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 6,0;
- 168 03 40 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 6,5;
- 168 03 40 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 7,0;
- 168 03 41 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 1,0;
- 168 03 41 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 1,5;
- 168 03 41 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 2,0;
- 168 03 41 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 2,5;
- 168 03 41 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 3,0;
- 168 03 41 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 4,0;
- 168 03 41 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 4,5;
- 168 03 41 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 5,0;
- 168 03 41 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 5,5;
- 168 03 41 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 6,0;
- 168 03 41 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 6,5;
- 168 03 41 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 7,0;
- 168 03 42 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 1,0;

- 168 03 42 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 1,5;
- 168 03 42 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 2,0;
- 168 03 42 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 2,5;
- 168 03 42 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 3,0;
- 168 03 42 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 4,0;
- 168 03 42 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 4,5;
- 168 03 42 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 5,0;
- 168 03 42 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 5,5;
- 168 03 42 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 6,0;
- 168 03 42 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 6,5;
- 168 03 42 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 7,0;
- 168 03 43 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 1,0;
- 168 03 43 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 1,5;
- 168 03 43 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 2,0;
- 168 03 43 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 2,5;
- 168 03 43 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 3,0;
- 168 03 43 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 4,0;
- 168 03 43 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 4,5;
- 168 03 43 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 5,0;
- 168 03 43 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 5,5;
- 168 03 43 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 6,0;
- 168 03 43 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 6,5;
- 168 03 43 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 7,0;
- 168 03 44 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 1,0;
- 168 03 44 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 1,5;
- 168 03 44 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 2,0;
- 168 03 44 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 2,5;
- 168 03 44 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 3,0;
- 168 03 44 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 4,0;
- 168 03 44 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 4,5;
- 168 03 44 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 5,0;

168 03 44 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 5,5;
168 03 44 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 6,0;
168 03 44 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 6,5;
168 03 44 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 7,0;
168 03 45 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 1,0;
168 03 45 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 1,5;
168 03 45 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 2,0;
168 03 45 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 2,5;
168 03 45 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 3,0;
168 03 45 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 4,0;
168 03 45 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 4,5;
168 03 45 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 5,0;
168 03 45 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 5,5;
168 03 45 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 6,0;
168 03 45 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 6,5;
168 03 45 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 7,0;
168 03 46 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 1,0;
168 03 46 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 1,5;
168 03 46 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 2,0;
168 03 46 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 2,5;
168 03 46 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 3,0;
168 03 46 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 4,0;
168 03 46 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 4,5;
168 03 46 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 5,0;
168 03 46 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 5,5;
168 03 46 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 6,0;
168 03 46 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 6,5;
168 03 46 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 7,0;
168 03 47 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 1,0;
168 03 47 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 1,5;
168 03 47 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 2,0;

168 03 47 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 2,5;
168 03 47 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 3,0;
168 03 47 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 4,0;
168 03 47 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 4,5;
168 03 47 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 5,0;
168 03 47 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 5,5;
168 03 47 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 6,0;
168 03 47 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 6,5;
168 03 47 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 7,0;
168 03 48 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 1,0;
168 03 48 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 1,5;
168 03 48 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 2,0;
168 03 48 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 2,5;
168 03 48 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 3,0;
168 03 48 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 4,0;
168 03 48 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 4,5;
168 03 48 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 5,0;
168 03 48 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 5,5;
168 03 48 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 6,0;;
168 03 48 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 6,5;
168 03 49 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 1,0;
168 03 49 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 1,5;
168 03 49 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 2,0;
168 03 49 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 2,5;
168 03 49 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 3,0;
168 03 49 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 4,0;
168 03 49 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 4,5;
168 03 49 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 5,0;
168 03 49 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 5,5;
168 03 49 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 6,0;
168 03 49 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 6,5;

168 03 49 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 7,0;
168 03 50 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 1,0;
168 03 50 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 1,5;
168 03 50 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 2,0;
168 03 50 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 2,5;
168 03 50 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 3,0;
168 03 50 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 4,0;
168 03 50 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 4,5;
168 03 50 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 5,0;
168 03 50 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 5,5;
168 03 50 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 6,0;
168 03 50 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 6,5;
168 03 50 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 7,0;
168 03 51 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 1,0;
168 03 51 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 1,5;
168 03 51 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 2,0;
168 03 51 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 2,5;
168 03 51 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 3,0;
168 03 51 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 4,0;
168 03 51 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 4,5;
168 03 51 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 5,0;
168 03 51 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 5,5;
168 03 51 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 6,0;
168 03 51 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 6,5;
168 03 51 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 7,0;
168 03 52 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 1,0;
168 03 52 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 1,5;
168 03 52 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 2,0;
168 03 52 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 2,5;
168 03 52 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 3,0;
168 03 52 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 4,0;

168 03 52 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 4,5;
168 03 52 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 5,0;
168 03 52 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 5,5;
168 03 52 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 6,0;
168 03 52 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 6,5;
168 03 52 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 7,0;
168 03 53 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 1,0;
168 03 53 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 1,5;
168 03 53 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 2,0;
168 03 53 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 2,5;
168 03 53 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 3,0;
168 03 53 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 4,0;
168 03 53 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 4,5;
168 03 53 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 5,0;
168 03 53 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 5,5;
168 03 53 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 6,0;
168 03 53 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 6,5;
168 03 53 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 7,0;
168 03 54 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 1,0;
168 03 54 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 1,5;
168 03 54 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 2,0;
168 03 54 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 2,5;
168 03 54 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 3,0;
168 03 54 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 4,0;
168 03 54 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 4,5;
168 03 54 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 5,0;
168 03 54 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 5,5;
168 03 54 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 6,0;
168 03 54 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 6,5;
168 03 54 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 7,0;
168 03 55 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 1,0;

168 03 55 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 1,5;
168 03 55 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 2,0;
168 03 55 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 2,5;
168 03 55 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 3,0;
168 03 55 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 4,0;
168 03 55 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 4,5;
168 03 55 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 5,0;
168 03 55 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 5,5;
168 03 55 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 6,0;
168 03 55 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 6,5;
168 03 55 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 7,0;
168 03 56 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 1,0;
168 03 56 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 1,5;
168 03 56 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 2,0;
168 03 56 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 2,5;
168 03 56 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 3,0;
168 03 56 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 4,0;
168 03 56 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 4,5;
168 03 56 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 5,0;
168 03 56 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 5,5;
168 03 56 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 6,0;
168 03 56 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 6,5;
168 03 56 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 7,0;
168 03 57 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 1,0;
168 03 57 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 1,5;
168 03 57 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 2,0;
168 03 57 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 2,5;
168 03 57 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 3,0;
168 03 57 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 4,0;
168 03 57 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 4,5;
168 03 57 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 5,0;

168 03 57 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 5,5;
168 03 57 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 6,0;
168 03 57 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 6,5;
168 03 57 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 7,0;
168 03 58 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 1,0;
168 03 58 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 1,5;
168 03 58 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 2,0;
168 03 58 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 2,5;
168 03 58 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 3,0;
168 03 58 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 4,0;
168 03 58 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 4,5;
168 03 58 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 5,0;
168 03 58 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 5,5;
168 03 58 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 6,0;
168 03 58 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 6,5;
168 03 58 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 7,0;
168 03 59 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 1,0;
168 03 59 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 1,5;
168 03 59 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 2,0;
168 03 59 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 2,5;
168 03 59 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 3,0;
168 03 59 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 4,0;
168 03 59 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 4,5;
168 03 59 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 5,0;
168 03 59 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 5,5;
168 03 59 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 6,0;
168 03 59 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 6,5;
168 03 59 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 7,0;
168 03 60 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 1,0;
168 03 60 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 1,5;
168 03 60 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 2,0;

168 03 60 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 2,5;
168 03 60 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 3,0;
168 03 60 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 4,0;
168 03 60 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 4,5;
168 03 60 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 5,0;
168 03 60 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 5,5;
168 03 60 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 6,0;
168 03 60 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 6,5;
168 03 60 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 7,0;
168 03 61 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 1,0;
168 03 61 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 1,5;
168 03 61 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 2,0;
168 03 61 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 2,5;
168 03 61 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 3,0;
168 03 61 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 4,0;
168 03 61 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 4,5;
168 03 61 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 5,0;
168 03 61 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 5,5;
168 03 61 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 6,0;
168 03 61 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 6,5;
168 03 61 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 7,0;
168 03 62 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 1,0;
168 03 62 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 1,5;
168 03 62 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 2,0;
168 03 62 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 2,5;
168 03 62 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 3,0;
168 03 62 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 4,0;
168 03 62 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 4,5;
168 03 62 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 5,0;
168 03 62 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 5,5;
168 03 62 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 6,0;

168 03 62 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 6,5;
168 03 62 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 7,0;
168 03 63 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 1,0;
168 03 63 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 1,5;
168 03 63 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 2,0;
168 03 63 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 2,5;
168 03 63 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 3,0;
168 03 63 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 4,0;
168 03 63 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 4,5;
168 03 63 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 5,0;
168 03 63 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 5,5;
168 03 63 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 6,0;
168 03 63 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 6,5;
168 03 63 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 7,0;
168 03 64 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 1,0;
168 03 64 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 1,5;
168 03 64 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 2,0;
168 03 64 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 2,5;
168 03 64 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 3,0;
168 03 64 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 4,0;
168 03 64 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 4,5;
168 03 64 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 5,0;
168 03 64 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 5,5;
168 03 64 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 6,0;
168 03 64 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 6,5;
168 03 64 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 7,0;
168 03 65 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 1,0;
168 03 65 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 1,5;
168 03 65 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 2,0;
168 03 65 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 2,5;
168 03 65 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 3,0;

168 03 65 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 4,0;
168 03 65 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 4,5;
168 03 65 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 5,0;
168 03 65 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 5,5;
168 03 65 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 6,0;
168 03 65 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 6,5;
168 03 65 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 7,0;
168 03 66 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 1,0;
168 03 66 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 1,5;
168 03 66 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 2,0;
168 03 66 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 2,5;
168 03 66 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 3,0;
168 03 66 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 4,0;
168 03 66 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 4,5;
168 03 66 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 5,0;
168 03 66 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 5,5;
168 03 66 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 6,0;
168 03 66 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 6,5;
168 03 66 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 7,0;
168 03 67 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 1,0;
168 03 67 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 1,5;
168 03 67 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 2,0;
168 03 67 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 2,5;
168 03 67 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 3,0;
168 03 67 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 4,0;
168 03 67 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 4,5;
168 03 67 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 5,0;
168 03 67 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 5,5;
168 03 67 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 6,0;
168 03 67 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 6,5;
168 03 67 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 7,0;

- 168 03 68 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 1,0;
- 168 03 68 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 1,5;
- 168 03 68 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 2,0;
- 168 03 68 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 2,5;
- 168 03 68 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 3,0;
- 168 03 68 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 4,0;
- 168 03 68 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 4,5;
- 168 03 68 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 5,0;
- 168 03 68 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 5,5;
- 168 03 68 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 6,0;
- 168 03 68 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 6,5;
- 168 03 68 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 7,0;
- 168 03 69 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 1,0;
- 168 03 69 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 1,5;
- 168 03 69 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 2,0;
- 168 03 69 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 2,5;
- 168 03 69 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 3,0;
- 168 03 69 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 4,0;
- 168 03 69 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 4,5;
- 168 03 69 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 5,0;
- 168 03 69 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 5,5;
- 168 03 69 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 6,0;
- 168 03 69 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 6,5;
- 168 03 69 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 7,0;
- 168 03 70 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 1,0;
- 168 03 70 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 1,5;
- 168 03 70 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 2,0;
- 168 03 70 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 2,5;
- 168 03 70 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 3,0;
- 168 03 70 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 4,0;
- 168 03 70 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 4,5;

168 03 70 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 5,0;
168 03 70 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 5,5;
168 03 70 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 6,0;
168 03 70 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 6,5;
168 03 70 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 7,0;
168 03 71 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 1,0;
168 03 71 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 1,5;
168 03 71 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 2,0;
168 03 71 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 2,5;
168 03 71 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 3,0;
168 03 71 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 4,0;
168 03 71 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 4,5;
168 03 71 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 5,0;
168 03 71 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 5,5;
168 03 71 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 6,0;
168 03 71 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 6,5;
168 03 71 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 7,0;
168 03 72 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 1,0;
168 03 72 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 1,5;
168 03 72 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 2,0;
168 03 72 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 2,5;
168 03 72 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 3,0;
168 03 72 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 4,0;
168 03 72 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 4,5;
168 03 72 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 5,0;
168 03 72 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 5,5;
168 03 72 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 6,0;
168 03 72 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 6,5;
168 03 72 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 7,0;
168 04 13 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 1,0;
168 04 13 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 1,2;

- 168 04 13 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 1,5;
- 168 04 13 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 1,8;
- 168 04 13 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 2,0;
- 168 04 13 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 2,5;
- 168 04 13 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 3,0;
- 168 04 13 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 3,5;
- 168 04 13 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 4,0;
- 168 04 13 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 4,5;
- 168 04 13 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 5,0;
- 168 04 13 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 5,5;
- 168 04 13 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 6,0;
- 168 04 13 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 110 mm Ø 6,5;
- 168 04 14 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 1,0;
- 168 04 14 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 1,2;
- 168 04 14 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 1,5;
- 168 04 14 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 1,8;;
- 168 04 14 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 2,0;
- 168 04 14 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 2,5;
- 168 04 14 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 3,0;
- 168 04 14 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 3,5;
- 168 04 14 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 4,0;
- 168 04 14 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 4,5;
- 168 04 14 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 5,0;
- 168 04 14 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 5,5;
- 168 04 14 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 6,0;
- 168 04 14 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 110 mm Ø 6,5;
- 168 04 15 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 1,0;
- 168 04 15 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 1,2;
- 168 04 15 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 1,5;
- 168 04 15 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 1,8;
- 168 04 15 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 2,0;

168 04 15 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 2,5;
168 04 15 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 3,0;
168 04 15 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 3,5;
168 04 15 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 4,0;
168 04 15 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 4,5;
168 04 15 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 5,0;
168 04 15 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 5,5;
168 04 15 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 6,0;
168 04 15 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 110 mm Ø 6,5;
168 04 16 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 1,0;
168 04 16 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 1,2;
168 04 16 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 1,5;
168 04 16 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 1,8;
168 04 16 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 2,0;
168 04 16 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 2,5;
168 04 16 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 3,0;
168 04 16 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 3,5;
168 04 16 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 4,0;
168 04 16 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 4,5;
168 04 16 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 5,0;
168 04 16 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 5,5;
168 04 16 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 6,0;
168 04 16 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 110 mm Ø 6,5;
168 04 17 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 1,0;
168 04 17 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 1,2;
168 04 17 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 1,5;
168 04 17 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 1,8;
168 04 17 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 2,0;
168 04 17 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 2,5;
168 04 17 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 3,0;
168 04 17 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 3,5;

- 168 04 17 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 4,0;
- 168 04 17 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 4,5;
- 168 04 17 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 5,0;
- 168 04 17 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 5,5;
- 168 04 17 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 6,0;
- 168 04 17 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 110 mm Ø 6,5;
- 168 04 18 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 1,0;
- 168 04 18 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 1,2;
- 168 04 18 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 1,5;
- 168 04 18 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 1,8;
- 168 04 18 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 2,0;
- 168 04 18 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 2,5;
- 168 04 18 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 3,0;
- 168 04 18 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 3,5;
- 168 04 18 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 4,0;
- 168 04 18 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 4,5;
- 168 04 18 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 5,0;
- 168 04 18 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 5,5;
- 168 04 18 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 6,0;
- 168 04 18 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 110 mm Ø 6,5;
- 168 04 19 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 1,0;
- 168 04 19 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 1,2;
- 168 04 19 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 1,5;
- 168 04 19 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 1,8;
- 168 04 19 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 2,0;
- 168 04 19 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 2,5;
- 168 04 19 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 3,0;
- 168 04 19 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 3,5;
- 168 04 19 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 4,0;
- 168 04 19 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 4,5;
- 168 04 19 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 5,0;

168 04 19 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 5,5;
168 04 19 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 6,0;
168 04 19 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 110 mm Ø 6,5;
168 04 20 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 1,0;
168 04 20 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 1,2;
168 04 20 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 1,5;
168 04 20 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 1,8;
168 04 20 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 2,0;
168 04 20 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 2,5;
168 04 20 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 3,0;
168 04 20 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 3,5;
168 04 20 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 4,0;
168 04 20 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 4,5;
168 04 20 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 5,0;
168 04 20 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 5,5;
168 04 20 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 6,0;
168 04 20 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 110 mm Ø 6,5;
168 04 21 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 1,0;
168 04 21 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 1,2;
168 04 21 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 1,5;
168 04 21 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 1,8;
168 04 21 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 2,0;
168 04 21 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 2,5;
168 04 21 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 3,0;
168 04 21 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 3,5;
168 04 21 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 4,0;
168 04 21 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 4,5;
168 04 21 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 5,0;
168 04 21 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 5,5;
168 04 21 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 6,0;
168 04 21 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 110 mm Ø 6,5;

- 168 04 22 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 1,0;
- 168 04 22 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 1,2;
- 168 04 22 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 1,5;
- 168 04 22 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 1,8;
- 168 04 22 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 2,0;
- 168 04 22 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 2,5;
- 168 04 22 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 3,0;
- 168 04 22 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 3,5;
- 168 04 22 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 4,0;
- 168 04 22 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 4,5;
- 168 04 22 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 5,0;
- 168 04 22 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 5,5;
- 168 04 22 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 6,0;
- 168 04 22 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 110 mm Ø 6,5;
- 168 04 23 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 1,0;
- 168 04 23 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 1,2;
- 168 04 23 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 1,5;
- 168 04 23 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 1,8;
- 168 04 23 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 2,0;
- 168 04 23 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 2,5;
- 168 04 23 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 3,0;
- 168 04 23 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 3,5;
- 168 04 23 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 4,0;
- 168 04 23 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 4,5;
- 168 04 23 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 5,0;
- 168 04 23 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 5,5;
- 168 04 23 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 6,0;
- 168 04 23 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 110 mm Ø 6,5;
- 168 04 24 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 1,0;
- 168 04 24 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 1,2;
- 168 04 24 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 1,5;

- 168 04 24 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 1,8;
- 168 04 24 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 2,0;
- 168 04 24 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 2,5;
- 168 04 24 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 3,0;
- 168 04 24 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 3,5;
- 168 04 24 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 4,0;
- 168 04 24 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 4,5;
- 168 04 24 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 5,0;
- 168 04 24 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 5,5;
- 168 04 24 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 6,0;
- 168 04 24 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 110 mm Ø 6,5;
- 168 04 25 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 25 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 25 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 25 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 25 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 25 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 25 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 25 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 25 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 25 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 25 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 25 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 25 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 25 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 26 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 26 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 26 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 26 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 26 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 26 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 2,5;

- 168 04 26 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 26 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 26 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 26 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 26 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 26 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 26 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 26 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 27 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 27 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 27 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 27 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 27 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 27 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 27 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 27 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 27 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 27 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 27 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 27 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 27 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 27 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 28 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 28 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 28 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 28 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 28 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 28 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 28 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 28 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 28 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 4,0;

- 168 04 28 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 28 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 28 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 28 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 28 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 29 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 29 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 29 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 29 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 29 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 29 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 29 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 29 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 29 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 29 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 29 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 29 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 29 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 29 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 30 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 30 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 30 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 30 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 30 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 30 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 30 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 30 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 30 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 30 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 30 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 30 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 5,5;

- 168 04 30 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 30 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 31 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 31 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 31 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 31 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 31 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 31 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 31 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 31 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 31 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 31 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 31 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 31 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 31 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 31 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 32 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 32 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 32 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 32 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 32 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 32 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 32 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 32 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 32 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 32 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 32 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 32 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 32 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 32 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 33 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 1,0;

- 168 04 33 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 33 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 33 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 33 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 33 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 33 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 33 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 33 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 33 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 33 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 33 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 33 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 33 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 34 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 34 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 34 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 34 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 34 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 34 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 34 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 34 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 34 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 34 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 34 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 34 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 34 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 34 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 35 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 35 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 35 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 35 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 1,8;

- 168 04 35 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 35 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 35 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 35 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 35 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 35 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 35 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 35 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 35 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 35 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 36 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 1,0;
- 168 04 36 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 1,2;
- 168 04 36 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 1,5;
- 168 04 36 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 1,8;
- 168 04 36 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 2,0;
- 168 04 36 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 2,5;
- 168 04 36 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 3,0;
- 168 04 36 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 3,5;
- 168 04 36 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 4,0;
- 168 04 36 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 4,5;
- 168 04 36 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 5,0;
- 168 04 36 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 5,5;
- 168 04 36 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 6,0;
- 168 04 36 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 115 mm Ø 6,5;
- 168 04 37 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 1,0;
- 168 04 37 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 1,2;
- 168 04 37 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 1,5;
- 168 04 37 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 1,8;
- 168 04 37 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 2,0;
- 168 04 37 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 2,5;
- 168 04 37 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 3,0;

- 168 04 37 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 3,5;
- 168 04 37 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 4,0;
- 168 04 37 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 4,5;
- 168 04 37 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 5,0;
- 168 04 37 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 5,5;
- 168 04 37 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 6,0;
- 168 04 37 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 120 mm Ø 6,5;
- 168 04 38 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 1,0;
- 168 04 38 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 1,2;
- 168 04 38 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 1,5;
- 168 04 38 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 1,8;
- 168 04 38 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 2,0;
- 168 04 38 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 2,5;
- 168 04 38 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 3,0;
- 168 04 38 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 3,5;
- 168 04 38 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 4,0;
- 168 04 38 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 4,5;
- 168 04 38 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 5,0;
- 168 04 38 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 5,5;
- 168 04 38 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 6,0;
- 168 04 38 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 120 mm Ø 6,5;
- 168 04 39 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 1,0;
- 168 04 39 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 1,2;
- 168 04 39 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 1,5;
- 168 04 39 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 1,8;
- 168 04 39 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 2,0;
- 168 04 39 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 2,5;
- 168 04 39 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 3,0;
- 168 04 39 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 3,5;
- 168 04 39 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 4,0;
- 168 04 39 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 4,5;

- 168 04 39 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 5,0;
- 168 04 39 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 5,5;
- 168 04 39 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 6,0;
- 168 04 39 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 120 mm Ø 6,5;
- 168 04 40 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 1,0;
- 168 04 40 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 1,2;
- 168 04 40 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 1,5;
- 168 04 40 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 1,8;
- 168 04 40 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 2,0;
- 168 04 40 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 2,5;
- 168 04 40 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 3,0;
- 168 04 40 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 3,5;
- 168 04 40 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 4,0;
- 168 04 40 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 4,5;
- 168 04 40 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 5,0;
- 168 04 40 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 5,5;
- 168 04 40 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 6,0;
- 168 04 40 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 120 mm Ø 6,5;
- 168 04 41 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 1,0;
- 168 04 41 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 1,2;
- 168 04 41 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 1,5;
- 168 04 41 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 1,8;
- 168 04 41 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 2,0;
- 168 04 41 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 2,5;
- 168 04 41 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 3,0;
- 168 04 41 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 3,5;
- 168 04 41 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 4,0;
- 168 04 41 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 4,5;
- 168 04 41 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 5,0;
- 168 04 41 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 5,5;
- 168 04 41 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 6,0;

- 168 04 41 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 120 mm Ø 6,5;
- 168 04 42 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 1,0;
- 168 04 42 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 1,2;
- 168 04 42 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 1,5;
- 168 04 42 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 1,8;
- 168 04 42 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 2,0;
- 168 04 42 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 2,5;
- 168 04 42 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 3,0;
- 168 04 42 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 3,5;
- 168 04 42 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 4,0;
- 168 04 42 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 4,5;
- 168 04 42 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 5,0;
- 168 04 42 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 5,5;
- 168 04 42 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 6,0;
- 168 04 42 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 120 mm Ø 6,5;
- 168 04 43 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 1,0;
- 168 04 43 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 1,2;
- 168 04 43 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 1,5;
- 168 04 43 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 1,8;
- 168 04 43 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 2,0;
- 168 04 43 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 2,5;
- 168 04 43 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 3,0;
- 168 04 43 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 3,5;
- 168 04 43 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 4,0;
- 168 04 43 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 4,5;
- 168 04 43 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 5,0;
- 168 04 43 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 5,5;
- 168 04 43 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 6,0;
- 168 04 43 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 120 mm Ø 6,5;
- 168 04 44 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 1,0;
- 168 04 44 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 1,2;

- 168 04 44 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 1,5;
- 168 04 44 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 1,8;
- 168 04 44 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 2,0;
- 168 04 44 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 2,5;
- 168 04 44 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 3,0;
- 168 04 44 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 3,5;
- 168 04 44 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 4,0;
- 168 04 44 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 4,5;
- 168 04 44 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 5,0;
- 168 04 44 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 5,5;
- 168 04 44 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 6,0;
- 168 04 44 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 120 mm Ø 6,5;
- 168 04 45 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 1,0;
- 168 04 45 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 1,2;
- 168 04 45 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 1,5;
- 168 04 45 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 1,8;
- 168 04 45 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 2,0;
- 168 04 45 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 2,5;
- 168 04 45 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 3,0;
- 168 04 45 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 3,5;
- 168 04 45 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 4,0;
- 168 04 45 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 4,5;
- 168 04 45 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 5,0;
- 168 04 45 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 5,5;
- 168 04 45 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 6,0;
- 168 04 45 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 120 mm Ø 6,5;
- 168 04 46 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 1,0;
- 168 04 46 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 1,2;
- 168 04 46 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 1,5;
- 168 04 46 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 1,8;
- 168 04 46 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 2,0;

168 04 46 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 2,5;
168 04 46 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 3,0;
168 04 46 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 3,5;
168 04 46 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 4,0;
168 04 46 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 4,5;
168 04 46 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 5,0;
168 04 46 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 5,5;
168 04 46 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 6,0;
168 04 46 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 120 mm Ø 6,5;
168 04 47 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 1,0;
168 04 47 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 1,2;
168 04 47 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 1,5;
168 04 47 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 1,8;
168 04 47 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 2,0;
168 04 47 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 2,5;
168 04 47 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 3,0;
168 04 47 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 3,5;
168 04 47 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 4,0;
168 04 47 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 4,5;
168 04 47 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 5,0;
168 04 47 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 5,5;
168 04 47 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 6,0;
168 04 47 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 120 mm Ø 6,5;
168 04 48 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 1,0;
168 04 48 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 1,2;
168 04 48 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 1,5;
168 04 48 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 1,8;
168 04 48 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 2,0;
168 04 48 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 2,5;
168 04 48 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 3,0;
168 04 48 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 3,5;

- 168 04 48 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 4,0;
- 168 04 48 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 4,5;
- 168 04 48 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 5,0;
- 168 04 48 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 5,5;
- 168 04 48 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 6,0;
- 168 04 48 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 120 mm Ø 6,5;
- 168 04 49 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 1,0;
- 168 04 49 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 1,2;
- 168 04 49 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 1,5;
- 168 04 49 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 1,8;
- 168 04 49 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 2,0;
- 168 04 49 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 2,5;
- 168 04 49 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 3,0;
- 168 04 49 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 3,5;
- 168 04 49 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 4,0;
- 168 04 49 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 4,5;
- 168 04 49 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 5,0;
- 168 04 49 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 5,5;
- 168 04 49 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 6,0;
- 168 04 49 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 125 mm Ø 6,5;
- 168 04 50 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 1,0;
- 168 04 50 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 1,2;
- 168 04 50 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 1,5;
- 168 04 50 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 1,8;
- 168 04 50 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 2,0;
- 168 04 50 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 2,5;
- 168 04 50 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 3,0;
- 168 04 50 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 3,5;
- 168 04 50 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 4,0;
- 168 04 50 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 4,5;
- 168 04 50 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 5,0;

168 04 50 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 5,5;
168 04 50 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 6,0;
168 04 50 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 125 mm Ø 6,5;
168 04 51 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 1,0;
168 04 51 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 1,2;
168 04 51 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 1,5;
168 04 51 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 1,8;
168 04 51 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 2,0;
168 04 51 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 2,5;
168 04 51 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 3,0;
168 04 51 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 3,5;
168 04 51 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 4,0;
168 04 51 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 4,5;
168 04 51 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 5,0;
168 04 51 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 5,5;
168 04 51 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 6,0;
168 04 51 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 125 mm Ø 6,5;
168 04 52 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 1,0;
168 04 52 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 1,2;
168 04 52 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 1,5;
168 04 52 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 1,8;
168 04 52 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 2,0;
168 04 52 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 2,5;
168 04 52 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 3,0;
168 04 52 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 3,5;
168 04 52 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 4,0;
168 04 52 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 4,5;
168 04 52 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 5,0;
168 04 52 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 5,5;
168 04 52 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 6,0;
168 04 52 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 125 mm Ø 6,5;

- 168 04 53 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 1,0;
- 168 04 53 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 1,2;
- 168 04 53 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 1,5;
- 168 04 53 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 1,8;
- 168 04 53 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 2,0;
- 168 04 53 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 2,5;
- 168 04 53 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 3,0;
- 168 04 53 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 3,5;
- 168 04 53 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 4,0;
- 168 04 53 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 4,5;
- 168 04 53 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 5,0;
- 168 04 53 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 5,5;
- 168 04 53 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 6,0;
- 168 04 53 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 125 mm Ø 6,5;
- 168 04 54 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 1,0;
- 168 04 54 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 1,2;
- 168 04 54 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 1,5;
- 168 04 54 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 1,8;
- 168 04 54 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 2,0;
- 168 04 54 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 2,5;
- 168 04 54 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 3,0;
- 168 04 54 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 3,5;
- 168 04 54 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 4,0;
- 168 04 54 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 4,5;
- 168 04 54 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 5,0;
- 168 04 54 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 5,5;
- 168 04 54 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 6,0;
- 168 04 54 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 125 mm Ø 6,5;
- 168 04 55 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 1,0;
- 168 04 55 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 1,2;
- 168 04 55 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 1,5;

- 168 04 55 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 1,8;
- 168 04 55 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 2,0;
- 168 04 55 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 2,5;
- 168 04 55 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 3,0;
- 168 04 55 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 3,5;
- 168 04 55 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 4,0;
- 168 04 55 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 4,5;
- 168 04 55 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 5,0;
- 168 04 55 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 5,5;
- 168 04 55 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 6,0;
- 168 04 55 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 125 mm Ø 6,5;
- 168 04 56 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 1,0;
- 168 04 56 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 1,2;
- 168 04 56 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 1,5;
- 168 04 56 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 1,8;
- 168 04 56 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 2,0;
- 168 04 56 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 2,5;
- 168 04 56 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 3,0;
- 168 04 56 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 3,5;
- 168 04 56 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 4,0;
- 168 04 56 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 4,5;
- 168 04 56 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 5,0;
- 168 04 56 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 5,5;
- 168 04 56 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 6,0;
- 168 04 56 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 125 mm Ø 6,5;
- 168 04 57 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 1,0;
- 168 04 57 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 1,2;
- 168 04 57 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 1,5;
- 168 04 57 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 1,8;
- 168 04 57 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 2,0;
- 168 04 57 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 2,5;

168 04 57 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 3,0;
168 04 57 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 3,5;
168 04 57 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 4,0;
168 04 57 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 4,5;
168 04 57 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 5,0;
168 04 57 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 5,5;
168 04 57 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 6,0;
168 04 57 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 125 mm Ø 6,5;
168 04 58 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 1,0;
168 04 58 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 1,2;
168 04 58 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 1,5;
168 04 58 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 1,8;
168 04 58 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 2,0;
168 04 58 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 2,5;
168 04 58 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 3,0;
168 04 58 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 3,5;
168 04 58 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 4,0;
168 04 58 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 4,5;
168 04 58 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 5,0;
168 04 58 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 5,5;
168 04 58 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 6,0;
168 04 58 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 125 mm Ø 6,5;
168 04 59 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 1,0;
168 04 59 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 1,2;
168 04 59 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 1,5;
168 04 59 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 1,8;
168 04 59 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 2,0;
168 04 59 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 2,5;
168 04 59 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 3,0;
168 04 59 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 3,5;
168 04 59 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 4,0;

- 168 04 59 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 4,5;
- 168 04 59 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 5,0;
- 168 04 59 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 5,5;
- 168 04 59 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 6,0;
- 168 04 59 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 125 mm Ø 6,5;
- 168 04 60 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 1,0;
- 168 04 60 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 1,2;
- 168 04 60 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 1,5;
- 168 04 60 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 1,8;
- 168 04 60 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 2,0;
- 168 04 60 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 2,5;
- 168 04 60 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 3,0;
- 168 04 60 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 3,5;
- 168 04 60 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 4,0;
- 168 04 60 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 4,5;
- 168 04 60 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 5,0;
- 168 04 60 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 5,5;
- 168 04 60 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 6,0;
- 168 04 60 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 125 mm Ø 6,5;
- 168 04 61 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 1,0;
- 168 04 61 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 1,2;
- 168 04 61 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 1,5;
- 168 04 61 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 1,8;
- 168 04 61 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 2,0;
- 168 04 61 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 2,5;
- 168 04 61 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 3,0;
- 168 04 61 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 3,5;
- 168 04 61 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 4,0;
- 168 04 61 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 4,5;
- 168 04 61 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 5,0;
- 168 04 61 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 5,5;

168 04 61 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 6,0;
168 04 61 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 135 mm Ø 6,5;
168 04 62 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 1,0;
168 04 62 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 1,2;
168 04 62 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 1,5;
168 04 62 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 1,8;
168 04 62 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 2,0;
168 04 62 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 2,5;
168 04 62 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 3,0;
168 04 62 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 3,5;
168 04 62 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 4,0;
168 04 62 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 4,5;
168 04 62 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 5,0;
168 04 62 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 5,5;
168 04 62 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 6,0;
168 04 62 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 135 mm Ø 6,5;
168 04 63 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 1,0;
168 04 63 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 1,2;
168 04 63 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 1,5;
168 04 63 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 1,8;
168 04 63 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 2,0;
168 04 63 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 2,5;
168 04 63 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 3,0;
168 04 63 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 3,5;
168 04 63 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 4,0;
168 04 63 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 4,5;
168 04 63 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 5,0;
168 04 63 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 5,5;
168 04 63 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 6,0;
168 04 63 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 135 mm Ø 6,5;
168 04 64 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 1,0;

- 168 04 64 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 1,2;
- 168 04 64 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 1,5;
- 168 04 64 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 1,8;
- 168 04 64 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 2,0;
- 168 04 64 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 2,5;
- 168 04 64 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 3,0;
- 168 04 64 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 3,5;
- 168 04 64 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 4,0;
- 168 04 64 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 4,5;
- 168 04 64 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 5,0;
- 168 04 64 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 5,5;
- 168 04 64 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 6,0;
- 168 04 64 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 135 mm Ø 6,5;
- 168 04 65 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 1,0;
- 168 04 65 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 1,2;
- 168 04 65 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 1,5;
- 168 04 65 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 1,8;
- 168 04 65 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 2,0;
- 168 04 65 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 2,5;
- 168 04 65 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 3,0;
- 168 04 65 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 3,5;
- 168 04 65 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 4,0;
- 168 04 65 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 4,5;
- 168 04 65 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 5,0;
- 168 04 65 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 5,5;
- 168 04 65 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 6,0;
- 168 04 65 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 135 mm Ø 6,5;
- 168 04 66 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 1,0;
- 168 04 66 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 1,2;
- 168 04 66 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 1,5;
- 168 04 66 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 1,8;

- 168 04 66 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 2,0;
- 168 04 66 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 2,5;
- 168 04 66 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 3,0;
- 168 04 66 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 3,5;
- 168 04 66 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 4,0;
- 168 04 66 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 4,5;
- 168 04 66 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 5,0;
- 168 04 66 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 5,5;
- 168 04 66 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 6,0;
- 168 04 66 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 135 mm Ø 6,5;
- 168 04 67 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 1,0;
- 168 04 67 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 1,2;
- 168 04 67 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 1,5;
- 168 04 67 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 1,8;
- 168 04 67 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 2,0;
- 168 04 67 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 2,5;
- 168 04 67 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 3,0;
- 168 04 67 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 3,5;
- 168 04 67 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 4,0;
- 168 04 67 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 4,5;
- 168 04 67 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 5,0;
- 168 04 67 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 5,5;
- 168 04 67 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 6,0;
- 168 04 67 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 135 mm Ø 6,5;
- 168 04 68 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 1,0;
- 168 04 68 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 1,2;
- 168 04 68 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 1,5;
- 168 04 68 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 1,8;
- 168 04 68 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 2,0;
- 168 04 68 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 2,5;
- 168 04 68 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 3,0;

168 04 68 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 3,5;
168 04 68 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 4,0;
168 04 68 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 4,5;
168 04 68 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 5,0;
168 04 68 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 5,5;
168 04 68 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 6,0;
168 04 68 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 135 mm Ø 6,5;
168 04 69 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 1,0;
168 04 69 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 1,2;
168 04 69 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 1,5;
168 04 69 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 1,8;
168 04 69 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 2,0;
168 04 69 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 2,5;
168 04 69 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 3,0;
168 04 69 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 3,5;
168 04 69 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 4,0;
168 04 69 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 4,5;
168 04 69 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 5,0;
168 04 69 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 5,5;
168 04 69 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 6,0;
168 04 69 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 135 mm Ø 6,5;
168 04 70 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 1,0;
168 04 70 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 1,2;
168 04 70 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 1,5;
168 04 70 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 1,8;
168 04 70 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 2,0;
168 04 70 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 2,5;
168 04 70 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 3,0;
168 04 70 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 3,5;
168 04 70 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 4,0;
168 04 70 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 4,5;

168 04 70 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 5,0;
168 04 70 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 5,5;
168 04 70 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 6,0;
168 04 70 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 135 mm Ø 6,5;
168 04 71 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 1,0;
168 04 71 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 1,2;
168 04 71 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 1,5;
168 04 71 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 1,8;
168 04 71 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 2,0;
168 04 71 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 2,5;
168 04 71 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 3,0;
168 04 71 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 3,5;
168 04 71 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 4,0;
168 04 71 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 4,5;
168 04 71 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 5,0;
168 04 71 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 5,5;
168 04 71 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 6,0;
168 04 71 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 135 mm Ø 6,5;
168 04 72 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 1,0;
168 04 72 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 1,2;
168 04 72 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 1,5;
168 04 72 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 1,8;
168 04 72 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 2,0;
168 04 72 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 2,5;
168 04 72 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 3,0;
168 04 72 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 3,5;
168 04 72 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 4,0;
168 04 72 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 4,5;
168 04 72 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 5,0;
168 04 72 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 5,5;
168 04 72 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 6,0;

168 04 72 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 135 mm Ø 6,5;
168 05 13 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 1,0;
168 05 13 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 1,4;
168 05 13 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 1,8;
168 05 13 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 2,0;
168 05 13 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 2,3;
168 05 13 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 2,5;
168 05 13 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 2,7;
168 05 13 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 3,0;
168 05 13 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 3,5;
168 05 13 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 4,0;
168 05 13 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 4,5;
168 05 13 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 5,0;
168 05 13 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 5,5;
168 05 13 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 110 mm Ø 6,0;
168 05 14 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 1,0;
168 05 14 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 1,4;
168 05 14 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 1,8;
168 05 14 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 2,0;
168 05 14 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 2,3;
168 05 14 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 2,5;
168 05 14 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 2,7;
168 05 14 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 3,0;
168 05 14 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 3,5;
168 05 14 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 4,0;
168 05 14 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 4,5;
168 05 14 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 5,0;
168 05 14 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 5,5;
168 05 14 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 110 mm Ø 6,0;
168 05 15 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 1,0;
168 05 15 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 1,4;

168 05 15 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 1,8;
168 05 15 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 2,0;
168 05 15 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 2,3;
168 05 15 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 2,5;
168 05 15 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 2,7;
168 05 15 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 3,0;
168 05 15 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 3,5;
168 05 15 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 4,0;
168 05 15 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 4,5;
168 05 15 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 5,0;
168 05 15 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 5,5;
168 05 15 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 110 mm Ø 6,0;
168 05 16 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 1,0;
168 05 16 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 1,4;
168 05 16 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 1,8;
168 05 16 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 2,0;
168 05 16 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 2,3;
168 05 16 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 2,5;
168 05 16 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 2,7;
168 05 16 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 3,0;
168 05 16 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 3,5;
168 05 16 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 4,0;
168 05 16 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 4,5;
168 05 16 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 5,0;
168 05 16 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 5,5;
168 05 16 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 110 mm Ø 6,0;
168 05 17 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 1,0;
168 05 17 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 1,4;
168 05 17 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 1,8;
168 05 17 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 2,0;
168 05 17 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 2,3;

168 05 17 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 2,5;
168 05 17 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 2,7;
168 05 17 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 3,0;
168 05 17 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 3,5;
168 05 17 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 4,0;
168 05 17 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 4,5;
168 05 17 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 5,0;
168 05 17 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 5,5;
168 05 17 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 110 mm Ø 6,0;
168 05 18 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 1,0;
168 05 18 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 1,4;
168 05 18 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 1,8;
168 05 18 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 2,0;
168 05 18 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 2,3;
168 05 18 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 2,5;
168 05 18 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 2,7;
168 05 18 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 3,0;
168 05 18 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 3,5;
168 05 18 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 4,0;
168 05 18 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 4,5;
168 05 18 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 5,0;
168 05 18 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 5,5;
168 05 18 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 110 mm Ø 6,0;
168 05 19 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 1,0;
168 05 19 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 1,4;
168 05 19 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 1,8;
168 05 19 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 2,0;
168 05 19 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 2,3;
168 05 19 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 2,5;
168 05 19 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 2,7;
168 05 19 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 3,0;

168 05 19 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 3,5;
168 05 19 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 4,0;
168 05 19 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 4,5;
168 05 19 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 5,0;
168 05 19 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 5,5;
168 05 19 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 110 mm Ø 6,0;
168 05 20 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 1,0;
168 05 20 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 1,4;
168 05 20 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 1,8;
168 05 20 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 2,0;
168 05 20 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 2,3;
168 05 20 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 2,5;
168 05 20 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 2,7;
168 05 20 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 3,0;
168 05 20 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 3,5;
168 05 20 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 4,0;
168 05 20 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 4,5;
168 05 20 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 5,0;
168 05 20 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 5,5;
168 05 20 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 110 mm Ø 6,0;
168 05 21 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 1,0;
168 05 21 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 1,4;
168 05 21 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 1,8;
168 05 21 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 2,0;
168 05 21 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 2,3;
168 05 21 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 2,5;
168 05 21 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 2,7;
168 05 21 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 3,0;
168 05 21 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 3,5;
168 05 21 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 4,0;
168 05 21 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 4,5;

168 05 21 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 5,0;
168 05 21 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 5,5;
168 05 21 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 110 mm Ø 6,0;
168 05 22 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 1,0;
168 05 22 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 1,4;
168 05 22 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 1,8;
168 05 22 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 2,0;
168 05 22 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 2,3;
168 05 22 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 2,5;
168 05 22 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 2,7;
168 05 22 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 3,0;
168 05 22 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 3,5;
168 05 22 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 4,0;
168 05 22 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 4,5;
168 05 22 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 5,0;
168 05 22 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 5,5;
168 05 22 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 110 mm Ø 6,0;
168 05 23 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 1,0;
168 05 23 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 1,4;
168 05 23 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 1,8;
168 05 23 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 2,0;
168 05 23 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 2,3;
168 05 23 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 2,5;
168 05 23 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 2,7;
168 05 23 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 3,0;
168 05 23 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 3,5;
168 05 23 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 4,0;
168 05 23 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 4,5;
168 05 23 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 5,0;
168 05 23 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 5,5;
168 05 23 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 110 mm Ø 6,0;

168 05 24 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 1,0;
168 05 24 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 1,4;
168 05 24 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 1,8;
168 05 24 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 2,0;
168 05 24 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 2,3;
168 05 24 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 2,5;
168 05 24 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 2,7;
168 05 24 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 3,0;
168 05 24 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 3,5;
168 05 24 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 4,0;
168 05 24 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 4,5;
168 05 24 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 5,0;
168 05 24 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 5,5;
168 05 24 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 110 mm Ø 6,0;
168 05 25 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 1,0;
168 05 25 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 1,4;
168 05 25 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 1,8;
168 05 25 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 2,0;
168 05 25 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 2,3;
168 05 25 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 2,5;
168 05 25 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 2,7;
168 05 25 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 3,0;
168 05 25 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 3,5;
168 05 25 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 4,0;
168 05 25 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 4,5;
168 05 25 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 5,0;
168 05 25 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 5,5;
168 05 25 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 115 mm Ø 6,0;
168 05 26 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 1,0;
168 05 26 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 1,4;
168 05 26 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 1,8;

168 05 26 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 2,0;
168 05 26 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 2,3;
168 05 26 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 2,5;
168 05 26 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 2,7;
168 05 26 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 3,0;
168 05 26 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 3,5;
168 05 26 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 4,0;
168 05 26 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 4,5;
168 05 26 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 5,0;
168 05 26 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 5,5;
168 05 26 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 115 mm Ø 6,0;
168 05 27 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 1,0;
168 05 27 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 1,4;
168 05 27 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 1,8;
168 05 27 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 2,0;
168 05 27 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 2,3;
168 05 27 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 2,5;
168 05 27 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 2,7;
168 05 27 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 3,0;
168 05 27 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 3,5;
168 05 27 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 4,0;
168 05 27 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 4,5;
168 05 27 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 5,0;
168 05 27 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 5,5;
168 05 27 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 115 mm Ø 6,0;
168 05 28 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 1,0;
168 05 28 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 1,4;
168 05 28 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 1,8;
168 05 28 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 2,0;
168 05 28 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 2,3;
168 05 28 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 2,5;

168 05 28 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 2,7;
168 05 28 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 3,0;
168 05 28 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 3,5;
168 05 28 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 4,0;
168 05 28 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 4,5;
168 05 28 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 5,0;
168 05 28 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 5,5;
168 05 28 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 115 mm Ø 6,0;
168 05 29 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 1,0;
168 05 29 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 1,4;
168 05 29 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 1,8;
168 05 29 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 2,0;
168 05 29 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 2,3;
168 05 29 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 2,5;
168 05 29 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 2,7;
168 05 29 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 3,0;
168 05 29 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 3,5;
168 05 29 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 4,0;
168 05 29 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 4,5;
168 05 29 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 5,0;
168 05 29 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 5,5;
168 05 29 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 115 mm Ø 6,0;
168 05 30 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 1,0;
168 05 30 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 1,4;
168 05 30 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 1,8;
168 05 30 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 2,0;
168 05 30 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 2,3;
168 05 30 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 2,5;
168 05 30 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 2,7;
168 05 30 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 3,0;
168 05 30 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 3,5;

168 05 30 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 4,0;
168 05 30 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 4,5;
168 05 30 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 5,0;
168 05 30 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 5,5;
168 05 30 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 115 mm Ø 6,0;
168 05 31 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 1,0;
168 05 31 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 1,4;
168 05 31 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 1,8;
168 05 31 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 2,0;
168 05 31 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 2,3;
168 05 31 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 2,5;
168 05 31 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 2,7;
168 05 31 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 3,0;
168 05 31 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 3,5;
168 05 31 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 4,0;
168 05 31 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 4,5;
168 05 31 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 5,0;
168 05 31 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 5,5;
168 05 31 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 115 mm Ø 6,0;
168 05 32 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 1,0;
168 05 32 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 1,4;
168 05 32 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 1,8;
168 05 32 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 2,0;
168 05 32 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 2,3;
168 05 32 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 2,5;
168 05 32 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 2,7;
168 05 32 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 3,0;
168 05 32 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 3,5;
168 05 32 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 4,0;
168 05 32 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 4,5;
168 05 32 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 5,0;

168 05 32 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 5,5;
168 05 32 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 115 mm Ø 6,0;
168 05 33 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 1,0;
168 05 33 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 1,4;
168 05 33 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 1,8;
168 05 33 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 2,0;
168 05 33 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 2,3;
168 05 33 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 2,5;
168 05 33 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 2,7;
168 05 33 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 3,0;
168 05 33 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 3,5;
168 05 33 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 4,0;
168 05 33 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 4,5;
168 05 33 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 5,0;
168 05 33 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 5,5;
168 05 33 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 115 mm Ø 6,0;
168 05 34 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 1,0;
168 05 34 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 1,4;
168 05 34 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 1,8;
168 05 34 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 2,0;
168 05 34 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 2,3;
168 05 34 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 2,5;
168 05 34 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 2,7;
168 05 34 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 3,0;
168 05 34 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 3,5;
168 05 34 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 4,0;
168 05 34 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 4,5;
168 05 34 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 5,0;
168 05 34 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 5,5;
168 05 34 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 115 mm Ø 6,0;
168 05 35 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 1,0;

168 05 35 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 1,4;
168 05 35 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 1,8;
168 05 35 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 2,0;
168 05 35 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 2,3;
168 05 35 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 2,5;
168 05 35 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 2,7;
168 05 35 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 3,0;
168 05 35 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 3,5;
168 05 35 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 4,0;
168 05 35 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 4,5;
168 05 35 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 5,0;
168 05 35 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 5,5;
168 05 35 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 115 mm Ø 6,0;
168 05 36 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 1,0;
168 05 36 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 1,4;
168 05 36 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 1,8;
168 05 36 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 2,0;
168 05 36 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 2,3;
168 05 36 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 2,5;
168 05 36 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 2,7;
168 05 36 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 3,0;
168 05 36 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 3,5;
168 05 36 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 4,0;
168 05 36 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 4,5;
168 05 36 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 5,0;
168 05 36 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 5,5;
168 05 36 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 115 mm Ø 6,0;
168 05 37 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 1,0;
168 05 37 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 1,4;
168 05 37 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 1,8;
168 05 37 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 2,0;

168 05 37 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 2,3;
168 05 37 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 2,5;
168 05 37 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 2,7;
168 05 37 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 3,0;
168 05 37 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 3,5;
168 05 37 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 4,0;
168 05 37 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 4,5;
168 05 37 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 5,0;
168 05 37 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 5,5;
168 05 37 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 120 mm Ø 6,0;
168 05 38 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 1,0;
168 05 38 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 1,4;
168 05 38 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 1,8;
168 05 38 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 2,0;
168 05 38 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 2,3;
168 05 38 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 2,5;
168 05 38 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 2,7;
168 05 38 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 3,0;
168 05 38 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 3,5;
168 05 38 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 4,0;
168 05 38 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 4,5;
168 05 38 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 5,0;
168 05 38 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 5,5;
168 05 38 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 120 mm Ø 6,0;
168 05 39 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 1,0;
168 05 39 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 1,4;
168 05 39 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 1,8;
168 05 39 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 2,0;
168 05 39 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 2,3;
168 05 39 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 2,5;
168 05 39 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 2,7;

168 05 39 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 3,0;
168 05 39 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 3,5;
168 05 39 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 4,0;
168 05 39 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 4,5;
168 05 39 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 5,0;
168 05 39 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 5,5;
168 05 39 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 120 mm Ø 6,0;
168 05 40 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 1,0;
168 05 40 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 1,4;
168 05 40 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 1,8;
168 05 40 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 2,0;
168 05 40 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 2,3;
168 05 40 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 2,5;
168 05 40 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 2,7;
168 05 40 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 3,0;
168 05 40 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 3,5;
168 05 40 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 4,0;
168 05 40 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 4,5;
168 05 40 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 5,0;
168 05 40 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 5,5;
168 05 40 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 120 mm Ø 6,0;
168 05 41 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 1,0;
168 05 41 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 1,4;
168 05 41 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 1,8;
168 05 41 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 2,0;
168 05 41 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 2,3;
168 05 41 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 2,5;
168 05 41 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 2,7;
168 05 41 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 3,0;
168 05 41 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 3,5;
168 05 41 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 4,0;

168 05 41 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 4,5;
168 05 41 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 5,0;
168 05 41 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 5,5;
168 05 41 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 120 mm Ø 6,0;
168 05 42 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 1,0;
168 05 42 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 1,4;
168 05 42 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 1,8;
168 05 42 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 2,0;
168 05 42 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 2,3;
168 05 42 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 2,5;
168 05 42 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 2,7;
168 05 42 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 3,0;
168 05 42 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 3,5;
168 05 42 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 4,0;
168 05 42 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 4,5;
168 05 42 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 5,0;
168 05 42 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 5,5;
168 05 42 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 120 mm Ø 6,0;
168 05 43 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 1,0;
168 05 43 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 1,4;
168 05 43 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 1,8;
168 05 43 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 2,0;
168 05 43 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 2,3;
168 05 43 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 2,5;
168 05 43 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 2,7;
168 05 43 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 3,0;
168 05 43 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 3,5;
168 05 43 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 4,0;
168 05 43 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 4,5;
168 05 43 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 5,0;
168 05 43 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 5,5;

168 05 43 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 120 mm Ø 6,0;
168 05 44 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 1,0;
168 05 44 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 1,4;
168 05 44 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 1,8;
168 05 44 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 2,0;
168 05 44 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 2,3;
168 05 44 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 2,5;
168 05 44 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 2,7;
168 05 44 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 3,0;
168 05 44 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 3,5;
168 05 44 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 4,0;
168 05 44 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 4,5;
168 05 44 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 5,0;
168 05 44 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 5,5;
168 05 44 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 120 mm Ø 6,0;
168 05 45 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 1,0;
168 05 45 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 1,4;
168 05 45 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 1,8;
168 05 45 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 2,0;
168 05 45 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 2,3;
168 05 45 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 2,5;
168 05 45 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 2,7;
168 05 45 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 3,0;
168 05 45 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 3,5;
168 05 45 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 4,0;
168 05 45 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 4,5;
168 05 45 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 5,0;
168 05 45 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 5,5;
168 05 45 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 120 mm Ø 6,0;
168 05 46 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 1,0;
168 05 46 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 1,4;

168 05 46 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 1,8;
168 05 46 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 2,0;
168 05 46 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 2,3;
168 05 46 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 2,5;
168 05 46 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 2,7;
168 05 46 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 3,0;
168 05 46 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 3,5;
168 05 46 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 4,0;
168 05 46 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 4,5;
168 05 46 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 5,0;
168 05 46 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 5,5;
168 05 46 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 120 mm Ø 6,0;
168 05 47 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 1,0;
168 05 47 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 1,4;
168 05 47 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 1,8;
168 05 47 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 2,0;
168 05 47 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 2,3;
168 05 47 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 2,5;
168 05 47 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 2,7;
168 05 47 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 3,0;
168 05 47 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 3,5;
168 05 47 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 4,0;
168 05 47 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 4,5;
168 05 47 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 5,0;
168 05 47 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 5,5;
168 05 47 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 120 mm Ø 6,0;
168 05 48 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 1,0;
168 05 48 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 1,4;
168 05 48 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 1,8;
168 05 48 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 2,0;
168 05 48 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 2,3;

168 05 48 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 2,5;
168 05 48 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 2,7;
168 05 48 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 3,0;
168 05 48 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 3,5;
168 05 48 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 4,0;
168 05 48 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 4,5;
168 05 48 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 5,0;
168 05 48 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 5,5;
168 05 48 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 120 mm Ø 6,0;
168 05 49 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 1,0;
168 05 49 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 1,4;
168 05 49 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 1,8;
168 05 49 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 2,0;
168 05 49 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 2,3;
168 05 49 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 2,5;
168 05 49 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 2,7;
168 05 49 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 3,0;
168 05 49 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 3,5;
168 05 49 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 4,0;
168 05 49 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 4,5;
168 05 49 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 5,0;
168 05 49 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 5,5;
168 05 49 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 125 mm Ø 6,0;
168 05 50 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 1,0;
168 05 50 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 1,4;
168 05 50 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 1,8;
168 05 50 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 2,0;
168 05 50 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 2,3;
168 05 50 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 2,5;
168 05 50 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 2,7;
168 05 50 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 3,0;

168 05 50 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 3,5;
168 05 50 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 4,0;
168 05 50 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 4,5;
168 05 50 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 5,0;
168 05 50 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 5,5;
168 05 50 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 125 mm Ø 6,0;
168 05 51 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 1,0;
168 05 51 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 1,4;
168 05 51 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 1,8;
168 05 51 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 2,0;
168 05 51 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 2,3;
168 05 51 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 2,5;
168 05 51 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 2,7;
168 05 51 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 3,0;
168 05 51 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 3,5;
168 05 51 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 4,0;
168 05 51 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 4,5;
168 05 51 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 5,0;
168 05 51 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 5,5;
168 05 51 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 125 mm Ø 6,0;
168 05 52 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 1,0;
168 05 52 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 1,4;
168 05 52 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 1,8;
168 05 52 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 2,0;
168 05 52 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 2,3;
168 05 52 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 2,5;
168 05 52 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 2,7;
168 05 52 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 3,0;
168 05 52 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 3,5;
168 05 52 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 4,0;
168 05 52 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 4,5;

168 05 52 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 5,0;
168 05 52 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 5,5;
168 05 52 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 125 mm Ø 6,0;
168 05 53 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 1,0;
168 05 53 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 1,4;
168 05 53 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 1,8;
168 05 53 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 2,0;
168 05 53 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 2,3;
168 05 53 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 2,5;
168 05 53 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 2,7;
168 05 53 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 3,0;
168 05 53 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 3,5;
168 05 53 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 4,0;
168 05 53 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 4,5;
168 05 53 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 5,0;
168 05 53 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 5,5;
168 05 53 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 125 mm Ø 6,0;
168 05 54 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 1,0;
168 05 54 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 1,4;
168 05 54 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 1,8;
168 05 54 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 2,0;
168 05 54 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 2,3;
168 05 54 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 2,5;
168 05 54 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 2,7;
168 05 54 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 3,0;
168 05 54 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 3,5;
168 05 54 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 4,0;
168 05 54 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 4,5;
168 05 54 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 5,0;
168 05 54 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 5,5;
168 05 54 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 125 mm Ø 6,0;

168 05 55 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 1,0;
168 05 55 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 1,4;
168 05 55 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 1,8;
168 05 55 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 2,0;
168 05 55 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 2,3;
168 05 55 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 2,5;
168 05 55 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 2,7;
168 05 55 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 3,0;
168 05 55 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 3,5;
168 05 55 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 4,0;
168 05 55 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 4,5;
168 05 55 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 5,0;
168 05 55 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 5,5;
168 05 55 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 125 mm Ø 6,0;
168 05 56 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 1,0;
168 05 56 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 1,4;
168 05 56 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 1,8;
168 05 56 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 2,0;
168 05 56 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 2,3;
168 05 56 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 2,5;
168 05 56 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 2,7;
168 05 56 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 3,0;
168 05 56 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 3,5;
168 05 56 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 4,0;
168 05 56 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 4,5;
168 05 56 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 5,0;
168 05 56 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 5,5;
168 05 56 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 125 mm Ø 6,0;
168 05 57 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 1,0;
168 05 57 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 1,4;
168 05 57 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 1,8;

168 05 57 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 2,0;
168 05 57 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 2,3;
168 05 57 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 2,5;
168 05 57 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 2,7;
168 05 57 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 3,0;
168 05 57 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 3,5;
168 05 57 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 4,0;
168 05 57 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 4,5;
168 05 57 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 5,0;
168 05 57 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 5,5;
168 05 57 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 125 mm Ø 6,0;
168 05 58 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 1,0;
168 05 58 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 1,4;
168 05 58 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 1,8;
168 05 58 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 2,0;
168 05 58 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 2,3;
168 05 58 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 2,5;
168 05 58 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 2,7;
168 05 58 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 3,0;
168 05 58 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 3,5;
168 05 58 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 4,0;
168 05 58 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 4,5;
168 05 58 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 5,0;
168 05 58 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 5,5;
168 05 58 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 125 mm Ø 6,0;
168 05 59 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 1,0;
168 05 59 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 1,4;
168 05 59 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 1,8;
168 05 59 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 2,0;
168 05 59 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 2,3;
168 05 59 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 2,5;

168 05 59 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 2,7;
168 05 59 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 3,0;
168 05 59 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 3,5;
168 05 59 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 4,0;
168 05 59 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 4,5;
168 05 59 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 5,0;
168 05 59 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 5,5;
168 05 59 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 125 mm Ø 6,0;
168 05 60 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 1,0;
168 05 60 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 1,4;
168 05 60 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 1,8;
168 05 60 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 2,0;
168 05 60 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 2,3;
168 05 60 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 2,5;
168 05 60 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 2,7;
168 05 60 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 3,0;
168 05 60 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 3,5;
168 05 60 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 4,0;
168 05 60 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 4,5;
168 05 60 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 5,0;
168 05 60 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 5,5;
168 05 60 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 125 mm Ø 6,0;
168 05 61 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 1,0;
168 05 61 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 1,4;
168 05 61 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 1,8;
168 05 61 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 2,0;
168 05 61 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 2,3;
168 05 61 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 2,5;
168 05 61 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 2,7;
168 05 61 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 3,0;
168 05 61 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 3,5;

168 05 61 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 4,0;
168 05 61 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 4,5;
168 05 61 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 5,0;
168 05 61 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 5,5;
168 05 61 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 135 mm Ø 6,0;
168 05 62 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 1,0;
168 05 62 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 1,4;
168 05 62 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 1,8;
168 05 62 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 2,0;
168 05 62 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 2,3;
168 05 62 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 2,5;
168 05 62 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 2,7;
168 05 62 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 3,0;
168 05 62 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 3,5;
168 05 62 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 4,0;
168 05 62 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 4,5;
168 05 62 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 5,0;
168 05 62 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 5,5;
168 05 62 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 135 mm Ø 6,0;
168 05 63 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 1,0;
168 05 63 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 1,4;
168 05 63 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 1,8;
168 05 63 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 2,0;
168 05 63 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 2,3;
168 05 63 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 2,5;
168 05 63 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 2,7;
168 05 63 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 3,0;
168 05 63 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 3,5;
168 05 63 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 4,0;
168 05 63 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 4,5;
168 05 63 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 5,0;

168 05 63 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 5,5;
168 05 63 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 135 mm Ø 6,0;
168 05 64 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 1,0;
168 05 64 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 1,4;
168 05 64 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 1,8;
168 05 64 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 2,0;
168 05 64 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 2,3;
168 05 64 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 2,5;
168 05 64 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 2,7;
168 05 64 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 3,0;
168 05 64 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 3,5;
168 05 64 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 4,0;
168 05 64 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 4,5;
168 05 64 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 5,0;
168 05 64 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 5,5;
168 05 64 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 135 mm Ø 6,0;
168 05 65 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 1,0;
168 05 65 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 1,4;
168 05 65 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 1,8;
168 05 65 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 2,0;
168 05 65 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 2,3;
168 05 65 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 2,5;
168 05 65 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 2,7;
168 05 65 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 3,0;
168 05 65 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 3,5;
168 05 65 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 4,0;
168 05 65 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 4,5;
168 05 65 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 5,0;
168 05 65 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 5,5;
168 05 65 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 135 mm Ø 6,0;
168 05 66 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 1,0;

168 05 66 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 1,4;
168 05 66 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 1,8;
168 05 66 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 2,0;
168 05 66 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 2,3;
168 05 66 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 2,5;
168 05 66 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 2,7;
168 05 66 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 3,0;
168 05 66 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 3,5;
168 05 66 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 4,0;
168 05 66 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 4,5;
168 05 66 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 5,0;
168 05 66 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 5,5;
168 05 66 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 135 mm Ø 6,0;
168 05 67 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 1,0;
168 05 67 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 1,4;
168 05 67 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 1,8;
168 05 67 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 2,0;
168 05 67 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 2,3;
168 05 67 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 2,5;
168 05 67 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 2,7;
168 05 67 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 3,0;
168 05 67 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 3,5;
168 05 67 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 4,0;
168 05 67 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 4,5;
168 05 67 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 5,0;
168 05 67 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 5,5;
168 05 67 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 135 mm Ø 6,0;
168 05 68 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 1,0;
168 05 68 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 1,4;
168 05 68 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 1,8;
168 05 68 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 2,0;

168 05 68 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 2,3;
168 05 68 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 2,5;
168 05 68 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 2,7;
168 05 68 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 3,0;
168 05 68 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 3,5;
168 05 68 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 4,0;
168 05 68 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 4,5;
168 05 68 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 5,0;
168 05 68 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 5,5;
168 05 68 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 135 mm Ø 6,0;
168 05 69 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 1,0;
168 05 69 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 1,4;
168 05 69 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 1,8;
168 05 69 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 2,0;
168 05 69 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 2,3;
168 05 69 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 2,5;
168 05 69 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 2,7;
168 05 69 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 3,0;
168 05 69 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 3,5;
168 05 69 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 4,0;
168 05 69 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 4,5;
168 05 69 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 5,0;
168 05 69 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 5,5;
168 05 69 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 135 mm Ø 6,0;
168 05 70 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 1,0;
168 05 70 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 1,4;
168 05 70 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 1,8;
168 05 70 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 2,0;
168 05 70 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 2,3;
168 05 70 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 2,5;
168 05 70 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 2,7;

168 05 70 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 3,0;
168 05 70 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 3,5;
168 05 70 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 4,0;
168 05 70 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 4,5;
168 05 70 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 5,0;
168 05 70 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 5,5;
168 05 70 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 135 mm Ø 6,0;
168 05 71 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 1,0;
168 05 71 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 1,4;
168 05 71 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 1,8;
168 05 71 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 2,0;
168 05 71 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 2,3;
168 05 71 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 2,5;
168 05 71 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 2,7;
168 05 71 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 3,0;
168 05 71 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 3,5;
168 05 71 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 4,0;
168 05 71 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 4,5;
168 05 71 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 5,0;
168 05 71 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 5,5;
168 05 71 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 135 mm Ø 6,0;
168 05 72 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 1,0;
168 05 72 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 1,4;
168 05 72 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 1,8;
168 05 72 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 2,0;
168 05 72 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 2,3;
168 05 72 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 2,5;
168 05 72 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 2,7;
168 05 72 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 3,0;
168 05 72 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 3,5;
168 05 72 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 4,0;

168 05 72 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 4,5;
168 05 72 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 5,0;
168 05 72 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 5,5;
168 05 72 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 135 mm Ø 6,0;
168 06 13 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 1,0;
168 06 13 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 1,4;
168 06 13 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 1,8;
168 06 13 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 2,0;
168 06 13 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 2,3;
168 06 13 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 2,5;
168 06 13 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 2,7;
168 06 13 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 3,0;
168 06 13 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 3,5;
168 06 13 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 4,0;
168 06 13 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 4,5;
168 06 13 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 5,0;
168 06 13 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 5,5;
168 06 13 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 110 mm Ø 6,0;
168 06 14 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 1,0;
168 06 14 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 1,4;
168 06 14 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 1,8;
168 06 14 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 2,0;
168 06 14 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 2,3;
168 06 14 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 2,5;
168 06 14 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 2,7;
168 06 14 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 3,0;
168 06 14 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 3,5;
168 06 14 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 4,0;
168 06 14 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 4,5;
168 06 14 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 5,0;
168 06 14 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 5,5;

168 06 14 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 110 mm Ø 6,0;
168 06 15 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 1,0;
168 06 15 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 1,4;
168 06 15 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 1,8;
168 06 15 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 2,0;
168 06 15 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 2,3;
168 06 15 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 2,5;
168 06 15 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 2,7;
168 06 15 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 3,0;
168 06 15 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 3,5;
168 06 15 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 4,0;
168 06 15 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 4,5;
168 06 15 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 5,0;
168 06 15 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 5,5;
168 06 15 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 110 mm Ø 6,0;
168 06 16 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 1,0;
168 06 16 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 1,4;
168 06 16 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 1,8;
168 06 16 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 2,0;
168 06 16 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 2,3;
168 06 16 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 2,5;
168 06 16 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 2,7;
168 06 16 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 3,0;
168 06 16 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 3,5;
168 06 16 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 4,0;
168 06 16 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 4,5;
168 06 16 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 5,0;
168 06 16 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 5,5;
168 06 16 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 110 mm Ø 6,0;
168 06 17 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 1,0;
168 06 17 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 1,4;

168 06 17 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 1,8;
168 06 17 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 2,0;
168 06 17 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 2,3;
168 06 17 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 2,5;
168 06 17 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 2,7;
168 06 17 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 3,0;
168 06 17 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 3,5;
168 06 17 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 4,0;
168 06 17 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 4,5;
168 06 17 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 5,0;
168 06 17 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 5,5;
168 06 17 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 110 mm Ø 6,0;
168 06 18 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 1,0;
168 06 18 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 1,4;
168 06 18 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 1,8;
168 06 18 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 2,0;
168 06 18 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 2,3;
168 06 18 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 2,5;
168 06 18 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 2,7;
168 06 18 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 3,0;
168 06 18 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 3,5;
168 06 18 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 4,0;
168 06 18 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 4,5;
168 06 18 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 5,0;
168 06 18 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 5,5;
168 06 18 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 110 mm Ø 6,0;
168 06 19 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 1,0;
168 06 19 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 1,4;
168 06 19 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 1,8;
168 06 19 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 2,0;
168 06 19 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 2,3;

168 06 19 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 2,5;
168 06 19 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 2,7;
168 06 19 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 3,0;
168 06 19 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 3,5;
168 06 19 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 4,0;
168 06 19 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 4,5;
168 06 19 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 5,0;
168 06 19 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 5,5;
168 06 19 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 110 mm Ø 6,0;
168 06 20 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 1,0;
168 06 20 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 1,4;
168 06 20 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 1,8;
168 06 20 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 2,0;
168 06 20 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 2,3;
168 06 20 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 2,5;
168 06 20 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 2,7;
168 06 20 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 3,0;
168 06 20 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 3,5;
168 06 20 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 4,0;
168 06 20 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 4,5;
168 06 20 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 5,0;
168 06 20 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 5,5;
168 06 20 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 110 mm Ø 6,0;
168 06 21 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 1,0;
168 06 21 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 1,4;
168 06 21 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 1,8;
168 06 21 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 2,0;
168 06 21 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 2,3;
168 06 21 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 2,5;
168 06 21 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 2,7;
168 06 21 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 3,0;

168 06 21 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 3,5;
168 06 21 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 4,0;
168 06 21 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 4,5;
168 06 21 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 5,0;
168 06 21 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 5,5;
168 06 21 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 110 mm Ø 6,0;
168 06 22 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 1,0;
168 06 22 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 1,4;
168 06 22 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 1,8;
168 06 22 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 2,0;
168 06 22 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 2,3;
168 06 22 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 2,5;
168 06 22 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 2,7;
168 06 22 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 3,0;
168 06 22 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 3,5;
168 06 22 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 4,0;
168 06 22 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 4,5;
168 06 22 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 5,0;
168 06 22 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 5,5;
168 06 22 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 110 mm Ø 6,0;
168 06 23 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 1,0;
168 06 23 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 1,4;
168 06 23 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 1,8;
168 06 23 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 2,0;
168 06 23 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 2,3;
168 06 23 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 2,5;
168 06 23 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 2,7;
168 06 23 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 3,0;
168 06 23 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 3,5;
168 06 23 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 4,0;
168 06 23 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 4,5;

168 06 23 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 5,0;
168 06 23 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 5,5;
168 06 23 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 110 mm Ø 6,0;
168 06 24 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 1,0;
168 06 24 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 1,4;
168 06 24 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 1,8;
168 06 24 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 2,0;
168 06 24 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 2,3;
168 06 24 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 2,5;
168 06 24 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 2,7;
168 06 24 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 3,0;
168 06 24 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 3,5;
168 06 24 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 4,0;
168 06 24 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 4,5;
168 06 24 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 5,0;
168 06 24 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 5,5;
168 06 24 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 110 mm Ø 6,0;
168 06 25 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 1,0;
168 06 25 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 1,4;
168 06 25 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 1,8;
168 06 25 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 2,0;
168 06 25 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 2,3;
168 06 25 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 2,5;
168 06 25 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 2,7;
168 06 25 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 3,0;
168 06 25 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 3,5;
168 06 25 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 4,0;
168 06 25 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 4,5;
168 06 25 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 5,0;
168 06 25 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 5,5;
168 06 25 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 115 mm Ø 6,0;

168 06 26 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 1,0;
168 06 26 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 1,4;
168 06 26 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 1,8;
168 06 26 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 2,0;
168 06 26 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 2,3;
168 06 26 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 2,5;
168 06 26 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 2,7;
168 06 26 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 3,0;
168 06 26 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 3,5;
168 06 26 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 4,0;
168 06 26 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 4,5;
168 06 26 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 5,0;
168 06 26 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 5,5;
168 06 26 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 115 mm Ø 6,0;
168 06 27 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 1,0;
168 06 27 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 1,4;
168 06 27 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 1,8;
168 06 27 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 2,0;
168 06 27 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 2,3;
168 06 27 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 2,5;
168 06 27 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 2,7;
168 06 27 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 3,0;
168 06 27 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 3,5;
168 06 27 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 4,0;
168 06 27 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 4,5;
168 06 27 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 5,0;
168 06 27 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 5,5;
168 06 27 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 115 mm Ø 6,0;
168 06 28 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 1,0;
168 06 28 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 1,4;
168 06 28 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 1,8;

168 06 28 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 2,0;
168 06 28 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 2,3;
168 06 28 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 2,5;
168 06 28 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 2,7;
168 06 28 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 3,0;
168 06 28 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 3,5;
168 06 28 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 4,0;
168 06 28 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 4,5;
168 06 28 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 5,0;
168 06 28 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 5,5;
168 06 28 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 115 mm Ø 6,0;
168 06 29 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 1,0;
168 06 29 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 1,4;
168 06 29 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 1,8;
168 06 29 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 2,0;
168 06 29 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 2,3;
168 06 29 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 2,5;
168 06 29 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 2,7;
168 06 29 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 3,0;
168 06 29 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 3,5;
168 06 29 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 4,0;
168 06 29 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 4,5;
168 06 29 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 5,0;
168 06 29 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 5,5;
168 06 29 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 115 mm Ø 6,0;
168 06 30 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 1,0;
168 06 30 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 1,4;
168 06 30 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 1,8;
168 06 30 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 2,0;
168 06 30 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 2,3;
168 06 30 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 2,5;

168 06 30 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 2,7;
168 06 30 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 3,0;
168 06 30 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 3,5;
168 06 30 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 4,0;
168 06 30 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 4,5;
168 06 30 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 5,0;
168 06 30 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 5,5;
168 06 30 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 115 mm Ø 6,0;
168 06 31 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 1,0;
168 06 31 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 1,4;
168 06 31 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 1,8;
168 06 31 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 2,0;
168 06 31 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 2,3;
168 06 31 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 2,5;
168 06 31 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 2,7;
168 06 31 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 3,0;
168 06 31 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 3,5;
168 06 31 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 4,0;
168 06 31 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 4,5;
168 06 31 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 5,0;
168 06 31 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 5,5;
168 06 31 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 115 mm Ø 6,0;
168 06 32 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 1,0;
168 06 32 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 1,4;
168 06 32 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 1,8;
168 06 32 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 2,0;
168 06 32 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 2,3;
168 06 32 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 2,5;
168 06 32 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 2,7;
168 06 32 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 3,0;
168 06 32 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 3,5;

168 06 32 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 4,0;
168 06 32 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 4,5;
168 06 32 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 5,0;
168 06 32 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 5,5;
168 06 32 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 115 mm Ø 6,0;
168 06 33 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 1,0;
168 06 33 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 1,4;
168 06 33 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 1,8;
168 06 33 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 2,0;
168 06 33 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 2,3;
168 06 33 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 2,5;
168 06 33 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 2,7;
168 06 33 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 3,0;
168 06 33 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 3,5;
168 06 33 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 4,0;
168 06 33 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 4,5;
168 06 33 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 5,0;
168 06 33 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 5,5;
168 06 33 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 115 mm Ø 6,0;
168 06 34 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 1,0;
168 06 34 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 1,4;
168 06 34 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 1,8;
168 06 34 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 2,0;
168 06 34 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 2,3;
168 06 34 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 2,5;
168 06 34 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 2,7;
168 06 34 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 3,0;
168 06 34 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 3,5;
168 06 34 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 4,0;
168 06 34 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 4,5;
168 06 34 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 5,0;

168 06 34 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 5,5;
168 06 34 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 115 mm Ø 6,0;
168 06 35 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 1,0;
168 06 35 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 1,4;
168 06 35 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 1,8;
168 06 35 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 2,0;
168 06 35 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 2,3;
168 06 35 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 2,5;
168 06 35 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 2,7;
168 06 35 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 3,0;
168 06 35 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 3,5;
168 06 35 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 4,0;
168 06 35 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 4,5;
168 06 35 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 5,0;
168 06 35 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 5,5;
168 06 35 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 115 mm Ø 6,0;
168 06 36 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 1,0;
168 06 36 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 1,4;
168 06 36 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 1,8;
168 06 36 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 2,0;
168 06 36 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 2,3;
168 06 36 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 2,5;
168 06 36 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 2,7;
168 06 36 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 3,0;
168 06 36 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 3,5;
168 06 36 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 4,0;
168 06 36 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 4,5;
168 06 36 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 5,0;
168 06 36 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 5,5;
168 06 36 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 115 mm Ø 6,0;
168 06 37 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 1,0;

168 06 37 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 1,4;
168 06 37 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 1,8;
168 06 37 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 2,0;
168 06 37 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 2,3;
168 06 37 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 2,5;
168 06 37 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 2,7;
168 06 37 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 3,0;
168 06 37 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 3,5;
168 06 37 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 4,0;
168 06 37 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 4,5;
168 06 37 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 5,0;
168 06 37 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 5,5;
168 06 37 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 120 mm Ø 6,0;
168 06 38 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 1,0;
168 06 38 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 1,4;
168 06 38 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 1,8;
168 06 38 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 2,0;
168 06 38 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 2,3;
168 06 38 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 2,5;
168 06 38 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 2,7;
168 06 38 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 3,0;
168 06 38 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 3,5;
168 06 38 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 4,0;
168 06 38 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 4,5;
168 06 38 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 5,0;
168 06 38 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 5,5;
168 06 38 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 120 mm Ø 6,0;
168 06 39 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 1,0;
168 06 39 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 1,4;
168 06 39 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 1,8;
168 06 39 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 2,0;

168 06 39 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 2,3;
168 06 39 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 2,5;
168 06 39 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 2,7;
168 06 39 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 3,0;
168 06 39 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 3,5;
168 06 39 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 4,0;
168 06 39 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 4,5;
168 06 39 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 5,0;
168 06 39 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 5,5;
168 06 39 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 120 mm Ø 6,0;
168 06 40 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 1,0;
168 06 40 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 1,4;
168 06 40 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 1,8;
168 06 40 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 2,0;
168 06 40 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 2,3;
168 06 40 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 2,5;
168 06 40 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 2,7;
168 06 40 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 3,0;
168 06 40 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 3,5;
168 06 40 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 4,0;
168 06 40 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 4,5;
168 06 40 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 5,0;
168 06 40 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 5,5;
168 06 40 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 120 mm Ø 6,0;
168 06 41 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 1,0;
168 06 41 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 1,4;
168 06 41 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 1,8;
168 06 41 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 2,0;
168 06 41 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 2,3;
168 06 41 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 2,5;
168 06 41 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 2,7;

168 06 41 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 3,0;
168 06 41 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 3,5;
168 06 41 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 4,0;
168 06 41 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 4,5;
168 06 41 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 5,0;
168 06 41 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 5,5;
168 06 41 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 120 mm Ø 6,0;
168 06 42 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 1,0;
168 06 42 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 1,4;
168 06 42 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 1,8;
168 06 42 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 2,0;
168 06 42 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 2,3;
168 06 42 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 2,5;
168 06 42 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 2,7;
168 06 42 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 3,0;
168 06 42 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 3,5;
168 06 42 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 4,0;
168 06 42 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 4,5;
168 06 42 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 5,0;
168 06 42 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 5,5;
168 06 42 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 120 mm Ø 6,0;
168 06 43 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 1,0;
168 06 43 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 1,4;
168 06 43 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 1,8;
168 06 43 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 2,0;
168 06 43 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 2,3;
168 06 43 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 2,5;
168 06 43 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 2,7;
168 06 43 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 3,0;
168 06 43 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 3,5;
168 06 43 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 4,0;

168 06 43 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 4,5;
168 06 43 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 5,0;
168 06 43 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 5,5;
168 06 43 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 120 mm Ø 6,0;
168 06 44 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 1,0;
168 06 44 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 1,4;
168 06 44 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 1,8;
168 06 44 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 2,0;
168 06 44 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 2,3;
168 06 44 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 2,5;
168 06 44 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 2,7;
168 06 44 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 3,0;
168 06 44 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 3,5;
168 06 44 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 4,0;
168 06 44 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 4,5;
168 06 44 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 5,0;
168 06 44 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 5,5;
168 06 44 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 120 mm Ø 6,0;
168 06 45 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 1,0;
168 06 45 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 1,4;
168 06 45 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 1,8;
168 06 45 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 2,0;
168 06 45 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 2,3;
168 06 45 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 2,5;
168 06 45 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 2,7;
168 06 45 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 3,0;
168 06 45 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 3,5;
168 06 45 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 4,0;
168 06 45 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 4,5;
168 06 45 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 5,0;
168 06 45 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 5,5;

168 06 45 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 120 mm Ø 6,0;
168 06 46 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 1,0;
168 06 46 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 1,4;
168 06 46 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 1,8;
168 06 46 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 2,0;
168 06 46 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 2,3;
168 06 46 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 2,5;
168 06 46 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 2,7;
168 06 46 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 3,0;
168 06 46 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 3,5;
168 06 46 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 4,0;
168 06 46 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 4,5;
168 06 46 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 5,0;
168 06 46 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 5,5;
168 06 46 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 120 mm Ø 6,0;
168 06 47 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 1,0;
168 06 47 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 1,4;
168 06 47 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 1,8;
168 06 47 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 2,0;
168 06 47 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 2,3;
168 06 47 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 2,5;
168 06 47 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 2,7;
168 06 47 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 3,0;
168 06 47 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 3,5;
168 06 47 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 4,0;
168 06 47 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 4,5;
168 06 47 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 5,0;
168 06 47 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 5,5;
168 06 47 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 120 mm Ø 6,0;
168 06 48 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 1,0;
168 06 48 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 1,4;

168 06 48 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 1,8;
168 06 48 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 2,0;
168 06 48 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 2,3;
168 06 48 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 2,5;
168 06 48 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 2,7;
168 06 48 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 3,0;
168 06 48 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 3,5;
168 06 48 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 4,0;
168 06 48 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 4,5;
168 06 48 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 5,0;
168 06 48 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 5,5;
168 06 48 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 120 mm Ø 6,0;
168 06 49 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 1,0;
168 06 49 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 1,4;
168 06 49 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 1,8;
168 06 49 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 2,0;
168 06 49 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 2,3;
168 06 49 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 2,5;
168 06 49 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 2,7;
168 06 49 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 3,0;
168 06 49 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 3,5;
168 06 49 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 4,0;
168 06 49 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 4,5;
168 06 49 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 5,0;
168 06 49 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 5,5;
168 06 49 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 6,0;
168 06 50 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 1,0;
168 06 50 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 1,4;
168 06 50 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 1,8;
168 06 50 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 2,0;
168 06 50 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 2,3;

168 06 50 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 2,5;
168 06 50 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 2,7;
168 06 50 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 3,0;
168 06 50 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 3,5;
168 06 50 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 4,0;
168 06 50 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 4,5;
168 06 50 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 5,0;
168 06 50 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 5,5;
168 06 50 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 6,0;
168 06 51 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 1,0;
168 06 51 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 1,4;
168 06 51 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 1,8;
168 06 51 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 2,0;
168 06 51 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 2,3;
168 06 51 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 2,5;
168 06 51 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 2,7;
168 06 51 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 3,0;
168 06 51 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 3,5;
168 06 51 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 4,0;
168 06 51 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 4,5;
168 06 51 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 5,0;
168 06 51 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 5,5;
168 06 51 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 6,0;
168 06 52 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 1,0;
168 06 52 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 1,4;
168 06 52 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 1,8;
168 06 52 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 2,0;
168 06 52 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 2,3;
168 06 52 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 2,5;
168 06 52 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 2,7;
168 06 52 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 3,0;

168 06 52 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 3,5;
168 06 52 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 4,0;
168 06 52 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 4,5;
168 06 52 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 5,0;
168 06 52 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 5,5;
168 06 52 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 6,0;
168 06 53 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 1,0;
168 06 53 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 1,4;
168 06 53 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 1,8;
168 06 53 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 2,0;
168 06 53 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 2,3;
168 06 53 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 2,5;
168 06 53 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 2,7;
168 06 53 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 3,0;
168 06 53 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 3,5;
168 06 53 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 4,0;
168 06 53 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 4,5;
168 06 53 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 5,0;
168 06 53 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 5,5;
168 06 53 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 6,0;
168 06 54 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 1,0;
168 06 54 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 1,4;
168 06 54 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 1,8;
168 06 54 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 2,0;
168 06 54 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 2,3;
168 06 54 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 2,5;
168 06 54 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 2,7;
168 06 54 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 3,0;
168 06 54 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 3,5;
168 06 54 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 4,0;
168 06 54 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 4,5;

168 06 54 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 5,0;
168 06 54 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 5,5;
168 06 54 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 6,0;
168 06 55 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 1,0;
168 06 55 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 1,4;
168 06 55 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 1,8;
168 06 55 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 2,0;
168 06 55 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 2,3;
168 06 55 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 2,5;
168 06 55 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 2,7;
168 06 55 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 3,0;
168 06 55 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 3,5;
168 06 55 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 4,0;
168 06 55 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 4,5;
168 06 55 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 5,0;
168 06 55 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 5,5;
168 06 55 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 6,0;
168 06 56 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 1,0;
168 06 56 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 1,4;
168 06 56 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 1,8;
168 06 56 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 2,0;
168 06 56 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 2,3;
168 06 56 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 2,5;
168 06 56 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 2,7;
168 06 56 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 3,0;
168 06 56 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 3,5;
168 06 56 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 4,0;
168 06 56 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 4,5;
168 06 56 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 5,0;
168 06 56 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 5,5;
168 06 56 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 6,0;

168 06 57 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 1,0;
168 06 57 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 1,4;
168 06 57 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 1,8;
168 06 57 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 2,0;
168 06 57 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 2,3;
168 06 57 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 2,5;
168 06 57 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 2,7;
168 06 57 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 3,0;
168 06 57 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 3,5;
168 06 57 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 4,0;
168 06 57 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 4,5;
168 06 57 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 5,0;
168 06 57 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 5,5;
168 06 57 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 6,0;
168 06 58 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 1,0;
168 06 58 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 1,4;
168 06 58 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 1,8;
168 06 58 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 2,0;
168 06 58 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 2,3;
168 06 58 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 2,5;
168 06 58 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 2,7;
168 06 58 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 3,0;
168 06 58 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 3,5;
168 06 58 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 4,0;
168 06 58 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 4,5;
168 06 58 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 5,0;
168 06 58 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 5,5;
168 06 58 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 6,0;
168 06 59 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 1,0;
168 06 59 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 1,4;
168 06 59 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 1,8;

168 06 59 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 2,0;
168 06 59 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 2,3;
168 06 59 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 2,5;
168 06 59 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 2,7;
168 06 59 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 3,0;
168 06 59 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 3,5;
168 06 59 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 4,0;
168 06 59 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 4,5;
168 06 59 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 5,0;
168 06 59 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 5,5;
168 06 59 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 6,0;
168 06 60 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 1,0;
168 06 60 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 1,4;
168 06 60 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 1,8;
168 06 60 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 2,0;
168 06 60 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 2,3;
168 06 60 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 2,5;
168 06 60 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 2,7;
168 06 60 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 3,0;
168 06 60 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 3,5;
168 06 60 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 4,0;
168 06 60 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 4,5;
168 06 60 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 5,0;
168 06 60 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 5,5;
168 06 60 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 6,0;
168 06 61 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 1,0;
168 06 61 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 1,4;
168 06 61 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 1,8;
168 06 61 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 2,0;
168 06 61 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 2,3;
168 06 61 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 2,5;

168 06 61 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 2,7;
168 06 61 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 3,0;
168 06 61 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 3,5;
168 06 61 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 4,0;
168 06 61 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 4,5;
168 06 61 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 5,0;
168 06 61 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 5,5;
168 06 61 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 135 mm Ø 6,0;
168 06 62 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 1,0;
168 06 62 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 1,4;
168 06 62 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 1,8;
168 06 62 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 2,0;
168 06 62 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 2,3;
168 06 62 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 2,5;
168 06 62 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 2,7;
168 06 62 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 3,0;
168 06 62 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 3,5;
168 06 62 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 4,0;
168 06 62 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 4,5;
168 06 62 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 5,0;
168 06 62 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 5,5;
168 06 62 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 135 mm Ø 6,0;
168 06 63 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 1,0;
168 06 63 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 1,4;
168 06 63 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 1,8;
168 06 63 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 2,0;
168 06 63 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 2,3;
168 06 63 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 2,5;
168 06 63 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 2,7;
168 06 63 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 3,0;
168 06 63 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 3,5;

168 06 63 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 4,0;
168 06 63 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 4,5;
168 06 63 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 5,0;
168 06 63 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 5,5;
168 06 63 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 135 mm Ø 6,0;
168 06 64 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 1,0;
168 06 64 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 1,4;
168 06 64 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 1,8;
168 06 64 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 2,0;
168 06 64 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 2,3;
168 06 64 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 2,5;
168 06 64 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 2,7;
168 06 64 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 3,0;
168 06 64 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 3,5;
168 06 64 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 4,0;
168 06 64 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 4,5;
168 06 64 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 5,0;
168 06 64 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 5,5;
168 06 64 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 135 mm Ø 6,0;
168 06 65 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 1,0;
168 06 65 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 1,4;
168 06 65 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 1,8;
168 06 65 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 2,0;
168 06 65 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 2,3;
168 06 65 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 2,5;
168 06 65 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 2,7;
168 06 65 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 3,0;
168 06 65 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 3,5;
168 06 65 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 4,0;
168 06 65 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 4,5;
168 06 65 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 5,0;

168 06 65 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 5,5;
168 06 65 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 135 mm Ø 6,0;
168 06 66 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 1,0;
168 06 66 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 1,4;
168 06 66 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 1,8;
168 06 66 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 2,0;
168 06 66 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 2,3;
168 06 66 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 2,5;
168 06 66 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 2,7;
168 06 66 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 3,0;
168 06 66 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 3,5;
168 06 66 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 4,0;
168 06 66 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 4,5;
168 06 66 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 5,0;
168 06 66 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 5,5;
168 06 66 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 135 mm Ø 6,0;
168 06 67 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 1,0;
168 06 67 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 1,4;
168 06 67 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 1,8;
168 06 67 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 2,0;
168 06 67 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 2,3;
168 06 67 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 2,5;
168 06 67 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 2,7;
168 06 67 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 3,0;
168 06 67 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 3,5;
168 06 67 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 4,0;
168 06 67 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 4,5;
168 06 67 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 5,0;
168 06 67 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 5,5;
168 06 67 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 135 mm Ø 6,0;
168 06 68 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 1,0;

168 06 68 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 1,4;
168 06 68 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 1,8;
168 06 68 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 2,0;
168 06 68 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 2,3;
168 06 68 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 2,5;
168 06 68 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 2,7;
168 06 68 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 3,0;
168 06 68 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 3,5;
168 06 68 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 4,0;
168 06 68 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 4,5;
168 06 68 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 5,0;
168 06 68 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 5,5;
168 06 68 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 135 mm Ø 6,0;
168 06 69 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 1,0;
168 06 69 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 1,4;
168 06 69 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 1,8;
168 06 69 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 2,0;
168 06 69 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 2,3;
168 06 69 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 2,5;
168 06 69 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 2,7;
168 06 69 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 3,0;
168 06 69 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 3,5;
168 06 69 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 4,0;
168 06 69 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 4,5;
168 06 69 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 5,0;
168 06 69 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 5,5;
168 06 69 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 135 mm Ø 6,0;
168 06 70 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 1,0;
168 06 70 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 1,4;
168 06 70 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 1,8;
168 06 70 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 2,0;

168 06 70 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 2,3;
168 06 70 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 2,5;
168 06 70 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 2,7;
168 06 70 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 3,0;
168 06 70 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 3,5;
168 06 70 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 4,0;
168 06 70 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 4,5;
168 06 70 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 5,0;
168 06 70 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 5,5;
168 06 70 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 135 mm Ø 6,0;
168 06 71 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 1,0;
168 06 71 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 1,4;
168 06 71 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 1,8;
168 06 71 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 2,0;
168 06 71 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 2,3;
168 06 71 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 2,5;
168 06 71 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 2,7;
168 06 71 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 3,0;
168 06 71 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 3,5;
168 06 71 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 4,0;
168 06 71 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 4,5;
168 06 71 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 5,0;
168 06 71 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 5,5;
168 06 71 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 135 mm Ø 6,0;
168 06 72 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 1,0;
168 06 72 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 1,4;
168 06 72 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 1,8;
168 06 72 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 2,0;
168 06 72 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 2,3;
168 06 72 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 2,5;
168 06 72 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 2,7;

168 06 72 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 3,0;
168 06 72 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 3,5;
168 06 72 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 4,0;
168 06 72 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 4,5;
168 06 72 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 5,0;
168 06 72 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 5,5;
168 06 72 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 135 mm Ø 6,0;
168 07 25 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe A, 115 mm Ø 5,0;
168 07 25 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe A, 115 mm Ø 7,0;
168 07 26 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe D, 115 mm Ø 5,0;
168 07 26 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe D, 115 mm ;Ø 7,0;
168 07 27 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe E, 115 mm Ø 5,0;
168 07 27 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe E, 115 mm Ø 7,0;
168 07 28 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe J, 115 mm Ø 5,0
168 07 28 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe J, 115 mm Ø 7,0;
168 07 29 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe L, 115 mm Ø 5,0;
168 07 29 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe L, 115 mm Ø 7,0;
168 07 30 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe M, 115 mm Ø 5,0;
168 07 30 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe M, 115 mm Ø 7,0;
168 07 31 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe O, 115 mm Ø 5,0;
168 07 31 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe O, 115 mm Ø 7,0;
168 07 32 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe R, 115 mm Ø 5,0;
168 07 32 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe R, 115 mm Ø 7,0;
168 07 33 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe S, 115 mm Ø 5,0;
168 07 33 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe S, 115 mm Ø 7,0;
168 07 34 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe T, 115 mm Ø 5,0;
168 07 34 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe T, 115 mm Ø 7,0;
168 07 35 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe U, 115 mm Ø 5,0;
168 07 35 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe U, 115 mm Ø 7,0;
168 07 36 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe X, 115 mm Ø 5,0;
168 07 36 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe X, 115 mm Ø 7,0;

168 07 49 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 5,0;
168 07 49 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 125 mm Ø 7,0;
168 07 50 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 5,0;
168 07 50 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 125 mm Ø 7,0;
168 07 51 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 5,0;
168 07 51 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 125 mm Ø 7,0;
168 07 52 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 5,0;
168 07 52 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 125 mm Ø 7,0;
168 07 53 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 5,0;
168 07 53 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 125 mm Ø 7,0;
168 07 54 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 5,0;
168 07 54 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 125 mm Ø 7,0;
168 07 55 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 5,0;
168 07 55 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 125 mm Ø 7,0;
168 07 56 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 5,0;
168 07 56 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 125 mm Ø 7,0;
168 07 57 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 5,0;
168 07 57 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 125 mm Ø 7,0;
168 07 58 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 5,0;
168 07 58 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 125 mm Ø 7,0;
168 07 59 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 5,0;
168 07 59 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 125 mm Ø 7,0;
168 07 60 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 5,0;
168 07 60 29 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 125 mm Ø 7,0;
168 08 25 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe A, 115 mm Ø 5,0;
168 08 25 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe A, 115 mm Ø 7,0;
168 08 26 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe D, 115 mm Ø 5,0;
168 08 26 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe D, 115 mm Ø 7,0;
168 08 27 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe E, 115 mm Ø 5,0;
168 08 27 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe E, 115 mm Ø 7,0;
168 08 28 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe J, 115 mm Ø 5,0;

168 08 28 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe J, 115 mm Ø 7,0;
168 08 29 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe L, 115 mm Ø 5,0;
168 08 29 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe L, 115 mm Ø 7,0;
168 08 30 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe M, 115 mm Ø 5,0;
168 08 30 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe M, 115 mm Ø 7,0;
168 08 31 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe O, 115 mm Ø 5,0;
168 08 31 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe O, 115 mm Ø 7,0;
168 08 32 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe R, 115 mm Ø 5,0;
168 08 32 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe R, 115 mm Ø 7,0;
168 08 33 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe S, 115 mm Ø 5,0;
168 08 33 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe S, 115 mm Ø 7,0;
168 08 34 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe T, 115 mm Ø 5,0;
168 08 34 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe T, 115 mm Ø 7,0;
168 08 35 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe U, 115 mm Ø 5,0;
168 08 35 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe U, 115 mm Ø 7,0;
168 08 36 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe X, 115 mm Ø 5,0;
168 08 36 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe X, 115 mm Ø 7,0;
168 08 49 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe A, 125 mm Ø 5,0;
168 08 49 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe A, 125 mm Ø 7,0;
168 08 50 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe D, 125 mm Ø 5,0;
168 08 50 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe D, 125 mm Ø 7,0;
168 08 51 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe E, 125 mm Ø 5,0;
168 08 51 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe E, 125 mm Ø 7,0;
168 08 52 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe J, 125 mm Ø 5,0;
168 08 52 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe J, 125 mm Ø 7,0;
168 08 53 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe L, 125 mm Ø 5,0;
168 08 53 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe L, 125 mm Ø 7,0;
168 08 54 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe M, 125 mm Ø 5,0;
168 08 54 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe M, 125 mm Ø 7,0;
168 08 55 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe O, 125 mm Ø 5,0;
168 08 55 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe O, 125 mm Ø 7,0;

168 08 56 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe R, 125 mm Ø 5,0;
168 08 56 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe R, 125 mm Ø 7,0;
168 08 57 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe S, 125 mm Ø 5,0;
168 08 57 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe S, 125 mm Ø 7,0;
168 08 58 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe T, 125 mm Ø 5,0;
168 08 58 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe T, 125 mm Ø 7,0;
168 08 59 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe U, 125 mm Ø 5,0;
168 08 59 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe U, 125 mm Ø 7,0;
168 08 60 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe X, 125 mm Ø 5,0;
168 08 60 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe X, 125 mm Ø 7,0;
168 09 25 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 115 mm Ø 4,0;
168 09 25 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 115 mm Ø 4,5;
168 09 25 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 115 mm Ø 6,0;
168 09 26 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 115 mm Ø 4,0;
168 09 26 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 115 mm Ø 4,5;
168 09 26 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 115 mm Ø 6,0;
168 09 27 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 115 mm Ø 4,0;
168 09 27 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 115 mm Ø 4,5;
168 09 27 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 115 mm Ø 6,0;
168 09 28 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 115 mm Ø 4,0;
168 09 28 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 115 mm Ø 4,5;
168 09 28 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 115 mm Ø 6,0;
168 09 29 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 115 mm Ø 4,0;
168 09 29 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 115 mm Ø 4,5;
168 09 29 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 115 mm Ø 6,0;
168 09 30 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 115 mm Ø 4,0;
168 09 30 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 115 mm Ø 4,5;
168 09 30 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 115 mm Ø 6,0;
168 09 31 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 115 mm Ø 4,0;
168 09 31 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 115 mm Ø 4,5;
168 09 31 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 115 mm Ø 6,0;

168 09 32 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 115 mm Ø 4,0;
168 09 32 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 115 mm Ø 4,5;
168 09 32 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 115 mm Ø 6,0;
168 09 33 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 115 mm Ø 4,0;
168 09 33 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 115 mm Ø 4,5;
168 09 33 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 115 mm Ø 6,0;
168 09 34 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 115 mm Ø 4,0;
168 09 34 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 115 mm Ø 4,5;
168 09 34 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 115 mm Ø 6,0;
168 09 35 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 115 mm Ø 4,0;
168 09 35 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 115 mm Ø 4,5;
168 09 35 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 115 mm Ø 6,0;
168 09 36 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 115 mm Ø 4,0;
168 09 36 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 115 mm Ø 4,5;
168 09 36 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 115 mm Ø 6,0;
168 09 49 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 125 mm Ø 4,0;
168 09 49 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 125 mm Ø 4,5;
168 09 49 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 125 mm Ø 6,0;
168 09 50 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 125 mm Ø 4,0;
168 09 50 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 125 mm Ø 4,5;
168 09 50 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 125 mm Ø 6,0;
168 09 51 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 125 mm Ø 4,0;
168 09 51 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 125 mm Ø 4,5;
168 09 51 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 125 mm Ø 6,0;
168 09 52 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 125 mm Ø 4,0;
168 09 52 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 125 mm Ø 4,5;
168 09 52 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 125 mm Ø 6,0;
168 09 53 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 125 mm Ø 4,0;
168 09 53 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 125 mm Ø 4,5;
168 09 53 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 125 mm Ø 6,0;
168 09 54 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 125 mm Ø 4,0;

168 09 54 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 125 mm Ø 4,5;
168 09 54 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 125 mm Ø 6,0;
168 09 55 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 125 mm Ø 4,0;
168 09 55 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 125 mm Ø 4,5;
168 09 55 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 125 mm Ø 6,0;
168 09 56 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 125 mm Ø 4,0;
168 09 56 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 125 mm Ø 4,5;
168 09 56 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 125 mm Ø 6,0;
168 09 57 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 125 mm Ø 4,0;
168 09 57 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 125 mm Ø 4,5;
168 09 57 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 125 mm Ø 6,0;
168 09 58 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 125 mm Ø 4,0;
168 09 58 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 125 mm Ø 4,5;
168 09 58 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 125 mm Ø 6,0;
168 09 59 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 125 mm Ø 4,0;
168 09 59 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 125 mm Ø 4,5;
168 09 59 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 125 mm Ø 6,0;
168 09 60 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 125 mm Ø 4,0;
168 09 60 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 125 mm Ø 4,5;
168 09 60 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 125 mm Ø 6,0;
168 10 01 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 100 mm Ø 1,44;
168 10 01 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 100 mm Ø 1,89;
168 10 01 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 100 mm Ø 2,1;
168 10 01 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 100 mm Ø 2,3;
168 10 02 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 100 mm Ø 1,44;
168 10 02 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 100 mm Ø 1,89;
168 10 02 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 100 mm Ø 2,1;
168 10 02 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 100 mm Ø 2,3;
168 10 03 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 100 mm Ø 1,44;
168 10 03 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 100 mm Ø 1,89;
168 10 03 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 100 mm Ø 2,1;

168 10 03 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 100 mm Ø 2,3;
168 10 04 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 100 mm Ø 1,44;
168 10 04 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 100 mm Ø 1,89;
168 10 04 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 100 mm Ø 2,1;
168 10 04 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 100 mm Ø 2,3;
168 10 05 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 100 mm Ø 1,44;
168 10 05 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 100 mm Ø 1,89;
168 10 05 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 100 mm Ø 2,1;
168 10 05 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 100 mm Ø 2,3;
168 10 06 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 100 mm Ø 1,44;
168 10 06 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 100 mm Ø 1,89;
168 10 06 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 100 mm Ø 2,1;
168 10 06 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 100 mm Ø 2,3;
168 10 07 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 100 mm Ø 1,44;
168 10 07 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 100 mm Ø 1,89;
168 10 07 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 100 mm Ø 2,1;
168 10 07 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 100 mm Ø 2,3;
168 10 08 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 100 mm Ø 1,44;
168 10 08 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 100 mm Ø 1,89;
168 10 08 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 100 mm Ø 2,1;
168 10 08 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 100 mm Ø 2,3;
168 10 09 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 100 mm Ø 1,44;
168 10 09 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 100 mm Ø 1,89;
168 10 09 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 100 mm Ø 2,1;
168 10 09 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 100 mm Ø 2,3;
168 10 10 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 100 mm Ø 1,44;
168 10 10 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 100 mm Ø 1,89;
168 10 10 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 100 mm Ø 2,1;
168 10 10 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 100 mm Ø 2,3;
168 10 11 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 100 mm Ø 1,44;
168 10 11 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 100 mm Ø 1,89;

168 10 11 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 100 mm Ø 2,1;
168 10 11 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 100 mm Ø 2,3;
168 10 12 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 100 mm Ø 1,44;
168 10 12 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 100 mm Ø 1,89;
168 10 12 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 100 mm Ø 2,1;
168 10 12 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 100 mm Ø 2,3;
168 10 13 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 110 mm Ø 1,44;
168 10 13 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 110 mm Ø 1,89;
168 10 13 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 110 mm Ø 2,1;
168 10 13 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 110 mm Ø 2,3;
168 10 14 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 110 mm Ø 1,44;
168 10 14 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 110 mm Ø 1,89;
168 10 14 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 110 mm Ø 2,1;
168 10 14 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 110 mm Ø 2,3;
168 10 15 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 110 mm Ø 1,44;
168 10 15 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 110 mm Ø 1,89;
168 10 15 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 110 mm Ø 2,1;
168 10 15 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 110 mm Ø 2,3;
168 10 16 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 110 mm Ø 1,44;
168 10 16 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 110 mm Ø 1,89;
168 10 16 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 110 mm Ø 2,1;
168 10 16 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 110 mm Ø 2,3;
168 10 17 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 110 mm Ø 1,44;
168 10 17 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 110 mm Ø 1,89;
168 10 17 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 110 mm Ø 2,1;
168 10 17 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 110 mm Ø 2,3;
168 10 18 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 110 mm Ø 1,44;
168 10 18 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 110 mm Ø 1,89;
168 10 18 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 110 mm Ø 2,1;
168 10 18 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 110 mm Ø 2,3;
168 10 19 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 110 mm Ø 1,44;

168 10 19 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 110 mm Ø 1,89;
168 10 19 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 110 mm Ø 2,1;
168 10 19 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 110 mm Ø 2,3;
168 10 20 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 110 mm Ø 1,44;
168 10 20 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 110 mm Ø 1,89;
168 10 20 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 110 mm Ø 2,1;
168 10 20 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 110 mm Ø 2,3;
168 10 21 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 110 mm Ø 1,44;
168 10 21 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 110 mm Ø 1,89;
168 10 21 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 110 mm Ø 2,1;
168 10 21 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 110 mm Ø 2,3;
168 10 22 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 110 mm Ø 1,44;
168 10 22 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 110 mm Ø 1,89;
168 10 22 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 110 mm Ø 2,1;
168 10 22 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 110 mm Ø 2,3;
168 10 23 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 110 mm Ø 1,44;
168 10 23 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 110 mm Ø 1,89;
168 10 23 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 110 mm Ø 2,1;
168 10 23 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 110 mm Ø 2,3;
168 10 24 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 110 mm Ø 1,44;
168 10 24 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 110 mm Ø 1,89;
168 10 24 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 110 mm Ø 2,1;
168 10 24 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 110 mm Ø 2,3;
168 10 25 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 115 mm Ø 1,44;
168 10 25 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 115 mm Ø 1,89;
168 10 25 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 115 mm Ø 2,1;
168 10 25 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 115 mm Ø 2,3;
168 10 26 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 115 mm Ø 1,44;
168 10 26 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 115 mm Ø 1,89;
168 10 26 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 115 mm Ø 2,1;
168 10 26 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 115 mm Ø 2,3;

168 10 27 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 115 mm Ø 1,44;
168 10 27 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 115 mm Ø 1,89;
168 10 27 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 115 mm Ø 2,1;
168 10 27 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 115 mm Ø 2,3;
168 10 28 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 115 mm Ø 1,44;
168 10 28 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 115 mm Ø 1,89;
168 10 28 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 115 mm Ø 2,1;
168 10 28 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 115 mm Ø 2,3;
168 10 29 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 115 mm Ø 1,44;
168 10 29 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 115 mm Ø 1,89;
168 10 29 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 115 mm Ø 2,1;
168 10 29 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 115 mm Ø 2,3;
168 10 30 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 115 mm Ø 1,44;
168 10 30 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 115 mm Ø 1,89;
168 10 30 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 115 mm Ø 2,1;
168 10 30 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 115 mm Ø 2,3;
168 10 31 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 115 mm Ø 1,44;
168 10 31 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 115 mm Ø 1,89;
168 10 31 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 115 mm Ø 2,1;
168 10 31 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 115 mm Ø 2,3;
168 10 32 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 115 mm Ø 1,44;
168 10 32 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 115 mm Ø 1,89;
168 10 32 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 115 mm Ø 2,1;
168 10 32 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 115 mm Ø 2,3;
168 10 33 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 115 mm Ø 1,44;
168 10 33 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 115 mm Ø 1,89;
168 10 33 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 115 mm Ø 2,1;
168 10 33 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 115 mm Ø 2,3;
168 10 34 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 115 mm Ø 1,44;
168 10 34 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 115 mm Ø 1,89;
168 10 34 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 115 mm Ø 2,1;

168 10 34 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 115 mm Ø 2,3;
168 10 35 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 115 mm Ø 1,44;
168 10 35 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 115 mm Ø 1,89;
168 10 35 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 115 mm Ø 2,1;
168 10 35 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 115 mm Ø 2,3;
168 10 36 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 115 mm Ø 1,44;
168 10 36 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 115 mm Ø 1,89;
168 10 36 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 115 mm Ø 2,1;
168 10 36 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 115 mm Ø 2,3;
168 10 49 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 125 mm Ø 1,44;
168 10 49 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 125 mm Ø 1,89;
168 10 49 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 125 mm Ø 2,1;
168 10 49 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 125 mm Ø 2,3;
168 10 50 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 125 mm Ø 1,44;
168 10 50 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 125 mm Ø 1,89;
168 10 50 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 125 mm Ø 2,1;
168 10 50 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 125 mm Ø 2,3;
168 10 51 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 125 mm Ø 1,44;
168 10 51 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 125 mm Ø 1,89;
168 10 51 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 125 mm Ø 2,1;
168 10 51 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 125 mm Ø 2,3;
168 10 52 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 125 mm Ø 1,44;
168 10 52 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 125 mm Ø 1,89;
168 10 52 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 125 mm Ø 2,1;
168 10 52 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 125 mm Ø 2,3;
168 10 53 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 125 mm Ø 1,44;
168 10 53 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 125 mm Ø 1,89;
168 10 53 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 125 mm Ø 2,1;
168 10 53 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 125 mm Ø 2,3;
168 10 54 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 125 mm Ø 1,44;
168 10 54 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 125 mm Ø 1,89;

168 10 54 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 125 mm Ø 2,1;
168 10 54 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 125 mm Ø 2,3;
168 10 55 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 125 mm Ø 1,44;
168 10 55 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 125 mm Ø 1,89;
168 10 55 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 125 mm Ø 2,1;
168 10 55 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 125 mm Ø 2,3;
168 10 56 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 125 mm Ø 1,44;
168 10 56 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 125 mm Ø 1,89;
168 10 56 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 125 mm Ø 2,1;
168 10 56 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 125 mm Ø 2,3;
168 10 57 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 125 mm Ø 1,44;
168 10 57 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 125 mm Ø 1,89;
168 10 57 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 125 mm Ø 2,1;
168 10 57 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 125 mm Ø 2,3;
168 10 58 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 125 mm Ø 1,44;
168 10 58 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 125 mm Ø 1,89;
168 10 58 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 125 mm Ø 2,1;
168 10 58 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 125 mm Ø 2,3;
168 10 59 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 125 mm Ø 1,44;
168 10 59 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 125 mm Ø 1,89;
168 10 59 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 125 mm Ø 2,1;
168 10 59 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 125 mm Ø 2,3;
168 10 60 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 125 mm Ø 1,44;
168 10 60 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 125 mm Ø 1,89;
168 10 60 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 125 mm Ø 2,1;
168 10 60 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 125 mm Ø 2,3;

3.

3. Indicação de Uso/ Finalidade

As Ferramentas para Drill Média foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com o Drill Setormed (objeto de outro registro) em procedimentos cirúrgicos de osteotomia mandibular

e reconstrução buco maxilo facial e em procedimentos de craniotomia. As Ferramentas são utilizadas nos procedimentos onde são necessários perfurar, raspar e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento das Ferramentas para Drill Média é baseado na rotação do eixo interno do Drill acionado por ar comprimido/nitrogênio. O sistema é todo pneumático necessitando apenas de uma linha de ar comprimido ou nitrogênio. A pressão necessária vai da faixa de 85 a 120 Psi. Pela ação do ar/nitrogênio as Ferramentas para Drill Média fixadas nas extremidades da DRILL girem livremente para realizar o procedimento cirúrgico.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire a embalagem selada;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra a embalagem e retire o produto;
- Encaixe a Ferramentas para Drill Média no Drill Setormed;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável.

6. Composição

As Ferramentas para Drill Média são constituídas em aço inoxidável ASTM F899-XM16.

7. Esterilização

As Ferramentas para Drill Média são fornecidas na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

8. Condições de Armazenamento

- As Ferramentas para Drill Média, antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que as Ferramentas para Drill Média sejam armazenadas separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de

armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;

- As Ferramentas para Drill Média devem ser armazenadas em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostas diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para toda Ferramentas para Drill Média, em todas as áreas de estocagem;
- Parâmetros de temperatura e umidade para o armazenamento das Ferramentas para Drill Média:
 - Temperatura entre 15°C e 40°C,
 - Umidade entre 40% a 70% UR sem condensação.

9. Condições de Transporte

- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;
- As Ferramentas para Drill Média devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento das Ferramentas para Drill Média e de sua embalagem;
- Parâmetros de temperatura e umidade para o transporte das Ferramentas para Drill Média:
 - Temperatura entre 15°C e 40°C,
 - Umidade entre 40% a 70% UR sem condensação.

10. Condições de Manipulação

As Ferramentas para Drill Média devem ser manipuladas cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer Ferramenta para Drill Média que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser descartado no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local).

O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;

- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente;
- Teste primeiramente a Ferramenta para Drill Média fora do paciente;
- Não utilize a Ferramentas para Drill Média que pareça danificada;
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da Ferramentas para Drill Média;
- Não toque as Ferramentas para Drill Média com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra ou dano da Ferramenta para Drill Média;
- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta;
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis;
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes.

12. Precauções

- As Ferramentas para Drill Média é embalada em embalagem não reutilizável, de forma que está estéril no momento de sua comercialização e que mantém esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se a Ferramentas para Drill Média estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala;
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade da Ferramentas para Drill Média é sempre do cirurgião que a utiliza;
- Procedimentos relacionados a descarte de produto desqualificado, de forma a assegurar sua inutilização para que não seja indevidamente reaproveitado: Descarte e não use a Ferramentas para Drill Média fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade. Recomenda-se que a Ferramentas

para Drill Média seja descartada no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local). Para a Ferramentas para Drill Média que for removida da embalagem e inserida dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenha sido utilizada ou que tenha sido contaminada por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP: 5062789745

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico
Eng. Ricardo Luiz Vicentim

Responsável Legal
Ricardo de Queiroz

