

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: LÂMINAS DESCARTÁVEIS

NOME COMERCIAL: LÂMINA PARA SHAVER SETORMED

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP 5062789745

REGISTRO ANVISA Nº 80777280109

PRODUTO ESTÉRIL

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Lâminas Descartáveis

Nome Comercial: Lâmina para Shaver Setormed

Matéria Prima: Aço Inoxidável ASTM F899, Alumínio liga 6351, Aço Inoxidável ASTM F899XM-16.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Lâmina para Shaver Setormed é apresentada em embalagem que contém 1 lâmina que é acondicionada da seguinte maneira:

- **Embalagem primária:** Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

- **Embalagem secundária:** Caixa de papel cartão nas especificações: - Gramatura: 400 gr; - Cola: PVC Branca. - Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m²

2. Modelos Comerciais

001 01 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;

001 01 02 04 Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;

001 01 02 05 Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;

001 01 02 06 Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;

001 01 03 05 Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;

001 01 03 06 Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;

001 01 03 07 Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm;

001 01 04 05 Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;

001 01 04 06 Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;

001 01 04 07 Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;

001 01 05 05 Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;

001 01 05 06 Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;

001 01 05 07 Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;

001 01 06 04 Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;

001 01 06 05 Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;

- 001 01 06 06 Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 01 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 01 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 01 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 01 08 04 Incisivo- INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 01 08 05 Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 01 08 06 Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 01 09 04 Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 01 09 05 Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 01 09 06 Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 01 10 05 Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 01 10 06 Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 03 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 03 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 03 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 03 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 03 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 03 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm;
- 001 03 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm;
- 001 03 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm;
- 001 03 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm;
- 001 03 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm;
- 001 03 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm;
- 001 03 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm;
- 001 03 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm;
- 001 03 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm;
- 001 03 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 03 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 03 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 03 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 03 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm;
- 001 03 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 03 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 03 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;

- 001 03 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 03 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 03 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 03 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm;
- 001 03 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 03 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 05 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 05 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 05 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm;
- 001 05 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm;
- 001 05 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int.5,0mm;
- 001 05 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,0mm;
- 001 05 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm;
- 001 05 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm;
- 001 05 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm;
- 001 05 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm;
- 001 05 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm;
- 001 05 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 05 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm;
- 001 05 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 05 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;

- 001 05 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm;
- 001 05 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 05 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 07 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 07 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 07 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm;
- 001 07 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm;
- 001 07 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int.5,0mm;
- 001 07 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,0mm;
- 001 07 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm;
- 001 07 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm;
- 001 07 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm;
- 001 07 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm;
- 001 07 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm;
- 001 07 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 07 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm;
- 001 07 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 07 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;

- 001 07 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm;
- 001 07 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 07 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 08 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 08 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm;
- 001 08 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm;
- 001 08 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm;
- 001 08 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm;
- 001 08 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 08 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 08 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 08 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 08 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 08 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 08 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 08 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;

- 001 08 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 08 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 08 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 10 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 10 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm;
- 001 10 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 10 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 10 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 10 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 10 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 10 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 10 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 10 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 10 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 10 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;

- 001 10 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 10 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 10 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 10 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 10 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 12 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 12 A APCR Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext. 5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 12 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 12 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.6,5mm x122,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 12 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 12 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext. 6,5mm x 122,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 12 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 12 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.6,5mm x 122,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 12 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.5,5mm x125,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 12 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 12 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm;

- 001 12 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 12 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 12 A DRA Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 12 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 12 A DRA Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 14 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 14 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm;
- 001 14 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 14 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 14 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 14 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 14 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm;
- 001 14 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 14 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 14 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 14 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;

- 001 14 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 14 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 14 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 14 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 14 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 16 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 16 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 16 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 16 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 16 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 16 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 16 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm;
- 001 16 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm;
- 001 16 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 16 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 16 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;

- 001 16 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 16 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 16 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 16 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 16 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 18 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 18 A APCR Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext. 5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 18 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 18 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.6,5mm x130,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 18 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 18 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext. 6,5mm x 130,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 18 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 18 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.6,5mm x 130,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 18 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 18 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 18 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm;

- 001 18 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 18 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 18 A DRA Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 18 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 18 A DRA Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 20 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 20 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm;
- 001 20 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 20 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 20 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 20 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 20 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 20 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 20 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 20 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 20 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 20 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;

- 001 20 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 20 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 20 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 20 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 20 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 22 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 22 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 02 04 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm;
- 001 22 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 22 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 22 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 22 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 22 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm;
- 001 22 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm;
- 001 22 06 04 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 22 07 04 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 22 08 04 Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;

- 001 22 09 04 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 001 22 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 22 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm;
- 001 22 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 22 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 03 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 03 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 03 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm;
- 002 03 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm;
- 002 03 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm;
- 002 03 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm;
- 002 03 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm;
- 002 03 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm;
- 002 03 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm;
- 002 03 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,0mm;
- 002 03 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm;
- 002 03 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 03 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 03 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 03 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 03 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 03 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 03 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 03 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 03 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 03 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;

- 002 05 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 05 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 05 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm;
- 002 05 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm;
- 002 05 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm;
- 002 05 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm;
- 002 05 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm;
- 002 05 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm;
- 002 05 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm;
- 002 05 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm;
- 002 05 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm;
- 002 05 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 05 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 05 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 05 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 05 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 05 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 05 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 05 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int.4,5mm;
- 002 05 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 05 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 07 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 07 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 07 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm;
- 002 07 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm;
- 002 07 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm;
- 002 07 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm;
- 002 07 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm;
- 002 07 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm;
- 002 07 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm;

002 07 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm;
002 07 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm;
002 07 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
002 07 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
002 07 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm
Ø int.3,5mm;
002 07 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm
Ø int. 4,5mm;
002 07 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
002 07 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
002 07 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø
int. 3,5mm;
002 07 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm
Ø int. 4,5mm;
002 07 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int.
3,5mm;
002 07 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int.
4,5mm;
002 08 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø
int. 3,5mm;
002 08 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø
int. 4,5mm;
002 08 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm;
002 08 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm;
002 08 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm;
002 08 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm;
002 08 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm;
002 08 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm;
002 08 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm;
002 08 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm;
002 08 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm;
002 08 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
002 08 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
002 08 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm
Ø int. 3,5mm;
002 08 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 180,0mm
Ø int. 4,5mm;
002 08 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
002 08 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;

- 002 08 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 08 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 08 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 08 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 01 02 05 Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 01 02 06 Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 01 03 05 Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 01 03 06 Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 01 03 07 Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm 177,0mm Ø int. 5,5mm;
- 002 01 04 05 Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 01 04 06 Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 01 04 07 Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm;
- 002 01 05 05 Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 01 05 06 Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 01 05 07 Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm;
- 002 01 06 05 Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 01 06 06 Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 01 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 01 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 01 08 05 Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 01 08 06 Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 01 09 05 Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 01 09 06 Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 002 01 10 05 Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm;
- 002 01 10 06 Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 01 02 05 Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 01 02 06 Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 01 03 05 Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 01 03 06 Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 01 03 07 Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm 257,0mm Ø int. 5,5mm;
- 003 01 04 05 Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 01 04 06 Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 01 04 07 Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm;
- 003 01 05 05 Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 01 05 06 Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 01 05 07 Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm;

003 01 06 05 Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 01 06 06 Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 01 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 01 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 01 08 05 Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 01 08 06 Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 01 09 05 Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 01 09 06 Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 01 10 05 Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 01 10 06 Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 03 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 260,mm Ø int. 3,5mm;
003 03 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,mm Ø int. 4,5mm;
003 03 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm;
003 03 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm;
003 03 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm;
003 03 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm;
003 03 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm;
003 03 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm;
003 03 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm;
003 03 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm;
003 03 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm;
003 03 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 03 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 03 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 03 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 03 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 03 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 03 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 03 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 03 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 03 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;

- 003 05 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 05 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 05 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm;
- 003 05 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm;
- 003 05 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm;
- 003 05 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm;
- 003 05 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm;
- 003 05 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm;
- 003 05 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm;
- 003 05 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm;
- 003 05 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm;
- 003 05 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 05 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 05 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 05 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 05 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 05 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 05 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 05 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 05 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 05 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 07 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
- 003 07 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
- 003 07 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm;
- 003 07 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm;
- 003 07 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm;
- 003 07 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm;
- 003 07 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm;
- 003 07 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm;
- 003 07 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm;

003 07 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm;
003 07 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm;
003 07 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 07 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 07 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm
Ø int. 3,5mm;
003 07 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm
Ø int. 4,5mm;
003 07 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 07 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 07 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø
int. 3,5mm;
003 07 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm
Ø int. 4,5mm;
003 07 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int.
3,5mm;
003 07 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int.
4,5mm;
003 08 02 05 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 260,mm Ø int.
3,5mm;
003 08 02 06 Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,mm Ø
int. 4,5mm;
003 08 03 05 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm;
003 08 03 06 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm;
003 08 03 07 Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm;
003 08 04 05 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm;
003 08 04 06 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm;
003 08 04 07 Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm;
003 08 05 05 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm;
003 08 05 06 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm;
003 08 05 07 Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm;
003 08 06 05 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 08 06 06 Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;
003 08 07 05 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm
Ø int. 3,5mm;
003 08 07 06 Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 260,0mm
Ø int. 4,5mm;
003 08 08 05 Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;
003 08 08 06 Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;

003 08 09 05 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;

003 08 09 06 Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm;

003 08 10 05 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm;

003 08 10 06 Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm.

3. Indicação de Uso/ Finalidade

As Lâminas para Shaver Setormed foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com os aparelhos de Shaver Setormed, Ep1, Linvatec, Artrex, Odhon, PS3500, Stryker, Fórmula, Rema, Wolf, Taimin, Artrotek e Storz em procedimentos cirúrgicos de artroscopia. Essas lâminas são indicadas para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

4. Princípio de Funcionamento

Os princípios de funcionamento das Lâminas de Shaver Setormed são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

6. Composição

Ponta da Lâmina (interna e externa) - Constituída em aço inoxidável ASTM F899XM-16;

Corpo da lâmina (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899,

Traseira de conexão- Constituída em alumínio liga 6351

7. Esterilização

As Lâminas para Shaver Setormed são fornecidas na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

8. Condições de Armazenamento

Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Condições de estocagem: As lâminas devem ser armazenadas em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostos diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

9. Condições de Transporte

Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem. É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação conseqüente disso. Não empilhar as caixas.

10. Condições de Manipulação

O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

- Antes de utilizar as Lâminas para Shaver Setormed certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nas instruções de uso;
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia;
- O uso correto das Lâminas de Shaver Setormed é extremamente importante para o sucesso na utilização;
- O Fabricante recomenda o Uso Único;
- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize a Lâmina para Shaver Setormed e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto;
- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

- Os dispositivos são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade;
- Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento;
- Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP: 5062789745

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Ricardo Luiz Vicentim

CREA-SP 5062789745

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz