

# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME TÉCNICO: BROCAS DE PERFURAÇÃO ÓSSEA**

**NOME COMERCIAL: FERRAMENTAS PARA DRILL CURTA DIAMANTADA**

**Fabricante:**

**SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.**

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.**

**CEP:** 13570-410

**Responsável Técnico:**

**Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP 5062789745**

**REGISTRO ANVISA Nº 80777280115**

**PRODUTO ESTÉRIL**

## Instrução de Uso

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Brocas de Perfuração Óssea

**Nome Comercial:** Ferramentas para Drill Curta Diamantada

**Matéria Prima:** Aço inoxidável ASTM F899-XM16

**Produto Estéril**

**Método de Esterilização:** Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

### 1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

As Ferramentas para Drill Curta Diamantada são apresentadas em embalagens que contém 1 Ferramenta que é acondicionada da seguinte maneira:

**Embalagem primária:** Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

**Embalagem secundária:** Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefinico para proteção de 19 g/m2.

### 2. Modelos Comerciais

167 06 01 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,0;  
167 06 01 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,4;  
167 06 01 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,8;  
167 06 01 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,0;  
167 06 01 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,3;  
167 06 01 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,5;  
167 06 01 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,7;  
167 06 01 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 3,0;  
167 06 01 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 3,5;  
167 06 01 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 4,0;  
167 06 01 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 4,5;  
167 06 01 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 5,0;  
167 06 01 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 5,5;  
167 06 01 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 44,5 mm Ø 6,0;  
167 06 02 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,0;  
167 06 02 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,4;  
167 06 02 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,8;  
167 06 02 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,0;  
167 06 02 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,3;  
167 06 02 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,5;  
167 06 02 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,7;

167 06 02 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 3,0;  
167 06 02 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 3,5;  
167 06 02 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 4,0;  
167 06 02 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 4,5;  
167 06 02 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 5,0;  
167 06 02 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 5,5;  
167 06 02 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 44,5 mm Ø 6,0;  
167 06 03 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,0;  
167 06 03 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,4;  
167 06 03 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,8;  
167 06 03 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,0;  
167 06 03 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,3;  
167 06 03 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,5;  
167 06 03 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,7;  
167 06 03 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 3,0;  
167 06 03 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 3,5;  
167 06 03 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 4,0;  
167 06 03 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 4,5;  
167 06 03 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 5,0;  
167 06 03 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 5,5;  
167 06 03 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 44,5 mm Ø 6,0;  
167 06 04 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,0;  
167 06 04 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,4;  
167 06 04 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,8;  
167 06 04 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,0;  
167 06 04 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,3;  
167 06 04 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,5;  
167 06 04 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,7;  
167 06 04 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 3,0;  
167 06 04 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 3,5;  
167 06 04 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 4,0;  
167 06 04 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 4,5;  
167 06 04 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 5,0;  
167 06 04 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 5,5;  
167 06 04 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 44,5 mm Ø 6,0;  
167 06 05 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,0;  
167 06 05 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,4;  
167 06 05 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,8;  
167 06 05 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,0;  
167 06 05 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,3;  
167 06 05 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,5;  
167 06 05 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,7;  
167 06 05 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 3,0;  
167 06 05 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 3,5;  
167 06 05 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 4,0;  
167 06 05 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 4,5;  
167 06 05 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 5,0;  
167 06 05 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 5,5;  
167 06 05 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 44,5 mm Ø 6,0;  
167 06 06 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,0;  
167 06 06 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,4;  
167 06 06 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,8;  
167 06 06 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,0;  
167 06 06 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,3;  
167 06 06 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,5;  
167 06 06 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,7;

167 06 06 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe M,	44,5 mm Ø 3,0;
167 06 06 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe M,	44,5 mm Ø 3,5;
167 06 06 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe M,	44,5 mm Ø 4,0;
167 06 06 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe M,	44,5 mm Ø 4,5;
167 06 06 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe M,	44,5 mm Ø 5,0;
167 06 06 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe M,	44,5 mm Ø 5,5;
167 06 06 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe M,	44,5 mm Ø 6,0;
167 06 07 01	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 1,0;
167 06 07 05	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 1,4;
167 06 07 10	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 1,8;
167 06 07 13	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 2,0;
167 06 07 16	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 2,3;
167 06 07 17	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 2,5;
167 06 07 18	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 2,7;
167 06 07 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 3,0;
167 06 07 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 3,5;
167 06 07 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 4,0;
167 06 07 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 4,5;
167 06 07 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 5,0;
167 06 07 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 5,5;
167 06 07 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe O,	44,5 mm Ø 6,0;
167 06 08 01	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 1,0;
167 06 08 05	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 1,4;
167 06 08 10	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 1,8;
167 06 08 13	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 2,0;
167 06 08 16	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 2,3;
167 06 08 17	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 2,5;
167 06 08 18	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 2,7;
167 06 08 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 3,0;
167 06 08 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 3,5;
167 06 08 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 4,0;
167 06 08 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 4,5;
167 06 08 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 5,0;
167 06 08 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 5,5;
167 06 08 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe R,	44,5 mm Ø 6,0;
167 06 09 01	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 1,0;
167 06 09 05	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 1,4;
167 06 09 10	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 1,8;
167 06 09 13	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 2,0;
167 06 09 16	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 2,3;
167 06 09 17	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 2,5;
167 06 09 18	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 2,7;
167 06 09 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 3,0;
167 06 09 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 3,5;
167 06 09 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 4,0;
167 06 09 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 4,5;
167 06 09 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 5,0;
167 06 09 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 5,5;
167 06 09 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe S,	44,5 mm Ø 6,0;
167 06 10 01	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	44,5 mm Ø 1,0;
167 06 10 05	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	44,5 mm Ø 1,4;
167 06 10 10	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	44,5 mm Ø 1,8;
167 06 10 13	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	44,5 mm Ø 2,0;
167 06 10 16	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	44,5 mm Ø 2,3;
167 06 10 17	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	44,5 mm Ø 2,5;
167 06 10 18	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	44,5 mm Ø 2,7;

167 06 10 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 44,5 mm Ø 3,0;  
167 06 10 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 44,5 mm Ø 3,5;  
167 06 10 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 44,5 mm Ø 4,0;  
167 06 10 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 44,5 mm Ø 4,5;  
167 06 10 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 44,5 mm Ø 5,0;  
167 06 10 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 44,5 mm Ø 5,5;  
167 06 10 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 44,5 mm Ø 6,0;  
167 06 11 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,0;  
167 06 11 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,4;  
167 06 11 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,8;  
167 06 11 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,0;  
167 06 11 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,3;  
167 06 11 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,5;  
167 06 11 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,7;  
167 06 11 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 3,0;  
167 06 11 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 3,5;  
167 06 11 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 4,0;  
167 06 11 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 4,5;  
167 06 11 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 5,0;  
167 06 11 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 5,5;  
167 06 11 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 44,5 mm Ø 6,0;  
167 06 12 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,0;  
167 06 12 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,4;  
167 06 12 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,8;  
167 06 12 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,0;  
167 06 12 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,3;  
167 06 12 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,5;  
167 06 12 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,7;  
167 06 12 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 3,0;  
167 06 12 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 3,5;  
167 06 12 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 4,0;  
167 06 12 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 4,5;  
167 06 12 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 5,0;  
167 06 12 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 5,5;  
167 06 12 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 44,5 mm Ø 6,0;  
167 06 13 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 1,0;  
167 06 13 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 1,4;  
167 06 13 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 1,8;  
167 06 13 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 2,0;  
167 06 13 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 2,3;  
167 06 13 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 2,5;  
167 06 13 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 2,7;  
167 06 13 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 3,0;  
167 06 13 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 3,5;  
167 06 13 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 4,0;  
167 06 13 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 4,5;  
167 06 13 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 5,0;  
167 06 13 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 5,5;  
167 06 13 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 55 mm Ø 6,0;  
167 06 14 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 1,0;  
167 06 14 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 1,4;  
167 06 14 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 1,8;  
167 06 14 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 2,0;  
167 06 14 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 2,3;  
167 06 14 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 2,5;  
167 06 14 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 2,7;

167 06 14 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 3,0;  
167 06 14 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 3,5;  
167 06 14 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 4,0;  
167 06 14 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 4,5;  
167 06 14 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 5,0;  
167 06 14 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 5,5;  
167 06 14 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 55 mm Ø 6,0;  
167 06 15 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 1,0;  
167 06 15 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 1,4;  
167 06 15 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 1,8;  
167 06 15 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 2,0;  
167 06 15 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 2,3;  
167 06 15 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 2,5;  
167 06 15 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 2,7;  
167 06 15 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 3,0;  
167 06 15 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 3,5;  
167 06 15 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 4,0;  
167 06 15 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 4,5;  
167 06 15 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 5,0;  
167 06 15 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 5,5;  
167 06 15 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 55 mm Ø 6,0;  
167 06 16 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 1,0;  
167 06 16 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 1,4;  
167 06 16 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 1,8;  
167 06 16 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 2,0;  
167 06 16 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 2,3;  
167 06 16 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 2,5;  
167 06 16 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 2,7;  
167 06 16 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 3,0;  
167 06 16 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 3,5;  
167 06 16 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 4,0;  
167 06 16 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 4,5;  
167 06 16 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 5,0;  
167 06 16 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 5,5;  
167 06 16 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 55 mm Ø 6,0;  
167 06 17 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 1,0;  
167 06 17 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 1,4;  
167 06 17 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 1,8;  
167 06 17 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 2,0;  
167 06 17 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 2,3;  
167 06 17 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 2,5;  
167 06 17 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 2,7;  
167 06 17 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 3,0;  
167 06 17 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 3,5;  
167 06 17 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 4,0;  
167 06 17 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 4,5;  
167 06 17 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 5,0;  
167 06 17 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 5,5;  
167 06 17 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 55 mm Ø 6,0;  
167 06 18 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 1,0;  
167 06 18 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 1,4;  
167 06 18 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 1,8;  
167 06 18 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 2,0;  
167 06 18 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 2,3;  
167 06 18 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 2,5;  
167 06 18 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 2,7;

167 06 18 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 3,0;  
167 06 18 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 3,5;  
167 06 18 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 4,0;  
167 06 18 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 4,5;  
167 06 18 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 5,0;  
167 06 18 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 5,5;  
167 06 18 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 55 mm Ø 6,0;  
167 06 19 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 1,0;  
167 06 19 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 1,4;  
167 06 19 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 1,8;  
167 06 19 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 2,0;  
167 06 19 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 2,3;  
167 06 19 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 2,5;  
167 06 19 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 2,7;  
167 06 19 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 3,0;  
167 06 19 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 3,5;  
167 06 19 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 4,0;  
167 06 19 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 4,5;  
167 06 19 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 5,0;  
167 06 19 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 5,5;  
167 06 19 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 55 mm Ø 6,0;  
167 06 20 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 1,0;  
167 06 20 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 1,4;  
167 06 20 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 1,8;  
167 06 20 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 2,0;  
167 06 20 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 2,3;  
167 06 20 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 2,5;  
167 06 20 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 2,7;  
167 06 20 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 3,0;  
167 06 20 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 3,5;  
167 06 20 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 4,0;  
167 06 20 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 4,5;  
167 06 20 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 5,0;  
167 06 20 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 5,5;  
167 06 20 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 55 mm Ø 6,0;  
167 06 21 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 1,0;  
167 06 21 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 1,4;  
167 06 21 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 1,8;  
167 06 21 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 2,0;  
167 06 21 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 2,3;  
167 06 21 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 2,5;  
167 06 21 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 2,7;  
167 06 21 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 3,0;  
167 06 21 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 3,5;  
167 06 21 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 4,0;  
167 06 21 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 4,5;  
167 06 21 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 5,0;  
167 06 21 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 5,5;  
167 06 21 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 55 mm Ø 6,0;  
167 06 22 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 55 mm Ø 1,0;  
167 06 22 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 55 mm Ø 1,4;  
167 06 22 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 55 mm Ø 1,8;  
167 06 22 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 55 mm Ø 2,0;  
167 06 22 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 55 mm Ø 2,3;  
167 06 22 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 55 mm Ø 2,5;  
167 06 22 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 55 mm Ø 2,7;

167 06 22 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	55 mm Ø 3,0;
167 06 22 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	55 mm Ø 3,5;
167 06 22 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	55 mm Ø 4,0;
167 06 22 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	55 mm Ø 4,5;
167 06 22 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	55 mm Ø 5,0;
167 06 22 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	55 mm Ø 5,5;
167 06 22 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	55 mm Ø 6,0;
167 06 23 01	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 1,0;
167 06 23 05	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 1,4;
167 06 23 10	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 1,8;
167 06 23 13	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 2,0;
167 06 23 16	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 2,3;
167 06 23 17	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 2,5;
167 06 23 18	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 2,7;
167 06 23 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 3,0;
167 06 23 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 3,5;
167 06 23 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 4,0;
167 06 23 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 4,5;
167 06 23 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 5,0;
167 06 23 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 5,5;
167 06 23 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	55 mm Ø 6,0;
167 06 24 01	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 1,0;
167 06 24 05	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 1,4;
167 06 24 10	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 1,8;
167 06 24 13	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 2,0;
167 06 24 16	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 2,3;
167 06 24 17	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 2,5;
167 06 24 18	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 2,7;
167 06 24 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 3,0;
167 06 24 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 3,5;
167 06 24 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 4,0;
167 06 24 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 4,5;
167 06 24 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 5,0;
167 06 24 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 5,5;
167 06 24 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	55 mm Ø 6,0;
167 06 49 01	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 1,0;
167 06 49 05	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 1,4;
167 06 49 10	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 1,8;
167 06 49 13	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 2,0;
167 06 49 16	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 2,3;
167 06 49 17	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 2,5;
167 06 49 18	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 2,7;
167 06 49 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 3,0;
167 06 49 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 3,5;
167 06 49 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 4,0;
167 06 49 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 4,5;
167 06 49 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 5,0;
167 06 49 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 5,5;
167 06 49 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe A,	70 mm Ø 6,0;
167 06 50 01	Fresa Esférica Diamantada Encaixe D,	70 mm Ø 1,0;
167 06 50 05	Fresa Esférica Diamantada Encaixe D,	70 mm Ø 1,4;
167 06 50 10	Fresa Esférica Diamantada Encaixe D,	70 mm Ø 1,8;
167 06 50 13	Fresa Esférica Diamantada Encaixe D,	70 mm Ø 2,0;
167 06 50 16	Fresa Esférica Diamantada Encaixe D,	70 mm Ø 2,3;
167 06 50 17	Fresa Esférica Diamantada Encaixe D,	70 mm Ø 2,5;
167 06 50 18	Fresa Esférica Diamantada Encaixe D,	70 mm Ø 2,7;



167 06 50 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 50 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 50 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 50 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 50 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 50 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 50 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 51 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 1,0;  
167 06 51 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 1,4;  
167 06 51 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 1,8;  
167 06 51 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 2,0;  
167 06 51 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 2,3;  
167 06 51 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 2,5;  
167 06 51 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 2,7;  
167 06 51 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 51 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 51 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 51 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 51 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 51 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 51 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 52 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 1,0;  
167 06 52 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 1,4;  
167 06 52 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 1,8;  
167 06 52 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 2,0;  
167 06 52 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 2,3;  
167 06 52 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 2,5;  
167 06 52 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 2,7;  
167 06 52 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 52 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 52 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 52 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 52 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 52 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 52 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 53 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 1,0;  
167 06 53 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 1,4;  
167 06 53 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 1,8;  
167 06 53 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 2,0;  
167 06 53 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 2,3;  
167 06 53 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 2,5;  
167 06 53 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 2,7;  
167 06 53 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 53 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 53 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 53 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 53 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 53 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 53 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 54 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 1,0;  
167 06 54 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 1,4;  
167 06 54 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 1,8;  
167 06 54 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 2,0;  
167 06 54 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 2,3;  
167 06 54 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 2,5;  
167 06 54 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 2,7;

167 06 54 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 54 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 54 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 54 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 54 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 54 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 54 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 55 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 1,0;  
167 06 55 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 1,4;  
167 06 55 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 1,8;  
167 06 55 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 2,0;  
167 06 55 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 2,3;  
167 06 55 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 2,5;  
167 06 55 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 2,7;  
167 06 55 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 55 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 55 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 55 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 55 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 55 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 55 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 56 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 1,0;  
167 06 56 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 1,4;  
167 06 56 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 1,8;  
167 06 56 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 2,0;  
167 06 56 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 2,3;  
167 06 56 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 2,5;  
167 06 56 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 2,7;  
167 06 56 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 56 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 56 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 56 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 56 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 56 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 56 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 57 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 1,0;  
167 06 57 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 1,4;  
167 06 57 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 1,8;  
167 06 57 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 2,0;  
167 06 57 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 2,3;  
167 06 57 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 2,5;  
167 06 57 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 2,7;  
167 06 57 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 57 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 57 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 57 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 57 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 57 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 57 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 58 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 1,0;  
167 06 58 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 1,4;  
167 06 58 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 1,8;  
167 06 58 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 2,0;  
167 06 58 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 2,3;  
167 06 58 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 2,5;  
167 06 58 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 2,7;

167 06 58 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 58 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 58 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 58 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 58 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 58 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 58 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 59 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 1,0;  
167 06 59 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 1,4;  
167 06 59 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 1,8;  
167 06 59 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 2,0;  
167 06 59 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 2,3;  
167 06 59 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 2,5;  
167 06 59 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 2,7;  
167 06 59 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 59 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 59 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 59 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 59 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 59 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 59 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe U, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 60 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 1,0;  
167 06 60 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 1,4;  
167 06 60 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 1,8;  
167 06 60 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 2,0;  
167 06 60 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 2,3;  
167 06 60 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 2,5;  
167 06 60 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 2,7;  
167 06 60 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 3,0;  
167 06 60 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 3,5;  
167 06 60 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 4,0;  
167 06 60 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 4,5;  
167 06 60 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 5,0;  
167 06 60 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 5,5;  
167 06 60 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe X, 70 mm Ø 6,0;  
167 06 85 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 1,0;  
167 06 85 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 1,4;  
167 06 85 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 1,8;  
167 06 85 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 2,0;  
167 06 85 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 2,3;  
167 06 85 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 2,5;  
167 06 85 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 2,7;  
167 06 85 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 3,0;  
167 06 85 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 3,5;  
167 06 85 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 4,0;  
167 06 85 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 4,5;  
167 06 85 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 5,0;  
167 06 85 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 5,5;  
167 06 85 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe A, 95 mm Ø 6,0;  
167 06 86 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 1,0;  
167 06 86 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 1,4;  
167 06 86 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 1,8;  
167 06 86 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 2,0;  
167 06 86 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 2,3;  
167 06 86 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 2,5;  
167 06 86 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 2,7;

167 06 86 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 3,0;  
167 06 86 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 3,5;  
167 06 86 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 4,0;  
167 06 86 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 4,5;  
167 06 86 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 5,0;  
167 06 86 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 5,5;  
167 06 86 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe D, 95 mm Ø 6,0;  
167 06 87 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 1,0;  
167 06 87 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 1,4;  
167 06 87 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 1,8;  
167 06 87 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 2,0;  
167 06 87 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 2,3;  
167 06 87 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 2,5;  
167 06 87 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 2,7;  
167 06 87 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 3,0;  
167 06 87 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 3,5;  
167 06 87 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 4,0;  
167 06 87 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 4,5;  
167 06 87 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 5,0;  
167 06 87 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 5,5;  
167 06 87 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe E, 95 mm Ø 6,0;  
167 06 88 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 1,0;  
167 06 88 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 1,4;  
167 06 88 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 1,8;  
167 06 88 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 2,0;  
167 06 88 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 2,3;  
167 06 88 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 2,5;  
167 06 88 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 2,7;  
167 06 88 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 3,0;  
167 06 88 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 3,5;  
167 06 88 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 4,0;  
167 06 88 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 4,5;  
167 06 88 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 5,0;  
167 06 88 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 5,5;  
167 06 88 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe J, 95 mm Ø 6,0;  
167 06 89 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 1,0;  
167 06 89 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 1,4;  
167 06 89 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 1,8;  
167 06 89 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 2,0;  
167 06 89 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 2,3;  
167 06 89 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 2,5;  
167 06 89 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 2,7;  
167 06 89 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 3,0;  
167 06 89 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 3,5;  
167 06 89 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 4,0;  
167 06 89 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 4,5;  
167 06 89 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 5,0;  
167 06 89 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 5,5;  
167 06 89 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe L, 95 mm Ø 6,0;  
167 06 90 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 1,0;  
167 06 90 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 1,4;  
167 06 90 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 1,8;  
167 06 90 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 2,0;  
167 06 90 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 2,3;  
167 06 90 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 2,5;  
167 06 90 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 2,7;

167 06 90 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 3,0;  
167 06 90 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 3,5;  
167 06 90 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 4,0;  
167 06 90 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 4,5;  
167 06 90 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 5,0;  
167 06 90 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 5,5;  
167 06 90 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe M, 95 mm Ø 6,0;  
167 06 91 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 1,0;  
167 06 91 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 1,4;  
167 06 91 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 1,8;  
167 06 91 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 2,0;  
167 06 91 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 2,3;  
167 06 91 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 2,5;  
167 06 91 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 2,7;  
167 06 91 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 3,0;  
167 06 91 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 3,5;  
167 06 91 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 4,0;  
167 06 91 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 4,5;  
167 06 91 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 5,0;  
167 06 91 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 5,5;  
167 06 91 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe O, 95 mm Ø 6,0;  
167 06 92 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 1,0;  
167 06 92 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 1,4;  
167 06 92 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 1,8;  
167 06 92 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 2,0;  
167 06 92 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 2,3;  
167 06 92 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 2,5;  
167 06 92 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 2,7;  
167 06 92 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 3,0;  
167 06 92 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 3,5;  
167 06 92 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 4,0;  
167 06 92 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 4,5;  
167 06 92 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 5,0;  
167 06 92 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 5,5;  
167 06 92 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe R, 95 mm Ø 6,0;  
167 06 93 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 1,0;  
167 06 93 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 1,4;  
167 06 93 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 1,8;  
167 06 93 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 2,0;  
167 06 93 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 2,3;  
167 06 93 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 2,5;  
167 06 93 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 2,7;  
167 06 93 19 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 3,0;  
167 06 93 22 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 3,5;  
167 06 93 23 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 4,0;  
167 06 93 24 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 4,5;  
167 06 93 25 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 5,0;  
167 06 93 26 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 5,5;  
167 06 93 27 Fresa Esférica Diamantada Encaixe S, 95 mm Ø 6,0;  
167 06 94 01 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 95 mm Ø 1,0;  
167 06 94 05 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 95 mm Ø 1,4;  
167 06 94 10 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 95 mm Ø 1,8;  
167 06 94 13 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 95 mm Ø 2,0;  
167 06 94 16 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 95 mm Ø 2,3;  
167 06 94 17 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 95 mm Ø 2,5;  
167 06 94 18 Fresa Esférica Diamantada Encaixe T, 95 mm Ø 2,7;

167 06 94 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	95 mm Ø 3,0;
167 06 94 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	95 mm Ø 3,5;
167 06 94 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	95 mm Ø 4,0;
167 06 94 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	95 mm Ø 4,5;
167 06 94 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	95 mm Ø 5,0;
167 06 94 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	95 mm Ø 5,5;
167 06 94 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe T,	95 mm Ø 6,0;
167 06 95 01	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 1,0;
167 06 95 05	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 1,4;
167 06 95 10	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 1,8;
167 06 95 13	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 2,0;
167 06 95 16	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 2,3;
167 06 95 17	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 2,5;
167 06 95 18	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 2,7;
167 06 95 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 3,0;
167 06 95 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 3,5;
167 06 95 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 4,0;
167 06 95 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 4,5;
167 06 95 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 5,0;
167 06 95 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 5,5;
167 06 95 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe U,	95 mm Ø 6,0;
167 06 96 01	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 1,0;
167 06 96 05	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 1,4;
167 06 96 10	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 1,8;
167 06 96 13	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 2,0;
167 06 96 16	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 2,3;
167 06 96 17	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 2,5;
167 06 96 18	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 2,7;
167 06 96 19	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 3,0;
167 06 96 22	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 3,5;
167 06 96 23	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 4,0;
167 06 96 24	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 4,5;
167 06 96 25	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 5,0;
167 06 96 26	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 5,5;
167 06 96 27	Fresa Esférica Diamantada Encaixe X,	95 mm Ø 6,0;

### **3. Indicação de Uso/ Finalidade**

As Ferramentas para Drill Curta Diamantada foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com o Drill Setormed (objeto de outro registro) em procedimentos cirúrgicos de osteotomia mandibular e reconstrução buco maxilo facial e em procedimentos de craniotomia. As Ferramentas são utilizadas nos procedimentos onde são necessários perfurar, raspar e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

### **4. Princípio de Funcionamento**

O princípio de funcionamento das Ferramentas para Drill Curta Diamantada é baseado na rotação do eixo interno do DRILL acionado por ar comprimido/nitrogênio. O sistema é todo pneumático necessitando apenas de uma linha de ar comprimido ou nitrogênio. A pressão necessária vai da faixa de 85 a 120 Psi. Pela ação do ar/nitrogênio as Ferramentas para Drill

Curta Diamantada fixadas nas extremidades da DRILL girem livremente para realizar o procedimento cirúrgico.

#### **5. Modo de Uso do Produto**

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire a embalagem selada;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra a embalagem e retire o produto;
- Encaixe a Ferramentas para Drill Curta Diamantada no Drill Setormed;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável.

#### **6. Composição**

Constituída em Aço inoxidável ASTM F899-XM16.

#### **7. Esterilização**

As Ferramentas para Drill Curta Diamantada são fornecidas na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

#### **8. Condições de Armazenamento**

- As Ferramentas para Drill Curta Diamantada, antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que as Ferramentas para Drill Curta Diamantada sejam armazenadas separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- As Ferramentas para Drill Curta Diamantada devem ser armazenadas em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostas diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para toda Ferramentas para Drill Curta Diamantada, em todas as áreas de estocagem;

- Parâmetros de temperatura e umidade para o armazenamento das Ferramentas para Drill Curta Diamantada:
  - Temperatura entre 15°C e 40°C,
  - Umidade entre 40% a 70% UR sem condensação.

## 9. Condições de Transporte

- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;
- As Ferramentas para Drill Curta Diamantada devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento das Ferramentas para Drill Curta Diamantada e de sua embalagem;
- Parâmetros de temperatura e umidade para o transporte das Ferramentas para Drill Curta Diamantada:
  - Temperatura entre 15°C e 40°C,
  - Umidade entre 40% a 70% UR sem condensação.

## 10. Condições de Manipulação

As Ferramentas para Drill Curta Diamantada devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer Ferramenta para Drill Curta Diamantada que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser descartado no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local).

O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

## 11. Advertências

- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente;
- Teste primeiramente as Ferramentas para Drill Curta Diamantada fora do paciente;
- Não utilize as Ferramentas para Drill Curta Diamantada que pareça danificada;
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura das Ferramentas para Drill Curta Diamantada;
- Não toque as Ferramentas para Drill Curta Diamantada com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra ou dano da Ferramenta para Drill Curta Diamantada;



- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta;
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis;
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes.

## 12. Precauções

- A Ferramenta para Drill Curta Diamantada é embalada em embalagem não reutilizável, de forma que está estéril no momento de sua comercialização e que mantém esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se a Ferramenta para Drill Curta Diamantada estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala;
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade da Ferramenta para Drill Curta Diamantada é sempre do cirurgião que a utiliza;
- Descarte e não use a Ferramenta para Drill Curta Diamantada fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade. Recomenda-se que a Ferramenta para Drill Curta Diamantada seja descartada no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local). Para a Ferramenta para Drill Curta Diamantada que for removida da embalagem e inserida dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenha sido utilizada ou que tenha sido contaminada por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário.

## 13. Contraindicações

Não se aplica.

#### 14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

#### 15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

**Fabricado por:** Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**Responsável Técnico:** Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP: 5062789745

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

---

#### Responsável Técnico

Eng. Ricardo Luiz Vicentim  
CREA-SP 5062789745

---

#### Responsável Legal

Ricardo de Queiroz