

# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME TÉCNICO:** CÂNULA

**NOME COMERCIAL:** KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED

**Fabricante:**

**SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.**

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.**

**CEP:** 13570-410

**Responsável Técnico:**

**Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP 5062789745**

**REGISTRO ANVISA Nº 80777280047**

**PRODUTO ESTÉRIL**

## Instrução de Uso

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** CÂNULA

**Nome Comercial:** KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED

**Matéria Prima:** Aço Inoxidável ASTM F899XM-16; Aço Inoxidável ASTM F899; Alumínio liga 6351.

**Produto Estéril**

**Método de Esterilização:** Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

#### 1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

O KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED é apresentado em embalagem que contém 2 CÂNULAS que é acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca;
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m<sup>2</sup>.

#### 2. Modelos Comerciais

100 01 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 02 04	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm x Ø int. 3,5mm
100 01 02 05	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm x Ø int. 3,5mm
100 01 02 06	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm x Ø int. 4,5mm
100 01 03 05	Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 132,0mm X Ø int. 3,5mm
100 01 03 06	Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 132,0mm X Ø int. 4,5mm
100 01 03 07	Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
100 01 04 05	Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 04 06	Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
100 01 04 07	Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
100 01 05 05	Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 05 06	Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
100 01 05 07	Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
100 01 06 04	Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 06 05	Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 06 06	Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 01 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

100 01 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 01 08 04	Incisivo- INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 08 05	Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 08 06	Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 01 09 04	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 09 05	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 09 06	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 01 10 05	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 01 10 06	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 03 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 03 A - APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm x Ø int. 3,5mm
100 03 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 03 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 03 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 03 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm
100 03 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm
100 03 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int.5,0mm
100 03 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,0mm
100 03 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm
100 03 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm
100 03 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø3,0mm
100 03 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm
100 03 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm
100 03 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 03 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 03 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 03 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 03 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
100 03 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 03 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 03 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø 3,5mm
100 03 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 03 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 03 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 03 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
100 03 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 03 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 05 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 05 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 05 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 05 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

100 05 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 05 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm
100 05 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mmØ int. 4,0mm
100 05 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x132,0mmØ int.5,0mm
100 05 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 132,0mmØ int.3,0mm
100 05 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm
100 05 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm
100 05 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø3,0mm
100 05 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm
100 05 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm
100 05 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 05 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 05 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 05 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 05 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
100 05 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 05 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 05 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø 3,5mm
100 05 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 05 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 05 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 05 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
100 05 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 05 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mmØ int. 4,5mm
100 07 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 07 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mmØ int. 3,5mm
100 07 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 07 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 07 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 07 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm
100 07 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm
100 07 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x132,0mmØ int.5,0mm
100 07 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,0mm
100 07 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm
100 07 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 132,0mmØ int. 5,0mm
100 07 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø3,0mm
100 07 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm
100 07 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm
100 07 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 07 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 07 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mmØ int. 4,5mm
100 07 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

100 07 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
100 07 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 07 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 07 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø 3,5mm
100 07 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 07 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 07 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 07 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
100 07 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 07 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 08 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 08 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
100 08 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
100 08 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
100 08 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 08 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
100 08 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
100 08 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
100 08 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 08 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
100 08 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
100 08 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 08 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 08 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 08 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 08 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 10 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 10 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
100 10 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

100 10 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
100 10 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
100 10 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 10 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
100 10 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mmØ int. 3,5mm
100 10 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mmØ int. 4,5mm
100 10 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
100 10 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 10 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
100 10 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
100 10 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 10 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 10 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 10 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 10 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 10 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 10 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 12 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 12 A APCR Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int.3,5mm
100 12 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext. 5,5mm x 125,0mm Ø int.4,5mm
100 12 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int.3,5mm
100 12 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int.4,5mm
100 12 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.6,5mm x122,0mm Ø int. 5,5mm
100 12 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int. 4,5mm
100 12 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext. 6,5mm x 122,0mm Ø int. 5,5mm
100 12 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int.4,5mm
100 12 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.6,5mm x 122,0mm Ø int.5,5mm
100 12 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.5,5mm x125,0mm Ø int. 4,5mm
100 12 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm

100 12 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm
100 12 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm
100 12 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm
100 12 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 12 A DRA Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
100 12 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 12 A DRA Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm
100 14 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 14 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
100 14 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
100 14 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
100 14 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 14 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
100 14 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
100 14 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
100 14 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 14 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
100 14 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
100 14 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 14 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 14 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 14 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 14 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 14 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 14 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 16 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 16 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
100 16 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

100 16 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
100 16 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
100 16 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 16 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
100 16 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
100 16 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
100 16 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 16 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
100 16 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
100 16 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 16 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 16 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 16 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 16 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 16 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 16 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 18 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 18 A APCR Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int.3,5mm
100 18 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext. 5,5mm x 130,0mm Ø int.4,5mm
100 18 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int.3,5mm
100 18 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int.4,5mm
100 18 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.6,5mm x130,0mm Ø int. 5,5mm
100 18 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
100 18 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext. 6,5mm x 130,0mm Ø int. 5,5mm
100 18 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int.4,5mm
100 18 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.6,5mm x 130,0mm Ø int.5,5mm
100 18 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
100 18 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm



100 18 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
100 18 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
100 18 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
100 18 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 18 A DRA Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
100 18 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 18 A DRA Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
100 20 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 20 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
100 20 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
100 20 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
100 20 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 20 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
100 20 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
100 20 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
100 20 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 20 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
100 20 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
100 20 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 20 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 20 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 20 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 20 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 20 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 20 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 22 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 22 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
100 22 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

100 22 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
100 22 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
100 22 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 22 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
100 22 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
100 22 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
100 22 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
100 22 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
100 22 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
100 22 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 22 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 22 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
100 22 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 22 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
100 22 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 22 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
101 03 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 03 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 03 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm
101 03 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
101 03 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int.5,0mm
101 03 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 177,0mm Ø int.3,0mm
101 03 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
101 03 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
101 03 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø3,0mm
101 03 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,0mm
101 03 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
101 03 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 03 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 03 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int.3,5mm
101 03 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 03 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø 3,5mm
101 03 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 03 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm

101 03 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int.4,5mm
101 03 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 03 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 05 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 05 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 05 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm
101 05 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
101 05 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int.5,0mm
101 05 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 177,0mm Ø int.3,0mm
101 05 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
101 05 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
101 05 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø3,0mm
101 05 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,0mm
101 05 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
101 05 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 05 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 05 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int.3,5mm
101 05 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 05 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø 3,5mm
101 05 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 05 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 05 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int.4,5mm
101 05 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 05 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 07 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 07 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 07 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm
101 07 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
101 07 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int.5,0mm
101 07 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 177,0mm Ø int.3,0mm
101 07 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
101 07 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
101 07 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø3,0mm
101 07 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,0mm
101 07 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
101 07 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 07 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 07 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int.3,5mm
101 07 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 07 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø 3,5mm
101 07 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 07 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm

101 07 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int.4,5mm
101 07 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 07 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 08 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 08 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int.4,5mm
101 08 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int.3,5mm
101 08 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,5mm
101 08 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm
101 08 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm
101 08 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm
101 08 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm
101 08 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm
101 08 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,5mm
101 08 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int.5,5mm
101 08 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 08 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 08 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 08 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 08 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 08 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 08 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 08 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 08 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 08 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 01 02 05	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 01 02 06	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 01 03 05	Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm
101 01 03 06	Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm
101 01 03 07	Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm 177,0mm Ø int. 5,5mm
101 01 04 05	Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm
101 01 04 06	Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm
101 01 04 07	Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm
101 01 05 05	Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm
101 01 05 06	Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm
101 01 05 07	Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm
101 01 06 05	Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 01 06 06	Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 01 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 01 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 01 08 05	Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 01 08 06	Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 01 09 05	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm

101 01 09 06	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
101 01 10 05	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
101 01 10 06	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
102 01 02 05	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 01 02 06	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 01 03 05	Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm
102 01 03 06	Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm
102 01 03 07	Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm 257,0mm Ø int. 5,5mm
102 01 04 05	Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm
102 01 04 06	Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm
102 01 04 07	Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm
102 01 05 05	Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm
102 01 05 06	Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm
102 01 05 07	Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm
102 01 06 05	Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 01 06 06	Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 01 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 01 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 01 08 05	Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 01 08 06	Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 01 09 05	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 01 09 06	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 01 10 05	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 01 10 06	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 03 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 260,mm Ø int. 3,5mm
102 03 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,mm Ø int. 4,5mm
102 03 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm
102 03 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
102 03 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,0mm
102 03 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,0mm
102 03 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
102 03 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
102 03 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø3,0mm
102 03 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,0mm
102 03 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
102 03 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 03 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 03 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int.3,5mm
102 03 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 03 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø 3,5mm
102 03 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 03 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm

102 03 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int.4,5mm
102 03 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 03 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 05 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 05 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 05 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm
102 05 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
102 05 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,0mm
102 05 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,0mm
102 05 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
102 05 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
102 05 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø3,0mm
102 05 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,0mm
102 05 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
102 05 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 05 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 05 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int.3,5mm
102 05 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 05 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø 3,5mm
102 05 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 05 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 05 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int.4,5mm
102 05 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 05 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 07 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 07 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 07 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm
102 07 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
102 07 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,0mm
102 07 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,0mm
102 07 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
102 07 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
102 07 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø3,0mm
102 07 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,0mm
102 07 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
102 07 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 07 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 07 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int.3,5mm
102 07 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 07 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int 3,5mm
102 07 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 07 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm

102 07 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int.4,5mm
102 07 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 07 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 08 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 260,mm Ø int. 3,5mm
102 08 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,mm Ø int.4,5mm
102 08 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,5mm
102 08 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,5mm
102 08 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm
102 08 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm
102 08 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm
102 08 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm
102 08 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm
102 08 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,5mm
102 08 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,5mm
102 08 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 08 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 08 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 08 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 08 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 08 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 08 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 08 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
102 08 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
102 08 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm

### 3. Indicação de Uso/ Finalidade

O KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED foi desenvolvido para ser utilizado juntamente com os aparelhos de Shaver Setormed, Ep1, Linvatec, Artrex, Odhon, PS3500, Stryker, Fórmula, Rema, Wolf, Taimin, Artrotek e Storz em procedimentos cirúrgicos de artroscopia. O KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED é indicado para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

### 4. Princípio de Funcionamento

Os princípios de funcionamento do KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

### 5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;

- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a CÂNULA à peça de mão, esta ao Shaver, que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a CÂNULA, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR

## 6. Composição

Ponta da CÂNULA (interna e externa)- Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;

Corpo da CÂNULA (interna e externa)- Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;

Traseira de conexão- Constituída em Alumínio liga 6351.

## 7. Esterilização

O KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED é fornecido na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peroxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

## 8. Condições de Armazenamento

Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Condições de estocagem: O KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED deve ser armazenado em local seco (umidade até 70%) e convém que não seja exposto diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

## 9. Condições de Transporte

Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem. É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação conseqüente disso. Não empilhar as caixas.



## 10. Condições de Manipulação

Este produto é de uso único. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

## 11. Advertências

Advertências Gerais:

- Antes de utilizar o KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas na instrução de uso.
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia.
- O uso correto do KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED é extremamente importante para o sucesso na utilização.

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso:

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize o KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto.

Identificação da possibilidade de reesterilização: O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios.
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem

## 12. Precauções

Os dispositivos de uso único são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade.

Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

O produto é apresentado esterilizado, portanto a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento.

Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

### **13. Contraindicações**

Não se aplica.

### **14. Efeitos Adversos**

Não se aplica.

### **15. Reclamação**

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

**Fabricado por:** Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**Responsável Técnico:** Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP: 5062789745

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

---

**Responsável Técnico**  
Eng. Ricardo Luiz Vicentim  
**CREA-SP 5062789745**

---

**Responsável Legal**  
Ricardo de Queiroz