

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

NOME COMERCIAL: CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE
BRD

Fabricante:

**SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E
ODONTOLOGICOS S.A.**

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280061

PRODUTO ESTÉRIL

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BRD

Matéria Prima: Alumínio, Aço Inoxidável ASTM F899

Produto Estéril

Método de Esterilização: Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BRD é apresentada em embalagem que contém 02 cânulas interna/externa interconectadas com ponta de corte BRD (broca redonda diamantada), acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefinico para proteção de 19 g/m²

2. Modelos Comerciais

075 01 01 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 01 02 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 01 03 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 01 04 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 01 17 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 01 18 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 01 19 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 01 20 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 01 33 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 01 34 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 01 35 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 01 36 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 02 01 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 02 02 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 02 03 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 02 04 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 02 17 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 02 18 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 02 19 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm

075 02 20 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 02 33 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 02 34 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 02 35 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 02 36 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 03 01 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 03 02 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 03 03 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 03 04 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 03 17 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 03 18 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 03 19 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 03 20 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 03 33 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 03 34 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 03 35 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 03 36 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 04 01 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 04 02 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 04 03 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 04 04 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 04 17 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 04 18 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 04 19 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 04 20 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 04 33 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 04 34 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 04 35 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 04 36 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 05 01 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 05 02 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 05 03 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 05 04 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 05 05 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 05 06 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 05 07 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 05 08 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 05 09 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 05 10 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 05 11 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 05 12 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 05 13 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 05 14 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 05 15 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 05 16 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 05 17 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 05 18 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 05 19 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 05 20 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 05 21 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 05 22 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 05 23 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 05 24 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 05 25 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 05 26 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 05 27 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm

075 05 28 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 05 29 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 05 30 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 05 31 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 05 32 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 05 33 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 05 34 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 05 35 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 05 36 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 05 37 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 05 38 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 05 39 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 05 40 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 05 41 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 05 42 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 05 43 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 05 44 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 05 45 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 05 46 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 05 47 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 05 48 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 06 01 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 06 02 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 06 03 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 06 04 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 06 05 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 06 06 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 06 07 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 06 08 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 06 09 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 06 10 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 06 11 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 06 12 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 06 13 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 06 14 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 06 15 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 06 16 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 06 17 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 06 18 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 06 19 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 06 20 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 06 21 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 06 22 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 06 23 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 06 24 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 06 25 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 06 26 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 06 27 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 06 28 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 06 29 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 06 30 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 06 31 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 06 32 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 06 33 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 06 34 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 06 35 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm

075 06 36 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 06 37 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 06 38 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 06 39 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 06 40 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 06 41 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 06 42 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 06 43 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 06 44 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 06 45 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 06 46 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 06 47 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 06 48 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 07 01 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 07 02 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 07 03 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 07 04 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 07 05 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 07 06 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 07 07 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 07 08 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 07 09 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 07 10 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 07 11 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 07 12 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 07 13 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 07 14 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 07 15 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 07 16 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 07 17 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 07 18 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 07 19 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 07 20 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 07 21 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 07 22 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 07 23 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 07 24 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 07 25 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 07 26 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 07 27 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 07 28 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 07 29 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 07 30 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 07 31 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 07 32 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 07 33 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 07 34 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 07 35 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 07 36 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 07 37 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 07 38 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 07 39 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 07 40 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 07 41 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 07 42 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 07 43 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm

075 07 44 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 07 45 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 07 46 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 07 47 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 07 48 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 08 05 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 08 06 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 08 07 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 08 08 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 08 09 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 08 10 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 08 11 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 08 12 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 08 13 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 08 14 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 08 15 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 08 16 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 08 17 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 08 18 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 08 19 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 08 20 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 08 21 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 08 22 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 08 23 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 08 24 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 08 25 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 08 26 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 08 27 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 08 28 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 08 29 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 08 30 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 08 31 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 08 32 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 08 33 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 08 34 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 08 35 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 08 36 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 08 37 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 08 38 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 08 39 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 08 40 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 08 41 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 08 42 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 08 43 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 08 44 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 08 45 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 08 46 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 08 47 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 08 48 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 09 01 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 09 02 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 09 03 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 09 04 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 09 05 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 09 06 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 09 07 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm

075 09 08 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 09 09 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 09 10 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 09 11 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 09 12 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 09 13 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 09 14 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 09 15 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 09 16 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 09 17 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 09 18 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 09 19 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 09 20 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 09 21 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 09 22 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 09 23 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 09 24 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 09 25 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 09 26 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 09 27 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 09 28 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 09 29 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 09 30 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 09 31 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 09 32 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 09 33 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 09 34 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 09 35 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 09 36 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 09 37 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 09 38 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 09 39 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 09 40 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 09 41 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 09 42 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 09 43 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 09 44 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 09 45 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 09 46 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
07 09 47 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 09 48 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 10 01 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 10 02 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 10 03 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 10 04 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 10 05 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 10 06 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 10 07 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 10 08 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 10 09 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 10 10 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 10 11 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 10 12 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 10 13 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 10 14 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 10 15 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm

075 10 16 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 10 17 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 10 18 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 10 19 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 10 20 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 10 21 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 10 22 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 10 23 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 10 24 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 10 25 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 10 26 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 10 27 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 10 28 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 10 29 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 10 30 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 10 31 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 10 32 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 10 33 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 10 34 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 10 35 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 10 36 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 10 37 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 10 38 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 10 39 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 10 40 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 10 41 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 10 42 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 10 43 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 10 44 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 10 45 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 10 46 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 10 47 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 10 48 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 11 01 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 11 02 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 11 03 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 11 04 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 11 05 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 11 06 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 11 07 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 11 08 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 11 09 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 11 10 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 11 11 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 11 12 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 11 13 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 11 14 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 11 15 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 11 16 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 11 17 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 11 18 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 11 19 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 11 20 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 11 21 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 11 22 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 11 23 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm

075 11 24 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 11 25 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 11 26 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 11 27 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 11 28 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 11 29 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 11 30 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 11 31 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 11 32 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 11 33 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 11 34 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 11 35 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 11 36 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 11 37 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 11 38 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 11 39 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 11 40 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 11 41 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 11 42 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 11 43 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 11 44 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 11 45 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 11 46 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 11 47 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 11 48 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 12 01 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 12 02 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 12 03 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 12 04 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 12 05 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 12 06 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 12 07 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 12 08 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 12 09 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 12 10 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 12 11 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 12 12 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 12 13 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 12 14 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 12 15 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 12 16 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 12 17 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 12 18 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 12 19 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 12 20 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 12 21 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 12 22 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 12 23 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 12 24 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 12 25 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 12 26 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 12 27 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 12 28 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 12 29 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 12 30 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 12 31 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm

075 12 32 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 12 33 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 12 34 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 12 35 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 12 36 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 12 37 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 12 38 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 12 39 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 12 40 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 12 41 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 12 42 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 12 43 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 12 44 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 12 45 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 12 46 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 12 47 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 12 48 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 13 01 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 13 02 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 13 03 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 13 04 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 13 05 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 13 06 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 13 07 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 13 08 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 13 09 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 13 10 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 13 11 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 13 12 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 13 13 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 13 14 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 13 15 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 13 16 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 13 17 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 13 18 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 13 19 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 13 20 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 13 21 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 13 22 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 13 23 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 13 24 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 13 25 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 13 26 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 13 27 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 13 28 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 13 29 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 13 30 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 13 31 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 13 32 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 13 33 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 13 34 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 13 35 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 13 36 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 13 37 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 13 38 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 13 39 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm

075 13 40 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 13 41 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 13 42 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 13 43 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 13 44 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 13 45 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 13 46 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 13 47 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 13 48 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 14 01 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 14 02 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 14 03 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 14 04 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 14 05 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 14 06 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 14 07 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 14 08 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 14 09 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 14 10 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 14 11 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 14 12 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 14 13 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 14 14 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 14 15 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 14 16 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 14 17 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 14 18 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 14 19 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 14 20 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 14 21 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 14 22 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 14 23 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 14 24 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 14 25 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 14 26 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 14 27 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 14 28 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 14 29 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 14 30 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 14 31 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 14 32 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 14 33 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 14 34 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 14 35 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 14 36 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 14 37 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 14 38 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 14 39 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 14 40 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 14 41 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 14 42 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 14 43 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 14 44 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 14 45 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 14 46 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 14 47 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm

075 14 48 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 15 01 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 15 02 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 15 03 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 15 04 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 15 05 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 15 06 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 15 07 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 15 08 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 15 09 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 15 10 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 15 11 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 15 12 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 15 13 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 15 14 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 15 15 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 15 16 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 15 17 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 15 18 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 15 19 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 15 20 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 15 21 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 15 22 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 15 23 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 15 24 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 15 25 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 15 26 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 15 27 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 15 28 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 15 29 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 15 30 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 15 31 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 15 32 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 15 33 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 15 34 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 15 35 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 15 36 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 15 37 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 15 38 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 15 39 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 15 40 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 15 41 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 15 42 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 15 43 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 15 44 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 15 45 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 15 46 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 15 47 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 15 48 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 16 01 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 16 02 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 16 03 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 16 04 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 16 05 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 16 06 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 16 07 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm

075 16 08 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 16 09 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 16 10 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 16 11 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 16 12 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 16 13 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 16 14 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 16 15 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 16 16 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 16 17 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 16 18 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 16 19 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 16 20 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 16 21 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 16 22 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 16 23 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 16 24 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 16 25 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 16 26 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 16 27 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 16 28 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 16 29 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 16 30 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 16 31 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 16 32 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 16 33 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 16 34 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 16 35 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 16 36 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 16 37 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 16 38 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 16 39 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 16 40 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 16 41 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 16 42 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 16 43 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 16 44 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 16 45 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 16 46 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 16 47 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 16 48 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 17 01 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 17 02 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 17 03 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 17 04 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 17 05 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 17 06 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 17 07 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 17 08 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 17 09 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 17 10 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 17 11 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 17 12 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 17 13 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 17 14 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 17 15 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm

075 17 16 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 17 17 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 17 18 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 17 19 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 17 20 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 17 21 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 17 22 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 17 23 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 17 24 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 17 25 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 17 26 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 17 27 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 17 28 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 17 29 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 17 30 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 17 31 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 17 32 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 17 33 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 17 34 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 17 35 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 17 36 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm
075 17 37 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 17 38 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 17 39 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm
075 17 40 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm
075 17 41 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 17 42 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 17 43 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm
075 17 44 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm
075 17 45 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 17 46 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 17 47 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm
075 17 48 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm
075 05 49 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 05 50 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 05 51 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 05 52 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 05 53 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 05 54 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 05 55 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 05 56 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 05 57 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 05 58 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 05 59 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 05 60 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 06 49 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 06 50 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 06 51 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 06 52 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 06 53 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 06 54 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 06 55 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 06 56 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 06 57 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 06 58 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 06 59 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm

075 06 60 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 07 49 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 07 50 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 07 51 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 07 52 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 07 53 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 07 54 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 07 55 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 07 56 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 07 57 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 07 58 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 07 59 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 07 60 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 09 49 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 09 50 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 09 51 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 09 52 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 09 53 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 09 54 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 09 55 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 09 56 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 09 57 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 09 58 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 09 59 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 09 60 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 12 49 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 12 50 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 12 51 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 12 52 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 12 53 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 12 54 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 12 55 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 12 56 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 12 57 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 12 58 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 12 59 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 12 60 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm
075 18 64 03 Tipo 18, Tubo 12° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm
075 18 65 03 Tipo 18, Tubo 40° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm
075 20 01 03 Tipo 20, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 20 17 03 Tipo 20, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm
075 20 49 03 Tipo 20, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 20 53 03 Tipo 20, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm
075 20 61 03 Tipo 20, Tubo 12° C, Corte SP, 95 x Ø3,0mm
075 20 62 03 Tipo 20, Tubo 40° C, Corte SP, 95 x Ø3,0mm
075 20 64 03 Tipo 20, Tubo 12° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm
075 20 65 03 Tipo 20, Tubo 40° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm

3. Indicação de Uso/ Finalidade

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BRD é indicada para procedimentos de Bucomaxilo e Otorrinolaringologia com função de perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.



Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento da Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BRD é o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cânula à peça de mão e está ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a cânula, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR.

6. Composição

Ponta da Cânula (interna e externa) - Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;

Corpo da Cânula (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;

Traseira de conexão composta pelas seguintes matérias primas: Alumínio Liga 6262, Alumínio Liga 6351, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

7. Esterilização

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BRD é fornecida na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

8. Condições de Armazenamento

- Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Condições de estocagem: A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BRD deve ser armazenada em local seco (umidade até 70%) e convém que não seja exposta diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

9. Condições de Transporte

- Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem.
- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;
- Não empilhar as caixas.

10. Condições de Manipulação

Este produto é de uso único. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

- Antes de utilizar a Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BRD certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nesta instrução de uso;
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia;
- O uso correto da Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BRD é extremamente importante para o sucesso na utilização;
- Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso;
- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize a Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BRD e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto;
- Identificação da possibilidade de reesterilização;

- Este produto é de uso único;
- Cuidados especiais;
- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

- Os dispositivos, de uso único, são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta;
- Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade;
- Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento;
- Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote



do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz