

# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME TÉCNICO:** CÂNULAS

**NOME COMERCIAL:** CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE  
APCR

**Fabricante:**

**SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E  
ODONTOLOGICOS S.A.**

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

**Responsável Técnico:**

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

**REGISTRO ANVISA Nº 80777280062**

**PRODUTO ESTÉRIL**

## Instrução de Uso

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Cânulas

**Nome Comercial:** Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve APCR

**Matéria Prima:** Alumínio liga 6351, Aço Inoxidável ASTM F899

**Produto Estéril**

**Método de Esterilização:** Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

### 1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve APCR é apresentada em embalagem que contém 02 cânulas interna/externa interconectadas com ponta de corte APCR (ponta de corte Agressivo de Perfil completo com raspador), acondicionada da seguinte maneira:

**Embalagem primária:** Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

**Embalagem secundária:** Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m<sup>2</sup>

### 2. Modelos Comerciais

072 01 01 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 01 02 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 01 03 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 01 04 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 01 17 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 01 18 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 01 19 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 01 20 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 01 33 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 01 34 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 01 35 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 01 36 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 02 01 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 02 02 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 02 03 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 02 04 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 02 17 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 02 18 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm

072 02 19 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 02 20 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 02 33 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 02 34 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 02 35 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 02 36 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 03 01 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 03 02 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 03 03 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 03 04 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 03 17 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 03 18 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 03 19 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 03 20 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 03 33 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 03 34 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 03 35 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 03 36 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 04 01 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 04 02 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 04 03 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 04 04 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 04 17 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 04 18 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 04 19 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 04 20 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 04 33 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 04 34 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 04 35 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 04 36 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 05 01 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 05 02 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 05 03 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 05 04 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 05 05 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 05 06 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 05 07 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 05 08 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 05 09 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 05 10 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 05 11 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 05 12 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 05 13 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 05 14 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 05 15 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 05 16 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 05 17 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 05 18 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 05 19 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 05 20 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 05 21 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 05 22 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 05 23 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 05 24 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 05 25 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 05 26 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm

072 05 27 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 05 28 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 05 29 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 05 30 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 05 31 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 05 32 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 05 33 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 05 34 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 05 35 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 05 36 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 05 37 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 05 38 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 05 39 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 05 40 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 05 41 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 05 42 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 05 43 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 05 44 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 05 45 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 05 46 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 05 47 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 05 48 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 06 01 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 06 02 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 06 03 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 06 04 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 06 05 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 06 06 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 06 07 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 06 08 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 06 09 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 06 10 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 06 11 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 06 12 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 06 13 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 06 14 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 06 15 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 06 16 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 06 17 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 06 18 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 06 19 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 06 20 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 06 21 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 06 22 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 06 23 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 06 24 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 06 25 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 06 26 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 06 27 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 06 28 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 06 29 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 06 30 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 06 31 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 06 32 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 06 33 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 06 34 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm

072 06 35 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 06 36 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 06 37 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 06 38 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 06 39 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 06 40 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 06 41 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 06 42 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 06 43 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 06 44 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 06 45 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 06 46 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 06 47 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 06 48 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 07 01 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 07 02 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 07 03 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 07 04 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 07 05 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 07 06 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 07 07 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 07 08 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 07 09 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 07 10 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 07 11 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 07 12 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 07 13 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 07 14 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 07 15 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 07 16 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 07 17 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 07 18 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 07 19 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 07 20 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 07 21 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 07 22 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 07 23 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 07 24 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 07 25 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 07 26 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 07 27 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 07 28 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 07 29 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 07 30 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 07 31 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 07 32 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 07 33 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 07 34 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 07 35 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 07 36 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 07 37 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 07 38 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 07 39 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 07 40 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 07 41 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 07 42 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm

072 07 43 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 07 44 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 07 45 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 07 46 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 07 47 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 07 48 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 08 01 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 08 02 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 08 03 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 08 04 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 08 05 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 08 06 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 08 07 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 08 08 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 08 09 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 08 10 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 08 11 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 08 12 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 08 13 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 08 14 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 08 15 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 08 16 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 08 17 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 08 18 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 08 19 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 08 20 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 08 21 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 08 22 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 08 23 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 08 24 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 08 25 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 08 26 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 08 27 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 08 28 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 08 29 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 08 30 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 08 31 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 08 32 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 08 33 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 08 34 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 08 35 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 08 36 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 08 37 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 08 38 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 08 39 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 08 40 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 08 41 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 08 42 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 08 43 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 08 44 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 08 45 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 08 46 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 08 47 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 08 48 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 09 01 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 09 02 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm

072 09 03 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 09 04 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 09 05 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 09 06 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 09 07 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 09 08 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 09 09 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 09 10 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 09 11 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 09 12 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 09 13 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 09 14 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 09 15 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 09 16 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 09 17 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 09 18 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 09 19 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 09 20 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 09 21 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 09 22 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 09 23 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 09 24 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 09 25 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 09 26 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 09 27 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 09 28 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 09 29 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 09 30 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 09 31 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 09 32 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 09 33 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 09 34 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 09 35 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 09 36 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 09 37 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 09 38 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 09 39 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 09 40 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 09 41 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 09 42 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 09 43 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 09 44 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 09 45 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 09 46 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 09 47 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 09 48 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 10 01 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 10 02 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 10 03 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 10 04 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 10 05 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 10 06 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 10 07 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 10 08 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 10 09 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 10 10 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm

072 10 11 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 10 12 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 10 13 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 10 14 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 10 15 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 10 16 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 10 17 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 10 18 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 10 19 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 10 20 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 10 21 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 10 22 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 10 23 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 10 24 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 10 25 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 10 26 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 10 27 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 10 28 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 10 29 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 10 30 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 10 31 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 10 32 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 10 33 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 10 34 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 10 35 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 10 36 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 10 37 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 10 38 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 10 39 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 10 40 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 10 41 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 10 42 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 10 43 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 10 44 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 10 45 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 10 46 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 10 47 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 10 48 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 11 01 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 11 02 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 11 03 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 11 04 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 11 05 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 11 06 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 11 07 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 11 08 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 11 09 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 11 10 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 11 11 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 11 12 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 11 13 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 11 14 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 11 15 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 11 16 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 11 17 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 11 18 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm



072 11 19 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 11 20 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 11 21 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 11 22 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 11 23 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 11 24 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 11 25 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 11 26 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 11 27 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 11 28 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 11 29 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 11 30 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 11 31 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 11 32 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 11 33 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 11 34 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 11 35 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 11 36 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 11 37 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 11 38 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 11 39 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 11 40 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 11 41 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 11 42 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 11 43 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 11 44 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 11 45 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 11 46 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 11 47 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 11 48 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 12 01 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 12 02 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 12 03 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 12 04 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 12 05 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 12 06 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 12 07 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 12 08 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 12 09 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 12 10 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 12 11 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 12 12 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 12 13 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 12 14 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 12 15 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 12 16 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 12 17 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 12 18 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 12 19 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 12 20 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 12 21 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 12 22 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 12 23 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 12 24 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 12 25 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 12 26 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm

072 12 27 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 12 28 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 12 29 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 12 30 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 12 31 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 12 32 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 12 33 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 12 34 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 12 35 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 12 36 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 12 37 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 12 38 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 12 39 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 12 40 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 12 41 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 12 42 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 12 43 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 12 44 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 12 45 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 12 46 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 12 47 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 12 48 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 13 01 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 13 02 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 13 03 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 13 04 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 13 05 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 13 06 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 13 07 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 13 08 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 13 09 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 13 10 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 13 11 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 13 12 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 13 13 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 13 14 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 13 15 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 13 16 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 13 17 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 13 18 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 13 19 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 13 20 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 13 21 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 13 22 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 13 23 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 13 24 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 13 25 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 13 26 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 13 27 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 13 28 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 13 29 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 13 30 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 13 31 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 13 32 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 13 33 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 13 34 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm

072 13 35 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 13 36 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 13 37 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 13 38 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 13 39 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 13 40 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 13 41 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 13 42 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 13 43 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 13 44 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 13 45 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 13 46 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 13 47 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 13 48 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 14 01 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 14 02 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 14 03 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 14 04 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 14 05 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 14 06 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 14 07 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 14 08 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 14 09 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 14 10 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 14 11 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 14 12 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 14 13 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 14 14 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 14 15 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 14 16 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 14 17 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 14 18 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 14 19 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 14 20 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 14 21 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 14 22 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 14 23 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 14 24 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 14 25 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 14 26 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 14 27 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 14 28 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 14 29 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 14 30 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 14 31 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 14 32 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 14 33 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 14 34 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 14 35 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 14 36 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 14 37 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 14 38 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 14 39 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 14 40 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 14 41 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 14 42 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm

072 14 43 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 14 44 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 14 45 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 14 46 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 14 47 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 14 48 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 15 01 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 15 02 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 15 03 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 15 04 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 15 05 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 15 06 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 15 07 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 15 08 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 15 09 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 15 10 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 15 11 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 15 12 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 15 13 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 15 14 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 15 15 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 15 16 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 15 17 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 15 18 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 15 19 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 15 20 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 15 21 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 15 22 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 15 23 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 15 24 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 15 25 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 15 26 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 15 27 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 15 28 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 15 29 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 15 30 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 15 31 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 15 32 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 15 33 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 15 34 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 15 35 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 15 36 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 15 37 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 15 38 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 15 39 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 15 40 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 15 41 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 15 42 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 15 43 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 15 44 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 15 45 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 15 46 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 15 47 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 15 48 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 16 01 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 16 02 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm

072 16 03 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 16 04 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 16 05 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 16 06 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 16 07 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 16 08 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 16 09 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 16 10 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 16 11 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 16 12 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 16 13 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 16 14 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 16 15 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 16 16 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 16 17 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 16 18 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 16 19 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 16 20 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 16 21 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 16 22 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 16 23 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 16 24 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 16 25 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 16 26 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 16 27 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 16 28 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 16 29 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 16 30 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 16 31 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 16 32 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 16 33 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 16 34 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 16 35 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 16 36 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 16 37 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 16 38 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 16 39 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 16 40 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 16 41 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 16 42 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 16 43 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 16 44 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 16 45 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 16 46 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 16 47 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 16 48 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 17 01 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 17 02 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 17 03 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 17 04 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 17 05 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 17 06 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 17 07 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 17 08 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 17 09 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 17 10 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm

072 17 11 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 17 12 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 17 13 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 17 14 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 17 15 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 17 16 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 17 17 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 17 18 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 17 19 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 17 20 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 17 21 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 17 22 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 17 23 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 17 24 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 17 25 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 17 26 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 17 27 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 17 28 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 17 29 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 17 30 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 17 31 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 17 32 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 17 33 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 17 34 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 17 35 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
072 17 36 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
072 17 37 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 17 38 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 17 39 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
072 17 40 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
072 17 41 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 17 42 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 17 43 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
072 17 44 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
072 17 45 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 17 46 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 17 47 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
072 17 48 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
072 05 49 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 05 50 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 05 51 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 05 52 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 05 53 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 05 54 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 05 55 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 05 56 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 05 57 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 05 58 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 05 59 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 05 60 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 06 49 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 06 50 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 06 51 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 06 52 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 06 53 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 06 54 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm

072 06 55 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 06 56 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 06 57 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 06 58 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 06 59 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 06 60 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 07 49 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 07 50 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 07 51 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 07 52 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 07 53 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 07 54 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 07 55 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 07 56 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 07 57 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 07 58 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 07 59 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 07 60 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 09 49 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 09 50 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 09 51 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 09 52 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 09 53 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 09 54 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 09 55 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 09 56 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 09 57 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 09 58 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 09 59 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 09 60 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 12 49 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 12 50 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 12 51 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 12 52 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 12 53 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 12 54 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 12 55 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 12 56 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 12 57 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 12 58 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
072 12 59 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
072 12 60 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm

### **3. Indicação de Uso/ Finalidade**

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve APCR é indicada para procedimentos de Bucomaxilo e Otorrinolaringologia com função de perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.

#### **4. Princípio de Funcionamento**

O princípio de funcionamento da Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve APCR é o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

#### **5. Modo de Uso do Produto**

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cânula à peça de mão e está ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a cânula, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR.

#### **6. Composição**

Ponta da CÂNULA (interna e externa) - Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;

Corpo da CÂNULA (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;

Traseira de conexão- Constituída em Alumínio liga 6351.

#### **7. Esterilização**

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve APCR é fornecida na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

#### **8. Condições de Armazenamento**

- Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;



- Condições de estocagem: a Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve APCR deve ser armazenada em local seco (umidade até 70%) e convém que não seja exposta diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

## **9. Condições de Transporte**

Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem. É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso. Não empilhar as caixas.

## **10. Condições de Manipulação**

- Este produto é de uso único;
- O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

## **11. Advertências**

- Antes de utilizar a certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nesta instrução de uso;
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia;
- O uso correto da Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve APCR é extremamente importante para o sucesso na utilização;
- Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso;
- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize da Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve APCR e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto;
- Identificação da possibilidade de reesterilização;
- Este produto é de uso único;
- Cuidados especiais;
- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

## 12. Precauções

- Os dispositivos, de uso único, são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta;
- Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade;
- Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento;
- Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

## 13. Contraindicações

Não se aplica.

## 14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

## 15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

**Fabricado por:** Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**Responsável Técnico:** Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279



Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

---

**Responsável Técnico**

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

**CREA-SP 5069930279**

---

**Responsável Legal**

Ricardo de Queiroz