

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

NOME COMERCIAL: CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280066

PRODUTO ESTÉRIL

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve INC

Matéria Prima: Alumínio Liga, Aço Inoxidável ASTM F899

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO).

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é apresentada em embalagem contendo 01 cânula composta por 1 lâmina interna e 1 lâmina externa, interconectadas com ponta de corte e um encaixe, acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m².

2. Modelos Comerciais

076 01 01 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

076 01 02 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 01 03 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

076 01 04 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 01 17 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

076 01 18 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 01 19 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

076 01 20 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 01 33 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

076 01 34 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 01 35 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

076 01 36 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 02 01 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 02 02 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 02 03 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 02 04 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 02 17 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 02 18 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 02 19 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 02 20 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 02 33 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 02 34 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 02 35 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 02 36 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 03 01 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 03 02 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 03 03 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 03 04 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 03 17 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 03 18 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 03 19 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 03 20 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 03 33 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 03 34 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 03 35 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 03 36 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 04 01 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 04 02 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 04 03 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 04 04 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 04 17 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 04 18 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 04 19 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 04 20 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 04 33 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 04 34 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 04 35 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 04 36 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 05 01 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 05 02 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 05 03 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 05 04 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 05 05 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 05 06 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 05 07 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 05 08 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 05 09 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 05 10 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 05 11 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 05 12 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 05 13 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 05 14 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 05 15 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 05 16 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 05 17 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 05 18 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 05 19 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 05 20 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 05 21 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 05 22 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 05 23 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 05 24 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 05 25 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 05 26 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 05 27 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 05 28 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 05 29 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 05 30 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 05 31 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 05 32 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;

076 05 33 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 05 34 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 05 35 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 05 36 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 05 37 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 05 38 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 05 39 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 05 40 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 05 41 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 05 42 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 05 43 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 05 44 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 05 45 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 05 46 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 05 47 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 05 48 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 06 01 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 06 02 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 06 03 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 06 04 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 06 05 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 06 06 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 06 07 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 06 08 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 06 09 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 06 10 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 06 11 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 06 12 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 06 13 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 06 14 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 06 15 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 06 16 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 06 17 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 06 18 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 06 19 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 06 20 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 06 21 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 06 22 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 06 23 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 06 24 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 06 25 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 06 26 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 06 27 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 06 28 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 06 29 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 06 30 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 06 31 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 06 32 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 06 33 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 06 34 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 06 35 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 06 36 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 06 37 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 06 38 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 06 39 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 06 40 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 06 41 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 06 42 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 06 43 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 06 44 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 06 45 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 06 46 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 06 47 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 06 48 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 07 01 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 07 02 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 07 03 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 07 04 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 07 05 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 07 06 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 07 07 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 07 08 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 07 09 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 07 10 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 07 11 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 07 12 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 07 13 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 07 14 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 07 15 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 07 16 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 07 17 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 07 18 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 07 19 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 07 20 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 07 21 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 07 22 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 07 23 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 07 24 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 07 25 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 07 26 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 07 27 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 07 28 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 07 29 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 07 30 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 07 31 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 07 32 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 07 33 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 07 34 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 07 35 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 07 36 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 07 37 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 07 38 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;

076 07 39 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 07 40 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 07 41 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 07 42 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 07 43 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 07 44 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 07 45 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 07 46 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 07 47 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 07 48 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 08 01 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 08 02 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 08 03 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 08 04 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 08 05 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 08 06 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 08 07 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 08 08 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 08 09 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 08 10 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 08 11 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 08 12 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 08 13 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 08 14 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 08 15 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 08 16 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 08 17 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 08 18 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 08 19 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 08 20 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 08 21 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 08 22 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 08 23 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 08 24 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;

076 08 25 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 08 26 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 08 27 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 08 28 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 08 29 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 08 30 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 08 31 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 08 32 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 08 33 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 08 34 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 08 35 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 08 36 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 08 37 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 08 38 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 08 39 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 08 40 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 08 41 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 08 42 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 08 43 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 08 44 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 08 45 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 08 46 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 08 47 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 08 48 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 09 01 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 09 02 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 09 03 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 09 04 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 09 05 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 09 06 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 09 07 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 09 08 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 09 09 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 09 10 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;

076 09 11 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 09 12 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 09 13 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 09 14 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 09 15 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 09 16 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 09 17 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 09 18 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 09 19 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 09 20 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 09 21 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 09 22 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 09 23 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 09 24 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 09 25 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 09 26 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 09 27 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 09 28 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 09 29 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 09 30 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 09 31 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 09 32 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 09 33 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 09 34 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 09 35 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 09 36 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 09 37 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 09 38 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 09 39 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 09 40 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 09 41 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 09 42 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 09 43 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 09 44 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;

076 09 45 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 09 46 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 09 47 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 09 48 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 10 01 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 10 02 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 10 03 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 10 04 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 10 05 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 10 06 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 10 07 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 10 08 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 10 09 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 10 10 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 10 11 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 10 12 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 10 13 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 10 14 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 10 15 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 10 16 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 10 17 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 10 18 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 10 19 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 10 20 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 10 21 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 10 22 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 10 23 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 10 24 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 10 25 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 10 26 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 10 27 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 10 28 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 10 29 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 10 30 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;

076 10 31 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 10 32 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 10 33 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 10 34 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 10 35 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 10 36 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 10 37 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 10 38 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 10 39 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 10 40 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 10 41 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 10 42 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 10 43 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 10 44 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 10 45 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 10 46 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 10 47 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 10 48 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 11 01 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 11 02 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 11 03 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 11 04 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 11 05 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 11 06 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 11 07 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 11 08 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 11 09 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 11 10 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 11 11 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 11 12 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 11 13 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 11 14 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 11 15 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 11 16 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;

076 11 17 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 11 18 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 11 19 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 11 20 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 11 21 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 11 22 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 11 23 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 11 24 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 11 25 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 11 26 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 11 27 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 11 28 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 11 29 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 11 30 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 11 31 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 11 32 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 11 33 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 11 34 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 11 35 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 11 36 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 11 37 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 11 38 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 11 39 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 11 40 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 11 41 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 11 42 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 11 43 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 11 44 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 11 45 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 11 46 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 11 47 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 11 48 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 12 01 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 12 02 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 12 03 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 12 04 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 12 05 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 12 06 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 12 07 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 12 08 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 12 09 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 12 10 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 12 11 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 12 12 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 12 13 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 12 14 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 12 15 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 12 16 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 12 17 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 12 18 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 12 19 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 12 20 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 12 21 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 12 22 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 12 23 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 12 24 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 12 25 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 12 26 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 12 27 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 12 28 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 12 29 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 12 30 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 12 31 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 12 32 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 12 33 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 12 34 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 12 35 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 12 36 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 12 37 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 12 38 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 12 39 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 12 40 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 12 41 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 12 42 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 12 43 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 12 44 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 12 45 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 12 46 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 12 47 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 12 48 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 13 01 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 13 02 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 13 03 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 13 04 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 13 05 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 13 06 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 13 07 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 13 08 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 13 09 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 13 10 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 13 11 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 13 12 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 13 13 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 13 14 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 13 15 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 13 16 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 13 17 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 13 18 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 13 19 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 13 20 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 13 21 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 13 22 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;

076 13 23 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 13 24 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 13 25 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 13 26 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 13 27 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 13 28 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 13 29 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 13 30 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 13 31 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 13 32 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 13 33 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 13 34 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 13 35 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 13 36 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 13 37 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 13 38 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 13 39 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 13 40 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 13 41 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 13 42 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 13 43 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 13 44 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 13 45 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 13 46 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 13 47 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 13 48 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 14 01 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 14 02 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 14 03 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 14 04 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 14 05 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 14 06 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 14 07 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 14 08 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;

076 14 09 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 14 10 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 14 11 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 14 12 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 14 13 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 14 14 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 14 15 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 14 16 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 14 17 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 14 18 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 14 19 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 14 20 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 14 21 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 14 22 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 14 23 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 14 24 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 14 25 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 14 26 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 14 27 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 14 28 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 14 29 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 14 30 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 14 31 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 14 32 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 14 33 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 14 34 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 14 35 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 14 36 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 14 37 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 14 38 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 14 39 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 14 40 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 14 41 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 14 42 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;

076 14 43 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 14 44 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 14 45 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 14 46 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 14 47 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 14 48 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 15 01 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 15 02 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 15 03 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 15 04 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 15 05 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 15 06 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 15 07 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 15 08 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 15 09 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 15 10 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 15 11 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 15 12 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 15 13 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 15 14 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 15 15 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 15 16 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 15 17 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 15 18 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 15 19 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 15 20 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 15 21 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 15 22 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 15 23 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 15 24 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 15 25 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 15 26 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 15 27 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 15 28 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;

076 15 29 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 15 30 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 15 31 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 15 32 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 15 33 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 15 34 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 15 35 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 15 36 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 15 37 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 15 38 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 15 39 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 15 40 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 15 41 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 15 42 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 15 43 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 15 44 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 15 45 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 15 46 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 15 47 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 15 48 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 16 01 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 16 02 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 16 03 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 16 04 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 16 05 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 16 06 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 16 07 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 16 08 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 16 09 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 16 10 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 16 11 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 16 12 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 16 13 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 16 14 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;

076 16 15 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 16 16 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 16 17 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 16 18 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 16 19 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 16 20 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 16 21 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 16 22 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 16 23 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 16 24 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 16 25 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 16 26 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 16 27 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 16 28 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 16 29 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 16 30 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 16 31 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 16 32 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 16 33 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 16 34 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 16 35 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 16 36 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 16 37 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 16 38 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 16 39 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 16 40 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 16 41 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 16 42 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 16 43 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 16 44 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 16 45 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 16 46 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 16 47 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 16 48 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;

076 17 01 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 17 02 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 17 03 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 17 04 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 17 05 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 17 06 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 17 07 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 17 08 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 17 09 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 17 10 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 17 11 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 17 12 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 17 13 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 17 14 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 17 15 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 17 16 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 17 17 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 17 18 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 17 19 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 17 20 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 17 21 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 17 22 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 17 23 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 17 24 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 17 25 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 17 26 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 17 27 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 17 28 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 17 29 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 17 30 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 17 31 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 17 32 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 17 33 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 17 34 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

076 17 35 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 17 36 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 17 37 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 17 38 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 17 39 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
076 17 40 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
076 17 41 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 17 42 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 17 43 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
076 17 44 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
076 17 45 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 17 46 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 17 47 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
076 17 48 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
076 05 49 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 05 50 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 05 51 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 05 52 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 05 53 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 05 54 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 05 55 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 05 56 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 05 57 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 05 58 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 05 59 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 05 60 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 06 49 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 06 50 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 06 51 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 06 52 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 06 53 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 06 54 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 06 55 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 06 56 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;

076 06 57 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 06 58 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 06 59 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 06 60 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 07 49 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 07 50 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 07 51 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 07 52 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 07 53 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 07 54 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 07 55 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 07 56 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 07 57 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 07 58 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 07 59 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 07 60 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 09 49 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 09 50 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 09 51 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 09 52 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 09 53 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 09 54 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 09 55 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 09 56 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 09 57 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 09 58 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 09 59 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 09 60 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 12 49 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 12 50 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 12 51 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 12 52 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 12 53 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 12 54 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;

076 12 55 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 12 56 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 12 57 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 12 58 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 12 59 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 12 60 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 18 53 03 Tipo 18, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 18 54 03 Tipo 18, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 18 57 03 Tipo 18, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 18 58 03 Tipo 18, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 19 49 03 Tipo 19, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 19 53 03 Tipo 19, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 19 57 03 Tipo 19, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 20 01 03 Tipo 19, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 20 02 03 Tipo 19, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 20 17 03 Tipo 19, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
076 20 18 03 Tipo 19, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
076 20 49 03 Tipo 19, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 20 50 03 Tipo 19, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 20 53 03 Tipo 19, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
076 20 54 03 Tipo 19, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
076 19 49 07 Tipo 19, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,5mm;
076 19 50 07 Tipo 19, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,5mm;
076 19 53 07 Tipo 19, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,5mm;
076 19 54 07 Tipo 19, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,5mm;
076 19 57 07 Tipo 19, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,5mm;
076 19 58 07 Tipo 19, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,5mm;
076 19 49 08 Tipo 19, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,5mm DD;
076 19 50 08 Tipo 19, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,5mm DD;
076 19 53 08 Tipo 19, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,5mm DD;
076 19 54 08 Tipo 19, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,5mm DD;
076 19 57 08 Tipo 19, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,5mm DD;
076 19 58 08 Tipo 19, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,5mm DD.

3. Indicação de Uso/ Finalidade

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é indicada para procedimentos de Bucomaxilo e Otorrinolaringologia com função de perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

Esse produto é destinado para cirurgias que estejam familiarizados com a técnica.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento da CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cânula à peça de mão, esta ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a cânula, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR.

6. Composição

- Ponta da CÂNULA (interna e externa) - Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;
- Corpo da CÂNULA (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;
- Traseira de conexão composta pelas seguintes matérias primas: Alumínio Liga 6262, Alumínio Liga 6351, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

7. Esterilização

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve INC é fornecida na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos.

8. Condições de Armazenamento

- Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Condições de estocagem: A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve INC deve ser armazenada em local seco (umidade até 70%) e convém que não seja exposta diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

9. Condições de Transporte

- Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem;
- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;
- Não empilhar as caixas.

10. Condições de Manipulação

Este produto é de uso único. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

Advertências gerais:

- Antes de utilizar a Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve INC certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nesta instrução de uso;
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia;
- O uso correto da Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve INC é extremamente importante para o sucesso na utilização;

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso:

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize a Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve INC e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto;
- Identificação da possibilidade de reesterilização;
- O Fabricante recomenda uso único;

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

- Os dispositivos de uso único são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade;
- Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento;
- Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.



Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz