

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: LÂMINA DESCARTÁVEL

NOME COMERCIAL: LÂMINA PARA SHAVER SETORMED

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280006

PRODUTO ESTÉRIL

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: LÂMINA DESCARTÁVEL

Nome Comercial: LÂMINA PARA SHAVER SETORMED

Matéria Prima: Aço inoxidável ASTM S899XM-16; Aço Inoxidável ASTM S899, Alumínio liga 6351

Produto Estéril

Método de Esterilização: Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Lâmina para Shaver Setormed é apresentada em embalagem que contém 1 lâmina que é acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 g;
- Cola: PVC Branca;
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m2.

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

2. Modelos Comerciais

Códigos	Descrição
001 01 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador -APCR Ø ext.3,5mm x 135,0mmØ int. 2,5mm
001 01 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mmØ int. 3,5mm
001 01 02 02	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 01 02 03	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 3,5mm x 135,0mm x Ø int. 2,5mm
001 01 02 04	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,2mm x 135,0mmx Ø int. 3,5mm
001 01 02 05	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm x Ø int. 3,5mm
001 01 02 06	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm x Ø int. 4,5mm
001 01 03 05	Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 132,0mm X Ø int. 3,5mm
001 01 03 06	Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 132,0mm X Ø int. 4,5mm
001 01 03 07	Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
001 01 04 05	Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 04 06	Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
001 01 04 07	Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
001 01 05 05	Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 05 06	Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
001 01 05 07	Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
001 01 06 03	Cortador de Menisco- CM Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 01 06 04	Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 06 05	Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 06 06	Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 01 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 01 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 01 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 01 08 03	Incisivo- INC Ø ext. 3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 01 08 04	Incisivo- INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 08 05	Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 08 06	Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 01 09 02	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 01 09 03	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 01 09 04	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 09 05	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 09 06	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 01 10 03	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm

001 01 10 05	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 01 10 06	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 03 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 03 A APCR Ø ext. 3,5mm X 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 03 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 03 A - APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm x Ø int. 3,5mm
001 03 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int.2,2mm
001 03 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.3,5mm x135,0mm Ø int. 2,5mm
001 03 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 03 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 03 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 03 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm
001 03 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm
001 03 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int.5,0mm
001 03 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,0mm
001 03 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm
001 03 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 132,0mmØ int. 5,0mm
001 03 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø3,0mm
001 03 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm
001 03 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm
001 03 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 03 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 03 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 03 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 03 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 03 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 03 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 03 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
001 03 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 03 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 03 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

001 03 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø 3,5mm
001 03 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 03 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 03 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 03 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 03 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 03 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
001 03 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 03 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 03 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 05 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 05 A APCR Ø ext. 3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 05 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 05 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mmØ int. 3,5mm
001 05 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int.2,2mm
001 05 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.3,5mm x135,0mm Ø int. 2,5mm
001 05 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 05 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 05 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 05 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm
001 05 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mmØ int. 4,0mm
001 05 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x132,0mmØ int.5,0mm
001 05 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 132,0mmØ int.3,0mm
001 05 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm
001 05 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm
001 05 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø3,0mm
001 05 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm
001 05 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm
001 05 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 05 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 05 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

001 05 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 05 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 05 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 05 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 05 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
001 05 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 05 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 05 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 05 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø 3,5mm
001 05 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 05 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 05 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 05 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 05 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 05 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
001 05 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 05 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 05 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 07 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 07 A APCR Ø ext. 3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 07 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 07 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 07 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int.2,2mm
001 07 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.3,5mm x135,0mm Ø int. 2,5mm
001 07 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 07 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 07 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 07 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm
001 07 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm

001 07 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x132,0mmØ int.5,0mm
001 07 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,0mm
001 07 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm
001 07 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 132,0mmØ int. 5,0mm
001 07 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø3,0mm
001 07 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm
001 07 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm
001 07 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 07 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 07 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 07 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mmØ int. 4,5mm
001 07 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 07 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 07 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 07 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
001 07 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 07 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 07 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 07 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø 3,5mm
001 07 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 07 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 07 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 07 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 07 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 07 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
001 07 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 07 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 07 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mmØ int. 4,5mm
001 08 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 08 A APCR Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int.2,5mm

001 08 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 08 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
001 08 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 08 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.3,5mm x135,0mm Ø int. 2,5mm
001 08 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
001 08 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
001 08 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 08 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
001 08 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
001 08 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
001 08 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 08 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
001 08 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 08 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
001 08 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 08 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 08 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 08 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 08 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 08 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm

001 08 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 08 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 08 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 08 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 08 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 10 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 10 A APCR Ø ext.3,5mm x 135,0mmØ int.2,5mm
001 10 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 10 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mmØ int.3,5mm
001 10 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 10 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext.3,5mm x135,0mm Ø int. 2,5mm
001 10 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
001 10 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
001 10 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 10 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
001 10 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mmØ int. 3,5mm
001 10 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mmØ int. 4,5mm
001 10 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
001 10 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 10 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
001 10 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 10 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
001 10 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm

001 10 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 10 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 1007 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 10 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 10 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 10 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 10 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 10 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 1010 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 10 A DRA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 10 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 10 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 10 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 10 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 12 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 12 A APCR Ø ext.3,5mm x 125,0mm Ø int.2,5mm
001 12 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 12 A APCR Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int.3,5mm
001 12 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext.3,0mm x 125,0mm Ø int. 2,2mm
001 12 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext.3,5mm x125,0mm Ø int. 2,5mm
001 12 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext. 5,5mm x 125,0mm Ø int.4,5mm
001 12 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int.3,5mm
001 12 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int.4,5mm
001 12 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.6,5mm x122,0mm Ø int. 5,5mm
001 12 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int. 3,5mm

001 12 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int. 4,5mm
001 12 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext. 6,5mm x 122,0mm Ø int. 5,5mm
001 12 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int.4,5mm
001 12 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.6,5mm x 122,0mm Ø int.5,5mm
001 12 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.3,5mm x 125,0mm Ø int. 2,5mm
001 12 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.5,5mm x125,0mm Ø int. 4,5mm
001 12 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.3,0mm x 125,0mm Ø int. 2,2mm
001 12 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.3,5mm x 125,0mm Ø int. 2,5mm
001 12 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm
001 12 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.3,5mm x 125,0mm Ø int. 2,5mm
001 12 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm
001 12 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.3,0mm x 125,0mm Ø int. 2,2mm
001 12 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.3,5mm x 125,0mm Ø int. 2,5mm
001 12 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm
001 12 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 12 A DRA Ø ext.3,5mm x 125,0mm Ø int. 2,5mm
001 12 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 12 A DRA Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm
001 12 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 12 A DRA Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm
001 14 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 14 A APCR Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int.2,5mm
001 14 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 14 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
001 14 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm

001 14 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext.3,5mm x135,0mm Ø int. 2,5mm
001 14 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
001 14 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
001 14 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 14 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
001 14 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
001 14 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
001 14 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 14 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
001 14 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 14 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
001 14 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 14 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 14 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 14 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 14 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 14 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 14 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 14 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

001 14 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 14 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 14 A DRA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 14 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 14 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 14 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 14 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 16 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 16 A APCR Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int.2,5mm
001 16 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 16 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
001 16 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 16 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext.3,5mm x135,0mm Ø int. 2,5mm
001 16 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
001 16 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
001 16 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 16 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
001 16 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
001 16 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
001 16 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 16 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
001 16 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 16 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
001 16 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 16 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 16 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

001 16 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 16 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 16 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 16 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 16 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 16 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 16 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 16 A DRA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 16 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 16 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 16 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 16 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 18 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 18 A APCR Ø ext.3,5mm x 130,0mm Ø int.2,5mm
001 18 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 18 A APCR Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int.3,5mm
001 18 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext.3,0mm x 130,0mm Ø int. 2,2mm
001 18 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext.3,5mm x130,0mm Ø int. 2,5mm
001 18 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext. 5,5mm x 130,0mm Ø int.4,5mm
001 18 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int.3,5mm
001 18 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int.4,5mm
001 18 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.6,5mm x130,0mm Ø int. 5,5mm
001 18 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
001 18 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext. 6,5mm x 130,0mm Ø int. 5,5mm
001 18 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int.4,5mm
001 18 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.6,5mm x 130,0mm Ø int.5,5mm

001 18 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.3,5mm x 130,0mm Ø int. 2,5mm
001 18 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
001 18 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.3,0mm x 130,0mm Ø int. 2,2mm
001 18 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.3,5mm x 130,0mm Ø int. 2,5mm
001 18 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
001 18 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.3,5mm x 130,0mm Ø int. 2,5mm
001 18 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
001 18 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.3,0mm x 130,0mm Ø int. 2,2mm
001 18 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.3,5mm x 130,0mm Ø int. 2,5mm
001 18 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
001 18 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 18 A DRA Ø ext.3,5mm x 130,0mm Ø int. 2,5mm
001 18 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 18 A DRA Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm
001 18 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 18 A DRA Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm
001 20 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 20 A APCR Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int.2,5mm
001 20 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 20 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
001 20 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 20 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext.3,5mm x135,0mm Ø int. 2,5mm
001 20 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

001 20 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
001 20 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
001 20 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 20 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
001 20 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
001 20 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
001 20 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 20 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
001 20 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 20 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
001 20 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 20 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 20 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 20 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 20 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 20 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 20 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 20 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 20 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 20 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 20 A DRA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 20 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 20 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

001 20 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 20 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 22 01 03	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 22 A APCR Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int.2,5mm
001 22 01 04	Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 22 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm
001 22 02 02	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 22 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext.3,5mm x135,0mm Ø int. 2,5mm
001 22 02 04	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm
001 22 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm
001 22 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm
001 22 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm
001 22 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm
001 22 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm
001 22 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mmØ int.4,5mm
001 22 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm
001 22 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 22 06 04	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm
001 22 07 02	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 22 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 22 07 04	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 22 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 22 08 04	Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm

001 22 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 22 09 02	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.3,0mm x 135,0mm Ø int. 2,2mm
001 22 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 22 09 04	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
001 22 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 22 A DRA Ø ext.3,5mm x 135,0mm Ø int. 2,5mm
001 22 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 22 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm
001 22 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 22 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm
002 03 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.3,5mm 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 03 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 03 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 03 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm
002 03 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
002 03 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int.5,0mm
002 03 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 177,0mm Ø int.3,0mm
002 03 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
002 03 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
002 03 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø 3,0mm
002 03 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,0mm
002 03 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
002 03 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 03 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 03 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 03 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 03 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int.3,5mm
002 03 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 03 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 03 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø 3,5mm
002 03 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm

002 03 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 03 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 03 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int.4,5mm
002 03 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 03 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 03 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 05 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.3,5mm 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 05 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 05 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 05 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm
002 05 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
002 05 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int.5,0mm
002 05 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 177,0mm Ø int.3,0mm
002 05 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
002 05 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
002 05 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø3,0mm
002 05 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,0mm
002 05 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
002 05 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 05 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 05 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 05 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 05 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int.3,5mm
002 05 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 05 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 05 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø 3,5mm
002 05 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 05 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 05 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 05 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int.4,5mm

002 05 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 05 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 05 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 07 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.3,5mm 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 07 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 07 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 07 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm
002 07 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
002 07 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int.5,0mm
002 07 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 177,0mm Ø int.3,0mm
002 07 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,0mm
002 07 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
002 07 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø3,0mm
002 07 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,0mm
002 07 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,0mm
002 07 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 07 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 07 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 07 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 07 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int.3,5mm
002 07 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 07 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 07 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø 3,5mm
002 07 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 07 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 07 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 07 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int.4,5mm
002 07 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 07 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 07 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 08 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm

002 08 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 08 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int.4,5mm
002 08 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int.3,5mm
002 08 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,5mm
002 08 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm
002 08 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm
002 08 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm
002 08 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm
002 08 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm
002 08 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int.4,5mm
002 08 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int.5,5mm
002 08 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 08 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 08 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 08 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 08 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 08 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 08 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 08 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 08 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 08 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 08 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 08 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 08 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 08 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 08 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 01 02 03	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 01 02 05	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 01 02 06	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 01 03 05	Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm
002 01 03 06	Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm
002 01 03 07	Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm 177,0mm Ø int. 5,5mm

002 01 04 05	Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm
002 01 04 06	Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm
002 01 04 07	Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm
002 01 05 05	Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm
002 01 05 06	Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm
002 01 05 07	Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm
002 01 06 03	Cortador de Menisco- CM Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 01 06 05	Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 01 06 06	Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 01 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 01 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 01 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 01 08 03	Incisivo- INC Ø ext. 3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 01 08 05	Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 01 08 06	Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 01 09 03	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 01 09 05	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 01 09 06	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
002 01 10 03	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.3,5mm x 180,0mm Ø int. 2,5mm
002 01 10 05	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm
002 01 10 06	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm
003 01 02 03	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 01 02 05	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 01 02 06	Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 01 03 05	Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm
003 01 03 06	Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm
003 01 03 07	Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm 257,0mm Ø int. 5,5mm
003 01 04 05	Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm
003 01 04 06	Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm
003 01 04 07	Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm
003 01 05 05	Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm
003 01 05 06	Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm
003 01 05 07	Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm
003 01 06 03	Cortador de Menisco- CM Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 01 06 05	Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 01 06 06	Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm

003 01 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 01 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 01 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 01 08 03	Incisivo- INC Ø ext. 3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 01 08 05	Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 01 08 06	Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 01 09 03	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 01 09 05	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 01 09 06	Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 01 10 03	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 01 10 05	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 01 10 06	Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 03 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.3,5mm 260,mm Ø int. 2,5mm
003 03 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 260,mm Ø int. 3,5mm
003 03 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,mm Ø int. 4,5mm
003 03 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm
003 03 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
003 03 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,0mm
003 03 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,0mm
003 03 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
003 03 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
003 03 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø3,0mm
003 03 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,0mm
003 03 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
003 03 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 03 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 03 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 03 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 03 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int.3,5mm
003 03 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 03 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 03 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø 3,5mm
003 03 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 03 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm

003 03 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 03 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int.4,5mm
003 03 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 03 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 03 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 05 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.3,5mm 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 05 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 05 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 05 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm
003 05 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
003 05 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,0mm
003 05 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,0mm
003 05 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
003 05 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
003 05 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø3,0mm
003 05 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,0mm
003 05 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
003 05 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 05 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 05 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 05 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 05 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int.3,5mm
003 05 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 05 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 05 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø 3,5mm
003 05 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 05 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 05 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 05 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int.4,5mm
003 05 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 05 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm

003 05 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 07 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.3,5mm 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 07 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 07 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 07 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm
003 07 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
003 07 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,0mm
003 07 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,0mm
003 07 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm
003 07 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
003 07 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø3,0mm
003 07 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,0mm
003 07 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm
003 07 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 07 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 07 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 07 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 07 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int.3,5mm
003 07 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 07 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 07 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int 3,5mm
003 07 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 07 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 07 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 07 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int.4,5mm
003 07 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 07 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 07 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 08 02 03	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.3,5mm x 260,mm Ø int. 2,5mm
003 08 02 05	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 260,mm Ø int. 3,5mm
003 08 02 06	Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,mm Ø int.4,5mm
003 08 03 05	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,5mm

003 08 03 06	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,5mm
003 08 03 07	Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm
003 08 04 05	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm
003 08 04 06	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm
003 08 04 07	Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm
003 08 05 05	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm
003 08 05 06	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,5mm
003 08 05 07	Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,5mm
003 08 06 03	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 08 06 05	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 08 06 06	Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 08 07 03	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 08 07 05	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 08 07 06	Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 08 08 03	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 08 08 05	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 08 08 06	Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 08 09 03	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 08 09 05	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 08 09 06	Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm
003 08 10 03	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.3,5mm x 260,0mm Ø int. 2,5mm
003 08 10 05	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm
003 08 10 06	Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm

3. Indicação de Uso/ Finalidade

As Lâminas para Shaver Setormed foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com os aparelhos de Shaver Setormed, Ep1, Linvatec, Artrex, Odhon, PS3500, Stryker, Fórmula, Rema, Wolf, Taimin, Artrotek e Storz em procedimentos cirúrgicos de artroscopia. Essas lâminas são indicadas para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

4. Princípio de Funcionamento

Os princípios de funcionamento das Lâminas de Shaver Setormed são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a lâmina à peça de mão, esta ao Shaver, que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a lâmina, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR.

6. Composição

- Ponta da Lâmina (interna e externa)- Constituída em aço inoxidável ASTM S899XM-16;
- Corpo da lâmina (interna e externa)- Constituído em aço Inoxidável ASTM S899,
- Traseira de conexão- Constituída em Alumínio liga 6351.

7. Esterilização

As Lâminas para Shaver Setormed são fornecidas na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

8. Condições de Armazenamento

Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Condições de estocagem: As lâminas devem ser armazenadas em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostos diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

9. Condições para o Transporte

Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem. É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso. Não empilhar as caixas.

10. Condições de Manipulação

Este produto é de uso único. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

Advertências Gerais:

- Antes de utilizar as LÂMINAS PARA SHAVER SETORMED certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nas instruções de uso.
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia.
- O uso correto das LÂMINAS DE SHAVER SETORMED é extremamente importante para o sucesso na utilização.

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso:

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize a LÂMINA PARA SHAVER SETORMED e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto.

Identificação da possibilidade de reesterilização: Este produto é de uso único!

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente; conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

Os dispositivos de uso único são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade.

Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

O produto é apresentado esterilizado, portanto a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento.

Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO
Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.
As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br .
Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.
As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA.
Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.
Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.
Informações do Fornecedor: SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.
Instruções de Uso disponível em: www.setormed.com.br
Revisão: XXXX Data: XX/XX/XX

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail sac@setormed.com.br solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail sac@setormed.com.br para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon– CREA-SP 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon
CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz