

# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME TÉCNICO:** CÂNULAS

**NOME COMERCIAL:** CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BO

**Fabricante:**

**SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.**

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

**Responsável Técnico:**

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

**REGISTRO ANVISA Nº 80777280065**

**PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)**

## Instrução de Uso

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Cânulas

**Nome Comercial:** Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BO

**Matéria Prima:** Alumínio liga 6351, Aço Inoxidável ASTM F899.

**Produto Estéril**

**Método de Esterilização:** Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

### 1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BO é apresentada em embalagem que contém 2 CÂNULAS (interna e externa) acondicionadas da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefinico para proteção de 19 g/m<sup>2</sup>

### Modelos Comerciais

073 01 01 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 01 02 03 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 01 03 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 01 04 03 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 01 17 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 01 18 03 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 01 19 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 01 20 03 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 01 33 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 01 34 03 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 01 35 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 01 36 03 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 02 01 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 02 02 03 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 02 03 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 02 04 03 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 02 17 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 02 18 03 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 02 19 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 02 20 03 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 02 33 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 02 34 03 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 02 35 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 02 36 03 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 03 01 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 03 02 03 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 03 03 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 03 04 03 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 03 17 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 03 18 03 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 03 19 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 03 20 03 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 03 33 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 03 34 03 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 03 35 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 03 36 03 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 04 01 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 04 02 03 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 04 03 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 04 04 03 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 04 17 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 04 18 03 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 04 19 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 04 20 03 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 04 33 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 04 34 03 Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 04 35 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 04 36 03 Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 05 01 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 05 02 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 05 03 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 05 04 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 05 05 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 05 06 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm

073 05 07 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 05 08 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 05 09 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 05 10 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 05 11 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 05 12 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 05 13 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 05 14 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 05 15 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 05 16 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 05 17 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 05 18 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 05 19 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 05 20 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 05 21 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 05 22 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 05 23 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 05 24 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 05 25 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 05 26 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 05 27 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 05 28 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 05 29 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 05 30 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 05 31 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 05 32 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 05 33 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 05 34 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 05 35 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 05 36 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 05 37 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 05 38 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 05 39 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 05 40 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 05 41 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 05 42 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 05 43 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 05 44 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 05 45 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 05 46 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 05 47 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 05 48 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 06 01 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 06 02 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 06 03 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 06 04 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 06 05 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 06 06 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 06 07 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 06 08 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 06 09 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 06 10 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 06 11 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 06 12 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 06 13 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 06 14 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm

073 06 15 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 06 16 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 06 17 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 06 18 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 06 19 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 06 20 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 06 21 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 06 22 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 06 23 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 06 24 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 06 25 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 06 26 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 06 27 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 06 28 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 06 29 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 06 30 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 06 31 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 06 32 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 06 33 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 06 34 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 06 35 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 06 36 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 06 37 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 06 38 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 06 39 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 06 40 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 06 41 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 06 42 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 06 43 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 06 44 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 06 45 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 06 46 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 06 47 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 06 48 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 07 01 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 07 02 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 07 03 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 07 04 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 07 05 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 07 06 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 07 07 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 07 08 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 07 09 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 07 10 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 07 11 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 07 12 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 07 13 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 07 14 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 07 15 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 07 16 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 07 17 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 07 18 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 07 19 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 07 20 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 07 21 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 07 22 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm

073 07 23 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 07 24 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 07 25 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 07 26 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 07 27 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 07 28 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 07 29 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 07 30 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 07 31 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 07 32 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 07 33 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 07 34 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 07 35 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 07 36 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 07 37 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 07 38 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 07 39 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 07 40 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 07 41 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 07 42 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 07 43 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 07 44 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 07 45 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 07 46 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 07 47 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 07 48 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 08 01 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 08 02 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 08 03 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 08 04 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 08 05 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 08 06 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 08 07 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 08 08 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 08 09 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 08 10 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 08 11 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 08 12 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 08 13 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 08 14 03 Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 08 15 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 08 16 03 Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 08 17 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 08 18 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 08 19 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 08 20 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 08 21 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 08 22 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 08 23 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 08 24 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 08 25 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 08 26 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 08 27 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 08 28 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 08 29 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 08 30 03 Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm

073 08 31 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 08 32 03 Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 08 33 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 08 34 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 08 35 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 08 36 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 08 37 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 08 38 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 08 39 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 08 40 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 08 41 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 08 42 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 08 43 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 08 44 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 08 45 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 08 46 03 Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 08 47 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 08 48 03 Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 09 01 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 09 02 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 09 03 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 09 04 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 09 05 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 09 06 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 09 07 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 09 08 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 09 09 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 09 10 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 09 11 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 09 12 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 09 13 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 09 14 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 09 15 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 09 16 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 09 17 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 09 18 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 09 19 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 09 20 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 09 21 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 09 22 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 09 23 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 09 24 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 09 25 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 09 26 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 09 27 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 09 28 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 09 29 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 09 30 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 09 31 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 09 32 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 09 33 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 09 34 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 09 35 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 09 36 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 09 37 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 09 38 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm

073 09 39 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 09 40 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 09 41 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 09 42 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 09 43 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 09 44 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 09 45 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 09 46 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 09 47 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 09 48 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 10 01 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 10 02 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 10 03 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 10 04 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 10 05 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 10 06 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 10 07 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 10 08 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 10 09 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 10 10 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 10 11 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 10 12 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 10 13 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 10 14 03 Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 10 15 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 10 16 03 Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 10 17 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 10 18 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 10 19 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 10 20 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 10 21 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 10 22 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 10 23 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 10 24 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 10 25 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 10 26 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 10 27 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 10 28 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 10 29 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 10 30 03 Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 10 31 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 10 32 03 Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 10 33 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 10 34 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 10 35 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 10 36 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 10 37 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 10 38 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 10 39 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 10 40 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 10 41 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 10 42 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 10 43 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 10 44 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 10 45 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 10 46 03 Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm



073 10 47 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 10 48 03 Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 11 01 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 11 02 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 11 03 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 11 04 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 11 05 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 11 06 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 11 07 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 11 08 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 11 09 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 11 10 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 11 11 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 11 12 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 11 13 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 11 14 03 Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 11 15 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 11 16 03 Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 11 17 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 11 18 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 11 19 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 11 20 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 11 21 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 11 22 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 11 23 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 11 24 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 11 25 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 11 26 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 11 27 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 11 28 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 11 29 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 11 30 03 Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 11 31 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 11 32 03 Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 11 33 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 11 34 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 11 35 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 11 36 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 11 37 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 11 38 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 11 39 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 11 40 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 11 41 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 11 42 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 11 43 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 11 44 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 11 45 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 11 46 03 Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 11 47 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 11 48 03 Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 12 01 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 12 02 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 12 03 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 12 04 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 12 05 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 12 06 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm

073 12 07 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 12 08 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 12 09 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 12 10 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 12 11 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 12 12 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 12 13 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 12 14 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 12 15 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 12 16 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 12 17 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 12 18 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 12 19 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 12 20 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 12 21 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 12 22 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 12 23 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 12 24 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 12 25 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 12 26 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 12 27 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 12 28 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 12 29 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 12 30 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 12 31 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 12 32 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 12 33 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 12 34 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 12 35 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 12 36 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 12 37 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 12 38 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 12 39 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 12 40 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 12 41 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 12 42 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 12 43 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 12 44 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 12 45 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 12 46 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 12 47 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 12 48 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 13 01 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 13 02 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 13 03 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 13 04 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 13 05 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 13 06 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 13 07 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 13 08 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 13 09 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 13 10 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 13 11 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 13 12 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 13 13 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 13 14 03 Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm

073 13 15 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 13 16 03 Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 13 17 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 13 18 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 13 19 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 13 20 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 13 21 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 13 22 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 13 23 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 13 24 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 13 25 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 13 26 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 13 27 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 13 28 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 13 29 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 13 30 03 Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 13 31 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 13 32 03 Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 13 33 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 13 34 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 13 35 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 13 36 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 13 37 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 13 38 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 13 39 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 13 40 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 13 41 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 13 42 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 13 43 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 13 44 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 13 45 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 13 46 03 Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 13 47 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 13 48 03 Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 14 01 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 14 02 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 14 03 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 14 04 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 14 05 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 14 06 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 14 07 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 14 08 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 14 09 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 14 10 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 14 11 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 14 12 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 14 13 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 14 14 03 Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 14 15 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 14 16 03 Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 14 17 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 14 18 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 14 19 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 14 20 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 14 21 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 14 22 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm

073 14 23 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 14 24 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 14 25 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 14 26 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 14 27 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 14 28 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 14 29 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 14 30 03 Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 14 31 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 14 32 03 Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 14 33 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 14 34 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 14 35 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 14 36 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 14 37 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 14 38 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 14 39 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 14 40 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 14 41 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 14 42 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 14 43 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 14 44 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 14 45 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 14 46 03 Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 14 47 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 14 48 03 Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 15 01 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 15 02 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 15 03 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 15 04 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 15 05 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 15 06 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 15 07 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 15 08 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 15 09 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 15 10 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 15 11 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 15 12 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 15 13 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 15 14 03 Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 15 15 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 15 16 03 Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 15 17 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 15 18 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 15 19 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 15 20 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 15 21 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 15 22 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 15 23 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 15 24 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 15 25 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 15 26 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 15 27 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 15 28 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 15 29 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 15 30 03 Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm

073 15 31 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 15 32 03 Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 15 33 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 15 34 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 15 35 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 15 36 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 15 37 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 15 38 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 15 39 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 15 40 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 15 41 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 15 42 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 15 43 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 15 44 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 15 45 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 15 46 03 Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 15 47 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 15 48 03 Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 16 01 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 16 02 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 16 03 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 16 04 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 16 05 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 16 06 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 16 07 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 16 08 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 16 09 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 16 10 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 16 11 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 16 12 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 16 13 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 16 14 03 Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 16 15 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 16 16 03 Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 16 17 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 16 18 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 16 19 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 16 20 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 16 21 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 16 22 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 16 23 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 16 24 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 16 25 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 16 26 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 16 27 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 16 28 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 16 29 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 16 30 03 Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 16 31 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 16 32 03 Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 16 33 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 16 34 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 16 35 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 16 36 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 16 37 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 16 38 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm

073 16 39 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 16 40 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 16 41 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 16 42 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 16 43 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 16 44 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 16 45 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 16 46 03 Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 16 47 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 16 48 03 Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 17 01 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 17 02 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 17 03 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 17 04 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 17 05 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 17 06 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 17 07 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 17 08 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 17 09 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 17 10 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 17 11 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 17 12 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 17 13 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 17 14 03 Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 17 15 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 17 16 03 Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 17 17 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 17 18 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 17 19 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 17 20 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 17 21 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 17 22 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 17 23 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 17 24 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 17 25 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 17 26 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 17 27 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 17 28 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 17 29 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 17 30 03 Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 17 31 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 17 32 03 Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 17 33 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 17 34 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 17 35 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 17 36 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm  
073 17 37 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 17 38 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 17 39 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm  
073 17 40 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm  
073 17 41 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 17 42 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 17 43 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm  
073 17 44 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm  
073 17 45 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 17 46 03 Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm

073 17 47 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm  
073 17 48 03 Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm  
073 05 49 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 05 50 03 Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 05 51 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 05 52 03 Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 05 53 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 05 54 03 Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 05 55 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 05 56 03 Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 05 57 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 05 58 03 Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 05 59 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 05 60 03 Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 06 49 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 06 50 03 Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 06 51 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 06 52 03 Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 06 53 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 06 54 03 Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 06 55 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 06 56 03 Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 06 57 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 06 58 03 Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 06 59 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 06 60 03 Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 07 49 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 07 50 03 Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 07 51 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 07 52 03 Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 07 53 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 07 54 03 Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 07 55 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 07 56 03 Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 07 57 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 07 58 03 Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 07 59 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 07 60 03 Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 09 49 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 09 50 03 Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 09 51 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 09 52 03 Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 09 53 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 09 54 03 Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 09 55 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 09 56 03 Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 09 57 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 09 58 03 Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 09 59 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 09 60 03 Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 12 49 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 12 50 03 Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 12 51 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 12 52 03 Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 12 53 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 12 54 03 Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm

073 12 55 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 12 56 03 Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 12 57 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 12 58 03 Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 12 59 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 12 60 03 Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm  
073 18 65 03 Tipo 18, Tubo 40° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm  
073 18 66 03 Tipo 18, Tubo 60° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm  
073 20 01 03 Tipo 20, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 20 17 03 Tipo 20, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm  
073 20 49 03 Tipo 20, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 20 53 03 Tipo 20, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm  
073 20 61 03 Tipo 20, Tubo 12° C, Corte SP, 95 x Ø3,0mm  
073 20 62 03 Tipo 20, Tubo 40° C, Corte SP, 95 x Ø3,0mm  
073 20 64 03 Tipo 20, Tubo 12° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm  
073 20 65 03 Tipo 20, Tubo 40° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm

### **3. Indicação de Uso/ Finalidade**

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BO é indicada para procedimentos de Bucomaxilo e Otorrinolaringologia com função de perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.

### **4. Princípio de Funcionamento**

Os princípios de funcionamento da Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BO são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

### **5. Modo de Uso do Produto**

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cânula à peça de mão e está ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a cânula, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR



## **6. Composição**

Ponta da CÂNULA (interna e externa) - Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;  
Corpo da CÂNULA (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899; Traseira de conexão- Constituída em Alumínio liga 6351.

## **7. Esterilização**

A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BO é fornecida na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

## **8. Condições de Armazenamento**

- Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Condições de estocagem: A Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BO deve ser armazenada em local seco (umidade até 70%) e convém que não seja exposto diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

## **9. Condições de Transporte**

- Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem;
- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;
- Não empilhar as caixas.

## **10. Condições de Manipulação**

Este produto é de uso único. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

## 11. Advertências

- Antes de utilizar a Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BO certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nesta instrução de uso;
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia;
- O uso correto da Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BO é extremamente importante para o sucesso na utilização;
- Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso;
- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize a Cânula Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BO e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto;
- Identificação da possibilidade de reesterilização;
- Este produto é de uso único;
- Cuidados especiais;
- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

## 12. Precauções

- Os dispositivos, de uso único, são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta;
- Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade;
- Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento;

- Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

### 13. Contraindicações

Não se aplica.

### 14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

### 15. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO
Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.
As <b>Instruções de Uso</b> para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: <a href="http://www.setormed.com.br">www.setormed.com.br</a> .
Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.
As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA.
Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.
Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.
<b>Informações do Fornecedor:</b> SETORMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A. Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.
Instruções de Uso disponível em: <a href="http://www.setormed.com.br">www.setormed.com.br</a>
Revisão: XXXX Data: XXX/XX/XX

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

## 16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail [sac@setormed.com.br](mailto:sac@setormed.com.br) solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail [sac@setormed.com.br](mailto:sac@setormed.com.br) para notificações referentes ao produto.

**Fabricado por:** Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**Responsável Técnico:** Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

---

**Responsável Técnico**

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

**CREA-SP 5069930279**

---

**Responsável Legal**

Ricardo de Queiroz