

# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME TÉCNICO: CÂNULAS**

**NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA**

**Fabricante:**

**SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.**

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

**Responsável Técnico:**

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

**REGISTRO ANVISA Nº 80777280127**

**PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)**

## Instrução de Uso

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Cânulas

**Nome Comercial:** Cânula de Debridação Curva

**Matéria Prima:** Aço Inoxidável 304, Aço Inoxidável 455, Policarbonato, Silicone e Politetrafluoretileno.

**Produto Estéril**

**Método de Esterilização:** Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

### 1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Cânula de Debridação Curva é apresentada em embalagem que contém 1 CÂNULA montada com uma cânula interna e uma cânula externa, acondicionada da seguinte maneira:

**Embalagem primária:** Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca; ou Embalagem termosselável tipo sachê em papel grau cirúrgico (gramatura) 70gr/m2 com e filme plástico laminado (Polipropileno e Poliéster, com gramatura 56gr/m2).

**Embalagem secundária:** Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m2.

## 2. Modelos Comerciais

221 05 01 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 01 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 02 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 02 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 03 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 03 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 04 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 04 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 05 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 05 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 06 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 06 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 07 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 07 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 08 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 08 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 09 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 09 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 10 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 10 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 11 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 11 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 12 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 12 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 13 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 13 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;

221 05 14 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 14 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 15 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 15 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 16 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 16 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 17 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 17 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 18 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 18 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 19 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 19 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 20 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 20 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 21 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 21 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 22 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 22 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 23 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 23 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 24 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 24 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 25 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 25 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 26 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 26 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 27 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 27 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;

221 05 28 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 28 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 29 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 29 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 30 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 30 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 31 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 31 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 32 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 32 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 33 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 33 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 34 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 34 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 35 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 35 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 36 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 36 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 37 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 37 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 38 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 38 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 39 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 39 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 40 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 40 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 41 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 41 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;

221 05 42 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 42 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 43 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 43 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 44 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 44 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 45 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 45 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 46 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 46 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 47 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 47 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 48 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 48 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 01 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 01 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 02 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 02 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 03 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 03 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 04 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 04 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 05 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 05 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 06 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 06 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 07 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 07 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 08 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 08 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 09 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 09 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 10 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;

221 05 10 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 11 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 11 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 12 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 12 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 13 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 13 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 14 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 14 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 15 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 15 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 16 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 16 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 17 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 17 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 18 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 18 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 19 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 19 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 20 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 20 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 21 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 21 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 22 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 22 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 23 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 23 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 24 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 24 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 25 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 25 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 26 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 26 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 27 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 27 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;



221 05 28 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 28 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 29 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 29 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 30 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 30 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 31 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 31 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 32 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 32 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 33 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 33 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 34 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 34 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 35 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 35 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 36 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 05 36 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 05 37 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 37 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 38 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 38 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 39 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 39 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 40 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 05 40 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 05 41 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 41 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 42 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 42 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 43 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 43 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 44 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 05 44 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 05 45 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 45 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;



221 05 46 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 46 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 47 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 47 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 48 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 05 48 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 05 01 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 01 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 02 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 02 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 03 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 03 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 04 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 04 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 05 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 05 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 06 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 06 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 07 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 07 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 08 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 05 08 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 05 09 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 09 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 10 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 10 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 11 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 11 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 12 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 12 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 13 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 13 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 14 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 14 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 15 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 15 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 16 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 16 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 17 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 17 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 18 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 18 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 19 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 19 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 05 20 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 05 20 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;



221 05 44 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 05 44 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 05 45 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 45 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 46 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 46 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 47 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 47 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 48 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 05 48 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 05 01 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 01 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 02 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 02 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 03 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 03 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 04 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 04 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 05 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 05 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 06 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 06 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 07 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 07 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 08 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 08 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 09 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 09 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 05 10 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 10 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 05 11 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 11 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;

221 05 12 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 12 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 05 13 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 13 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 14 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 14 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 15 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 15 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 16 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 16 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 17 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 17 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 18 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 18 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 19 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 19 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 20 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 20 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 21 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 21 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 22 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 22 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 23 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 23 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 24 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 24 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 25 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 25 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;

221 05 26 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 26 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 05 27 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 27 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 05 28 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 28 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 05 29 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 29 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 30 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 30 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 31 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 31 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 32 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 32 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 33 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 33 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 34 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 34 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 35 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 35 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 36 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 05 36 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 05 37 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 37 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 38 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 38 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 39 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 39 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;



221 05 40 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 05 40 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 05 41 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 41 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 05 42 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 42 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 05 43 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 43 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 05 44 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 05 44 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 05 45 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 45 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 46 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 46 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 47 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 47 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 48 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 05 48 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 05 01 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 01 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 02 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 02 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 03 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 03 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 04 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 04 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 05 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 05 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 06 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 06 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 07 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 07 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;



221 05 08 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 08 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 09 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 09 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 10 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 10 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 11 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 11 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 12 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 12 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 13 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 13 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 14 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 14 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 15 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 15 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 16 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 16 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 17 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 17 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 18 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 18 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 19 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 19 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 20 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 20 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 21 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 21 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 22 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 22 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 23 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 23 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;

221 05 24 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 24 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 25 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 25 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 26 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 26 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 27 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 27 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 28 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 28 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 29 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 29 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 30 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 30 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 31 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 31 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 32 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 32 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 33 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 33 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 34 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 34 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 35 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 35 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 36 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 05 36 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 05 37 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 37 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 38 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 38 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 39 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 39 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;

221 05 40 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 05 40 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 05 41 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 41 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 42 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 42 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 43 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 43 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 44 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 05 44 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 05 45 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 45 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 46 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 46 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 47 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 47 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 05 48 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 05 48 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 01 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 01 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 02 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 02 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 03 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 03 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 04 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 04 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 05 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 05 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;

221 06 06 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 06 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 07 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 07 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 08 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 08 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 09 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 09 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 10 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 10 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 11 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 11 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 12 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 12 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 13 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 13 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 14 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 14 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 15 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 15 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 16 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 16 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 17 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 17 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 18 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 18 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 19 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 19 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;

221 06 20 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 20 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 21 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 21 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 22 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 22 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 23 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 23 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 24 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 24 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 25 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 25 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 26 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 26 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 27 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 27 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 28 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 28 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 29 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 29 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 30 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 30 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 31 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 31 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 32 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 32 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 33 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 33 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;

221 06 34 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 34 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 35 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 35 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 36 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 36 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 37 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 37 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 38 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 38 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 39 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 39 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 40 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 40 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 41 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 41 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 42 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 42 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 43 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 43 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 44 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 44 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 45 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 45 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 46 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 46 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 47 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 47 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;



221 06 48 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 48 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 01 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 01 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 02 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 02 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 03 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 03 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 04 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 04 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 05 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 05 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 06 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 06 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 07 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 07 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 08 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 08 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 09 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 09 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 10 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 10 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 11 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 11 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 12 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 12 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 13 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 13 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 14 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 14 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 15 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 15 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 16 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 16 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 17 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 17 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;

221 06 18 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 18 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 19 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 19 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 20 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 20 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 21 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 21 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 22 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 22 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 23 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 23 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 24 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 24 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 25 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 25 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 26 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 26 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 27 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 27 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 28 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 28 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 29 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 29 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 30 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 30 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 31 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 31 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 32 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 32 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 33 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 33 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 34 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 34 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 35 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 35 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 06 36 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 06 36 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;

221 06 37 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 37 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 38 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 38 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 39 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 39 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 40 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 06 40 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 06 41 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 41 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 42 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 42 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 43 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 43 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 44 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 06 44 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 06 45 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 45 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 46 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 46 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 47 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 47 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 48 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 06 48 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 06 01 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 01 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 02 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 02 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 03 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 03 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 04 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 04 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 05 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 05 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 06 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 06 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;

221 06 07 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 07 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 08 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 08 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 09 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 09 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 10 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 10 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 11 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 11 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 12 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 12 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 13 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 13 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 14 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 14 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 15 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 15 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 16 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 16 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 17 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 17 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 18 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 18 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 19 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 19 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 20 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 20 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 21 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 21 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 22 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 22 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 23 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 23 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 24 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 24 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 25 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 25 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 26 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 26 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 27 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 27 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 28 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 28 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 29 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 29 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;



221 06 30 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 30 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 31 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 31 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 32 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 32 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 33 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 33 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 34 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 34 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 35 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 35 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 36 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 06 36 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 06 37 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 37 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 38 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 38 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 39 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 39 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 40 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 06 40 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 06 41 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 41 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 42 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 42 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 43 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 43 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 44 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 06 44 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 06 45 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 45 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 46 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 46 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 47 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 47 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 48 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 06 48 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 06 01 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 01 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 06 02 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 02 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 06 03 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 03 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;

221 06 04 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 04 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 06 05 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 05 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 06 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 06 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BRD 170 x Ø5,0mm;
221 06 07 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 07 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 08 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 08 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 09 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 09 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 10 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 10 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 11 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 11 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 12 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 12 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 13 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 13 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 06 14 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 14 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 06 15 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 15 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 06 16 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 16 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 06 17 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 17 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;



221 06 18 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 18 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 06 19 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 19 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 06 20 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 20 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 06 21 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 21 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 22 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 22 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 23 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 23 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 24 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 24 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 25 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 25 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 26 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 26 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 27 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 27 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 28 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 28 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 29 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 29 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 06 30 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 30 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 06 31 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 31 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;

221 06 32 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 32 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 06 33 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 33 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 06 34 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 34 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 06 35 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 35 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 06 36 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 06 36 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 06 37 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 37 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 38 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 38 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 39 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 39 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 40 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 06 40 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 06 41 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 41 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 42 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 42 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 43 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 43 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 44 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 06 44 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 06 45 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 45 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;

221 06 46 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 46 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 06 47 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 47 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 06 48 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 06 48 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 06 01 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 01 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 02 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 02 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 03 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 03 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 04 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 04 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 05 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 05 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 06 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 06 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 07 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 07 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 08 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 08 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 09 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 09 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 10 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 10 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 11 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 11 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 12 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 12 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 13 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 13 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;

221 06 14 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 14 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 15 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 15 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 16 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 16 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 17 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 17 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 18 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 18 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 19 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 19 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 20 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 20 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 21 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 21 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 22 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 22 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 23 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 23 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 24 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 24 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 25 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 25 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 26 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 26 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 27 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 27 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 28 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 28 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 29 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 29 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;

221 06 30 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 30 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 31 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 31 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 32 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 32 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 33 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 33 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 34 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 34 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 35 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 35 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 36 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 06 36 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 06 37 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 37 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 38 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 38 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 39 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 39 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 40 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 06 40 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 06 41 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 41 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 42 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 42 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 43 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 43 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 44 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 06 44 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 06 45 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 45 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;

221 06 46 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 46 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 47 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 47 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 06 48 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 06 48 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 01 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 01 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 02 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 02 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 03 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 03 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 04 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 04 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 05 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 05 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 06 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 06 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 07 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 07 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 08 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 08 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 09 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 09 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 10 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 10 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 11 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 11 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;



221 07 12 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 12 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 13 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 13 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 14 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 14 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 15 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 15 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 16 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 16 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 17 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 17 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 18 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 18 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 19 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 19 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 20 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 20 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 21 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 21 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 22 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 22 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 23 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 23 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 24 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 24 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 25 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 25 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;

221 07 26 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 26 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 27 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 27 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 28 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 28 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 29 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 29 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 30 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 30 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 31 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 31 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 32 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 32 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 33 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 33 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 34 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 34 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 35 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 35 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 36 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 36 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 37 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 37 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 38 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 38 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 39 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 39 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;

221 07 40 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 40 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 41 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 41 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 42 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 42 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 43 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 43 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 44 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 44 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 45 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 45 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 46 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 46 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 47 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 47 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 48 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 48 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 01 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 01 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 02 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 02 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 03 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 03 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 04 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 04 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 05 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 05 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 06 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 06 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 07 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 07 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;

221 07 08 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 08 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 09 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 09 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 10 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 10 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 11 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 11 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 12 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 12 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 13 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 13 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 14 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 14 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 15 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 15 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 16 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 16 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 17 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 17 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 18 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 18 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 19 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 19 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 20 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 20 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 21 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 21 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 22 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 22 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 23 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 23 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 24 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 24 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 25 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 25 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;

221 07 26 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 26 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 27 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 27 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 28 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 28 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 29 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 29 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 30 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 30 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 31 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 31 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 32 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 32 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 33 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 33 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 34 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 34 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 35 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 35 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 36 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 07 36 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 07 37 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 37 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 38 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 38 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 39 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 39 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 40 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 07 40 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 07 41 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 41 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 42 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 42 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 43 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;



221 07 43 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 44 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 07 44 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 07 45 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 45 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 46 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 46 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 47 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 47 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 48 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 07 48 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 07 01 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 01 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 02 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 02 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 03 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 03 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 04 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 07 04 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 07 05 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 05 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 06 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 06 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 07 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 07 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 08 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 07 08 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 07 09 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 09 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 10 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 10 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 11 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 11 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 12 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 12 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 13 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 13 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 14 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 14 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 15 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 15 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 16 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 16 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;



221 07 41 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 41 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 42 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 42 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 43 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 43 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 44 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 07 44 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 07 45 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 45 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 46 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 46 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 47 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 47 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 48 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 07 48 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 07 01 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 01 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 02 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 02 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 03 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 03 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 04 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 04 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 05 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 05 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 07 06 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 06 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 07 07 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 07 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 07 08 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 08 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 07 09 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 09 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;

221 07 10 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 10 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 11 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 11 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 12 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 12 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 13 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 13 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 14 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 14 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 15 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 15 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 16 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 16 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 17 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 17 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 18 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 18 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 19 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 19 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 20 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 20 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 21 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 21 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 07 22 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 22 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 07 23 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 23 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;

221 07 24 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 24 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 07 25 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 25 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 26 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 26 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 27 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 27 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 28 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 28 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 29 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 29 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 30 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 30 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 31 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 31 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 32 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 32 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 33 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 33 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 34 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 34 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 35 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 35 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 36 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 07 36 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 07 37 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 37 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;



221 07 38 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 38 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 07 39 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 39 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 07 40 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 07 40 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 07 41 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 41 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 42 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 42 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 43 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 43 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 44 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 07 44 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 07 45 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 45 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 46 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 46 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 47 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 47 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 48 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 07 48 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 07 01 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 01 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 02 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 02 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 03 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 03 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 04 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 04 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 05 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 05 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;

221 07 06 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 06 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 07 07 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 07 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 07 08 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 08 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 07 09 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 09 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 10 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 10 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 11 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 11 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 12 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 12 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 13 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 13 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 14 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 14 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 15 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 15 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 16 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 16 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 17 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 17 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 18 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 18 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 19 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 19 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 20 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 20 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 21 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 21 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;

221 07 22 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 22 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 07 23 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 23 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 07 24 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 24 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 07 25 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 25 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 26 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 26 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 27 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 27 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 28 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 28 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 29 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 29 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 30 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 30 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 31 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 31 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 32 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 32 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 33 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 33 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 34 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 34 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 35 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 35 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 36 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 07 36 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 07 37 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 37 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;

221 07 38 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 38 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 07 39 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 39 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 07 40 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 07 40 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 07 41 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 41 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 42 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 42 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 43 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 43 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 44 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 07 44 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 07 45 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 45 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 46 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 46 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 47 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 47 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 07 48 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 07 48 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 01 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 01 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 02 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 02 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 03 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 03 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;

221 09 04 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 04 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 05 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 05 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 06 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 06 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 07 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 07 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 08 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 08 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 09 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 09 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 10 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 10 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 11 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 11 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 12 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 12 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 13 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 13 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 14 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 14 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 15 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 15 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 16 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 16 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 17 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 17 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;



221 09 18 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 18 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 19 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 19 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 20 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 20 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 21 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 21 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 22 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 22 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 23 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 23 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 24 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 24 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 25 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 25 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 26 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 26 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 27 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 27 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 28 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 28 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 29 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 29 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 30 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 30 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 31 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 31 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;

221 09 32 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 32 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 33 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 33 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 34 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 34 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 35 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 35 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 36 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 36 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 37 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 37 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 38 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 38 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 39 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 39 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 40 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 40 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 41 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 41 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 42 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 42 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 43 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 43 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 44 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 44 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 45 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 45 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;

221 09 46 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 46 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 47 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 47 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 48 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 48 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 01 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 01 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 02 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 02 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 03 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 03 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 04 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 04 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 05 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 05 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 06 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 06 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 07 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 07 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 08 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 08 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 09 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 09 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 10 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 10 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 11 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 11 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 12 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 12 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 13 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 13 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 14 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 14 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;

221 09 15 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 15 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 16 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 16 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 17 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 17 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 18 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 18 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 19 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 19 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 20 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 20 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 21 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 21 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 22 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 22 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 23 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 23 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 24 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 24 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 25 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 25 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 26 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 26 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 27 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 27 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 28 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 28 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 29 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 29 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 30 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 30 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 31 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 31 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 32 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 32 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;

221 09 33 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 33 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 34 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 34 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 35 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 35 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 36 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 09 36 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 09 37 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 37 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 38 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 38 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 39 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 39 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 40 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 09 40 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 09 41 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 41 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 42 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 42 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 43 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 43 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 44 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 09 44 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 09 45 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 45 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 46 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 46 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 47 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 47 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 48 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 09 48 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 09 01 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 01 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 02 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 02 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 03 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 03 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;



221 09 04 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 04 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 05 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 05 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 06 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 06 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 07 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 07 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 08 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 08 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 09 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 09 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 10 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 10 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 11 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 11 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 12 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 12 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 13 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 13 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 14 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 14 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 15 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 15 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 16 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 16 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 17 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 17 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 18 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 18 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 19 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 19 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 20 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 20 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 21 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 21 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 22 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 22 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 23 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 23 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 24 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 24 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 25 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 25 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 26 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 26 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;

221 09 27 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 27 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 28 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 28 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 29 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 29 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 30 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 30 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 31 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 31 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 32 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 32 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 33 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 33 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 34 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 34 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 35 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 35 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 36 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 09 36 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 09 37 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 37 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 38 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 38 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 39 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 39 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 40 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 09 40 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 09 41 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 41 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 42 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 42 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 43 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 43 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 44 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 09 44 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 09 45 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 45 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 46 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 46 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 47 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 47 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 48 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 09 48 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 09 01 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 01 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;

221 09 02 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 02 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 03 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 03 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 04 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 04 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 05 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 05 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 06 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 06 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 07 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 07 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 08 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 08 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 09 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 09 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 10 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 10 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 11 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 11 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 12 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 12 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 13 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 13 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 09 14 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 14 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 09 15 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 15 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;

221 09 16 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 16 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 09 17 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 17 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 18 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 18 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 19 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 19 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 20 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 20 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 21 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 21 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 22 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 22 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 23 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 23 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 24 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 24 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 25 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 25 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 26 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 26 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 27 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 27 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 28 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 28 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 29 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 29 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;

221 09 30 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 30 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 09 31 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 31 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 09 32 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 32 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 09 33 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 33 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 34 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 34 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 35 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 35 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 36 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 09 36 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 09 37 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 37 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 38 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 38 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 39 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 39 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 40 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 09 40 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 09 41 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 41 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 42 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 42 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 43 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 43 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;



221 09 44 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 09 44 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 09 45 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 45 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 09 46 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 46 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 09 47 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 47 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 09 48 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 09 48 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 09 01 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 01 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 02 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 02 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 03 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 03 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 04 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 04 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 05 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 05 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 06 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 06 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 07 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 07 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 08 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 08 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 09 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 09 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 09 10 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 10 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 09 11 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 11 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;

221 09 12 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 12 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 09 13 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 13 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 14 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 14 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 15 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 15 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 16 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 16 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 17 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 17 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 18 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 18 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 19 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 19 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 20 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 20 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 21 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 21 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 22 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 22 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 23 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 23 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 24 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 24 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 25 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 25 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 09 26 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 26 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 09 27 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 27 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;

221 09 28 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 28 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 09 29 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 29 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 30 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 30 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 31 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 31 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 32 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 32 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 33 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 33 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 34 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 34 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 35 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 35 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 36 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 09 36 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 09 37 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 37 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 38 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 38 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 39 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 39 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 40 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 09 40 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 09 41 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 41 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 09 42 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 42 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 09 43 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 43 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;

221 09 44 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 09 44 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 09 45 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 45 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 46 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 46 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 47 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 47 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 09 48 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 09 48 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 01 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 01 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 02 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 02 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 03 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 03 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 04 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 04 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 05 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 05 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 06 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 06 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 07 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 07 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 08 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 08 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 09 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 09 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;

221 12 10 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 10 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 11 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 11 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 12 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 12 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 13 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 13 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 14 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 14 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 15 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 15 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 16 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 16 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 17 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 17 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 18 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 18 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 19 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 19 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 20 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 20 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 21 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 21 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 22 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 22 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 23 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 23 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;



221 12 24 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 24 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 25 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 25 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 26 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 26 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 27 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 27 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 28 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 28 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 29 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 29 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 30 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 30 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 31 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 31 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 32 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 32 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 33 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 33 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 34 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 34 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 35 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 35 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 36 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 36 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 37 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 37 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;

221 12 38 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 38 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 39 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 39 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 40 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 40 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 41 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 41 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 42 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 42 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 43 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 43 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 44 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 44 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 45 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 45 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 46 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 46 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 47 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 47 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 48 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 48 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 01 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 01 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 02 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 02 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 03 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 03 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 04 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 04 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 05 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 05 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;

221 12 06 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 06 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 07 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 07 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 08 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 08 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 09 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 09 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 10 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 10 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 11 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 11 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 12 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 12 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 13 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 13 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 14 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 14 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 15 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 15 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 16 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 16 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 17 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 17 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 18 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 18 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 19 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 19 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 20 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 20 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 21 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 21 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 22 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 22 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 23 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;

221 12 23 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 24 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 24 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 25 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 25 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 26 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 26 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 27 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 27 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 28 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 28 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 29 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 29 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 30 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 30 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 31 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 31 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 32 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 32 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 33 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 33 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 34 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 34 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 35 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 35 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 36 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BO, 95 x Ø4,0mm;
221 12 36 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BO, 95 x Ø5,0mm;
221 12 37 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 37 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 38 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 38 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 39 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 39 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 40 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BO, 170 x Ø4,0mm;
221 12 40 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BO, 170 x Ø5,0mm;
221 12 41 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;

221 12 41 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 42 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 42 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 43 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 43 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 44 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BO, 240 x Ø4,0mm;
221 12 44 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BO, 240 x Ø5,0mm;
221 12 45 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 45 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 46 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 46 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 47 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 47 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 48 05	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BO, 330 x Ø4,0mm;
221 12 48 06	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BO, 330 x Ø5,0mm;
221 12 01 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 01 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 02 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 02 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 03 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 03 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 04 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 04 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 05 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 05 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 06 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 06 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 07 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 07 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 08 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 08 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 09 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 09 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 10 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 10 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 11 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 11 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 12 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 12 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 13 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;



221 12 13 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 14 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 14 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 15 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 15 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 16 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 16 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 17 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 17 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 18 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 18 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 19 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 19 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 20 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 20 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 21 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 21 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 22 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 22 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 23 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 23 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 24 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 24 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 25 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 25 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 26 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 26 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 27 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 27 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 28 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 28 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 29 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 29 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 30 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 30 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 31 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 31 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 32 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 32 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 33 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 33 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 34 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 34 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 35 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 35 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 36 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 95 x Ø4,0mm;
221 12 36 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 95 x Ø5,0mm;
221 12 37 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;

221 12 37 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 38 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 38 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 39 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 39 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 40 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 170 x Ø4,0mm;
221 12 40 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 170 x Ø5,0mm;
221 12 41 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 41 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 42 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 42 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 43 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 43 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 44 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 240 x Ø4,0mm;
221 12 44 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 240 x Ø5,0mm;
221 12 45 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 45 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 46 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 46 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 47 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 47 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 48 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 330 x Ø4,0mm;
221 12 48 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 330 x Ø5,0mm;
221 12 01 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 01 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 02 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 02 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 03 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 03 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 04 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 04 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 05 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 05 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 12 06 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 06 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 12 07 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 07 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;

221 12 08 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 08 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 12 09 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 09 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 10 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 10 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 11 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 11 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 12 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 12 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 13 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 13 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 14 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 14 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 15 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 15 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 16 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 16 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 17 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 17 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 18 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 18 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 19 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 19 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 20 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 20 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 21 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 21 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;

221 12 22 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 22 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 12 23 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 23 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 12 24 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 24 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 12 25 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 25 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 26 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 26 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 27 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 27 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 28 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 28 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 29 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 29 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 30 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 30 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 31 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 31 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 32 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 32 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 33 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 33 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 34 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 34 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 35 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 35 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 95 x Ø5,0mm;

221 12 36 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 95 x Ø4,0mm;
221 12 36 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 95 x Ø5,0mm;
221 12 37 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 37 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 12 38 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 38 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 12 39 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 39 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 12 40 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 170 x Ø4,0mm;
221 12 40 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 170 x Ø5,0mm;
221 12 41 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 41 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 42 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 42 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 43 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 43 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 44 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 240 x Ø4,0mm;
221 12 44 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 240 x Ø5,0mm;
221 12 45 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 45 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 46 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 46 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 47 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 47 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 48 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 330 x Ø4,0mm;
221 12 48 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 330 x Ø5,0mm;
221 12 01 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 01 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 12 02 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 02 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;



221 12 03 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 03 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 12 04 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 04 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 12 05 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 05 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 06 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 06 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 07 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 07 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 08 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 08 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 09 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 09 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 10 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 10 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 11 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 11 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 12 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 12 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 13 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 13 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 14 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 14 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 15 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 15 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 16 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 16 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 17 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 17 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 12 18 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 18 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;

221 12 19 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 19 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 12 20 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 20 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 12 21 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 21 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 22 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 22 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 23 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 23 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 24 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 24 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 25 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 25 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 26 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 26 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 27 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 27 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 28 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 28 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 29 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 29 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 30 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 30 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 31 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 31 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 32 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 32 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 33 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 33 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 12 34 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 34 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;

221 12 35 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 35 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 12 36 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø4,0mm;
221 12 36 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, INC, 95 x Ø5,0mm;
221 12 37 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 37 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 38 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 38 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 39 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 39 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 40 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø4,0mm;
221 12 40 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, INC, 170 x Ø5,0mm;
221 12 41 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 41 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 42 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 42 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 43 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 43 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 44 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø4,0mm;
221 12 44 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, INC, 240 x Ø5,0mm;
221 12 45 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 45 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 46 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 46 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 47 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 47 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, INC, 330 x Ø5,0mm;
221 12 48 14	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø4,0mm;
221 12 48 15	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, INC, 330 x Ø5,0mm.
221 05 49 02	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm
221 05 49 03	Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm

221 05 50 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 50 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 51 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 51 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 52 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 52 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 53 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 53 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 54 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 54 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 55 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 55 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 55 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 56 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 57 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 57 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 58 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 58 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 59 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 59 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 60 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 60 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 49 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 49 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 50 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 50 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 51 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 51 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 52 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 52 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 53 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 53 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 54 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 54 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, INC, 115 x Ø5,0mm

221 05 55 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 55 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 56 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 56 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 57 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 57 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 58 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 58 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 59 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 59 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 05 60 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 05 60 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 49 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 49 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 50 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 50 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 51 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 51 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 52 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 52 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 53 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 53 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 54 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 54 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 55 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 55 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 56 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 56 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 57 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 57 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 58 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 58 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 06 59 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 06 59 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm





221 07 50 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 50 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 51 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 51 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 52 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 52 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 53 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 53 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 54 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 54 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 55 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 55 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 56 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 56 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 57 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 57 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 58 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 58 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 59 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 59 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 60 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 60 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 49 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 49 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 50 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 50 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 51 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 51 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 52 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 52 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 53 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 53 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 54 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 54 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, BO, 115 x Ø5,0mm



221 07 59 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 59 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 07 60 14 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 115 x Ø4,0mm  
 221 07 60 15 Cânula de Debridação Curva Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, INC, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 49 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 49 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 50 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 50 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 51 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 51 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 52 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 52 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 53 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 53 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 54 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 54 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 55 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 55 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 56 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 56 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 57 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 57 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 58 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 58 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 59 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 59 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 60 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 60 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 49 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 49 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 09 50 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 09 50 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, BO, 115 x Ø5,0mm









221 12 54 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 54 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 55 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 55 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 56 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 56 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 57 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 57 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 58 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 58 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 59 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 59 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 60 02 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 60 03 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, APCR, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 49 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 49 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 50 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 50 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 51 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 51 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 52 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 52 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 53 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 53 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 54 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 54 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 55 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 55 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 56 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 56 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 57 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 57 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 58 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 58 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 59 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 59 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 60 05 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BO, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 60 06 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BO, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 49 08 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BR, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 49 09 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BR, 115 x Ø5,0mm  
 221 12 50 08 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BR, 115 x Ø4,0mm  
 221 12 50 09 Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BR, 115 x Ø5,0mm

221 12 51 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 51 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 52 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 52 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 53 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 53 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 54 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 54 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 55 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 55 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 56 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 56 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 57 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 57 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 58 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 58 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 59 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 59 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 60 08	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 115 x Ø4,0mm
221 12 60 09	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BR, 115 x Ø5,0mm
221 12 49 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 49 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 50 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 50 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 51 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 51 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 52 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 52 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 53 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 53 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 54 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 54 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 55 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 55 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 56 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 56 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 57 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 57 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 58 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 58 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 59 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 59 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, BRD, 115 x Ø5,0mm
221 12 60 11	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 115 x Ø4,0mm
221 12 60 12	Cânula de Debridação Curva Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, BRD, 115 x Ø5,0mm

### 3. Indicação de Uso/ Finalidade

As Cânulas de Debridação Curva são cânulas debridadoras com diâmetro interno maior que 3mm e de uso único. Foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com os aparelhos de Shaver Setormed, Ep1, Linvatec, Odhon, Razek, Stryker Fórmula em procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia e ortopedia. As Cânulas de Debridação Curva são indicadas para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos. A Cânula de

Debridação Curva é composta por uma cânula guia (externa), uma cânula de corte e sucção (interna) e o encaixe traseiro.

#### 4. Princípio de Funcionamento

Os princípios de funcionamento da Cânula de Debridação Curva são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

#### 5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a Cânula de Debridação curva à peça de mão e esta ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- O Fabricante recomenda uso único.

#### 6. Composição

As Cânulas de Debridação Curva tem componentes manufaturados nos seguintes materiais:

**Parte Ativa:** Aço Inoxidável 304 e Aço Inoxidável 455 de acordo com as especificações da Norma ASTM F899.

**Engate:** Policarbonato de acordo com as especificações da Norma ASTM F997; Silicone; e Politetrafluoretileno de acordo com as especificações da Norma ASTM D3294.

#### 7. Esterilização

As Cânulas de Debridação Curva são fornecidas na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

#### 8. Condições de Armazenamento

- As Cânulas de Debridação Curva antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que as Cânulas sejam armazenadas separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- As Cânulas de Debridação Curva devem ser armazenados em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostos diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para todas as Cânulas de Debridação Curva, em todas as áreas de estocagem.

#### **9. Condições de Transporte**

- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação conseqüente disso;
- As Cânulas de Debridação Curva devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento da Cânula e de sua embalagem.

#### **10. Condições de Manipulação**

- O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada. O fabricante recomenda o uso único do produto;
- A Cânula de Debridação Curva possui número de lote e o sistema de vendas integrado ao sistema de qualidade possibilita o seu rastreamento e o destino final caso seja necessário;
- A esterilização é realizada por Óxido de Etileno (ETO) e possui validade de 2 anos. As embalagens possuem indicadores de esterilização na cor vermelho junto ao rótulo do produto.

#### **11. Advertências**



- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente;
- Teste primeiramente a Cântula de Debridação Curva fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho;
- Não utilize a Cântula de Debridação Curva que pareça danificada ou com vibração excessiva. Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da Cântula;
- Cântula de Debridação Curva com vibração excessiva podem aquecer e/ou causar aquecimento na peça de mão;
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas Cântulas;
- Não toque a área de movimento da Cântula de Debridação Curva com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da Cântula ou do equipamento;
- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta;
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis;
- O Fabricante recomenda uso único;
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes;
- Cuidados especiais;
- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

## 12. Precauções

- As Cânulas de Debridação curva são embaladas em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se a Cânula estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto a embalagem (blister) somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala;
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade da Cânula de Debridação Curva é sempre do cirurgião que a utiliza;
- Descarte e não use a Cânula de Debridação Curva fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade;
- O Fabricante recomenda uso único;
- Para as Cânulas de Debridação Curva que forem removidas da embalagem e inseridas dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário. Convém então que a Cânula de Debridação curva seja descartada no lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local;
- O descarte deve ser realizado seguindo-se as disposições da Resolução RDC nº 306/2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

### **13. Contraindicações**

Não se aplica.

### **14. Efeitos Adversos**

Não se aplica.

### **15. Alerta de Instrução de Uso**

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO
Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.
As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: <a href="http://www.setormed.com.br">www.setormed.com.br</a> .
Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.
As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA.
Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.
Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.
<b>Informações do Fornecedor:</b> SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.
Instruções de Uso disponível em: <a href="http://www.setormed.com.br">www.setormed.com.br</a>
Revisão: XXXX Data: XX/XX/XX

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

## 16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail [sac@setormed.com.br](mailto:sac@setormed.com.br) solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail [sac@setormed.com.br](mailto:sac@setormed.com.br) para notificações referentes ao produto.

**Fabricado por:** Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**Responsável Técnico:** Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

---

**Responsável Técnico**  
Eng. Paulo Eduardo Bordignon  
**CREA-SP 5069930279**

---

**Responsável Legal**  
Ricardo de Queiroz