

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280130

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula de Debridação Mini Curva

Matéria Prima: Aço Inoxidável 304, Aço Inoxidável 455, Policarbonato, Silicone, Politetrafluoretileno.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Cânula de Debridação Mini Curva é apresentado em embalagem que contém 1 CÂNULA montada com uma cânula interna e uma cânula externa, acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietilenotereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca; ou Embalagem termosselável tipo sachê em papel grau cirúrgico (gramatura) 70gr/m2 com e filme plástico laminado (Polipropileno e Poliéster, com gramatura 56gr/m2)

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefinico para proteção de 19 g/m2

2. Modelos Comerciais

220 05 01 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 05 02 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 05 03 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 05 04 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 05 01 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 05 02 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 05 03 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 05 04 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 05 01 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 05 02 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 05 03 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 05 04 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 05 01 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 05 02 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 05 03 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 05 04 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 05 01 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 05 02 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 05 03 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 05 04 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 05 05 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,

220 05 06 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,

220 05 07 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,

220 05 08 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,

220 05 05 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,

220 05 06 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,

220 05 07 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,

220 05 08 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 05 05 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 06 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 07 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 08 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 05 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 05 06 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 05 07 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 05 08 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 05 05 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 05 06 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 05 07 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 05 08 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 05 09 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 10 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 11 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 12 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 09 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 05 10 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 05 11 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 05 12 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 05 09 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 10 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 11 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 12 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 09 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 05 10 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 05 11 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,

220 05 12 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 05 09 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 05 10 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 05 11 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 05 12 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 05 13 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 14 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 15 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 16 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 13 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 14 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 15 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 16 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 13 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 14 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 15 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 16 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 13 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 14 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 15 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 16 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 13 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 14 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 15 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 16 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 17 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 05 18 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 05 19 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 05 20 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
220 05 17 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 05 18 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 05 19 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 05 20 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 05 17 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 05 18 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 05 19 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 05 20 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 05 17 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 05 18 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 05 19 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 05 20 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 05 17 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 05 18 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 05 19 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 05 20 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 05 21 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 22 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 23 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 24 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 21 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 05 22 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 05 23 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 05 24 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 05 21 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 22 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 23 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,

220 05 24 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 05 21 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 05 22 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 05 23 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 05 24 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 05 21 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 05 22 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 05 23 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 05 24 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 05 25 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 26 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 27 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 28 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 25 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 05 26 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 05 27 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 05 28 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 05 25 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 26 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 27 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 28 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 05 25 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 05 26 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 05 27 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 05 28 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 05 25 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 05 26 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 05 27 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,

220 05 28 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 05 29 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 30 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 31 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 32 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 29 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 30 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 31 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 32 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 29 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 30 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 31 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 32 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 29 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 30 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 31 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 32 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 29 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 30 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 31 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 32 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 05 33 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 05 34 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 05 35 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 05 36 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 05 33 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 05 34 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 05 35 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,

- 220 05 36 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 33 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 34 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 35 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 36 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 33 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 34 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 35 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 36 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 33 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 34 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 35 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 36 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 05 37 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 38 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 39 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 40 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 37 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 38 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 39 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 40 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 37 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 38 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 39 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 40 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 37 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 38 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 05 39 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,

220 05 40 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,

220 05 37 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,

220 05 38 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,

220 05 39 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,

220 05 40 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,

220 05 41 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,

220 05 42 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,

220 05 43 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,

220 05 44 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,

220 05 41 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,

220 05 42 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,

220 05 43 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,

220 05 44 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,

220 05 41 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,

220 05 42 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,

220 05 43 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,

220 05 44 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,

220 05 41 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,

220 05 42 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,

220 05 43 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,

220 05 44 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,

220 05 41 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,

220 05 42 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,

220 05 43 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,

220 05 44 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,

220 05 45 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,

220 05 46 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,

220 05 47 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,

220 05 48 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 05 45 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
220 05 46 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
220 05 47 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
220 05 48 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
220 05 45 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
220 05 46 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
220 05 47 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
220 05 48 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
220 05 45 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
220 05 46 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
220 05 47 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
220 05 48 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
220 05 45 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
220 05 46 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
220 05 47 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
220 05 48 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
220 06 01 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
220 06 02 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
220 06 03 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
220 06 04 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
220 06 01 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 06 02 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 06 03 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 06 04 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 06 01 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 06 02 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 06 03 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 06 04 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 06 01 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 06 02 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 06 03 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 06 04 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 06 01 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 06 02 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 06 03 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 06 04 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 06 05 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 06 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 07 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 08 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 05 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 06 06 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 06 07 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 06 08 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 06 05 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 06 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 07 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 08 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 05 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 06 06 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 06 07 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 06 08 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 06 05 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 06 06 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 06 07 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,

220 06 08 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 06 09 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 10 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 11 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 12 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 09 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 10 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 11 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 12 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 09 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 10 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 11 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 12 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 09 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 10 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 11 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 12 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 09 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 10 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 11 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 12 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 13 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 14 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 15 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 16 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 13 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 14 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 15 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,

- 220 06 16 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 13 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 14 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 15 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 16 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 13 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 14 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 15 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 16 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 13 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 14 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 15 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 16 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 17 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 18 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 19 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 20 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 17 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 18 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 19 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 20 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 17 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 18 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 19 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 20 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 17 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 18 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 19 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,

- 220 06 20 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 17 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 18 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 19 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 20 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 06 21 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 22 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 23 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 24 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 21 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 22 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 23 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 24 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 21 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 22 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 23 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 24 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 21 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 22 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 23 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 24 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 21 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 22 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 23 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 24 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 06 25 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 26 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 27 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,

220 06 28 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 25 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 26 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 27 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 28 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 25 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 26 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 27 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 28 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 25 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 26 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 27 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 28 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 25 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 26 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 27 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 28 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 06 29 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 30 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 31 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 32 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 29 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 30 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 31 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 32 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 29 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 30 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 06 31 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,

220 06 32 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,

220 06 29 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,

220 06 30 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,

220 06 31 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,

220 06 32 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,

220 06 29 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,

220 06 30 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,

220 06 31 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,

220 06 32 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,

220 06 33 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 06 34 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 06 35 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 06 36 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 06 33 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 06 34 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 06 35 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 06 36 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 06 33 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 06 34 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 06 35 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 06 36 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 06 33 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 06 34 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 06 35 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 06 36 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 06 33 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 06 34 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 06 35 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 06 36 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 06 37 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 38 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 39 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 40 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 37 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 06 38 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 06 39 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 06 40 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 06 37 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 38 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 39 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 40 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 06 37 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 06 38 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 06 39 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 06 40 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 06 37 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 06 38 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 06 39 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 06 40 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 06 41 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 06 42 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 06 43 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 06 44 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 06 41 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 06 42 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 06 43 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,

- 220 06 44 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 41 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 42 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 43 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 44 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 41 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 42 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 43 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 44 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 41 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 42 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 43 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 44 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 06 45 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 46 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 47 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 48 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 45 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 46 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 47 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 48 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 45 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 46 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 47 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 48 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 45 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 46 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 06 47 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,

220 06 48 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,

220 06 45 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,

220 06 46 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,

220 06 47 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,

220 06 48 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,

220 07 01 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 07 02 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 07 03 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 07 04 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 07 01 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 07 02 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 07 03 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 07 04 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 07 01 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 07 02 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 07 03 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 07 04 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 07 01 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 07 02 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 07 03 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 07 04 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,

220 07 01 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 07 02 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 07 03 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 07 04 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,

220 07 05 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,

220 07 06 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,

220 07 07 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,

- 220 07 08 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 05 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 06 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 07 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 08 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 05 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 06 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 07 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 08 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 05 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 06 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 07 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 08 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 05 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 06 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 07 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 08 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 07 09 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 10 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 11 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 12 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 09 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 10 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 11 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 12 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 09 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 10 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 11 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,

220 07 12 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 09 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 07 10 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 07 11 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 07 12 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 07 09 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 07 10 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 07 11 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 07 12 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 07 13 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 07 14 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 07 15 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 07 16 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 07 13 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
220 07 14 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
220 07 15 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
220 07 16 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
220 07 13 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
220 07 14 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
220 07 15 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
220 07 16 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
220 07 13 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
220 07 14 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
220 07 15 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
220 07 16 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
220 07 13 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
220 07 14 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
220 07 15 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,

220 07 16 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
220 07 17 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
220 07 18 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
220 07 19 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
220 07 20 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
220 07 17 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 07 18 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 07 19 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 07 20 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
220 07 17 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 07 18 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 07 19 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 07 20 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
220 07 17 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 07 18 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 07 19 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 07 20 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
220 07 17 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 07 18 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 07 19 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 07 20 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
220 07 21 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 07 22 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 07 23 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 07 24 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
220 07 21 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 07 22 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 07 23 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,

220 07 24 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
220 07 21 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 07 22 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 07 23 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 07 24 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 07 21 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 07 22 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 07 23 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 07 24 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 07 21 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 07 22 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 07 23 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 07 24 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 07 25 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 26 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 27 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 28 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 25 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 07 26 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 07 27 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 07 28 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 07 25 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 26 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 27 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 28 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 25 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 07 26 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 07 27 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,

- 220 07 28 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 25 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 26 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 27 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 28 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 29 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 30 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 31 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 32 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 29 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 30 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 31 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 32 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 29 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 30 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 31 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 32 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 29 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 30 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 31 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 32 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 29 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 30 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 31 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 32 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 33 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 07 34 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 07 35 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,

220 07 36 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 33 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 34 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 35 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 36 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 33 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 34 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 35 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 36 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 33 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 34 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 35 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 36 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 33 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 34 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 35 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 36 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 07 37 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 07 38 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 07 39 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 07 40 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 07 37 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 07 38 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 07 39 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 07 40 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 07 37 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 07 38 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 07 39 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,

220 07 40 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
220 07 37 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 07 38 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 07 39 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 07 40 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 07 37 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 07 38 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 07 39 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 07 40 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 07 41 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 42 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 43 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 44 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 41 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 07 42 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 07 43 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 07 44 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 07 41 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 42 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 43 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 44 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 07 41 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 07 42 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 07 43 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 07 44 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 07 41 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 07 42 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 07 43 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,

- 220 07 44 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 07 45 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 46 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 47 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 48 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 45 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 46 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 47 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 48 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 45 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 46 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 47 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 48 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 45 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 46 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 47 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 48 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 45 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 46 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 47 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 07 48 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 01 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 02 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 03 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 04 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 01 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 02 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 03 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,

220 09 04 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 01 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 02 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 03 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 04 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 01 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 02 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 03 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 04 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 01 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 02 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 03 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 04 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 05 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 06 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 07 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 08 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 05 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 06 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 07 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 08 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 05 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 06 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 07 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 08 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 05 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 06 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 07 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,

220 09 08 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
220 09 05 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 09 06 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 09 07 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 09 08 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 09 09 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 10 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 11 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 12 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 09 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 09 10 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 09 11 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 09 12 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 09 09 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 10 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 11 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 12 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 09 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 09 10 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 09 11 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 09 12 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 09 09 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 09 10 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 09 11 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 09 12 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 09 13 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 09 14 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 09 15 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,

- 220 09 16 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 13 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 14 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 15 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 16 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 13 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 14 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 15 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 16 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 13 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 14 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 15 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 16 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 13 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 14 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 15 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 16 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 17 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 18 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 19 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 20 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 17 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 18 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 19 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 20 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 17 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 18 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 19 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,

220 09 20 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 17 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 18 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 19 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 20 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 17 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 18 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 19 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 20 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 21 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 22 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 23 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 24 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 21 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 22 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 23 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 24 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 21 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 22 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 23 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 24 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 21 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 22 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 23 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 24 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 21 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 22 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 09 23 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,

220 09 24 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
220 09 25 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 26 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 27 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 28 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 25 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 09 26 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 09 27 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 09 28 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
220 09 25 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 26 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 27 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 28 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
220 09 25 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 09 26 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 09 27 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 09 28 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
220 09 25 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 09 26 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 09 27 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 09 28 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
220 09 29 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 09 30 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 09 31 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 09 32 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 09 29 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
220 09 30 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
220 09 31 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,

220 09 32 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 29 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 30 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 31 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 32 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 29 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 30 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 31 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 32 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 29 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 30 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 31 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 32 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 33 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 34 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 35 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 36 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 33 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 34 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 35 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 36 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 33 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 34 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 35 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 36 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 33 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 34 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
 220 09 35 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,

- 220 09 36 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 33 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 34 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 35 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 36 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 09 37 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 38 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 39 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 40 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 37 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 38 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 39 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 40 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 37 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 38 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 39 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 40 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 37 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 38 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 39 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 40 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 37 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 38 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 39 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 40 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 09 41 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 09 42 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 09 43 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,

220 09 44 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 41 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 42 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 43 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 44 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 41 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 42 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 43 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 44 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 41 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 42 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 43 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 44 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 41 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 42 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 43 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 44 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
 220 09 45 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 46 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 47 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 48 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 45 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 46 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 47 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 48 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 45 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 46 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 47 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,

- 220 09 48 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 45 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 46 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 47 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 48 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 45 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 46 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 47 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 09 48 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 01 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 02 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 03 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 04 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 01 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 02 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 03 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 04 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 01 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 02 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 03 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 04 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 01 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 02 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 03 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 04 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 01 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 02 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 03 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,

- 220 12 04 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 05 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 06 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 07 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 08 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 05 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 06 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 07 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 08 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 05 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 06 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 07 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 08 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 05 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 06 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 07 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 08 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 05 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 06 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 07 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 08 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 09 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 10 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 11 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 12 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 09 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 10 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 11 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,

- 220 12 12 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 09 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 10 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 11 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 12 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 09 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 10 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 11 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 12 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 09 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 10 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 11 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 12 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 13 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 14 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 15 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 16 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 13 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 14 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 15 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 16 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 13 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 14 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 15 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 16 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 13 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 14 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 15 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,

- 220 12 16 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 13 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 14 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 15 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 16 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 17 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 18 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 19 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 20 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 17 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 18 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 19 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 20 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 17 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 18 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 19 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 20 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 17 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 18 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 19 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 20 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 17 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 18 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 19 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 20 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 21 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 22 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 23 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,

220 12 24 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 21 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 22 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 23 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 24 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 21 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 22 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 23 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 24 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 21 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 22 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 23 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 24 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 21 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 22 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 23 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 24 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 25 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 26 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 27 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 28 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 25 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 26 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 27 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 28 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 25 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 26 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 27 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,

- 220 12 28 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 25 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 26 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 27 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 28 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 25 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 26 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 27 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 28 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 29 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 30 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 31 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 32 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 29 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 30 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 31 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 32 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 29 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 30 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 31 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 32 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 29 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 30 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 31 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 32 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 29 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 30 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 31 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,

- 220 12 32 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 33 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 34 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 35 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 36 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 33 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 34 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 35 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 36 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 33 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 34 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 35 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 36 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 33 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 34 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 35 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 36 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 33 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 34 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 35 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 36 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 95 X Ø3,0MM,
- 220 12 37 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 38 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 39 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 40 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 37 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 38 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
- 220 12 39 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 170 X Ø3,0MM,

220 12 40 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 37 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 38 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 39 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 40 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 37 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 38 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 39 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 40 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 37 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 38 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 39 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 40 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 170 X Ø3,0MM,
 220 12 41 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 42 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 43 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 44 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 41 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 42 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 43 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 44 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 41 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 42 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 43 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 44 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 41 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 42 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
 220 12 43 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 240 X Ø3,0MM,

- 220 12 44 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 41 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 42 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 43 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 44 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 240 X Ø3,0MM,
- 220 12 45 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 46 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 47 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 48 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 45 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 46 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 47 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 48 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 45 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 46 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 47 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 48 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 45 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 46 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 47 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 48 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 45 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 46 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 47 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 330 X Ø3,0MM,
- 220 12 48 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 330 X Ø3,0MM,

ACRÉSCIMO DOS SEGUINTE MODELOS COMERCIAIS:

- 220 05 49 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
- 220 05 50 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,

220 05 51 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 05 52 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 05 49 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 05 50 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 05 51 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 05 52 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 05 49 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 05 50 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 05 51 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 05 52 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 05 49 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 05 50 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 05 51 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 05 52 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 05 49 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 05 50 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 05 51 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 05 52 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 05 53 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 05 54 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 05 55 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 05 56 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 05 53 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 05 54 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 05 55 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 05 56 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 05 53 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 05 54 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,

220 05 55 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 56 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 53 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 54 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 55 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 56 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 53 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 54 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 55 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 56 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 57 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 58 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 59 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 60 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 57 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 58 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 59 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 60 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 57 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 58 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 59 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 60 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 57 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 58 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 59 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 60 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 57 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 05 58 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,

220 05 59 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 05 60 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 05, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 49 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 50 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 51 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 52 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 49 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 50 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 51 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 52 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 49 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 50 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 51 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 52 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 49 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 50 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 51 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 52 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 49 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 50 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 51 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 52 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 53 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 54 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 06 55 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 56 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 53 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 54 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,

220 06 55 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 56 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 53 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 54 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 55 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 56 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 53 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 54 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 55 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 56 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 53 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 54 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 55 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 56 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 57 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 58 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 59 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 60 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 57 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 58 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 59 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 60 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 06 57 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 58 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 59 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 60 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 06 57 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 58 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,

220 06 59 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 60 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 06 57 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 58 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 59 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 06 60 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 06, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 07 49 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 50 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 51 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 52 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 49 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 50 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 51 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 52 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 49 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 50 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 51 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 52 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 49 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 07 50 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 07 51 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 07 52 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 07 49 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 07 50 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 07 51 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 07 52 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 07 53 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 54 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,

220 07 55 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 56 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 53 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 54 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 55 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 56 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 53 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 54 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 55 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 56 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 53 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 07 54 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 07 55 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 07 56 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 07 53 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 07 54 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 07 55 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 07 56 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 07 57 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 58 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 59 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 60 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 57 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 58 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 59 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 60 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 07 57 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 07 58 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,

220 07 59 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,

220 07 60 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,

220 07 57 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,

220 07 58 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,

220 07 59 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,

220 07 60 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,

220 07 57 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,

220 07 58 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,

220 07 59 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,

220 07 60 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 07, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,

220 09 49 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,

220 09 50 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,

220 09 51 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,

220 09 52 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,

220 09 49 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,

220 09 50 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,

220 09 51 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,

220 09 52 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,

220 09 49 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,

220 09 50 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,

220 09 51 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,

220 09 52 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,

220 09 49 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,

220 09 50 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,

220 09 51 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,

220 09 52 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,

220 09 49 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,

220 09 50 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,

220 09 51 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 52 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 53 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 54 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
 220 09 55 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 56 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 53 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 54 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 55 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 56 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 53 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 54 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 55 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 56 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 53 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 54 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 55 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 56 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 53 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 54 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 55 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 56 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 57 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 58 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 59 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 60 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 57 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
 220 09 58 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,

220 09 59 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 09 60 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 09 57 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 09 58 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 09 59 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 09 60 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 09 57 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 09 58 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 09 59 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 09 60 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 09 57 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 09 58 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 09 59 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 09 60 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 09, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 49 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 50 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 51 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 52 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 49 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 50 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 51 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 52 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 49 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 50 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 51 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 52 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 49 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 50 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,

220 12 51 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 52 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 49 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 50 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 51 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 52 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 12° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 53 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 54 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, APCR, 330 X Ø3,0MM,
220 12 55 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 56 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 53 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 54 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 55 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 56 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 53 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 54 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 55 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 56 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 53 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 54 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 55 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 56 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 53 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 54 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 55 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 56 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 40° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 57 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 58 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,

220 12 59 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 60 01 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, APCR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 57 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 58 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 59 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 60 04 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BO, 115 X Ø3,0MM,
220 12 57 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 58 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 59 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 60 07 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BR, 115 X Ø3,0MM,
220 12 57 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 58 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 59 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 60 10 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, BRD, 115 X Ø3,0MM,
220 12 57 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 58 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° C, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 59 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE C, INC, 115 X Ø3,0MM,
220 12 60 13 CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI CURVA TIPO 12, TUBO 60° B, CORTE B, INC, 115 X Ø3,0MM.

3. Indicação de Uso/ Finalidade

As Cânulas de Debridação Mini Curva são cânulas debridadoras com diâmetro interno menor que 3mm e são de reprocessamento proibido. Foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com os aparelhos de Shaver Setormed, Ep1, Linvatec, Odhon, Razek, Stryker Fórmula em procedimentos cirúrgicos de Otorrinolaringologia e Ortopedia. As Cânulas de Debridação Curva são indicadas para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseos e cartilaginosos. A Cânula de Debridação Curva é composta por uma cânula guia (externa), uma cânula de corte e sucção (interna) e o encaixe traseiro.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento da Cântula de Debridação Mini Curva é o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cântula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a Cântula de Debridação mini curva à peça de mão e esta ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a Cântula de Debridação mini curva, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR.

6. Composição

As Cântulas de Debridação Mini Curva têm componentes manufaturadas nos seguintes materiais:

Parte Ativa: Aço Inoxidável 304 e Aço Inoxidável 455 de acordo com as especificações da Norma ASTM F899.

Engate: Policarbonato de acordo com as especificações da Norma ASTM F997; Silicone; e Politetrafluoretileno de acordo com as especificações da Norma ASTM D3294.

7. Esterilização

As Cântulas de Debridação Mini Curva são fornecidas na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

8. Condições de Armazenamento

- As Cântulas de Debridação Mini Curva antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que as Cântulas sejam armazenadas separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de armação

metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;

- As Cânulas de Debridação Mini Curva devem ser armazenados em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostos diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para todas as Cânulas de Debridação Mini Curva, em todas as áreas de estocagem.

9. Condições de Transporte

- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;
- As Cânulas de Debridação Mini Curva devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento da Cânula e de sua embalagem.

10. Condições de Manipulação

- O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada. O fabricante recomenda o uso único do produto;
- A Cânula de Debridação Mini Curva possui número de lote e o sistema de vendas integrado ao sistema de qualidade possibilita o seu rastreamento e o destino final caso seja necessário;
- A esterilização é realizada por Óxido de Etileno (ETO) e possui validade de 2 anos.

11. Advertências

- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente;
- Teste primeiramente a Cânula de Debridação Mini curva fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho;

- Não utilize a Cânula de Debridação mini curva que pareça danificada ou com vibração excessiva;
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da Cânula;
- Cânula de Debridação mini curva com vibração excessiva podem aquecer e/ou causar aquecimento na peça de mão;
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas Cânulas;
- Não toque a área de movimento da Cânula de Debridação Mini curva com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da Cânula ou do equipamento;
- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta;
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis;
- O produto não deve ser reutilizado e/ou re-esterilizado, devendo ser descartado em LIXO HOSPITALAR;
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes;
- Cuidados especiais;
- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

- As Cânulas de Debridação Mini curva são embaladas em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se a Cânula estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem (blister) somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala;

- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade da Cânula de Debridação Mini curva é sempre do cirurgião que a utiliza;
- Descarte e não use a Cânula de Debridação Mini curva fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade;
- Recomenda-se que a Cânula de Debridação Mini curva seja descartada no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local);
- Para as Cânulas de Debridação Mini curva que forem removidas da embalagem e inseridas dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário. Convém então que a Cânula de Debridação Mini curva seja descartada no lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local;
- O descarte deve ser realizado seguindo-se as disposições do Regulamento Técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO
Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.
As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br .
Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.
As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA.
Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.
Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.
Informações do Fornecedor: SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.
Instruções de Uso disponível em: www.setormed.com.br
Revisão: XXXX Data: XX/XX/XX

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail sac@setormed.com.br solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail sac@setormed.com.br para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz