

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULA

NOME COMERCIAL: KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280047

PRODUTO ESTÉRIL

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: CÂNULA

Nome Comercial: KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED

Matéria Prima: Aço Inoxidável ASTM F899XM-16; Aço Inoxidável ASTM F899; Alumínio liga 6351.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















| | | | | | |
|---|--|---|----|--------------------------------|---|
| 1 | Data de fabricação |  | 8 | Não reutilizar |  |
| 2 | Validade |  | 9 | Limite superior de temperatura |  |
| 3 | Manter afastado de luz solar |  | 10 | Limite de umidade |  |
| 4 | Frágil, manusear com cuidado |  | 11 | Manter seco |  |
| 5 | Não utilizar se a embalagem estiver danificada |  | 12 | Número de catálogo |  |
| 6 | Esterilizado utilizando óxido de etileno |  | 13 | Código do lote |  |
| 7 | Consultar instruções para utilização |  | 14 | Fabricante |  |

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

O KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED é apresentado em embalagem que contém 2 CÂNULAS que é acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca;
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m².

2. Modelos Comerciais

100 01 01 04 Agressivo de Perfil completo com Raspador - APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mmØ int. 3,5mm

100 01 02 04 Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,2mm x 135,0mmx Ø int. 3,5mm

| | |
|--------------|---|
| 100 01 02 05 | Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm x Ø int. 3,5mm |
| 100 01 02 06 | Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm x Ø int. 4,5mm |
| 100 01 03 05 | Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 132,0mm X Ø int. 3,5mm |
| 100 01 03 06 | Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 132,0mm X Ø int. 4,5mm |
| 100 01 03 07 | Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 01 04 05 | Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 04 06 | Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 01 04 07 | Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 01 05 05 | Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 05 06 | Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 01 05 07 | Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 01 06 04 | Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 06 05 | Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 06 06 | Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 01 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 01 08 04 | Incisivo- INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 08 05 | Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 08 06 | Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 01 09 04 | Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 09 05 | Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 09 06 | Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 01 10 05 | Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 01 10 06 | Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 03 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 03 A - APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm x Ø int. 3,5mm |
| 100 03 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 03 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 03 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 03 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm |
| 100 03 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm |
| 100 03 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int.5,0mm |
| 100 03 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,0mm |
| 100 03 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm |
| 100 03 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm |
| 100 03 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø3,0mm |
| 100 03 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm |
| 100 03 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm |
| 100 03 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 03 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 03 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |

| | |
|--------------|---|
| 100 03 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 03 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 03 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 03 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 03 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø 3,5mm |
| 100 03 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 03 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 03 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 03 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 03 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 03 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 05 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 05 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mmØ int. 3,5mm |
| 100 05 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 05 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 05 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 05 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm |
| 100 05 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mmØ int. 4,0mm |
| 100 05 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x132,0mmØ int.5,0mm |
| 100 05 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 132,0mmØ int.3,0mm |
| 100 05 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm |
| 100 05 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm |
| 100 05 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø3,0mm |
| 100 05 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm |
| 100 05 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm |
| 100 05 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 05 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 05 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 05 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 05 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 05 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 05 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 05 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø 3,5mm |
| 100 05 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 05 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 05 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 05 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 05 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 05 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mmØ int. 4,5mm |
| 100 07 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 07 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mmØ int. 3,5mm |
| 100 07 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |

| | |
|--------------|--|
| 100 07 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 07 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 07 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,0mm |
| 100 07 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm |
| 100 07 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x132,0mmØ int.5,0mm |
| 100 07 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,0mm |
| 100 07 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,0mm |
| 100 07 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 132,0mmØ int. 5,0mm |
| 100 07 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø3,0mm |
| 100 07 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,0mm |
| 100 07 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,0mm |
| 100 07 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 07 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 07 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 135,0mmØ int. 4,5mm |
| 100 07 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 07 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 07 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 07 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 07 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø 3,5mm |
| 100 07 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 07 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 07 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 07 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 07 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 07 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 135,0mmØ int. 4,5mm |
| 100 08 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 08 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 08 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 08 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 08 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 08 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 08 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 08 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 08 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 08 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm |
| 100 08 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm |

| | |
|--------------|--|
| 100 08 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 08 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 08 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 08 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 08 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 10 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 10 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 10 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 10 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 10 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 10 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 10 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 10 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 10 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 10 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 10 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 10 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 10 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 10 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm |
| 100 10 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 10 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 10 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 10 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 10 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 10 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 10 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 10 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 10 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 10 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 10 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 10 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 12 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 12 A APCR Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 12 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |

| | |
|--------------|--|
| 100 12 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 12 A APC Ø ext. 5,5mm x 125,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 12 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 12 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 12 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 12 A Ø ext.6,5mm x122,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 12 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 12 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 12 A Ø ext. 6,5mm x 122,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 12 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.4,5mm x 122,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.5,5mm x 122,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 12 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 12 A Ø ext.6,5mm x 122,0mm Ø int.5,5mm |
| 100 12 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 12 A CM Ø ext.5,5mm x125,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 12 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 12 A CMA Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 12 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 12 A INC Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 12 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.4,2mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 12 A RPC Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 12 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 12 A DRA Ø ext.4,5mm x 125,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 12 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 12 A DRA Ø ext.5,5mm x 125,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 14 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 14 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mmØ int.3,5mm |
| 100 14 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 14 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 14 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 14 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 14 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 14 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 14 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 14 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 14 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 14 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 14 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 14 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm |
| 100 14 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 14 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm |

| | |
|--------------|--|
| 100 14 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 14 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 14 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 14 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 14 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 14 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 14 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 14 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 14 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 14 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 16 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 16 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 16 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 16 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 16 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 16 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 16 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 16 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 16 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 16 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 16 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 16 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 16 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 16 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm |
| 100 16 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 16 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 16 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 16 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 16 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 16 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 16 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 16 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 16 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 16 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 16 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 16 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 18 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 18 A APCR Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 18 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |

| | |
|--------------|--|
| 100 18 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 18 A APC Ø ext. 5,5mm x 130,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 18 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 18 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 18 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 18 A Ø ext.6,5mm x130,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 18 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 18 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 18 A Ø ext. 6,5mm x 130,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 18 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 18 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 18 A Ø ext.6,5mm x 130,0mm Ø int.5,5mm |
| 100 18 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 18 A CM Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 18 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 18 A CMA Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 18 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 18 A INC Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 18 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.4,2mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 18 A RPC Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 18 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 18 A DRA Ø ext.4,5mm x 130,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 18 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 18 A DRA Ø ext.5,5mm x 130,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 20 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 20 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 20 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 20 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 20 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 20 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 20 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 20 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 20 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 20 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 20 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 20 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 20 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 20 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm |
| 100 20 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 20 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm |

| | |
|--------------|--|
| 100 20 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 20 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 20 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 20 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 20 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 20 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 20 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 20 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 20 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 20 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 22 01 04 | Agressivo de Perfil completo com Raspador - Encaixe Tipo 22 A APCR Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 22 02 04 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 22 A APC Ø ext. 5,5mm x 135,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 22 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int.3,5mm |
| 100 22 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 22 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 22 A Ø ext.6,5mm x132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 22 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 22 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 22 A Ø ext. 6,5mm x 132,0mm Ø int. 5,5mm |
| 100 22 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.4,5mm x 132,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.5,5mm x 132,0mm Ø int.4,5mm |
| 100 22 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 22 A Ø ext.6,5mm x 132,0mm Ø int.5,5mm |
| 100 22 06 04 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 22 A CM Ø ext.5,5mm x135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 22 07 04 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 22 A CMA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 22 08 04 | Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 22 A INC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 22 09 04 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.4,2mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 22 A RPC Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 100 22 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 22 A DRA Ø ext.4,5mm x 135,0mm Ø int. 3,5mm |
| 100 22 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 22 A DRA Ø ext.5,5mm x 135,0mm Ø int. 4,5mm |
| 101 03 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm |
| 101 03 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm |
| 101 03 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,0mm |

| | |
|--------------|--|
| 101 03 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int. 4,0mm |
| 101 03 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int.5,0mm |
| 101 03 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A \emptyset extr.4,5mm x 177,0mm \emptyset int.3,0mm |
| 101 03 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int. 4,0mm |
| 101 03 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int. 5,0mm |
| 101 03 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A \emptyset ext.4,5mm x 177,0mm \emptyset 3,0mm |
| 101 03 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int.4,0mm |
| 101 03 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int. 5,0mm |
| 101 03 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 03 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 03 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int.3,5mm |
| 101 03 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 03 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset 3,5mm |
| 101 03 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC \emptyset ext.5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 03 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 03 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int.4,5mm |
| 101 03 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 03 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 05 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 05 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 05 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A \emptyset ext.4,5mm x 177,0mm \emptyset int. 3,0mm |
| 101 05 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int. 4,0mm |
| 101 05 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int.5,0mm |
| 101 05 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A \emptyset extr.4,5mm x 177,0mm \emptyset int.3,0mm |
| 101 05 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int. 4,0mm |
| 101 05 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int. 5,0mm |
| 101 05 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A \emptyset ext.4,5mm x 177,0mm \emptyset 3,0mm |
| 101 05 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int.4,0mm |
| 101 05 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int. 5,0mm |
| 101 05 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 05 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 05 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int.3,5mm |
| 101 05 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 05 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset 3,5mm |
| 101 05 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC \emptyset ext.5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 05 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 05 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int.4,5mm |
| 101 05 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 05 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 07 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 07 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 07 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A \emptyset ext.4,5mm x 177,0mm \emptyset int. 3,0mm |

| | |
|--------------|--|
| 101 07 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int. 4,0mm |
| 101 07 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int.5,0mm |
| 101 07 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A \emptyset extr.4,5mm x 177,0mm \emptyset int.3,0mm |
| 101 07 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int. 4,0mm |
| 101 07 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int. 5,0mm |
| 101 07 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A \emptyset ext.4,5mm x 177,0mm \emptyset 3,0mm |
| 101 07 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int.4,0mm |
| 101 07 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int. 5,0mm |
| 101 07 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 07 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 07 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int.3,5mm |
| 101 07 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 07 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset 3,5mm |
| 101 07 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC \emptyset ext.5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 07 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 07 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int.4,5mm |
| 101 07 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 07 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 08 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 08 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int.4,5mm |
| 101 08 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A \emptyset ext.4,5mm x 177,0mm \emptyset int.3,5mm |
| 101 08 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int.4,5mm |
| 101 08 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int. 5,5mm |
| 101 08 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A \emptyset ext.4,5mm x 177,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 08 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 08 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A \emptyset ext. 6,5mm x 177,0mm \emptyset int. 5,5mm |
| 101 08 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A \emptyset ext.4,5mm x 177,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 08 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A \emptyset ext.5,5mm x 177,0mm \emptyset int.4,5mm |
| 101 08 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A \emptyset ext.6,5mm x 177,0mm \emptyset int.5,5mm |
| 101 08 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 08 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM \emptyset ext.5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 08 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 08 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA \emptyset ext.5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 08 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 08 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC \emptyset ext.5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 08 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 08 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC \emptyset ext.5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 08 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 08 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA \emptyset ext.5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 01 02 05 | Agressivo de perfil completo- APC \emptyset ext.4,5mm x 180,0mm \emptyset int. 3,5mm |
| 101 01 02 06 | Agressivo de perfil completo- APC \emptyset ext. 5,5mm x 180,0mm \emptyset int. 4,5mm |
| 101 01 03 05 | Broca Afilada-BA \emptyset ext.4,5mm x 177,0mm \emptyset int. 3,5mm |

| | |
|--------------|--|
| 101 01 03 06 | Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm |
| 101 01 03 07 | Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm 177,0mm Ø int. 5,5mm |
| 101 01 04 05 | Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm |
| 101 01 04 06 | Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm |
| 101 01 04 07 | Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm |
| 101 01 05 05 | Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 177,0mm Ø int. 3,5mm |
| 101 01 05 06 | Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 177,0mm Ø int. 4,5mm |
| 101 01 05 07 | Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 177,0mm Ø int. 5,5mm |
| 101 01 06 05 | Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm |
| 101 01 06 06 | Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm |
| 101 01 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm |
| 101 01 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm |
| 101 01 08 05 | Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm |
| 101 01 08 06 | Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm |
| 101 01 09 05 | Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm |
| 101 01 09 06 | Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm |
| 101 01 10 05 | Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 180,0mm Ø int. 3,5mm |
| 101 01 10 06 | Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 180,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 01 02 05 | Agressivo de perfil completo- APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 01 02 06 | Agressivo de perfil completo- APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 01 03 05 | Broca Afilada-BA Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 01 03 06 | Broca Afilada-BA Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 01 03 07 | Broca Afilada-BA Ø ext.6,5mm 257,0mm Ø int. 5,5mm |
| 102 01 04 05 | Broca Oval- BO Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 01 04 06 | Broca Oval- BO Ø ext. 5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 01 04 07 | Broca Oval- BO Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm |
| 102 01 05 05 | Broca Redonda- BR Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 01 05 06 | Broca Redonda- BR Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 01 05 07 | Broca Redonda- BR Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm |
| 102 01 06 05 | Cortador de Menisco- CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 01 06 06 | Cortador de Menisco- CM Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 01 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext. 4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 01 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- CMA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 01 08 05 | Incisivo- INC Ø ext. 4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 01 08 06 | Incisivo- INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 01 09 05 | Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 01 09 06 | Ressector de Perfil Completo -RPC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 01 10 05 | Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 01 10 06 | Dentada Reta Agressiva- DRA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 03 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext.4,5mm x 260,mm Ø int. 3,5mm |
| 102 03 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 03 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,mm Ø int. 4,5mm |
| 102 03 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm |

| | |
|--------------|--|
| 102 03 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm |
| 102 03 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,0mm |
| 102 03 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,0mm |
| 102 03 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm |
| 102 03 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm |
| 102 03 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø3,0mm |
| 102 03 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,0mm |
| 102 03 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 03 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm |
| 102 03 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 03 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 03 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 03 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int.3,5mm |
| 102 03 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 03 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 03 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø 3,5mm |
| 102 03 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 03 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 03 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 03 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 03 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int.4,5mm |
| 102 03 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 03 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 03 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 05 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 05 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 05 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 05 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm |
| 102 05 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm |
| 102 05 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,0mm |
| 102 05 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,0mm |
| 102 05 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm |
| 102 05 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm |
| 102 05 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø3,0mm |
| 102 05 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,0mm |
| 102 05 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 05 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm |
| 102 05 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 05 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 05 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 05 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int.3,5mm |
| 102 05 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 05 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 05 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø 3,5mm |
| 102 05 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 05 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 05 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 05 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 05 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int.4,5mm |
| 102 05 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 05 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 05 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 07 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 07 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 07 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 07 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,0mm |

| | |
|--------------|--|
| 102 07 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm |
| 102 07 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,0mm |
| 102 07 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø extr.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,0mm |
| 102 07 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,0mm |
| 102 07 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm |
| 102 07 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø3,0mm |
| 102 07 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,0mm |
| 102 07 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 07 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,0mm |
| 102 07 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 07 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 07 A CM Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 07 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int.3,5mm |
| 102 07 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 07 A CMA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 07 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int 3,5mm |
| 102 07 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 07 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 07 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 07 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 07 A RPC Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int.4,5mm |
| 102 07 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 07 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 07 A DRA Ø ext. 5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 08 02 05 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext.4,5mm x 260,mm Ø int. 3,5mm |
| 102 08 02 06 | Agressivo de perfil completo- Encaixe Tipo 08 A APC Ø ext. 5,5mm x 260,mm Ø int.4,5mm |
| 102 08 03 05 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int.3,5mm |
| 102 08 03 06 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,5mm |
| 102 08 03 07 | Broca Afilada-BA Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm |
| 102 08 04 05 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 08 04 06 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 08 04 07 | Broca Oval- BO Encaixe Tipo 08 A Ø ext. 6,5mm x 257,0mm Ø int. 5,5mm |
| 102 08 05 05 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.4,5mm x 257,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 08 05 06 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.5,5mm x 257,0mm Ø int.4,5mm |
| 102 08 05 07 | Broca Redonda- BR Encaixe Tipo 08 A Ø ext.6,5mm x 257,0mm Ø int.5,5mm |
| 102 08 06 05 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 08 06 06 | Cortador de Menisco- Encaixe Tipo 08 A CM Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 08 07 05 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 08 07 06 | Cortador de Menisco Agressivo- Encaixe Tipo 08 A CMA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 08 08 05 | Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 08 08 06 | Incisivo- Encaixe Tipo 08 A INC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 08 09 05 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 08 09 06 | Ressector de Perfil Completo - Encaixe Tipo 08 A RPC Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |
| 102 08 10 05 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.4,5mm x 260,0mm Ø int. 3,5mm |
| 102 08 10 06 | Dentada Reta Agressiva- Encaixe Tipo 08 A DRA Ø ext.5,5mm x 260,0mm Ø int. 4,5mm |

3. Indicação de Uso/ Finalidade

O KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED foi desenvolvido para ser utilizado juntamente com os aparelhos de Shaver Setormed, Ep1, Linvatec, Artrex, Odhon, PS3500, Stryker, Fórmula, Rema, Wolf, Taimin, Artrotek e Storz em procedimentos cirúrgicos de artroscopia. O KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED é indicado para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

4. Princípio de Funcionamento

Os princípios de funcionamento do KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a CÂNULA à peça de mão, está ao Shaver, que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- O Fabricante recomenda uso único.

6. Composição

Ponta da CÂNULA (interna e externa) - Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;

Corpo da CÂNULA (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;

Traseira de conexão- Constituída em Alumínio liga 6351.

7. Esterilização

O KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED é fornecido na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peroxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

8. Condições de Armazenamento

Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Condições de estocagem: O KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED deve ser armazenado em local seco (umidade até 70%) e convém que não seja exposto diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

9. Condições de Transporte

Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem. É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação conseqüente disso. Não empilhar as caixas.

10. Condições de Manipulação

Este produto é de uso único. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

Advertências Gerais:

- Antes de utilizar o KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas na instrução de uso.
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia.
- O uso correto do KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED é extremamente importante para o sucesso na utilização.

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso:

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize o KIT CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO SETORMED e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto.

Identificação da possibilidade de reesterilização: O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.

- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios.
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem

12. Precauções

Os dispositivos de uso único são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade.

Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

O produto é apresentado esterilizado, portanto a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento.

Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.

| ALERTA INSTRUÇÃO DE USO |
|--|
| Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto. |
| As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br . |
| Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat. |
| As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA. |
| Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto. |
| Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398. |
| Informações do Fornecedor: SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A. Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs. |
| Instruções de Uso disponível em: www.setormed.com.br |
| Revisão: XXXX Data: XX/XX/XX |

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz