

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: BROCAS DE PERFURAÇÃO ÓSSEA

NOME COMERCIAL: FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280110

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Brocas de Perfuração Óssea

Nome Comercial: Ferramentas para Drill Longa

Matéria Prima: Aço inoxidável ASTM F899-XM16.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

AS FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA são apresentadas em embalagens contendo 1 FERRAMENTA acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária - Embalagem termosselável tipo sachê em papel grau cirúrgico com filme plástico laminado (Polipropileno e Poliéster).

Embalagem secundária - Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m².

2. Modelos Comerciais

169 01 01 01 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 1,0;

169 01 01 02 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 1,1;
169 01 01 03 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 1,2;
169 01 01 04 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 1,3;
169 01 01 05 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 1,4;
169 01 01 07 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 1,5;
169 01 01 08 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 1,6;
169 01 01 09 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 1,7;
169 01 01 10 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 1,8;
169 01 01 12 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 1,9;
169 01 01 13 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 2,0;
169 01 01 14 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 2,1;
169 01 01 15 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 2,2;
169 01 01 16 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 2,3;
169 01 01 18 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 2,7;
169 01 01 21 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 3,2;
169 01 01 22 Broca Perfurante Encaixe A, 150 mm Ø 3,5;
169 01 02 01 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 1,0;
169 01 02 02 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 1,1;
169 01 02 03 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 1,2;
169 01 02 04 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 1,3;
169 01 02 05 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 1,4;
169 01 02 07 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 1,5;
169 01 02 08 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 1,6;
169 01 02 09 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 1,7;
169 01 02 10 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 1,8;
169 01 02 12 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 1,9;
169 01 02 13 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 2,0;
169 01 02 14 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 2,1;
169 01 02 15 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 2,2;
169 01 02 16 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 2,3;
169 01 02 18 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 2,7;
169 01 02 21 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 3,2;
169 01 02 22 Broca Perfurante Encaixe D, 150 mm Ø 3,5;
169 01 03 01 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 1,0;
169 01 03 02 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 1,1;
169 01 03 03 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 1,2;
169 01 03 04 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 1,3;
169 01 03 05 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 1,4;
169 01 03 07 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 1,5;
169 01 03 08 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 1,6;
169 01 03 09 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 1,7;
169 01 03 10 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 1,8;
169 01 03 12 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 1,9;
169 01 03 13 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 2,0;
169 01 03 14 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 2,1;

169 01 03 15 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 2,2;
169 01 03 16 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 2,3;
169 01 03 18 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 2,7;
169 01 03 21 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 3,2;
169 01 03 22 Broca Perfurante Encaixe E, 150 mm Ø 3,5;
169 01 04 01 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 1,0;
169 01 04 02 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 1,1;
169 01 04 03 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 1,2;
169 01 04 04 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 1,3;
169 01 04 05 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 1,4;
169 01 04 07 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 1,5;
169 01 04 08 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 1,6;
169 01 04 09 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 1,7;
169 01 04 10 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 1,8;
169 01 04 12 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 1,9;
169 01 04 13 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 2,0;
169 01 04 14 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 2,1;
169 01 04 15 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 2,2;
169 01 04 16 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 2,3;
169 01 04 18 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 2,7;
169 01 04 21 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 3,2;
169 01 04 22 Broca Perfurante Encaixe J, 150 mm Ø 3,5;
169 01 05 01 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 1,0;
169 01 05 02 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 1,1;
169 01 05 03 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 1,2;
169 01 05 04 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 1,3;
169 01 05 05 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 1,4;
169 01 05 07 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 1,5;
169 01 05 08 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 1,6;
169 01 05 09 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 1,7;
169 01 05 10 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 1,8;
169 01 05 12 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 1,9;
169 01 05 13 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 2,0;
169 01 05 14 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 2,1;
169 01 05 15 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 2,2;
169 01 05 16 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 2,3;
169 01 05 18 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 2,7;
169 01 05 21 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 3,2;
169 01 05 22 Broca Perfurante Encaixe L, 150 mm Ø 3,5;
169 01 06 01 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 1,0;
169 01 06 02 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 1,1;
169 01 06 03 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 1,2;
169 01 06 04 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 1,3;
169 01 06 05 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 1,4;
169 01 06 07 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 1,5;

169 01 06 08 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 1,6;
169 01 06 09 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 1,7;
169 01 06 10 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 1,8;
169 01 06 12 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 1,9;
169 01 06 13 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 2,0;
169 01 06 14 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 2,1;
169 01 06 15 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 2,2;
169 01 06 16 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 2,3;
169 01 06 18 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 2,7;
169 01 06 21 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 3,2;
169 01 06 22 Broca Perfurante Encaixe M, 150 mm Ø 3,5;
169 01 07 01 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 1,0;
169 01 07 02 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 1,1;
169 01 07 03 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 1,2;
169 01 07 04 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 1,3;
169 01 07 05 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 1,4;
169 01 07 07 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 1,5;
169 01 07 08 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 1,6;
169 01 07 09 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 1,7;
169 01 07 10 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 1,8;
169 01 07 12 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 1,9;
169 01 07 13 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 2,0;
169 01 07 14 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 2,1;
169 01 07 15 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 2,2;
169 01 07 16 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 2,3;
169 01 07 18 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 2,7;
169 01 07 21 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 3,2;
169 01 07 22 Broca Perfurante Encaixe O, 150 mm Ø 3,5;
169 01 08 01 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 1,0;
169 01 08 02 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 1,1;
169 01 08 03 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 1,2;
169 01 08 04 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 1,3;
169 01 08 05 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 1,4;
169 01 08 07 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 1,5;
169 01 08 08 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 1,6;
169 01 08 09 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 1,7;
169 01 08 10 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 1,8;
169 01 08 12 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 1,9;
169 01 08 13 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 2,0;
169 01 08 14 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 2,1;
169 01 08 15 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 2,2;
169 01 08 16 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 2,3;
169 01 08 18 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 2,7;
169 01 08 21 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 3,2;
169 01 08 22 Broca Perfurante Encaixe R, 150 mm Ø 3,5;

169 01 09 01 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 1,0;
169 01 09 02 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 1,1;
169 01 09 03 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 1,2;
169 01 09 04 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 1,3;
169 01 09 05 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 1,4;
169 01 09 07 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 1,5;
169 01 09 08 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 1,6;
169 01 09 09 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 1,7;
169 01 09 10 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 1,8;
169 01 09 12 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 1,9;
169 01 09 13 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 2,0;
169 01 09 14 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 2,1;
169 01 09 15 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 2,2;
169 01 09 16 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 2,3;
169 01 09 18 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 2,7;
169 01 09 21 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 3,2;
169 01 09 22 Broca Perfurante Encaixe S, 150 mm Ø 3,5;
169 01 10 01 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 1,0;
169 01 10 02 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 1,1;
169 01 10 03 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 1,2;
169 01 10 04 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 1,3;
169 01 10 05 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 1,4;
169 01 10 07 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 1,5;
169 01 10 08 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 1,6;
169 01 10 09 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 1,7;
169 01 10 10 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 1,8;
169 01 10 12 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 1,9;
169 01 10 13 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 2,0;
169 01 10 14 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 2,1;
169 01 10 15 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 2,2;
169 01 10 16 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 2,3;
169 01 10 18 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 2,7;
169 01 10 21 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 3,2;
169 01 10 22 Broca Perfurante Encaixe T, 150 mm Ø 3,5;
169 01 11 01 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 1,0;
169 01 11 02 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 1,1;
169 01 11 03 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 1,2;
169 01 11 04 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 1,3;
169 01 11 05 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 1,4;
169 01 11 07 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 1,5;
169 01 11 08 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 1,6;
169 01 11 09 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 1,7;
169 01 11 10 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 1,8;
169 01 11 12 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 1,9;
169 01 11 13 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 2,0;

169 01 11 14 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 2,1;
169 01 11 15 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 2,2;
169 01 11 16 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 2,3;
169 01 11 18 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 2,7;
169 01 11 21 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 3,2;
169 01 11 22 Broca Perfurante Encaixe U, 150 mm Ø 3,5;
169 01 12 01 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 1,0;
169 01 12 02 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 1,1;
169 01 12 03 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 1,2;
169 01 12 04 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 1,3;
169 01 12 05 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 1,4;
169 01 12 07 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 1,5;
169 01 12 08 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 1,6;
169 01 12 09 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 1,7;
169 01 12 10 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 1,8;
169 01 12 12 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 1,9;
169 01 12 13 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 2,0;
169 01 12 14 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 2,1;
169 01 12 15 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 2,2;
169 01 12 16 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 2,3;
169 01 12 18 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 2,7;
169 01 12 21 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 3,2;
169 01 12 22 Broca Perfurante Encaixe X, 150 mm Ø 3,5;
169 01 13 01 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 1,0;
169 01 13 02 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 1,1;
169 01 13 03 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 1,2;
169 01 13 04 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 1,3;
169 01 13 05 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 1,4;
169 01 13 07 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 1,5;
169 01 13 08 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 1,6;
169 01 13 09 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 1,7;
169 01 13 10 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 1,8;
169 01 13 12 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 1,9;
169 01 13 13 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 2,0;
169 01 13 14 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 2,1;
169 01 13 15 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 2,2;
169 01 13 16 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 2,3;
169 01 13 18 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 2,7;
169 01 13 21 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 3,2;
169 01 13 22 Broca Perfurante Encaixe A, 155 mm Ø 3,5;
169 01 14 01 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 1,0;
169 01 14 02 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 1,1;
169 01 14 03 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 1,2;
169 01 14 04 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 1,3;
169 01 14 05 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 1,4;

169 01 14 07 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 1,5;
169 01 14 08 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 1,6;
169 01 14 09 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 1,7;
169 01 14 10 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 1,8;
169 01 14 12 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 1,9;
169 01 14 13 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 2,0;
169 01 14 14 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 2,1;
169 01 14 15 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 2,2;
169 01 14 16 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 2,3;
169 01 14 18 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 2,7;
169 01 14 21 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 3,2;
169 01 14 22 Broca Perfurante Encaixe D, 155 mm Ø 3,5;
169 01 15 01 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 1,0;
169 01 15 02 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 1,1;
169 01 15 03 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 1,2;
169 01 15 04 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 1,3;
169 01 15 05 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 1,4;
169 01 15 07 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 1,5;
169 01 15 08 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 1,6;
169 01 15 09 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 1,7;
169 01 15 10 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 1,8;
169 01 15 12 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 1,9;
169 01 15 13 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 2,0;
169 01 15 14 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 2,1;
169 01 15 15 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 2,2;
169 01 15 16 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 2,3;
169 01 15 18 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 2,7;
169 01 15 21 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 3,2;
169 01 15 22 Broca Perfurante Encaixe E, 155 mm Ø 3,5;
169 01 16 01 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 1,0;
169 01 16 02 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 1,1;
169 01 16 03 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 1,2;
169 01 16 04 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 1,3;
169 01 16 05 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 1,4;
169 01 16 07 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 1,5;
169 01 16 08 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 1,6;
169 01 16 09 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 1,7;
169 01 16 10 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 1,8;
169 01 16 12 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 1,9;
169 01 16 13 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 2,0;
169 01 16 14 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 2,1;
169 01 16 15 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 2,2;
169 01 16 16 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 2,3;
169 01 16 18 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 2,7;
169 01 16 21 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 3,2;

169 01 16 22 Broca Perfurante Encaixe J, 155 mm Ø 3,5;
169 01 17 01 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 1,0;
169 01 17 02 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 1,1;
169 01 17 03 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 1,2;
169 01 17 04 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 1,3;
169 01 17 05 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 1,4;
169 01 17 07 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 1,5;
169 01 17 08 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 1,6;
169 01 17 09 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 1,7;
169 01 17 10 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 1,8;
169 01 17 12 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 1,9;
169 01 17 13 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 2,0;
169 01 17 14 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 2,1;
169 01 17 15 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 2,2;
169 01 17 16 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 2,3;
169 01 17 18 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 2,7;
169 01 17 21 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 3,2;
169 01 17 22 Broca Perfurante Encaixe L, 155 mm Ø 3,5;
169 01 18 01 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 1,0;
169 01 18 02 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 1,1;
169 01 18 03 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 1,2;
169 01 18 04 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 1,3;
169 01 18 05 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 1,4;
169 01 18 07 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 1,5;
169 01 18 08 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 1,6;
169 01 18 09 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 1,7;
169 01 18 10 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 1,8;
169 01 18 12 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 1,9;
169 01 18 13 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 2,0;
169 01 18 14 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 2,1;
169 01 18 15 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 2,2;
169 01 18 16 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 2,3;
169 01 18 18 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 2,7;
169 01 18 21 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 3,2;
169 01 18 22 Broca Perfurante Encaixe M, 155 mm Ø 3,5;
169 01 19 01 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 1,0;
169 01 19 02 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 1,1;
169 01 19 03 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 1,2;
169 01 19 04 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 1,3;
169 01 19 05 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 1,4;
169 01 19 07 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 1,5;
169 01 19 08 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 1,6;
169 01 19 09 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 1,7;
169 01 19 10 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 1,8;
169 01 19 12 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 1,9;

169 01 19 13 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 2,0;
169 01 19 14 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 2,1;
169 01 19 15 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 2,2;
169 01 19 16 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 2,3;
169 01 19 18 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 2,7;
169 01 19 21 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 3,2;
169 01 19 22 Broca Perfurante Encaixe O, 155 mm Ø 3,5;
169 01 20 01 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 1,0;
169 01 20 02 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 1,1;
169 01 20 03 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 1,2;
169 01 20 04 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 1,3;
169 01 20 05 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 1,4;
169 01 20 07 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 1,5;
169 01 20 08 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 1,6;
169 01 20 09 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 1,7;
169 01 20 10 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 1,8;
169 01 20 12 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 1,9;
169 01 20 13 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 2,0;
169 01 20 14 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 2,1;
169 01 20 15 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 2,2;
169 01 20 16 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 2,3;
169 01 20 18 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 2,7;
169 01 20 21 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 3,2;
169 01 20 22 Broca Perfurante Encaixe R, 155 mm Ø 3,5;
169 01 21 01 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 1,0;
169 01 21 02 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 1,1;
169 01 21 03 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 1,2;
169 01 21 04 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 1,3;
169 01 21 05 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 1,4;
169 01 21 07 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 1,5;
169 01 21 08 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 1,6;
169 01 21 09 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 1,7;
169 01 21 10 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 1,8;
169 01 21 12 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 1,9;
169 01 21 13 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 2,0;
169 01 21 14 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 2,1;
169 01 21 15 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 2,2;
169 01 21 16 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 2,3;
169 01 21 18 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 2,7;
169 01 21 21 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 3,2;
169 01 21 22 Broca Perfurante Encaixe S, 155 mm Ø 3,5;
169 01 22 01 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 1,0;
169 01 22 02 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 1,1;
169 01 22 03 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 1,2;
169 01 22 04 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 1,3;

169 01 22 05 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 1,4;
169 01 22 07 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 1,5;
169 01 22 08 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 1,6;
169 01 22 09 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 1,7;
169 01 22 10 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 1,8;
169 01 22 12 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 1,9;
169 01 22 13 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 2,0;
169 01 22 14 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 2,1;
169 01 22 15 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 2,2;
169 01 22 16 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 2,3;
169 01 22 18 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 2,7;
169 01 22 21 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 3,2;
169 01 22 22 Broca Perfurante Encaixe T, 155 mm Ø 3,5;
169 01 23 01 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 1,0;
169 01 23 02 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 1,1;
169 01 23 03 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 1,2;
169 01 23 04 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 1,3;
169 01 23 05 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 1,4;
169 01 23 07 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 1,5;
169 01 23 08 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 1,6;
169 01 23 09 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 1,7;
169 01 23 10 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 1,8;
169 01 23 12 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 1,9;
169 01 23 13 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 2,0;
169 01 23 14 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 2,1;
169 01 23 15 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 2,2;
169 01 23 16 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 2,3;
169 01 23 18 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 2,7;
169 01 23 21 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 3,2;
169 01 23 22 Broca Perfurante Encaixe U, 155 mm Ø 3,5;
169 01 24 01 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 1,0;
169 01 24 02 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 1,1;
169 01 24 03 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 1,2;
169 01 24 04 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 1,3;
169 01 24 05 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 1,4;
169 01 24 07 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 1,5;
169 01 24 08 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 1,6;
169 01 24 09 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 1,7;
169 01 24 10 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 1,8;
169 01 24 12 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 1,9;
169 01 24 13 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 2,0;
169 01 24 14 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 2,1;
169 01 24 15 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 2,2;
169 01 24 16 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 2,3;
169 01 24 18 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 2,7;

169 01 24 21 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 3,2;
169 01 24 22 Broca Perfurante Encaixe X, 155 mm Ø 3,5;
169 01 25 01 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 1,0;
169 01 25 02 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 1,1;
169 01 25 03 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 1,2;
169 01 25 04 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 1,3;
169 01 25 05 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 1,4;
169 01 25 07 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 1,5;
169 01 25 08 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 1,6;
169 01 25 09 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 1,7;
169 01 25 10 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 1,8;
169 01 25 12 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 1,9;
169 01 25 13 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 2,0;
169 01 25 14 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 2,1;
169 01 25 15 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 2,2;
169 01 25 16 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 2,3;
169 01 25 18 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 2,7;
169 01 25 21 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 3,2;
169 01 25 22 Broca Perfurante Encaixe A, 180 mm Ø 3,5;
169 01 26 01 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 1,0;
169 01 26 02 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 1,1;
169 01 26 03 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 1,2;
169 01 26 04 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 1,3;
169 01 26 05 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 1,4;
169 01 26 07 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 1,5;
169 01 26 08 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 1,6;
169 01 26 09 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 1,7;
169 01 26 10 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 1,8;
169 01 26 12 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 1,9;
169 01 26 13 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 2,0;
169 01 26 14 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 2,1;
169 01 26 15 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 2,2;
169 01 26 16 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 2,3;
169 01 26 18 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 2,7;
169 01 26 21 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 3,2;
169 01 26 22 Broca Perfurante Encaixe D, 180 mm Ø 3,5;
169 01 27 01 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 1,0;
169 01 27 02 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 1,1;
169 01 27 03 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 1,2;
169 01 27 04 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 1,3;
169 01 27 05 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 1,4;
169 01 27 07 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 1,5;
169 01 27 08 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 1,6;
169 01 27 09 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 1,7;
169 01 27 10 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 1,8;

169 01 27 12 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 1,9;
169 01 27 13 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 2,0;
169 01 27 14 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 2,1;
169 01 27 15 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 2,2;
169 01 27 16 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 2,3;
169 01 27 18 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 2,7;
169 01 27 21 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 3,2;
169 01 27 22 Broca Perfurante Encaixe E, 180 mm Ø 3,5;
169 01 28 01 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 1,0;
169 01 28 02 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 1,1;
169 01 28 03 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 1,2;
169 01 28 04 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 1,3;
169 01 28 05 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 1,4;
169 01 28 07 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 1,5;
169 01 28 08 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 1,6;
169 01 28 09 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 1,7;
169 01 28 10 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 1,8;
169 01 28 12 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 1,9;
169 01 28 13 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 2,0;
169 01 28 14 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 2,1;
169 01 28 15 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 2,2;
169 01 28 16 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 2,3;
169 01 28 18 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 2,7;
169 01 28 21 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 3,2;
169 01 28 22 Broca Perfurante Encaixe J, 180 mm Ø 3,5;
169 01 29 01 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 1,0;
169 01 29 02 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 1,1;
169 01 29 03 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 1,2;
169 01 29 04 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 1,3;
169 01 29 05 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 1,4;
169 01 29 07 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 1,5;
169 01 29 08 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 1,6;
169 01 29 09 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 1,7;
169 01 29 10 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 1,8;
169 01 29 12 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 1,9;
169 01 29 13 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 2,0;
169 01 29 14 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 2,1;
169 01 29 15 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 2,2;
169 01 29 16 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 2,3;
169 01 29 18 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 2,7;
169 01 29 21 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 3,2;
169 01 29 22 Broca Perfurante Encaixe L, 180 mm Ø 3,5;
169 01 30 01 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 1,0;
169 01 30 02 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 1,1;
169 01 30 03 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 1,2;

169 01 30 04 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 1,3;
169 01 30 05 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 1,4;
169 01 30 07 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 1,5;
169 01 30 08 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 1,6;
169 01 30 09 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 1,7;
169 01 30 10 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 1,8;
169 01 30 12 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 1,9;
169 01 30 13 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 2,0;
169 01 30 14 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 2,1;
169 01 30 15 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 2,2;
169 01 30 16 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 2,3;
169 01 30 18 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 2,7;
169 01 30 21 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 3,2;
169 01 30 22 Broca Perfurante Encaixe M, 180 mm Ø 3,5;
169 01 31 01 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 1,0;
169 01 31 02 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 1,1;
169 01 31 03 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 1,2;
169 01 31 04 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 1,3;
169 01 31 05 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 1,4;
169 01 31 07 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 1,5;
169 01 31 08 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 1,6;
169 01 31 09 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 1,7;
169 01 31 10 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 1,8;
169 01 31 12 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 1,9;
169 01 31 13 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 2,0;
169 01 31 14 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 2,1;
169 01 31 15 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 2,2;
169 01 31 16 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 2,3;
169 01 31 18 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 2,7;
169 01 31 21 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 3,2;
169 01 31 22 Broca Perfurante Encaixe O, 180 mm Ø 3,5;
169 01 32 01 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 1,0;
169 01 32 02 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 1,1;
169 01 32 03 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 1,2;
169 01 32 04 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 1,3;
169 01 32 05 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 1,4;
169 01 32 07 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 1,5;
169 01 32 08 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 1,6;
169 01 32 09 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 1,7;
169 01 32 10 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 1,8;
169 01 32 12 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 1,9;
169 01 32 13 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 2,0;
169 01 32 14 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 2,1;
169 01 32 15 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 2,2;
169 01 32 16 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 2,3;

169 01 32 18 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 2,7;
169 01 32 21 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 3,2;
169 01 32 22 Broca Perfurante Encaixe R, 180 mm Ø 3,5;
169 01 33 01 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 1,0;
169 01 33 02 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 1,1;
169 01 33 03 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 1,2;
169 01 33 04 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 1,3;
169 01 33 05 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 1,4;
169 01 33 07 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 1,5;
169 01 33 08 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 1,6;
169 01 33 09 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 1,7;
169 01 33 10 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 1,8;
169 01 33 12 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 1,9;
169 01 33 13 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 2,0;
169 01 33 14 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 2,1;
169 01 33 15 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 2,2;
169 01 33 16 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 2,3;
169 01 33 18 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 2,7;
169 01 33 21 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 3,2;
169 01 33 22 Broca Perfurante Encaixe S, 180 mm Ø 3,5;
169 01 34 01 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 1,0;
169 01 34 02 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 1,1;
169 01 34 03 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 1,2;
169 01 34 04 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 1,3;
169 01 34 05 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 1,4;
169 01 34 07 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 1,5;
169 01 34 08 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 1,6;
169 01 34 09 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 1,7;
169 01 34 10 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 1,8;
169 01 34 12 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 1,9;
169 01 34 13 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 2,0;
169 01 34 14 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 2,1;
169 01 34 15 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 2,2;
169 01 34 16 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 2,3;
169 01 34 18 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 2,7;
169 01 34 21 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 3,2;
169 01 34 22 Broca Perfurante Encaixe T, 180 mm Ø 3,5;
169 01 35 01 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 1,0;
169 01 35 02 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 1,1;
169 01 35 03 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 1,2;
169 01 35 04 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 1,3;
169 01 35 05 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 1,4;
169 01 35 07 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 1,5;
169 01 35 08 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 1,6;
169 01 35 09 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 1,7;

169 01 35 10 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 1,8;
 169 01 35 12 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 1,9;
 169 01 35 13 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 2,0;
 169 01 35 14 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 2,1;
 169 01 35 15 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 2,2;
 169 01 35 16 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 2,3;
 169 01 35 18 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 2,7;
 169 01 35 21 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 3,2;
 169 01 35 22 Broca Perfurante Encaixe U, 180 mm Ø 3,5;
 169 01 36 01 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 1,0;
 169 01 36 02 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 1,1;
 169 01 36 03 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 1,2;
 169 01 36 04 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 1,3;
 169 01 36 05 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 1,4;
 169 01 36 07 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 1,5;
 169 01 36 08 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 1,6;
 169 01 36 09 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 1,7;
 169 01 36 10 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 1,8;
 169 01 36 12 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 1,9;
 169 01 36 13 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 2,0;
 169 01 36 14 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 2,1;
 169 01 36 15 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 2,2;
 169 01 36 16 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 2,3;
 169 01 36 18 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 2,7;
 169 01 36 21 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 3,2;
 169 01 36 22 Broca Perfurante Encaixe X, 180 mm Ø 3,5;
 169 02 01 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 1,0;
 169 02 01 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 1,4;
 169 02 01 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 1,8;
 169 02 01 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 2,3;
 169 02 01 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 2,7;
 169 02 01 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 3,1;
 169 02 01 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 3,5;
 169 02 01 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 4,0;
 169 02 01 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 4,5;
 169 02 01 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 5,0;
 169 02 01 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 6,0;
 169 02 01 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 150 mm Ø 7,0;
 169 02 02 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 1,0;
 169 02 02 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 1,4;
 169 02 02 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 1,8;
 169 02 02 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 2,3;
 169 02 02 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 2,7;
 169 02 02 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 3,1;
 169 02 02 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 3,5;

169 02 02 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 4,0;
 169 02 02 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 4,5;
 169 02 02 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 5,0;
 169 02 02 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 6,0;
 169 02 02 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 150 mm Ø 7,0;
 169 02 03 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 1,0;
 169 02 03 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 1,4;
 169 02 03 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 1,8;
 169 02 03 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 2,3;
 169 02 03 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 2,7;
 169 02 03 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 3,1;
 169 02 03 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 3,5;
 169 02 03 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 4,0;
 169 02 03 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 4,5;
 169 02 03 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 5,0;
 169 02 03 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 6,0;
 169 02 03 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 150 mm Ø 7,0;
 169 02 04 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 1,0;
 169 02 04 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 1,4;
 169 02 04 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 1,8;
 169 02 04 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 2,3;
 169 02 04 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 2,7;
 169 02 04 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 3,1;
 169 02 04 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 3,5;
 169 02 04 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 4,0;
 169 02 04 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 4,5;
 169 02 04 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 5,0;
 169 02 04 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 6,0;
 169 02 04 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 150 mm Ø 7,0;
 169 02 05 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 1,0;
 169 02 05 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 1,4;
 169 02 05 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 1,8;
 169 02 05 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 2,3;
 169 02 05 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 2,7;
 169 02 05 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 3,1;
 169 02 05 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 3,5;
 169 02 05 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 4,0;
 169 02 05 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 4,5;
 169 02 05 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 5,0;
 169 02 05 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 6,0;
 169 02 05 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 150 mm Ø 7,0;
 169 02 06 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 1,0;
 169 02 06 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 1,4;
 169 02 06 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 1,8;
 169 02 06 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 2,3;

169 02 06 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 2,7;
169 02 06 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 3,1;
169 02 06 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 3,5;
169 02 06 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 4,0;
169 02 06 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 4,5;
169 02 06 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 5,0;
169 02 06 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 6,0;
169 02 06 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 150 mm Ø 7,0;
169 02 07 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 1,0;
169 02 07 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 1,4;
169 02 07 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 1,8;
169 02 07 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 2,3;
169 02 07 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 2,7;
169 02 07 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 3,1;
169 02 07 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 3,5;
169 02 07 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 4,0;
169 02 07 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 4,5;
169 02 07 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 5,0;
169 02 07 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 6,0;
169 02 07 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 150 mm Ø 7,0;
169 02 08 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 1,0;
169 02 08 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 1,4;
169 02 08 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 1,8;
169 02 08 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 2,3;
169 02 08 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 2,7;
169 02 08 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 3,1;
169 02 08 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 3,5;
169 02 08 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 4,0;
169 02 08 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 4,5;
169 02 08 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 5,0;
169 02 08 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 6,0;
169 02 08 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 150 mm Ø 7,0;
169 02 09 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 1,0;
169 02 09 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 1,4;
169 02 09 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 1,8;
169 02 09 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 2,3;
169 02 09 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 2,7;
169 02 09 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 3,1;
169 02 09 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 3,5;
169 02 09 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 4,0;
169 02 09 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 4,5;
169 02 09 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 5,0;
169 02 09 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 6,0;
169 02 09 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 150 mm Ø 7,0;
169 02 10 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 1,0;

169 02 10 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 1,4;
 169 02 10 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 1,8;
 169 02 10 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 2,3;
 169 02 10 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 2,7;
 169 02 10 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 3,1;
 169 02 10 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 3,5;
 169 02 10 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 4,0;
 169 02 10 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 4,5;
 169 02 10 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 5,0;
 169 02 10 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 6,0;
 169 02 10 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 150 mm Ø 7,0;
 169 02 11 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 1,0;
 169 02 11 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 1,4;
 169 02 11 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 1,8;
 169 02 11 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 2,3;
 169 02 11 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 2,7;
 169 02 11 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 3,1;
 169 02 11 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 3,5;
 169 02 11 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 4,0;
 169 02 11 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 4,5;
 169 02 11 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 5,0;
 169 02 11 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 6,0;
 169 02 11 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 150 mm Ø 7,0;
 169 02 12 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 1,0;
 169 02 12 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 1,4;
 169 02 12 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 1,8;
 169 02 12 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 2,3;
 169 02 12 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 2,7;
 169 02 12 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 3,1;
 169 02 12 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 3,5;
 169 02 12 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 4,0;
 169 02 12 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 4,5;
 169 02 12 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 5,0;
 169 02 12 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 6,0;
 169 02 12 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 150 mm Ø 7,0;
 169 02 13 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 1,0;
 169 02 13 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 1,4;
 169 02 13 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 1,8;
 169 02 13 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 2,3;
 169 02 13 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 2,7;
 169 02 13 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 3,1;
 169 02 13 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 3,5;
 169 02 13 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 4,0;
 169 02 13 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 4,5;
 169 02 13 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 5,0;

169 02 13 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 6,0;
169 02 13 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 155 mm Ø 7,0;
169 02 14 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 1,0;
169 02 14 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 1,4;
169 02 14 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 1,8;
169 02 14 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 2,3;
169 02 14 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 2,7;
169 02 14 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 3,1;
169 02 14 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 3,5;
169 02 14 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 4,0;
169 02 14 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 4,5;
169 02 14 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 5,0;
169 02 14 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 6,0;
169 02 14 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 155 mm Ø 7,0;
169 02 15 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 1,0;
169 02 15 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 1,4;
169 02 15 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 1,8;
169 02 15 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 2,3;
169 02 15 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 2,7;
169 02 15 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 3,1;
169 02 15 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 3,5;
169 02 15 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 4,0;
169 02 15 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 4,5;
169 02 15 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 5,0;
169 02 15 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 6,0;
169 02 15 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 155 mm Ø 7,0;
169 02 16 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 1,0;
169 02 16 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 1,4;
169 02 16 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 1,8;
169 02 16 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 2,3;
169 02 16 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 2,7;
169 02 16 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 3,1;
169 02 16 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 3,5;
169 02 16 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 4,0;
169 02 16 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 4,5;
169 02 16 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 5,0;
169 02 16 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 6,0;
169 02 16 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 155 mm Ø 7,0;
169 02 17 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 1,0;
169 02 17 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 1,4;
169 02 17 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 1,8;
169 02 17 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 2,3;
169 02 17 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 2,7;
169 02 17 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 3,1;
169 02 17 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 3,5;

169 02 17 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 4,0;
 169 02 17 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 4,5;
 169 02 17 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 5,0;
 169 02 17 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 6,0;
 169 02 17 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 155 mm Ø 7,0;
 169 02 18 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 1,0;
 169 02 18 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 1,4;
 169 02 18 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 1,8;
 169 02 18 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 2,3;
 169 02 18 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 2,7;
 169 02 18 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 3,1;
 169 02 18 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 3,5;
 169 02 18 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 4,0;
 169 02 18 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 4,5;
 169 02 18 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 5,0;
 169 02 18 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 6,0;
 169 02 18 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 155 mm Ø 7,0;
 169 02 19 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 1,0;
 169 02 19 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 1,4;
 169 02 19 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 1,8;
 169 02 19 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 2,3;
 169 02 19 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 2,7;
 169 02 19 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 3,1;
 169 02 19 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 3,5;
 169 02 19 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 4,0;
 169 02 19 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 4,5;
 169 02 19 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 5,0;
 169 02 19 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 6,0;
 169 02 19 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 155 mm Ø 7,0;
 169 02 20 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 1,0;
 169 02 20 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 1,4;
 169 02 20 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 1,8;
 169 02 20 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 2,3;
 169 02 20 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 2,7;
 169 02 20 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 3,1;
 169 02 20 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 3,5;
 169 02 20 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 4,0;
 169 02 20 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 4,5;
 169 02 20 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 5,0;
 169 02 20 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 6,0;
 169 02 20 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 155 mm Ø 7,0;
 169 02 21 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 1,0;
 169 02 21 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 1,4;
 169 02 21 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 1,8;
 169 02 21 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 2,3;

169 02 21 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 2,7;
 169 02 21 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 3,1;
 169 02 21 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 3,5;
 169 02 21 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 4,0;
 169 02 21 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 4,5;
 169 02 21 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 5,0;
 169 02 21 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 6,0;
 169 02 21 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 155 mm Ø 7,0;
 169 02 22 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 1,0;
 169 02 22 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 1,4;
 169 02 22 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 1,8;
 169 02 22 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 2,3;
 169 02 22 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 2,7;
 169 02 22 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 3,1;
 169 02 22 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 3,5;
 169 02 22 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 4,0;
 169 02 22 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 4,5;
 169 02 22 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 5,0;
 169 02 22 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 6,0;
 169 02 22 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 155 mm Ø 7,0;
 169 02 23 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 1,0;
 169 02 23 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 1,4;
 169 02 23 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 1,8;
 169 02 23 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 2,3;
 169 02 23 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 2,7;
 169 02 23 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 3,1;
 169 02 23 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 3,5;
 169 02 23 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 4,0;
 169 02 23 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 4,5;
 169 02 23 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 5,0;
 169 02 23 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 6,0;
 169 02 23 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 155 mm Ø 7,0;
 169 02 24 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 1,0;
 169 02 24 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 1,4;
 169 02 24 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 1,8;
 169 02 24 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 2,3;
 169 02 24 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 2,7;
 169 02 24 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 3,1;
 169 02 24 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 3,5;
 169 02 24 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 4,0;
 169 02 24 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 4,5;
 169 02 24 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 5,0;
 169 02 24 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 6,0;
 169 02 24 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 155 mm Ø 7,0;
 169 02 25 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 1,0;

169 02 25 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 1,4;
169 02 25 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 1,8;
169 02 25 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 2,3;
169 02 25 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 2,7;
169 02 25 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 3,1;
169 02 25 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 3,5;
169 02 25 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 4,0;
169 02 25 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 4,5;
169 02 25 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 5,0;
169 02 25 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 6,0;
169 02 25 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 180 mm Ø 7,0;
169 02 26 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 1,0;
169 02 26 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 1,4;
169 02 26 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 1,8;
169 02 26 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 2,3;
169 02 26 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 2,7;
169 02 26 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 3,1;
169 02 26 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 3,5;
169 02 26 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 4,0;
169 02 26 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 4,5;
169 02 26 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 5,0;
169 02 26 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 6,0;
169 02 26 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 180 mm Ø 7,0;
169 02 27 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 1,0;
169 02 27 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 1,4;
169 02 27 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 1,8;
169 02 27 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 2,3;
169 02 27 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 2,7;
169 02 27 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 3,1;
169 02 27 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 3,5;
169 02 27 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 4,0;
169 02 27 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 4,5;
169 02 27 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 5,0;
169 02 27 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 6,0;
169 02 27 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 180 mm Ø 7,0;
169 02 28 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 1,0;
169 02 28 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 1,4;
169 02 28 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 1,8;
169 02 28 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 2,3;
169 02 28 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 2,7;
169 02 28 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 3,1;
169 02 28 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 3,5;
169 02 28 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 4,0;
169 02 28 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 4,5;
169 02 28 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 5,0;

169 02 28 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 6,0;
 169 02 28 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 180 mm Ø 7,0;
 169 02 29 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 1,0;
 169 02 29 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 1,4;
 169 02 29 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 1,8;
 169 02 29 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 2,3;
 169 02 29 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 2,7;
 169 02 29 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 3,1;
 169 02 29 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 3,5;
 169 02 29 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 4,0;
 169 02 29 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 4,5;
 169 02 29 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 5,0;
 169 02 29 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 6,0;
 169 02 29 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 180 mm Ø 7,0;
 169 02 30 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 1,0;
 169 02 30 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 1,4;
 169 02 30 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 1,8;
 169 02 30 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 2,3;
 169 02 30 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 2,7;
 169 02 30 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 3,1;
 169 02 30 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 3,5;
 169 02 30 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 4,0;
 169 02 30 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 4,5;
 169 02 30 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 5,0;
 169 02 30 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 6,0;
 169 02 30 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 180 mm Ø 7,0;
 169 02 31 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 1,0;
 169 02 31 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 1,4;
 169 02 31 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 1,8;
 169 02 31 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 2,3;
 169 02 31 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 2,7;
 169 02 31 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 3,1;
 169 02 31 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 3,5;
 169 02 31 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 4,0;
 169 02 31 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 4,5;
 169 02 31 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 5,0;
 169 02 31 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 6,0;
 169 02 31 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 180 mm Ø 7,0;
 169 02 32 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 1,0;
 169 02 32 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 1,4;
 169 02 32 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 1,8;
 169 02 32 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 2,3;
 169 02 32 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 2,7;
 169 02 32 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 3,1;
 169 02 32 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 3,5;

169 02 32 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 4,0;
 169 02 32 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 4,5;
 169 02 32 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 5,0;
 169 02 32 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 6,0;
 169 02 32 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 180 mm Ø 7,0;
 169 02 33 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 1,0;
 169 02 33 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 1,4;
 169 02 33 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 1,8;
 169 02 33 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 2,3;
 169 02 33 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 2,7;
 169 02 33 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 3,1;
 169 02 33 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 3,5;
 169 02 33 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 4,0;
 169 02 33 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 4,5;
 169 02 33 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 5,0;
 169 02 33 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 6,0;
 169 02 33 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 180 mm Ø 7,0;
 169 02 34 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 1,0;
 169 02 34 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 1,4;
 169 02 34 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 1,8;
 169 02 34 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 2,3;
 169 02 34 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 2,7;
 169 02 34 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 3,1;
 169 02 34 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 3,5;
 169 02 34 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 4,0;
 169 02 34 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 4,5;
 169 02 34 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 5,0;
 169 02 34 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 6,0;
 169 02 34 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 180 mm Ø 7,0;
 169 02 35 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 1,0;
 169 02 35 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 1,4;
 169 02 35 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 1,8;
 169 02 35 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 2,3;
 169 02 35 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 2,7;
 169 02 35 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 3,1;
 169 02 35 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 3,5;
 169 02 35 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 4,0;
 169 02 35 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 4,5;
 169 02 35 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 5,0;
 169 02 35 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 6,0;
 169 02 35 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 180 mm Ø 7,0;
 169 02 36 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 1,0;
 169 02 36 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 1,4;
 169 02 36 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 1,8;
 169 02 36 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 2,3;

169 02 36 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 2,7;
 169 02 36 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 3,1;
 169 02 36 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 3,5;
 169 02 36 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 4,0;
 169 02 36 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 4,5;
 169 02 36 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 5,0;
 169 02 36 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 6,0;
 169 02 36 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 01 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 1,0;
 169 03 01 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 01 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 01 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 01 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 01 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 01 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 4,5;
 169 03 01 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 5,0;
 169 03 01 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 5,5;
 169 03 01 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 6,0;
 169 03 01 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 6,5;
 169 03 01 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 7,0;
 169 03 02 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 1,0;
 169 03 02 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 02 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 02 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 02 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 02 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 02 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 4,5;
 169 03 02 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 5,0;
 169 03 02 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 5,5;
 169 03 02 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 6,0;
 169 03 02 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 6,5;
 169 03 02 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 7,0;
 169 03 03 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 1,0;
 169 03 03 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 03 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 03 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 03 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 03 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 03 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 4,5;
 169 03 03 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 5,0;
 169 03 03 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 5,5;
 169 03 03 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 6,0;
 169 03 03 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 6,5;
 169 03 03 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 7,0;
 169 03 04 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 1,0;

169 03 04 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 04 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 04 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 04 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 04 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 04 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 4,5;
 169 03 04 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 5,0;
 169 03 04 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 5,5;
 169 03 04 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 6,0;
 169 03 04 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 6,5;
 169 03 04 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 7,0;
 169 03 05 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 1,0;
 169 03 05 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 05 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 05 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 05 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 05 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 05 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 4,5;
 169 03 05 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 5,0;
 169 03 05 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 5,5;
 169 03 05 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 6,0;
 169 03 05 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 6,5;
 169 03 05 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 7,0;
 169 03 06 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 1,0;
 169 03 06 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 06 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 06 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 06 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 06 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 06 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 4,5;
 169 03 06 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 5,0;
 169 03 06 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 5,5;
 169 03 06 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 6,0;
 169 03 06 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 6,5;
 169 03 06 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 7,0;
 169 03 07 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 1,0;
 169 03 07 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 07 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 07 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 07 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 07 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 07 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 4,5;
 169 03 07 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 5,0;
 169 03 07 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 5,5;
 169 03 07 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 6,0;

169 03 07 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 6,5;
 169 03 07 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 7,0;
 169 03 08 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 1,0;
 169 03 08 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 08 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 08 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 08 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 08 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 08 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 4,5;
 169 03 08 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 5,0;
 169 03 08 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 5,5;
 169 03 08 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 6,0;
 169 03 08 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 6,5;
 169 03 08 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 7,0;
 169 03 09 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 1,0;
 169 03 09 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 09 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 09 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 09 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 09 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 09 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 4,5;
 169 03 09 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 5,0;
 169 03 09 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 5,5;
 169 03 09 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 6,0;
 169 03 09 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 6,5;
 169 03 09 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 7,0;
 169 03 10 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 1,0;
 169 03 10 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 10 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 10 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 10 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 10 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 10 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 4,5;
 169 03 10 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 5,0;
 169 03 10 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 5,5;
 169 03 10 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 6,0;
 169 03 10 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 6,5;
 169 03 10 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 7,0;
 169 03 11 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 1,0;
 169 03 11 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 1,5;
 169 03 11 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 2,0;
 169 03 11 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 2,5;
 169 03 11 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 3,0;
 169 03 11 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 4,0;
 169 03 11 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 4,5;

169 03 11 25	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U,	150 mm Ø 5,0;
169 03 11 26	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U,	150 mm Ø 5,5;
169 03 11 27	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U,	150 mm Ø 6,0;
169 03 11 28	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U,	150 mm Ø 6,5;
169 03 11 29	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U,	150 mm Ø 7,0;
169 03 12 01	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 1,0;
169 03 12 07	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 1,5;
169 03 12 13	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 2,0;
169 03 12 17	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 2,5;
169 03 12 19	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 3,0;
169 03 12 23	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 4,0;
169 03 12 24	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 4,5;
169 03 12 25	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 5,0;
169 03 12 26	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 5,5;
169 03 12 27	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 6,0;
169 03 12 28	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 6,5;
169 03 12 29	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X,	150 mm Ø 7,0;
169 03 13 01	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 1,0;
169 03 13 07	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 1,5;
169 03 13 13	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 2,0;
169 03 13 17	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 2,5;
169 03 13 19	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 3,0;
169 03 13 23	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 4,0;
169 03 13 24	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 4,5;
169 03 13 25	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 5,0;
169 03 13 26	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 5,5;
169 03 13 27	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 6,0;
169 03 13 28	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 6,5;
169 03 13 29	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A,	155 mm Ø 7,0;
169 03 14 01	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 1,0;
169 03 14 07	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 1,5;
169 03 14 13	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 2,0;
169 03 14 17	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 2,5;
169 03 14 19	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 3,0;
169 03 14 23	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 4,0;
169 03 14 24	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 4,5;
169 03 14 25	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 5,0;
169 03 14 26	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 5,5;
169 03 14 27	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 6,0;
169 03 14 28	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 6,5;
169 03 14 29	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D,	155 mm Ø 7,0;
169 03 15 01	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E,	155 mm Ø 1,0;
169 03 15 07	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E,	155 mm Ø 1,5;
169 03 15 13	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E,	155 mm Ø 2,0;
169 03 15 17	Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E,	155 mm Ø 2,5;

169 03 15 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 3,0;
 169 03 15 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 4,0;
 169 03 15 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 4,5;
 169 03 15 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 5,0;
 169 03 15 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 5,5;
 169 03 15 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 6,0;
 169 03 15 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 6,5;
 169 03 15 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 7,0;
 169 03 16 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 1,0;
 169 03 16 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 1,5;
 169 03 16 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 2,0;
 169 03 16 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 2,5;
 169 03 16 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 3,0;
 169 03 16 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 4,0;
 169 03 16 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 4,5;
 169 03 16 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 5,0;
 169 03 16 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 5,5;
 169 03 16 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 6,0;
 169 03 16 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 6,5;
 169 03 16 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 7,0;
 169 03 17 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 1,0;
 169 03 17 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 1,5;
 169 03 17 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 2,0;
 169 03 17 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 2,5;
 169 03 17 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 3,0;
 169 03 17 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 4,0;
 169 03 17 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 4,5;
 169 03 17 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 5,0;
 169 03 17 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 5,5;
 169 03 17 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 6,0;
 169 03 17 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 6,5;
 169 03 17 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 7,0;
 169 03 18 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 1,0;
 169 03 18 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 1,5;
 169 03 18 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 2,0;
 169 03 18 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 2,5;
 169 03 18 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 3,0;
 169 03 18 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 4,0;
 169 03 18 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 4,5;
 169 03 18 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 5,0;
 169 03 18 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 5,5;
 169 03 18 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 6,0;
 169 03 18 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 6,5;
 169 03 18 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 7,0;
 169 03 19 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 1,0;

169 03 19 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 1,5;
 169 03 19 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 2,0;
 169 03 19 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 2,5;
 169 03 19 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 3,0;
 169 03 19 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 4,0;
 169 03 19 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 4,5;
 169 03 19 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 5,0;
 169 03 19 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 5,5;
 169 03 19 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 6,0;
 169 03 19 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 6,5;
 169 03 19 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 7,0;
 169 03 20 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 1,0;
 169 03 20 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 1,5;
 169 03 20 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 2,0;
 169 03 20 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 2,5;
 169 03 20 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 3,0;
 169 03 20 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 4,0;
 169 03 20 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 4,5;
 169 03 20 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 5,0;
 169 03 20 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 5,5;
 169 03 20 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 6,0;
 169 03 20 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 6,5;
 169 03 20 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 7,0;
 169 03 21 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 1,0;
 169 03 21 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 1,5;
 169 03 21 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 2,0;
 169 03 21 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 2,5;
 169 03 21 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 3,0;
 169 03 21 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 4,0;
 169 03 21 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 4,5;
 169 03 21 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 5,0;
 169 03 21 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 5,5;
 169 03 21 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 6,0;
 169 03 21 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 6,5;
 169 03 21 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 7,0;
 169 03 22 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 1,0;
 169 03 22 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 1,5;
 169 03 22 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 2,0;
 169 03 22 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 2,5;
 169 03 22 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 3,0;
 169 03 22 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 4,0;
 169 03 22 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 4,5;
 169 03 22 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 5,0;
 169 03 22 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 5,5;
 169 03 22 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 6,0;

169 03 22 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 6,5;
 169 03 22 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 7,0;
 169 03 23 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 1,0;
 169 03 23 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 1,5;
 169 03 23 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 2,0;
 169 03 23 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 2,5;
 169 03 23 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 3,0;
 169 03 23 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 4,0;
 169 03 23 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 4,5;
 169 03 23 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 5,0;
 169 03 23 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 5,5;
 169 03 23 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 6,0;
 169 03 23 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 6,5;
 169 03 23 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 7,0;
 169 03 24 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 1,0;
 169 03 24 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 1,5;
 169 03 24 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 2,0;
 169 03 24 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 2,5;
 169 03 24 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 3,0;
 169 03 24 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 4,0;
 169 03 24 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 4,5;
 169 03 24 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 5,0;
 169 03 24 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 5,5;
 169 03 24 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 6,0;
 169 03 24 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 6,5;
 169 03 24 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 7,0;
 169 03 25 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 25 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 25 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 25 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 25 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 25 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 25 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 25 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 25 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 25 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 25 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 25 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 26 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 26 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 26 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 26 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 26 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 26 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 26 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 4,5;

169 03 26 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 26 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 26 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 26 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 26 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 27 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 27 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 27 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 27 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 27 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 27 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 27 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 27 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 27 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 27 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 27 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 27 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 28 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 28 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 28 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 28 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 28 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 28 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 28 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 28 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 28 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 28 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 28 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 28 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 29 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 29 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 29 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 29 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 29 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 29 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 29 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 29 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 29 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 29 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 29 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 29 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 30 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 30 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 30 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 30 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 2,5;

169 03 30 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 30 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 30 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 30 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 30 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 30 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 30 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 30 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 31 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 31 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 31 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 31 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 31 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 31 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 31 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 31 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 31 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 31 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 31 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 31 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 32 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 32 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 32 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 32 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 32 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 32 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 32 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 32 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 32 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 32 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 32 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 32 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 33 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 33 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 33 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 33 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 33 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 33 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 33 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 33 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 33 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 33 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 33 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 33 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 34 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 1,0;

169 03 34 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 34 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 34 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 34 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 34 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 34 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 34 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 34 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 34 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 34 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 34 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 35 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 35 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 35 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 35 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 35 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 35 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 35 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 35 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 35 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 35 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 35 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 35 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 7,0;
 169 03 36 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 1,0;
 169 03 36 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 1,5;
 169 03 36 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 2,0;
 169 03 36 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 2,5;
 169 03 36 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 3,0;
 169 03 36 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 4,0;
 169 03 36 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 4,5;
 169 03 36 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 5,0;
 169 03 36 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 5,5;
 169 03 36 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 6,0;
 169 03 36 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 6,5;
 169 03 36 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 7,0;
 169 04 01 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 01 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 01 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 01 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 01 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 01 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 01 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 01 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 01 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 01 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 4,5;

169 04 01 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 01 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 01 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 01 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 02 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 02 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 02 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 02 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 02 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 02 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 02 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 02 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 02 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 02 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 02 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 02 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 02 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 02 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 03 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 03 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 03 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 03 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 03 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 03 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 03 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 03 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 03 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 03 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 03 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 03 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 03 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 03 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 04 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 04 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 04 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 04 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 04 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 04 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 04 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 04 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 04 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 04 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 04 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 04 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 04 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 6,0;

169 04 04 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 05 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 05 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 05 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 05 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 05 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 05 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 05 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 05 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 05 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 05 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 05 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 05 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 05 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 05 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 06 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 06 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 06 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 06 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 06 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 06 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 06 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 06 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 06 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 06 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 06 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 06 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 06 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 06 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 07 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 07 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 07 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 07 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 07 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 07 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 07 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 07 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 07 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 07 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 07 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 07 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 07 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 07 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 08 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 08 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 1,2;

169 04 08 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 08 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 08 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 08 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 08 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 08 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 08 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 08 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 08 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 08 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 08 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 08 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 09 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 09 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 09 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 09 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 09 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 09 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 09 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 09 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 09 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 09 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 09 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 09 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 09 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 09 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 10 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 10 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 10 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 10 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 10 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 10 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 10 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 10 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 10 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 10 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 10 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 10 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 10 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 10 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 11 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 11 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 11 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 11 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 11 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 2,0;

169 04 11 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 11 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 11 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 11 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 11 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 11 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 11 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 11 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 11 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 12 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 1,0;
 169 04 12 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 1,2;
 169 04 12 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 1,5;
 169 04 12 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 1,8;
 169 04 12 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 2,0;
 169 04 12 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 2,5;
 169 04 12 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 3,0;
 169 04 12 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 3,5;
 169 04 12 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 4,0;
 169 04 12 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 4,5;
 169 04 12 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 5,0;
 169 04 12 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 5,5;
 169 04 12 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 6,0;
 169 04 12 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 150 mm Ø 6,5;
 169 04 13 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 1,0;
 169 04 13 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 1,2;
 169 04 13 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 1,5;
 169 04 13 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 1,8;
 169 04 13 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 2,0;
 169 04 13 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 2,5;
 169 04 13 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 3,0;
 169 04 13 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 3,5;
 169 04 13 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 4,0;
 169 04 13 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 4,5;
 169 04 13 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 5,0;
 169 04 13 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 5,5;
 169 04 13 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 6,0;
 169 04 13 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 155 mm Ø 6,5;
 169 04 14 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 1,0;
 169 04 14 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 1,2;
 169 04 14 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 1,5;
 169 04 14 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 1,8;
 169 04 14 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 2,0;
 169 04 14 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 2,5;
 169 04 14 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 3,0;
 169 04 14 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 3,5;

169 04 14 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 4,0;
169 04 14 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 4,5;
169 04 14 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 5,0;
169 04 14 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 5,5;
169 04 14 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 6,0;
169 04 14 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 155 mm Ø 6,5;
169 04 15 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 1,0;
169 04 15 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 1,2;
169 04 15 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 1,5;
169 04 15 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 1,8;
169 04 15 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 2,0;
169 04 15 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 2,5;
169 04 15 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 3,0;
169 04 15 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 3,5;
169 04 15 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 4,0;
169 04 15 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 4,5;
169 04 15 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 5,0;
169 04 15 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 5,5;
169 04 15 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 6,0;
169 04 15 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 155 mm Ø 6,5;
169 04 16 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 1,0;
169 04 16 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 1,2;
169 04 16 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 1,5;
169 04 16 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 1,8;
169 04 16 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 2,0;
169 04 16 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 2,5;
169 04 16 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 3,0;
169 04 16 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 3,5;
169 04 16 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 4,0;
169 04 16 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 4,5;
169 04 16 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 5,0;
169 04 16 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 5,5;
169 04 16 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 6,0;
169 04 16 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 155 mm Ø 6,5;
169 04 17 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 1,0;
169 04 17 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 1,2;
169 04 17 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 1,5;
169 04 17 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 1,8;
169 04 17 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 2,0;
169 04 17 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 2,5;
169 04 17 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 3,0;
169 04 17 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 3,5;
169 04 17 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 4,0;
169 04 17 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 4,5;
169 04 17 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 5,0;

169 04 17 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 5,5;
 169 04 17 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 6,0;
 169 04 17 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 155 mm Ø 6,5;
 169 04 18 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 1,0;
 169 04 18 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 1,2;
 169 04 18 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 1,5;
 169 04 18 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 1,8;
 169 04 18 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 2,0;
 169 04 18 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 2,5;
 169 04 18 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 3,0;
 169 04 18 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 3,5;
 169 04 18 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 4,0;
 169 04 18 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 4,5;
 169 04 18 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 5,0;
 169 04 18 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 5,5;
 169 04 18 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 6,0;
 169 04 18 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 155 mm Ø 6,5;
 169 04 19 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 1,0;
 169 04 19 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 1,2;
 169 04 19 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 1,5;
 169 04 19 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 1,8;
 169 04 19 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 2,0;
 169 04 19 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 2,5;
 169 04 19 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 3,0;
 169 04 19 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 3,5;
 169 04 19 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 4,0;
 169 04 19 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 4,5;
 169 04 19 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 5,0;
 169 04 19 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 5,5;
 169 04 19 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 6,0;
 169 04 19 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 155 mm Ø 6,5;
 169 04 20 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 1,0;
 169 04 20 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 1,2;
 169 04 20 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 1,5;
 169 04 20 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 1,8;
 169 04 20 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 2,0;
 169 04 20 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 2,5;
 169 04 20 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 3,0;
 169 04 20 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 3,5;
 169 04 20 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 4,0;
 169 04 20 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 4,5;
 169 04 20 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 5,0;
 169 04 20 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 5,5;
 169 04 20 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 6,0;
 169 04 20 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 155 mm Ø 6,5;

169 04 21 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 1,0;
 169 04 21 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 1,2;
 169 04 21 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 1,5;
 169 04 21 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 1,8;
 169 04 21 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 2,0;
 169 04 21 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 2,5;
 169 04 21 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 3,0;
 169 04 21 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 3,5;
 169 04 21 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 4,0;
 169 04 21 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 4,5;
 169 04 21 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 5,0;
 169 04 21 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 5,5;
 169 04 21 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 6,0;
 169 04 21 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 155 mm Ø 6,5;
 169 04 22 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 1,0;
 169 04 22 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 1,2;
 169 04 22 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 1,5;
 169 04 22 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 1,8;
 169 04 22 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 2,0;
 169 04 22 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 2,5;
 169 04 22 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 3,0;
 169 04 22 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 3,5;
 169 04 22 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 4,0;
 169 04 22 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 4,5;
 169 04 22 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 5,0;
 169 04 22 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 5,5;
 169 04 22 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 6,0;
 169 04 22 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 155 mm Ø 6,5;
 169 04 23 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 1,0;
 169 04 23 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 1,2;
 169 04 23 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 1,5;
 169 04 23 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 1,8;
 169 04 23 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 2,0;
 169 04 23 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 2,5;
 169 04 23 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 3,0;
 169 04 23 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 3,5;
 169 04 23 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 4,0;
 169 04 23 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 4,5;
 169 04 23 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 5,0;
 169 04 23 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 5,5;
 169 04 23 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 6,0;
 169 04 23 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 155 mm Ø 6,5;
 169 04 24 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 1,0;
 169 04 24 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 1,2;
 169 04 24 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 1,5;

169 04 24 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 1,8;
 169 04 24 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 2,0;
 169 04 24 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 2,5;
 169 04 24 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 3,0;
 169 04 24 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 3,5;
 169 04 24 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 4,0;
 169 04 24 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 4,5;
 169 04 24 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 5,0;
 169 04 24 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 5,5;
 169 04 24 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 6,0;
 169 04 24 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 155 mm Ø 6,5;
 169 04 25 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 25 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 25 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 25 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 25 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 25 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 25 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 25 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 25 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 25 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 25 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 25 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 25 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 25 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 26 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 26 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 26 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 26 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 26 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 26 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 26 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 26 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 26 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 26 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 26 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 26 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 26 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 26 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 27 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 27 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 27 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 27 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 27 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 27 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 2,5;

169 04 27 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 27 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 27 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 27 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 27 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 27 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 27 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 27 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 28 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 28 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 28 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 28 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 28 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 28 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 28 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 28 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 28 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 28 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 28 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 28 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 28 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 28 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 29 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 29 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 29 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 29 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 29 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 29 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 29 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 29 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 29 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 29 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 29 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 29 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 29 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 29 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 30 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 30 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 30 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 30 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 30 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 30 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 30 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 30 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 30 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 4,0;

169 04 30 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 30 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 30 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 30 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 30 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 31 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 31 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 31 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 31 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 31 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 31 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 31 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 31 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 31 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 31 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 31 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 31 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 31 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 31 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 32 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 32 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 32 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 32 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 32 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 32 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 32 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 32 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 32 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 32 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 32 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 32 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 32 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 32 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 33 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 33 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 33 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 33 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 33 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 33 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 33 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 33 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 33 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 33 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 33 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 33 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 5,5;

169 04 33 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 33 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 34 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 34 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 34 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 34 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 34 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 34 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 34 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 34 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 34 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 34 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 34 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 34 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 34 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 34 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 35 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 35 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 35 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 35 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 35 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 35 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 35 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 35 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 35 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 35 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 35 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 35 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 35 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 35 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 180 mm Ø 6,5;
 169 04 36 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 1,0;
 169 04 36 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 1,2;
 169 04 36 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 1,5;
 169 04 36 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 1,8;
 169 04 36 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 2,0;
 169 04 36 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 2,5;
 169 04 36 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 3,0;
 169 04 36 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 3,5;
 169 04 36 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 4,0;
 169 04 36 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 4,5;
 169 04 36 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 5,0;
 169 04 36 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 5,5;
 169 04 36 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 6,0;
 169 04 36 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 180 mm Ø 6,5;
 169 05 01 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 1,0;

169 05 01 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 1,4;
169 05 01 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 1,8;
169 05 01 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 2,0;
169 05 01 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 2,3;
169 05 01 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 2,5;
169 05 01 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 2,7;
169 05 01 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 3,0;
169 05 01 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 3,5;
169 05 01 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 4,0;
169 05 01 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 4,5;
169 05 01 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 5,0;
169 05 01 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 5,5;
169 05 01 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 150 mm Ø 6,0;
169 05 02 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 1,0;
169 05 02 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 1,4;
169 05 02 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 1,8;
169 05 02 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 2,0;
169 05 02 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 2,3;
169 05 02 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 2,5;
169 05 02 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 2,7;
169 05 02 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 3,0;
169 05 02 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 3,5;
169 05 02 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 4,0;
169 05 02 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 4,5;
169 05 02 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 5,0;
169 05 02 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 5,5;
169 05 02 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 150 mm Ø 6,0;
169 05 03 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 1,0;
169 05 03 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 1,4;
169 05 03 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 1,8;
169 05 03 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 2,0;
169 05 03 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 2,3;
169 05 03 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 2,5;
169 05 03 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 2,7;
169 05 03 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 3,0;
169 05 03 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 3,5;
169 05 03 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 4,0;
169 05 03 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 4,5;
169 05 03 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 5,0;
169 05 03 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 5,5;
169 05 03 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 150 mm Ø 6,0;
169 05 04 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 1,0;
169 05 04 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 1,4;
169 05 04 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 1,8;
169 05 04 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 2,0;

169 05 04 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 2,3;
 169 05 04 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 2,5;
 169 05 04 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 2,7;
 169 05 04 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 3,0;
 169 05 04 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 3,5;
 169 05 04 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 4,0;
 169 05 04 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 4,5;
 169 05 04 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 5,0;
 169 05 04 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 5,5;
 169 05 04 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 150 mm Ø 6,0;
 169 05 05 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 1,0;
 169 05 05 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 1,4;
 169 05 05 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 1,8;
 169 05 05 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 2,0;
 169 05 05 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 2,3;
 169 05 05 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 2,5;
 169 05 05 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 2,7;
 169 05 05 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 3,0;
 169 05 05 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 3,5;
 169 05 05 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 4,0;
 169 05 05 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 4,5;
 169 05 05 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 5,0;
 169 05 05 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 5,5;
 169 05 05 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 150 mm Ø 6,0;
 169 05 06 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 1,0;
 169 05 06 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 1,4;
 169 05 06 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 1,8;
 169 05 06 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 2,0;
 169 05 06 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 2,3;
 169 05 06 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 2,5;
 169 05 06 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 2,7;
 169 05 06 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 3,0;
 169 05 06 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 3,5;
 169 05 06 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 4,0;
 169 05 06 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 4,5;
 169 05 06 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 5,0;
 169 05 06 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 5,5;
 169 05 06 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 150 mm Ø 6,0;
 169 05 07 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 1,0;
 169 05 07 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 1,4;
 169 05 07 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 1,8;
 169 05 07 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 2,0;
 169 05 07 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 2,3;
 169 05 07 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 2,5;
 169 05 07 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 2,7;

169 05 07 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 3,0;
169 05 07 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 3,5;
169 05 07 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 4,0;
169 05 07 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 4,5;
169 05 07 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 5,0;
169 05 07 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 5,5;
169 05 07 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 150 mm Ø 6,0;
169 05 08 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 1,0;
169 05 08 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 1,4;
169 05 08 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 1,8;
169 05 08 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 2,0;
169 05 08 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 2,3;
169 05 08 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 2,5;
169 05 08 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 2,7;
169 05 08 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 3,0;
169 05 08 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 3,5;
169 05 08 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 4,0;
169 05 08 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 4,5;
169 05 08 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 5,0;
169 05 08 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 5,5;
169 05 08 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 150 mm Ø 6,0;
169 05 09 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 1,0;
169 05 09 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 1,4;
169 05 09 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 1,8;
169 05 09 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 2,0;
169 05 09 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 2,3;
169 05 09 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 2,5;
169 05 09 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 2,7;
169 05 09 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 3,0;
169 05 09 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 3,5;
169 05 09 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 4,0;
169 05 09 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 4,5;
169 05 09 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 5,0;
169 05 09 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 5,5;
169 05 09 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 150 mm Ø 6,0;
169 05 10 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 1,0;
169 05 10 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 1,4;
169 05 10 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 1,8;
169 05 10 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 2,0;
169 05 10 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 2,3;
169 05 10 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 2,5;
169 05 10 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 2,7;
169 05 10 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 3,0;
169 05 10 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 3,5;
169 05 10 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 4,0;

169 05 10 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 4,5;
 169 05 10 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 5,0;
 169 05 10 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 5,5;
 169 05 10 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 150 mm Ø 6,0;
 169 05 11 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 1,0;
 169 05 11 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 1,4;
 169 05 11 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 1,8;
 169 05 11 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 2,0;
 169 05 11 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 2,3;
 169 05 11 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 2,5;
 169 05 11 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 2,7;
 169 05 11 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 3,0;
 169 05 11 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 3,5;
 169 05 11 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 4,0;
 169 05 11 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 4,5;
 169 05 11 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 5,0;
 169 05 11 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 5,5;
 169 05 11 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 150 mm Ø 6,0;
 169 05 12 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 1,0;
 169 05 12 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 1,4;
 169 05 12 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 1,8;
 169 05 12 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 2,0;
 169 05 12 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 2,3;
 169 05 12 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 2,5;
 169 05 12 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 2,7;
 169 05 12 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 3,0;
 169 05 12 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 3,5;
 169 05 12 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 4,0;
 169 05 12 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 4,5;
 169 05 12 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 5,0;
 169 05 12 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 5,5;
 169 05 12 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 150 mm Ø 6,0;
 169 05 13 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 13 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 13 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 13 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 13 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 13 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 13 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 13 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 13 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 13 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 13 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 13 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 13 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 5,5;

169 05 13 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 14 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 14 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 14 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 14 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 14 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 14 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 14 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 14 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 14 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 14 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 14 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 14 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 14 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 14 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 15 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 15 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 15 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 15 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 15 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 15 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 15 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 15 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 15 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 15 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 15 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 15 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 15 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 15 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 16 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 16 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 16 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 16 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 16 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 16 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 16 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 16 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 16 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 16 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 16 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 16 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 16 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 16 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 17 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 17 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 1,4;

169 05 17 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 17 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 17 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 17 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 17 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 17 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 17 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 17 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 17 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 17 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 17 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 17 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 18 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 18 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 18 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 18 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 18 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 18 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 18 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 18 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 18 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 18 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 18 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 18 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 18 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 18 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 19 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 19 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 19 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 19 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 19 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 19 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 19 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 19 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 19 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 19 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 19 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 19 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 19 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 19 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 20 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 20 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 20 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 20 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 20 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 2,3;

169 05 20 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 20 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 20 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 20 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 20 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 20 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 20 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 20 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 20 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 21 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 21 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 21 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 21 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 21 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 21 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 21 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 21 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 21 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 21 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 21 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 21 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 21 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 21 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 22 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 22 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 22 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 22 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 22 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 22 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 22 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 22 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 22 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 22 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 22 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 22 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 22 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 22 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 23 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 23 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 23 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 23 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 23 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 23 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 23 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 23 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 3,0;

169 05 23 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 23 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 23 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 23 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 23 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 23 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 24 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 1,0;
 169 05 24 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 1,4;
 169 05 24 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 1,8;
 169 05 24 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 2,0;
 169 05 24 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 2,3;
 169 05 24 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 2,5;
 169 05 24 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 2,7;
 169 05 24 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 3,0;
 169 05 24 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 3,5;
 169 05 24 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 4,0;
 169 05 24 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 4,5;
 169 05 24 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 5,0;
 169 05 24 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 5,5;
 169 05 24 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 155 mm Ø 6,0;
 169 05 25 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 1,0;
 169 05 25 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 1,4;
 169 05 25 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 1,8;
 169 05 25 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 2,0;
 169 05 25 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 2,3;
 169 05 25 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 2,5;
 169 05 25 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 2,7;
 169 05 25 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 3,0;
 169 05 25 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 3,5;
 169 05 25 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 4,0;
 169 05 25 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 4,5;
 169 05 25 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 5,0;
 169 05 25 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 5,5;
 169 05 25 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 180 mm Ø 6,0;
 169 05 26 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 1,0;
 169 05 26 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 1,4;
 169 05 26 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 1,8;
 169 05 26 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 2,0;
 169 05 26 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 2,3;
 169 05 26 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 2,5;
 169 05 26 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 2,7;
 169 05 26 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 3,0;
 169 05 26 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 3,5;
 169 05 26 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 4,0;
 169 05 26 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 4,5;

169 05 26 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 5,0;
169 05 26 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 5,5;
169 05 26 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 180 mm Ø 6,0;
169 05 27 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 1,0;
169 05 27 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 1,4;
169 05 27 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 1,8;
169 05 27 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 2,0;
169 05 27 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 2,3;
169 05 27 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 2,5;
169 05 27 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 2,7;
169 05 27 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 3,0;
169 05 27 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 3,5;
169 05 27 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 4,0;
169 05 27 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 4,5;
169 05 27 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 5,0;
169 05 27 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 5,5;
169 05 27 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 180 mm Ø 6,0;
169 05 28 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 1,0;
169 05 28 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 1,4;
169 05 28 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 1,8;
169 05 28 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 2,0;
169 05 28 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 2,3;
169 05 28 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 2,5;
169 05 28 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 2,7;
169 05 28 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 3,0;
169 05 28 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 3,5;
169 05 28 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 4,0;
169 05 28 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 4,5;
169 05 28 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 5,0;
169 05 28 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 5,5;
169 05 28 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 180 mm Ø 6,0;
169 05 29 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 1,0;
169 05 29 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 1,4;
169 05 29 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 1,8;
169 05 29 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 2,0;
169 05 29 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 2,3;
169 05 29 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 2,5;
169 05 29 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 2,7;
169 05 29 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 3,0;
169 05 29 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 3,5;
169 05 29 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 4,0;
169 05 29 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 4,5;
169 05 29 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 5,0;
169 05 29 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 5,5;
169 05 29 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 180 mm Ø 6,0;

169 05 30 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 1,0;
 169 05 30 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 1,4;
 169 05 30 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 1,8;
 169 05 30 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 2,0;
 169 05 30 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 2,3;
 169 05 30 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 2,5;
 169 05 30 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 2,7;
 169 05 30 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 3,0;
 169 05 30 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 3,5;
 169 05 30 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 4,0;
 169 05 30 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 4,5;
 169 05 30 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 5,0;
 169 05 30 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 5,5;
 169 05 30 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 180 mm Ø 6,0;
 169 05 31 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 1,0;
 169 05 31 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 1,4;
 169 05 31 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 1,8;
 169 05 31 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 2,0;
 169 05 31 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 2,3;
 169 05 31 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 2,5;
 169 05 31 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 2,7;
 169 05 31 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 3,0;
 169 05 31 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 3,5;
 169 05 31 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 4,0;
 169 05 31 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 4,5;
 169 05 31 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 5,0;
 169 05 31 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 5,5;
 169 05 31 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 180 mm Ø 6,0;
 169 05 32 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 1,0;
 169 05 32 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 1,4;
 169 05 32 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 1,8;
 169 05 32 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 2,0;
 169 05 32 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 2,3;
 169 05 32 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 2,5;
 169 05 32 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 2,7;
 169 05 32 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 3,0;
 169 05 32 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 3,5;
 169 05 32 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 4,0;
 169 05 32 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 4,5;
 169 05 32 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 5,0;
 169 05 32 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 5,5;
 169 05 32 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 180 mm Ø 6,0;
 169 05 33 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 1,0;
 169 05 33 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 1,4;
 169 05 33 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 1,8;

169 05 33 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 2,0;
169 05 33 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 2,3;
169 05 33 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 2,5;
169 05 33 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 2,7;
169 05 33 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 3,0;
169 05 33 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 3,5;
169 05 33 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 4,0;
169 05 33 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 4,5;
169 05 33 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 5,0;
169 05 33 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 5,5;
169 05 33 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 180 mm Ø 6,0;
169 05 34 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 1,0;
169 05 34 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 1,4;
169 05 34 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 1,8;
169 05 34 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 2,0;
169 05 34 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 2,3;
169 05 34 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 2,5;
169 05 34 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 2,7;
169 05 34 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 3,0;
169 05 34 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 3,5;
169 05 34 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 4,0;
169 05 34 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 4,5;
169 05 34 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 5,0;
169 05 34 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 5,5;
169 05 34 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 180 mm Ø 6,0;
169 05 35 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 1,0;
169 05 35 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 1,4;
169 05 35 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 1,8;
169 05 35 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 2,0;
169 05 35 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 2,3;
169 05 35 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 2,5;
169 05 35 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 2,7;
169 05 35 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 3,0;
169 05 35 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 3,5;
169 05 35 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 4,0;
169 05 35 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 4,5;
169 05 35 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 5,0;
169 05 35 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 5,5;
169 05 35 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 180 mm Ø 6,0;
169 05 36 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 1,0;
169 05 36 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 1,4;
169 05 36 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 1,8;
169 05 36 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 2,0;
169 05 36 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 2,3;
169 05 36 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 2,5;

169 05 36 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 2,7;
 169 05 36 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 3,0;
 169 05 36 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 3,5;
 169 05 36 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 4,0;
 169 05 36 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 4,5;
 169 05 36 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 5,0;
 169 05 36 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 5,5;
 169 05 36 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 180 mm Ø 6,0;
 169 07 25 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe A, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 25 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe A, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 26 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe D, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 26 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe D, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 27 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe E, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 27 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe E, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 28 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe J, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 28 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe J, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 29 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe L, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 29 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe L, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 30 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe M, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 30 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe M, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 31 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe O, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 31 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe O, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 32 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe R, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 32 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe R, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 33 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe S, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 33 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe S, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 34 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe T, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 34 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe T, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 35 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe U, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 35 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe U, 180 mm Ø 7,0;
 169 07 36 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe X, 180 mm Ø 5,0;
 169 07 36 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe X, 180 mm Ø 7,0;
 169 08 25 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe A, 180 mm Ø 5,0;
 169 08 25 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe A, 180 mm Ø 7,0;
 169 08 26 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe D, 180 mm Ø 5,0;
 169 08 26 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe D, 180 mm Ø 7,0;
 169 08 27 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe E, 180 mm Ø 5,0;
 169 08 27 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe E, 180 mm Ø 7,0;
 169 08 28 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe J, 180 mm Ø 5,0;
 169 08 28 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe J, 180 mm Ø 7,0;
 169 08 29 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe L, 180 mm Ø 5,0;
 169 08 29 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe L, 180 mm Ø 7,0;
 169 08 30 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe M, 180 mm Ø 5,0;
 169 08 30 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe M, 180 mm Ø 7,0;
 169 08 31 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe O, 180 mm Ø 5,0;

169 08 31 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe O, 180 mm Ø 7,0;
169 08 32 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe R, 180 mm Ø 5,0;
169 08 32 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe R, 180 mm Ø 7,0;
169 08 33 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe S, 180 mm Ø 5,0;
169 08 33 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe S, 180 mm Ø 7,0;
169 08 34 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe T, 180 mm Ø 5,0;
169 08 34 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe T, 180 mm Ø 7,0;
169 08 35 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe U, 180 mm Ø 5,0;
169 08 35 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe U, 180 mm Ø 7,0;
169 08 36 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe X, 180 mm Ø 5,0;
169 08 36 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe X, 180 mm Ø 7,0;
169 02 37 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe N, 350mm Ø 3,5;
169 03 37 22 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe N, 350mm Ø 3,5;
169 04 37 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe N, 350mm Ø 3,5;
169 05 37 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe N, 350mm Ø 3,5;
169 02 38 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe P, 350mm Ø 4,0;
169 03 38 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe P, 350mm Ø 4,0;
169 04 38 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe P, 350mm Ø 4,0;
169 05 38 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe P, 350mm Ø 4,0.

3. Indicação de Uso/ Finalidade

As FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com o Drill em procedimentos cirúrgicos de osteotomia mandibular, reconstrução buco maxilo facial e em procedimentos de craniotomia. As Ferramentas são utilizadas em procedimentos onde se faz necessário perfurar, raspar e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento das FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA é baseado na rotação das fresas quando conectadas ao Drill, o que permite a perfuração, raspagem e retirada de tecidos ósseos e cartilagosos.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique a integridade da embalagem e se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire a embalagem selada;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra a embalagem e retire o produto;
- Insira a Fresa adequada no Drill;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- O Fabricante recomenda uso único

6. Composição

Constituída em aço inoxidável ASTM F899-XM16.

7. Esterilização

As Ferramentas para Drill Longa são fornecidas na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 3 anos

8. Condições de Armazenamento

- As FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA, antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que as FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA sejam armazenadas separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária.
- As FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA devem ser armazenadas em local seco (umidade até 65%) e convém que não sejam expostas diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para toda FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA, em todas as áreas de estocagem.
- Parâmetros de temperatura e umidade para o armazenamento das FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA:
 - Temperatura entre 15°C e 40°C,
 - Umidade entre 10% a 65% UR sem condensação.

9. Condições de Transporte

- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.
- As FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento das FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA e de sua embalagem.
- Parâmetros de temperatura e umidade para o transporte das FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA:
 - Temperatura entre 15°C e 40°C,
 - Umidade entre 10% a 65% UR sem condensação.

10. Condições de Manipulação

As FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer FERRAMENTA PARA DRILL LONGA que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser descartado no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local).

O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

O usuário, antes de utilizar o produto, deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro:

- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente.
- Teste primeiramente a FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA fora do paciente.
- Não utilize a FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA que pareça danificada.
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA.
- Não toque as FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra ou dano da FERRAMENTA PARA DRILL LONGA.
- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta.
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis.
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos.
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes.

12. Precauções

Necessidade de verificação do estado da embalagem e do estado de superfície do produto.

- A FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA é embalada em embalagem não reutilizável, de forma que está estéril no momento de sua comercialização e que mantém esta

qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se a FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade.

Necessidade de desqualificação do produto no caso de acidentes de manuseio e transporte que restrinjam o uso.

- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala.
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade da FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA é sempre do cirurgião que a utiliza.

Procedimentos relacionados ao descarte:

- Procedimentos relacionados a descarte de produto desqualificado, de forma a assegurar sua inutilização para que não seja indevidamente reaproveitado: Descarte e não use a FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade. Recomenda-se que a FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA seja descartada no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local). Para a FERRAMENTAS PARA DRILL LONGA que for removida da embalagem e inserida dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenha sido utilizada ou que tenha sido contaminada por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO
Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.
As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br .
Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.
As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA.
Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.
Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.
Informações do Fornecedor: SETORMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A. Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.
Instruções de Uso disponível em: www.setormed.com.br
Revisão: XXXX Data: XX/XX/XX

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico não descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail sac@setormed.com.br solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail sac@setormed.com.br para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz