

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: BROCAS DE PERFURAÇÃO ÓSSEA

NOME COMERCIAL: FERRAMENTAS PARA DRILL CURTA

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280111

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Brocas de Perfuração Óssea

Nome Comercial: Ferramentas para Drill Curta

Matéria Prima: Aço inoxidável ASTM F899-XM16

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

As Ferramentas para Drill Curta são apresentadas em embalagens que contém 1 FERRAMENTA que é acondicionada da seguinte maneira:

- **Embalagem primária:** Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

- **Embalagem secundária:** Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m²

2. Modelos Comerciais

167 01 01 01 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 1,0;
167 01 01 02 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 1,1;
167 01 01 03 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 1,2;
167 01 01 04 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 1,3;
167 01 01 05 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 1,4;
167 01 01 07 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 1,5;
167 01 01 08 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 1,6;
167 01 01 09 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 1,7;
167 01 01 10 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 1,8;
167 01 01 12 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 1,9;
167 01 01 13 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 2,0;
167 01 01 14 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 2,1;
167 01 01 15 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 2,2;
167 01 01 16 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 2,3;
167 01 01 18 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 2,7;
167 01 01 21 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 3,2;
167 01 01 22 Broca Perfurante Encaixe A, 44,5, mm Ø 3,5;
167 01 02 01 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 1,0;
167 01 02 02 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 1,1;
167 01 02 03 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 1,2;
167 01 02 04 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 1,3;
167 01 02 05 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 1,4;
167 01 02 07 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 1,5;
167 01 02 08 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 1,6;
167 01 02 09 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 1,7;
167 01 02 10 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 1,8;
167 01 02 12 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 1,9;
167 01 02 13 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 2,0;
167 01 02 14 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 2,1;
167 01 02 15 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 2,2;
167 01 02 16 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 2,3;
167 01 02 18 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 2,7;
167 01 02 21 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 3,2;
167 01 02 22 Broca Perfurante Encaixe D, 44,5, mm Ø 3,5;
167 01 03 01 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 1,0;
167 01 03 02 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 1,1;
167 01 03 03 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 1,2;
167 01 03 04 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 1,3;
167 01 03 05 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 1,4;
167 01 03 07 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 1,5;
167 01 03 08 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 1,6;
167 01 03 09 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 1,7;
167 01 03 10 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 1,8;
167 01 03 12 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 1,9;
167 01 03 13 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 2,0;
167 01 03 14 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 2,1;

167 01 03 15 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 2,2;
 167 01 03 16 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 2,3;
 167 01 03 18 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 2,7;
 167 01 03 21 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 3,2;
 167 01 03 22 Broca Perfurante Encaixe E, 44,5, mm Ø 3,5;
 167 01 04 01 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 1,0;
 167 01 04 02 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 1,1;
 167 01 04 03 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 1,2;
 167 01 04 04 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 1,3;
 167 01 04 05 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 1,4;
 167 01 04 07 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 1,5;
 167 01 04 08 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 1,6;
 167 01 04 09 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 1,7;
 167 01 04 10 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 1,8;
 167 01 04 12 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 1,9;
 167 01 04 13 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 2,0;
 167 01 04 14 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 2,1;
 167 01 04 15 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 2,2;
 167 01 04 16 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 2,3;
 167 01 04 18 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 2,7;
 167 01 04 21 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 3,2;
 167 01 04 22 Broca Perfurante Encaixe J, 44,5, mm Ø 3,5;
 167 01 05 01 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 1,0;
 167 01 05 02 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 1,1;
 167 01 05 03 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 1,2;
 167 01 05 04 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 1,3;
 167 01 05 05 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 1,4;
 167 01 05 07 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 1,5;
 167 01 05 08 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 1,6;
 167 01 05 09 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 1,7;
 167 01 05 10 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 1,8;
 167 01 05 12 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 1,9;
 167 01 05 13 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 2,0;
 167 01 05 14 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 2,1;
 167 01 05 15 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 2,2;
 167 01 05 16 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 2,3;
 167 01 05 18 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 2,7;
 167 01 05 21 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 3,2;
 167 01 05 22 Broca Perfurante Encaixe L, 44,5, mm Ø 3,5;
 167 01 06 01 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 1,0;
 167 01 06 02 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 1,1;
 167 01 06 03 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 1,2;
 167 01 06 04 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 1,3;
 167 01 06 05 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 1,4;
 167 01 06 07 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 1,5;
 167 01 06 08 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 1,6;
 167 01 06 09 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 1,7;
 167 01 06 10 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 1,8;

167 01 06 12 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 1,9;
167 01 06 13 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 2,0;
167 01 06 14 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 2,1;
167 01 06 15 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 2,2;
167 01 06 16 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 2,3;
167 01 06 18 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 2,7;
167 01 06 21 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 3,2;
167 01 06 22 Broca Perfurante Encaixe M, 44,5, mm Ø 3,5;
167 01 07 01 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 1,0;
167 01 07 02 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 1,1;
167 01 07 03 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 1,2;
167 01 07 04 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 1,3;
167 01 07 05 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 1,4;
167 01 07 07 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 1,5;
167 01 07 08 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 1,6;
167 01 07 09 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 1,7;
167 01 07 10 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 1,8;
167 01 07 12 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 1,9;
167 01 07 13 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 2,0;
167 01 07 14 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 2,1;
167 01 07 15 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 2,2;
167 01 07 16 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 2,3;
167 01 07 18 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 2,7;
167 01 07 21 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 3,2;
167 01 07 22 Broca Perfurante Encaixe O, 44,5, mm Ø 3,5;
167 01 08 01 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 1,0;
167 01 08 02 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 1,1;
167 01 08 03 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 1,2;
167 01 08 04 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 1,3;
167 01 08 05 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 1,4;
167 01 08 07 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 1,5;
167 01 08 08 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 1,6;
167 01 08 09 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 1,7;
167 01 08 10 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 1,8;
167 01 08 12 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 1,9;
167 01 08 13 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 2,0;
167 01 08 14 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 2,1;
167 01 08 15 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 2,2;
167 01 08 16 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 2,3;
167 01 08 18 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 2,7;
167 01 08 21 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 3,2;
167 01 08 22 Broca Perfurante Encaixe R, 44,5, mm Ø 3,5;
167 01 09 01 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 1,0;
167 01 09 02 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 1,1;
167 01 09 03 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 1,2;
167 01 09 04 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 1,3;
167 01 09 05 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 1,4;
167 01 09 07 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 1,5;

167 01 09 08 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 1,6;
167 01 09 09 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 1,7;
167 01 09 10 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 1,8;
167 01 09 12 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 1,9;
167 01 09 13 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 2,0;
167 01 09 14 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 2,1;
167 01 09 15 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 2,2;
167 01 09 16 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 2,3;
167 01 09 18 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 2,7;
167 01 09 21 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 3,2;
167 01 09 22 Broca Perfurante Encaixe S, 44,5, mm Ø 3,5;
167 01 10 01 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 1,0;
167 01 10 02 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 1,1;
167 01 10 03 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 1,2;
167 01 10 04 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 1,3;
167 01 10 05 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 1,4;
167 01 10 07 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 1,5;
167 01 10 08 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 1,6;
167 01 10 09 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 1,7;
167 01 10 10 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 1,8;
167 01 10 12 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 1,9;
167 01 10 13 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 2,0;
167 01 10 14 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 2,1;
167 01 10 15 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 2,2;
167 01 10 16 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 2,3;
167 01 10 18 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 2,7;
167 01 10 21 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 3,2;
167 01 10 22 Broca Perfurante Encaixe T, 44,5, mm Ø 3,5;
167 01 11 01 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 1,0;
167 01 11 02 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 1,1;
167 01 11 03 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 1,2;
167 01 11 04 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 1,3;
167 01 11 05 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 1,4;
167 01 11 07 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 1,5;
167 01 11 08 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 1,6;
167 01 11 09 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 1,7;
167 01 11 10 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 1,8;
167 01 11 12 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 1,9;
167 01 11 13 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 2,0;
167 01 11 14 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 2,1;
167 01 11 15 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 2,2;
167 01 11 16 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 2,3;
167 01 11 18 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 2,7;
167 01 11 21 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 3,2;
167 01 11 22 Broca Perfurante Encaixe U, 44,5, mm Ø 3,5;
167 01 12 01 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 1,0;
167 01 12 02 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 1,1;
167 01 12 03 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 1,2;

167 01 12 04 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 1,3;
 167 01 12 05 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 1,4;
 167 01 12 07 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 1,5;
 167 01 12 08 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 1,6;
 167 01 12 09 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 1,7;
 167 01 12 10 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 1,8;
 167 01 12 12 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 1,9;
 167 01 12 13 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 2,0;
 167 01 12 14 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 2,1;
 167 01 12 15 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 2,2;
 167 01 12 16 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 2,3;
 167 01 12 18 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 2,7;
 167 01 12 21 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 3,2;
 167 01 12 22 Broca Perfurante Encaixe X, 44,5, mm Ø 3,5;
 167 01 13 01 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 1,0;
 167 01 13 02 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 1,1;
 167 01 13 03 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 1,2;
 167 01 13 04 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 1,3;
 167 01 13 05 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 1,4;
 167 01 13 07 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 1,5;
 167 01 13 08 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 1,6;
 167 01 13 09 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 1,7;
 167 01 13 10 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 1,8;
 167 01 13 12 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 1,9;
 167 01 13 13 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 2,0;
 167 01 13 14 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 2,1;
 167 01 13 15 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 2,2;
 167 01 13 16 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 2,3;
 167 01 13 18 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 2,7;
 167 01 13 21 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 3,2;
 167 01 13 22 Broca Perfurante Encaixe A, 55 mm Ø 3,5;
 167 01 14 01 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 1,0;
 167 01 14 02 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 1,1;
 167 01 14 03 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 1,2;
 167 01 14 04 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 1,3;
 167 01 14 05 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 1,4;
 167 01 14 07 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 1,5;
 167 01 14 08 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 1,6;
 167 01 14 09 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 1,7;
 167 01 14 10 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 1,8;
 167 01 14 12 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 1,9;
 167 01 14 13 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 2,0;
 167 01 14 14 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 2,1;
 167 01 14 15 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 2,2;
 167 01 14 16 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 2,3;
 167 01 14 18 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 2,7;
 167 01 14 21 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 3,2;
 167 01 14 22 Broca Perfurante Encaixe D, 55 mm Ø 3,5;

167 01 15 01 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 1,0;
167 01 15 02 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 1,1;
167 01 15 03 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 1,2;
167 01 15 04 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 1,3;
167 01 15 05 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 1,4;
167 01 15 07 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 1,5;
167 01 15 08 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 1,6;
167 01 15 09 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 1,7;
167 01 15 10 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 1,8;
167 01 15 12 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 1,9;
167 01 15 13 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 2,0;
167 01 15 14 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 2,1;
167 01 15 15 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 2,2;
167 01 15 16 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 2,3;
167 01 15 18 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 2,7;
167 01 15 21 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 3,2;
167 01 15 22 Broca Perfurante Encaixe E, 55 mm Ø 3,5;
167 01 16 01 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 1,0;
167 01 16 02 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 1,1;
167 01 16 03 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 1,2;
167 01 16 04 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 1,3;
167 01 16 05 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 1,4;
167 01 16 07 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 1,5;
167 01 16 08 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 1,6;
167 01 16 09 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 1,7;
167 01 16 10 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 1,8;
167 01 16 12 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 1,9;
167 01 16 13 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 2,0;
167 01 16 14 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 2,1;
167 01 16 15 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 2,2;
167 01 16 16 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 2,3;
167 01 16 18 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 2,7;
167 01 16 21 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 3,2;
167 01 16 22 Broca Perfurante Encaixe J, 55 mm Ø 3,5;
167 01 17 01 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 1,0;
167 01 17 02 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 1,1;
167 01 17 03 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 1,2;
167 01 17 04 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 1,3;
167 01 17 05 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 1,4;
167 01 17 07 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 1,5;
167 01 17 08 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 1,6;
167 01 17 09 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 1,7;
167 01 17 10 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 1,8;
167 01 17 12 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 1,9;
167 01 17 13 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 2,0;
167 01 17 14 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 2,1;
167 01 17 15 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 2,2;
167 01 17 16 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 2,3;

167 01 17 18 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 2,7;
167 01 17 21 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 3,2;
167 01 17 22 Broca Perfurante Encaixe L, 55 mm Ø 3,5;
167 01 18 01 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 1,0;
167 01 18 02 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 1,1;
167 01 18 03 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 1,2;
167 01 18 04 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 1,3;
167 01 18 05 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 1,4;
167 01 18 07 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 1,5;
167 01 18 08 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 1,6;
167 01 18 09 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 1,7;
167 01 18 10 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 1,8;
167 01 18 12 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 1,9;
167 01 18 13 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 2,0;
167 01 18 14 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 2,1;
167 01 18 15 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 2,2;
167 01 18 16 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 2,3;
167 01 18 18 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 2,7;
167 01 18 21 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 3,2;
167 01 18 22 Broca Perfurante Encaixe M, 55 mm Ø 3,5;
167 01 19 01 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 1,0;
167 01 19 02 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 1,1;
167 01 19 03 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 1,2;
167 01 19 04 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 1,3;
167 01 19 05 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 1,4;
167 01 19 07 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 1,5;
167 01 19 08 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 1,6;
167 01 19 09 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 1,7;
167 01 19 10 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 1,8;
167 01 19 12 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 1,9;
167 01 19 13 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 2,0;
167 01 19 14 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 2,1;
167 01 19 15 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 2,2;
167 01 19 16 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 2,3;
167 01 19 18 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 2,7;
167 01 19 21 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 3,2;
167 01 19 22 Broca Perfurante Encaixe O, 55 mm Ø 3,5;
167 01 20 01 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 1,0;
167 01 20 02 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 1,1;
167 01 20 03 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 1,2;
167 01 20 04 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 1,3;
167 01 20 05 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 1,4;
167 01 20 07 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 1,5;
167 01 20 08 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 1,6;
167 01 20 09 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 1,7;
167 01 20 10 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 1,8;
167 01 20 12 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 1,9;
167 01 20 13 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 2,0;

167 01 20 14 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 2,1;
 167 01 20 15 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 2,2;
 167 01 20 16 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 2,3;
 167 01 20 18 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 2,7;
 167 01 20 21 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 3,2;
 167 01 20 22 Broca Perfurante Encaixe R, 55 mm Ø 3,5;
 167 01 21 01 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 1,0;
 167 01 21 02 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 1,1;
 167 01 21 03 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 1,2;
 167 01 21 04 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 1,3;
 167 01 21 05 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 1,4;
 167 01 21 07 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 1,5;
 167 01 21 08 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 1,6;
 167 01 21 09 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 1,7;
 167 01 21 10 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 1,8;
 167 01 21 12 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 1,9;
 167 01 21 13 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 2,0;
 167 01 21 14 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 2,1;
 167 01 21 15 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 2,2;
 167 01 21 16 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 2,3;
 167 01 21 18 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 2,7;
 167 01 21 21 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 3,2;
 167 01 21 22 Broca Perfurante Encaixe S, 55 mm Ø 3,5;
 167 01 22 01 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 1,0;
 167 01 22 02 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 1,1;
 167 01 22 03 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 1,2;
 167 01 22 04 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 1,3;
 167 01 22 05 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 1,4;
 167 01 22 07 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 1,5;
 167 01 22 08 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 1,6;
 167 01 22 09 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 1,7;
 167 01 22 10 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 1,8;
 167 01 22 12 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 1,9;
 167 01 22 13 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 2,0;
 167 01 22 14 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 2,1;
 167 01 22 15 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 2,2;
 167 01 22 16 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 2,3;
 167 01 22 18 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 2,7;
 167 01 22 21 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 3,2;
 167 01 22 22 Broca Perfurante Encaixe T, 55 mm Ø 3,5;
 167 01 23 01 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 1,0;
 167 01 23 02 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 1,1;
 167 01 23 03 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 1,2;
 167 01 23 04 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 1,3;
 167 01 23 05 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 1,4;
 167 01 23 07 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 1,5;
 167 01 23 08 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 1,6;
 167 01 23 09 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 1,7;

167 01 23 10 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 1,8;
 167 01 23 12 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 1,9;
 167 01 23 13 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 2,0;
 167 01 23 14 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 2,1;
 167 01 23 15 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 2,2;
 167 01 23 16 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 2,3;
 167 01 23 18 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 2,7;
 167 01 23 21 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 3,2;
 167 01 23 22 Broca Perfurante Encaixe U, 55 mm Ø 3,5;
 167 01 24 01 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 1,0;
 167 01 24 02 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 1,1;
 167 01 24 03 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 1,2;
 167 01 24 04 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 1,3;
 167 01 24 05 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 1,4;
 167 01 24 07 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 1,5;
 167 01 24 08 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 1,6;
 167 01 24 09 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 1,7;
 167 01 24 10 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 1,8;
 167 01 24 12 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 1,9;
 167 01 24 13 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 2,0;
 167 01 24 14 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 2,1;
 167 01 24 15 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 2,2;
 167 01 24 16 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 2,3;
 167 01 24 18 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 2,7;
 167 01 24 21 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 3,2;
 167 01 24 22 Broca Perfurante Encaixe X, 55 mm Ø 3,5;
 167 01 49 01 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 1,0;
 167 01 49 02 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 1,1;
 167 01 49 03 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 1,2;
 167 01 49 04 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 1,3;
 167 01 49 05 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 1,4;
 167 01 49 07 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 1,5;
 167 01 49 08 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 1,6;
 167 01 49 09 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 1,7;
 167 01 49 10 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 1,8;
 167 01 49 12 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 1,9;
 167 01 49 13 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 2,0;
 167 01 49 14 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 2,1;
 167 01 49 15 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 2,2;
 167 01 49 16 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 2,3;
 167 01 49 18 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 2,7;
 167 01 49 21 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 3,2;
 167 01 49 22 Broca Perfurante Encaixe A, 70 mm Ø 3,5;
 167 01 50 01 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 1,0;
 167 01 50 02 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 1,1;
 167 01 50 03 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 1,2;
 167 01 50 04 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 1,3;
 167 01 50 05 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 1,4;

167 01 50 07 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 1,5;
167 01 50 08 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 1,6;
167 01 50 09 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 1,7;
167 01 50 10 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 1,8;
167 01 50 12 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 1,9;
167 01 50 13 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 2,0;
167 01 50 14 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 2,1;
167 01 50 15 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 2,2;
167 01 50 16 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 2,3;
167 01 50 18 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 2,7;
167 01 50 21 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 3,2;
167 01 50 22 Broca Perfurante Encaixe D, 70 mm Ø 3,5;
167 01 51 01 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 1,0;
167 01 51 02 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 1,1;
167 01 51 03 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 1,2;
167 01 51 04 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 1,3;
167 01 51 05 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 1,4;
167 01 51 07 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 1,5;
167 01 51 08 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 1,6;
167 01 51 09 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 1,7;
167 01 51 10 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 1,8;
167 01 51 12 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 1,9;
167 01 51 13 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 2,0;
167 01 51 14 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 2,1;
167 01 51 15 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 2,2;
167 01 51 16 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 2,3;
167 01 51 18 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 2,7;
167 01 51 21 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 3,2;
167 01 51 22 Broca Perfurante Encaixe E, 70 mm Ø 3,5;
167 01 52 01 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 1,0;
167 01 52 02 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 1,1;
167 01 52 03 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 1,2;
167 01 52 04 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 1,3;
167 01 52 05 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 1,4;
167 01 52 07 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 1,5;
167 01 52 08 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 1,6;
167 01 52 09 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 1,7;
167 01 52 10 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 1,8;
167 01 52 12 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 1,9;
167 01 52 13 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 2,0;
167 01 52 14 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 2,1;
167 01 52 15 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 2,2;
167 01 52 16 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 2,3;
167 01 52 18 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 2,7;
167 01 52 21 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 3,2;
167 01 52 22 Broca Perfurante Encaixe J, 70 mm Ø 3,5;
167 01 53 01 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 1,0;
167 01 53 02 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 1,1;

167 01 53 03 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 1,2;
167 01 53 04 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 1,3;
167 01 53 05 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 1,4;
167 01 53 07 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 1,5;
167 01 53 08 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 1,6;
167 01 53 09 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 1,7;
167 01 53 10 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 1,8;
167 01 53 12 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 1,9;
167 01 53 13 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 2,0;
167 01 53 14 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 2,1;
167 01 53 15 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 2,2;
167 01 53 16 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 2,3;
167 01 53 18 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 2,7;
167 01 53 21 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 3,2;
167 01 53 22 Broca Perfurante Encaixe L, 70 mm Ø 3,5;
167 01 54 01 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 1,0;
167 01 54 02 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 1,1;
167 01 54 03 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 1,2;
167 01 54 04 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 1,3;
167 01 54 05 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 1,4;
167 01 54 07 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 1,5;
167 01 54 08 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 1,6;
167 01 54 09 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 1,7;
167 01 54 10 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 1,8;
167 01 54 12 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 1,9;
167 01 54 13 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 2,0;
167 01 54 14 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 2,1;
167 01 54 15 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 2,2;
167 01 54 16 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 2,3;
167 01 54 18 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 2,7;
167 01 54 21 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 3,2;
167 01 54 22 Broca Perfurante Encaixe M, 70 mm Ø 3,5;
167 01 55 01 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 1,0;
167 01 55 02 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 1,1;
167 01 55 03 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 1,2;
167 01 55 04 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 1,3;
167 01 55 05 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 1,4;
167 01 55 07 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 1,5;
167 01 55 08 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 1,6;
167 01 55 09 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 1,7;
167 01 55 10 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 1,8;
167 01 55 12 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 1,9;
167 01 55 13 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 2,0;
167 01 55 14 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 2,1;
167 01 55 15 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 2,2;
167 01 55 16 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 2,3;
167 01 55 18 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 2,7;
167 01 55 21 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 3,2;

167 01 55 22 Broca Perfurante Encaixe O, 70 mm Ø 3,5;
 167 01 56 01 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 1,0;
 167 01 56 02 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 1,1;
 167 01 56 03 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 1,2;
 167 01 56 04 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 1,3;
 167 01 56 05 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 1,4;
 167 01 56 07 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 1,5;
 167 01 56 08 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 1,6;
 167 01 56 09 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 1,7;
 167 01 56 10 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 1,8;
 167 01 56 12 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 1,9;
 167 01 56 13 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 2,0;
 167 01 56 14 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 2,1;
 167 01 56 15 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 2,2;
 167 01 56 16 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 2,3;
 167 01 56 18 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 2,7;
 167 01 56 21 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 3,2;
 167 01 56 22 Broca Perfurante Encaixe R, 70 mm Ø 3,5;
 167 01 57 01 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 1,0;
 167 01 57 02 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 1,1;
 167 01 57 03 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 1,2;
 167 01 57 04 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 1,3;
 167 01 57 05 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 1,4;
 167 01 57 07 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 1,5;
 167 01 57 08 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 1,6;
 167 01 57 09 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 1,7;
 167 01 57 10 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 1,8;
 167 01 57 12 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 1,9;
 167 01 57 13 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 2,0;
 167 01 57 14 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 2,1;
 167 01 57 15 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 2,2;
 167 01 57 16 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 2,3;
 167 01 57 18 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 2,7;
 167 01 57 21 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 3,2;
 167 01 57 22 Broca Perfurante Encaixe S, 70 mm Ø 3,5;
 167 01 58 01 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 1,0;
 167 01 58 02 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 1,1;
 167 01 58 03 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 1,2;
 167 01 58 04 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 1,3;
 167 01 58 05 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 1,4;
 167 01 58 07 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 1,5;
 167 01 58 08 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 1,6;
 167 01 58 09 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 1,7;
 167 01 58 10 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 1,8;
 167 01 58 12 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 1,9;
 167 01 58 13 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 2,0;
 167 01 58 14 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 2,1;
 167 01 58 15 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 2,2;

167 01 58 16 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 2,3;
 167 01 58 18 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 2,7;
 167 01 58 21 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 3,2;
 167 01 58 22 Broca Perfurante Encaixe T, 70 mm Ø 3,5;
 167 01 59 01 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 1,0;
 167 01 59 02 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 1,1;
 167 01 59 03 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 1,2;
 167 01 59 04 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 1,3;
 167 01 59 05 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 1,4;
 167 01 59 07 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 1,5;
 167 01 59 08 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 1,6;
 167 01 59 09 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 1,7;
 167 01 59 10 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 1,8;
 167 01 59 12 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 1,9;
 167 01 59 13 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 2,0;
 167 01 59 14 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 2,1;
 167 01 59 15 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 2,2;
 167 01 59 16 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 2,3;
 167 01 59 18 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 2,7;
 167 01 59 21 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 3,2;
 167 01 59 22 Broca Perfurante Encaixe U, 70 mm Ø 3,5;
 167 01 60 01 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 1,0;
 167 01 60 02 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 1,1;
 167 01 60 03 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 1,2;
 167 01 60 04 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 1,3;
 167 01 60 05 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 1,4;
 167 01 60 07 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 1,5;
 167 01 60 08 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 1,6;
 167 01 60 09 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 1,7;
 167 01 60 10 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 1,8;
 167 01 60 12 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 1,9;
 167 01 60 13 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 2,0;
 167 01 60 14 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 2,1;
 167 01 60 15 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 2,2;
 167 01 60 16 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 2,3;
 167 01 60 18 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 2,7;
 167 01 60 21 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 3,2;
 167 01 60 22 Broca Perfurante Encaixe X, 70 mm Ø 3,5;
 167 01 85 01 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 1,0;
 167 01 85 02 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 1,1;
 167 01 85 03 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 1,2;
 167 01 85 04 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 1,3;
 167 01 85 05 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 1,4;
 167 01 85 07 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 1,5;
 167 01 85 08 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 1,6;
 167 01 85 09 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 1,7;
 167 01 85 10 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 1,8;
 167 01 85 12 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 1,9;

167 01 85 13 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 2,0;
 167 01 85 14 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 2,1;
 167 01 85 15 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 2,2;
 167 01 85 16 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 2,3;
 167 01 85 18 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 2,7;
 167 01 85 21 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 3,2;
 167 01 85 22 Broca Perfurante Encaixe A, 95 mm Ø 3,5;
 167 01 86 01 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 1,0;
 167 01 86 02 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 1,1;
 167 01 86 03 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 1,2;
 167 01 86 04 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 1,3;
 167 01 86 05 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 1,4;
 167 01 86 07 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 1,5;
 167 01 86 08 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 1,6;
 167 01 86 09 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 1,7;
 167 01 86 10 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 1,8;
 167 01 86 12 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 1,9;
 167 01 86 13 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 2,0;
 167 01 86 14 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 2,1;
 167 01 86 15 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 2,2;
 167 01 86 16 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 2,3;
 167 01 86 18 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 2,7;
 167 01 86 21 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 3,2;
 167 01 86 22 Broca Perfurante Encaixe D, 95 mm Ø 3,5;
 167 01 87 01 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 1,0;
 167 01 87 02 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 1,1;
 167 01 87 03 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 1,2;
 167 01 87 04 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 1,3;
 167 01 87 05 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 1,4;
 167 01 87 07 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 1,5;
 167 01 87 08 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 1,6;
 167 01 87 09 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 1,7;
 167 01 87 10 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 1,8;
 167 01 87 12 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 1,9;
 167 01 87 13 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 2,0;
 167 01 87 14 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 2,1;
 167 01 87 15 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 2,2;
 167 01 87 16 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 2,3;
 167 01 87 18 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 2,7;
 167 01 87 21 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 3,2;
 167 01 87 22 Broca Perfurante Encaixe E, 95 mm Ø 3,5;
 167 01 88 01 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 1,0;
 167 01 88 02 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 1,1;
 167 01 88 03 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 1,2;
 167 01 88 04 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 1,3;
 167 01 88 05 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 1,4;
 167 01 88 07 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 1,5;
 167 01 88 08 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 1,6;

167 01 88 09 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 1,7;
167 01 88 10 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 1,8;
167 01 88 12 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 1,9;
167 01 88 13 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 2,0;
167 01 88 14 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 2,1;
167 01 88 15 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 2,2;
167 01 88 16 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 2,3;
167 01 88 18 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 2,7;
167 01 88 21 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 3,2;
167 01 88 22 Broca Perfurante Encaixe J, 95 mm Ø 3,5;
167 01 89 01 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 1,0;
167 01 89 02 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 1,1;
167 01 89 03 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 1,2;
167 01 89 04 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 1,3;
167 01 89 05 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 1,4;
167 01 89 07 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 1,5;
167 01 89 08 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 1,6;
167 01 89 09 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 1,7;
167 01 89 10 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 1,8;
167 01 89 12 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 1,9;
167 01 89 13 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 2,0;
167 01 89 14 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 2,1;
167 01 89 15 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 2,2;
167 01 89 16 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 2,3;
167 01 89 18 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 2,7;
167 01 89 21 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 3,2;
167 01 89 22 Broca Perfurante Encaixe L, 95 mm Ø 3,5;
167 01 90 01 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 1,0;
167 01 90 02 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 1,1;
167 01 90 03 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 1,2;
167 01 90 04 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 1,3;
167 01 90 05 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 1,4;
167 01 90 07 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 1,5;
167 01 90 08 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 1,6;
167 01 90 09 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 1,7;
167 01 90 10 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 1,8;
167 01 90 12 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 1,9;
167 01 90 13 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 2,0;
167 01 90 14 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 2,1;
167 01 90 15 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 2,2;
167 01 90 16 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 2,3;
167 01 90 18 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 2,7;
167 01 90 21 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 3,2;
167 01 90 22 Broca Perfurante Encaixe M, 95 mm Ø 3,5;
167 01 91 01 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 1,0;
167 01 91 02 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 1,1;
167 01 91 03 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 1,2;
167 01 91 04 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 1,3;

167 01 91 05 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 1,4;
167 01 91 07 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 1,5;
167 01 91 08 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 1,6;
167 01 91 09 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 1,7;
167 01 91 10 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 1,8;
167 01 91 12 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 1,9;
167 01 91 13 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 2,0;
167 01 91 14 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 2,1;
167 01 91 15 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 2,2;
167 01 91 16 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 2,3;
167 01 91 18 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 2,7;
167 01 91 21 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 3,2;
167 01 91 22 Broca Perfurante Encaixe O, 95 mm Ø 3,5;
167 01 92 01 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 1,0;
167 01 92 02 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 1,1;
167 01 92 03 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 1,2;
167 01 92 04 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 1,3;
167 01 92 05 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 1,4;
167 01 92 07 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 1,5;
167 01 92 08 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 1,6;
167 01 92 09 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 1,7;
167 01 92 10 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 1,8;
167 01 92 12 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 1,9;
167 01 92 13 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 2,0;
167 01 92 14 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 2,1;
167 01 92 15 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 2,2;
167 01 92 16 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 2,3;
167 01 92 18 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 2,7;
167 01 92 21 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 3,2;
167 01 92 22 Broca Perfurante Encaixe R, 95 mm Ø 3,5;
167 01 93 01 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 1,0;
167 01 93 02 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 1,1;
167 01 93 03 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 1,2;
167 01 93 04 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 1,3;
167 01 93 05 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 1,4;
167 01 93 07 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 1,5;
167 01 93 08 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 1,6;
167 01 93 09 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 1,7;
167 01 93 10 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 1,8;
167 01 93 12 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 1,9;
167 01 93 13 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 2,0;
167 01 93 14 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 2,1;
167 01 93 15 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 2,2;
167 01 93 16 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 2,3;
167 01 93 18 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 2,7;
167 01 93 21 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 3,2;
167 01 93 22 Broca Perfurante Encaixe S, 95 mm Ø 3,5;
167 01 94 01 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 1,0;

167 01 94 02 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 1,1;
 167 01 94 03 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 1,2;
 167 01 94 04 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 1,3;
 167 01 94 05 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 1,4;
 167 01 94 07 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 1,5;
 167 01 94 08 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 1,6;
 167 01 94 09 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 1,7;
 167 01 94 10 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 1,8;
 167 01 94 12 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 1,9;
 167 01 94 13 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 2,0;
 167 01 94 14 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 2,1;
 167 01 94 15 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 2,2;
 167 01 94 16 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 2,3;
 167 01 94 18 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 2,7;
 167 01 94 21 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 3,2;
 167 01 94 22 Broca Perfurante Encaixe T, 95 mm Ø 3,5;
 167 01 95 01 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 1,0;
 167 01 95 02 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 1,1;
 167 01 95 03 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 1,2;
 167 01 95 04 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 1,3;
 167 01 95 05 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 1,4;
 167 01 95 07 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 1,5;
 167 01 95 08 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 1,6;
 167 01 95 09 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 1,7;
 167 01 95 10 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 1,8;
 167 01 95 12 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 1,9;
 167 01 95 13 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 2,0;
 167 01 95 14 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 2,1;
 167 01 95 15 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 2,2;
 167 01 95 16 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 2,3;
 167 01 95 18 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 2,7;
 167 01 95 21 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 3,2;
 167 01 95 22 Broca Perfurante Encaixe U, 95 mm Ø 3,5;
 167 01 96 01 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 1,0;
 167 01 96 02 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 1,1;
 167 01 96 03 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 1,2;
 167 01 96 04 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 1,3;
 167 01 96 05 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 1,4;
 167 01 96 07 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 1,5;
 167 01 96 08 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 1,6;
 167 01 96 09 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 1,7;
 167 01 96 10 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 1,8;
 167 01 96 12 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 1,9;
 167 01 96 13 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 2,0;
 167 01 96 14 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 2,1;
 167 01 96 15 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 2,2;
 167 01 96 16 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 2,3;
 167 01 96 18 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 2,7;

167 01 96 21 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 3,2;
 167 01 96 22 Broca Perfurante Encaixe X, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 01 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 01 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 01 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 01 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 01 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 01 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 01 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 01 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 01 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 01 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 02 01 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 01 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 02 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 02 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 02 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 02 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 02 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 02 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 02 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 02 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 02 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 02 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 02 02 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 02 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 03 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 03 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 03 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 03 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 03 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 03 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 03 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 03 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 03 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 03 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 02 03 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 03 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 04 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 04 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 04 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 04 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 04 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 04 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 04 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 04 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 04 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 04 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 5,0;

167 02 04 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 04 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 05 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 05 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 05 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 05 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 05 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 05 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 05 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 05 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 05 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 05 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 02 05 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 05 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 06 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 06 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 06 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 06 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 06 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 06 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 06 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 06 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 06 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 06 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 02 06 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 06 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 07 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 07 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 07 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 07 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 07 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 07 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 07 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 07 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 07 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 07 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 02 07 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 07 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 08 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 08 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 08 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 08 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 08 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 08 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 08 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 08 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 08 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 08 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 5,0;

167 02 08 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 08 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 09 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 09 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 09 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 09 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 09 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 09 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 09 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 09 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 09 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 09 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 02 09 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 09 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 10 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 10 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 10 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 10 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 10 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 10 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 10 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 10 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 10 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 10 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 02 10 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 10 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 11 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 11 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 11 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 11 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 11 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 11 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 11 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 11 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 11 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 11 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 02 11 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 11 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 12 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 02 12 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 02 12 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 02 12 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 02 12 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 02 12 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 3,1;
 167 02 12 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 02 12 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 02 12 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 02 12 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 5,0;

167 02 12 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 02 12 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 02 13 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 13 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 13 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 13 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 13 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 13 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 13 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 13 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 13 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 13 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 5,0;
 167 02 13 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 13 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 14 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 14 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 14 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 14 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 14 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 14 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 14 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 14 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 14 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 14 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 5,0;
 167 02 14 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 14 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 15 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 15 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 15 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 15 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 15 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 15 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 15 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 15 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 15 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 15 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 5,0;
 167 02 15 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 15 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 16 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 16 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 16 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 16 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 16 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 16 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 16 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 16 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 16 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 16 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 5,0;

167 02 16 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 16 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 17 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 17 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 17 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 17 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 17 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 17 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 17 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 17 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 17 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 17 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 5,0;
 167 02 17 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 17 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 18 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 18 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 18 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 18 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 18 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 18 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 18 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 18 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 18 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 18 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 5,0;
 167 02 18 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 18 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 19 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 19 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 19 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 19 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 19 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 19 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 19 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 19 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 19 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 19 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 5,0;
 167 02 19 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 19 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 20 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 20 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 20 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 20 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 20 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 20 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 20 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 20 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 20 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 20 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 5,0;

167 02 20 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 20 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 21 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 21 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 21 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 21 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 21 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 21 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 21 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 21 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 21 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 21 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 5,0;
 167 02 21 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 21 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 22 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 22 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 22 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 22 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 22 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 22 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 22 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 22 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 22 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 22 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 5,0;
 167 02 22 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 22 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 23 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 23 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 23 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 23 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 23 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 23 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 23 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 23 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 23 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 23 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 5,0;
 167 02 23 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 23 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 24 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 1,0;
 167 02 24 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 1,4;
 167 02 24 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 1,8;
 167 02 24 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 2,3;
 167 02 24 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 2,7;
 167 02 24 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 3,1;
 167 02 24 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 3,5;
 167 02 24 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 4,0;
 167 02 24 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 4,5;
 167 02 24 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 5,0;

167 02 24 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 6,0;
 167 02 24 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 55 mm Ø 7,0;
 167 02 49 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 49 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 49 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 49 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 49 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 49 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 49 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 49 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 49 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 49 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 5,0;
 167 02 49 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 49 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 50 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 50 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 50 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 50 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 50 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 50 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 50 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 50 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 50 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 50 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 5,0;
 167 02 50 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 50 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 51 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 51 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 51 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 51 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 51 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 51 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 51 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 51 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 51 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 51 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 5,0;
 167 02 51 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 51 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 52 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 52 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 52 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 52 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 52 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 52 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 52 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 52 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 52 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 52 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 5,0;

167 02 52 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 52 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 53 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 53 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 53 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 53 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 53 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 53 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 53 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 53 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 53 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 53 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 5,0;
 167 02 53 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 53 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 54 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 54 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 54 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 54 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 54 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 54 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 54 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 54 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 54 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 54 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 5,0;
 167 02 54 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 54 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 55 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 55 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 55 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 55 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 55 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 55 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 55 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 55 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 55 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 55 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 5,0;
 167 02 55 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 55 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 56 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 56 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 56 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 56 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 56 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 56 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 56 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 56 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 56 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 56 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 5,0;

167 02 56 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 56 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 57 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 57 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 57 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 57 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 57 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 57 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 57 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 57 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 57 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 57 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 5,0;
 167 02 57 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 57 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 58 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 58 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 58 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 58 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 58 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 58 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 58 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 58 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 58 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 58 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 5,0;
 167 02 58 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 58 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 59 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 59 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 59 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 59 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 59 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 59 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 59 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 59 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 59 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 59 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 5,0;
 167 02 59 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 59 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 60 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 1,0;
 167 02 60 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 1,4;
 167 02 60 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 1,8;
 167 02 60 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 2,3;
 167 02 60 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 2,7;
 167 02 60 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 3,1;
 167 02 60 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 3,5;
 167 02 60 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 4,0;
 167 02 60 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 4,5;
 167 02 60 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 5,0;

167 02 60 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 6,0;
 167 02 60 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 70 mm Ø 7,0;
 167 02 85 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 85 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 85 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 85 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 85 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 85 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 85 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 85 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 85 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 85 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 5,0;
 167 02 85 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 85 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe A, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 86 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 86 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 86 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 86 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 86 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 86 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 86 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 86 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 86 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 86 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 5,0;
 167 02 86 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 86 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe D, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 87 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 87 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 87 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 87 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 87 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 87 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 87 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 87 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 87 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 87 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 5,0;
 167 02 87 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 87 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe E, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 88 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 88 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 88 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 88 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 88 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 88 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 88 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 88 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 88 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 88 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 5,0;

167 02 88 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 88 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe J, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 89 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 89 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 89 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 89 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 89 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 89 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 89 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 89 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 89 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 89 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 5,0;
 167 02 89 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 89 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe L, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 90 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 90 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 90 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 90 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 90 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 90 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 90 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 90 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 90 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 90 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 5,0;
 167 02 90 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 90 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe M, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 91 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 91 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 91 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 91 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 91 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 91 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 91 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 91 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 91 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 91 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 5,0;
 167 02 91 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 91 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe O, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 92 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 92 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 92 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 92 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 92 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 92 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 92 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 92 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 92 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 92 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 5,0;

167 02 92 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 92 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe R, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 93 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 93 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 93 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 93 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 93 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 93 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 93 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 93 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 93 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 93 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 5,0;
 167 02 93 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 93 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe S, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 94 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 94 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 94 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 94 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 94 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 94 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 94 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 94 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 94 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 94 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 5,0;
 167 02 94 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 94 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe T, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 95 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 95 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 95 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 95 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 95 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 95 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 95 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 95 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 95 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 95 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 5,0;
 167 02 95 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 95 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe U, 95 mm Ø 7,0;
 167 02 96 01 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 1,0;
 167 02 96 05 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 1,4;
 167 02 96 10 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 1,8;
 167 02 96 16 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 2,3;
 167 02 96 18 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 2,7;
 167 02 96 20 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 3,1;
 167 02 96 22 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 3,5;
 167 02 96 23 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 4,0;
 167 02 96 24 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 4,5;
 167 02 96 25 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 5,0;

167 02 96 27 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 6,0;
 167 02 96 29 Fresa Esférica de Desbaste Encaixe X, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 01 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 01 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 01 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 01 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 01 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 01 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 01 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 01 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 01 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 01 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 03 01 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 01 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 02 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 02 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 02 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 02 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 02 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 02 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 02 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 02 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 02 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 02 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 03 02 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 02 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 03 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 03 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 03 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 03 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 03 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 03 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 03 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 03 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 03 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 03 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 03 03 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 03 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 04 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 04 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 04 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 04 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 04 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 04 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 04 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 04 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 04 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 04 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 6,0;

167 03 04 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 04 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 05 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 05 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 05 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 05 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 05 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 05 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 05 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 05 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 05 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 05 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 03 05 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 05 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 06 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 06 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 06 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 06 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 06 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 06 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 06 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 06 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 06 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 06 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 03 06 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 06 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 07 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 07 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 07 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 07 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 07 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 07 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 07 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 07 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 07 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 07 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 03 07 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 07 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 08 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 08 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 08 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 08 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 08 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 08 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 08 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 08 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 08 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 08 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 6,0;

167 03 08 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 08 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 09 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 09 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 09 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 09 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 09 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 09 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 09 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 09 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 09 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 09 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 03 09 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 09 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 10 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 10 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 10 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 10 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 10 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 10 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 10 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 10 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 10 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 10 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 03 10 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 10 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 11 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 11 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 11 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 11 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 11 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 11 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 11 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 11 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 11 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 11 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 03 11 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 11 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 12 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 03 12 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 03 12 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 03 12 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 03 12 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 03 12 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 03 12 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 03 12 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 03 12 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 03 12 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 6,0;

167 03 12 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 03 12 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 7,0;
 167 03 13 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 13 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 13 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 13 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 13 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 13 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 13 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 13 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 13 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 13 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 6,0;
 167 03 13 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 13 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 14 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 14 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 14 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 14 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 14 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 14 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 14 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 14 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 14 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 14 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 6,0;
 167 03 14 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 14 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 15 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 15 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 15 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 15 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 15 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 15 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 15 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 15 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 15 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 15 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 6,0;
 167 03 15 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 15 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 16 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 16 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 16 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 16 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 16 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 16 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 16 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 16 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 16 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 16 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 6,0;

167 03 16 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 16 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 17 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 17 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 17 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 17 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 17 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 17 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 17 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 17 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 17 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 17 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 6,0;
 167 03 17 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 17 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 18 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 18 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 18 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 18 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 18 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 18 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 18 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 18 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 18 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 18 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 6,0;
 167 03 18 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 18 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 19 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 19 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 19 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 19 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 19 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 19 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 19 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 19 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 19 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 19 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 6,0;
 167 03 19 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 19 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 20 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 20 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 20 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 20 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 20 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 20 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 20 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 20 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 20 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 20 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 6,0;

167 03 20 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 20 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 21 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 21 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 21 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 21 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 21 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 21 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 21 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 21 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 21 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 21 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 6,0;
 167 03 21 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 21 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 22 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 22 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 22 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 22 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 22 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 22 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 22 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 22 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 22 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 22 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 6,0;
 167 03 22 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 22 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 23 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 23 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 23 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 23 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 23 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 23 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 23 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 23 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 23 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 23 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 6,0;
 167 03 23 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 23 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 24 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 1,0;
 167 03 24 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 1,5;
 167 03 24 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 2,0;
 167 03 24 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 2,5;
 167 03 24 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 3,0;
 167 03 24 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 4,0;
 167 03 24 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 4,5;
 167 03 24 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 5,0;
 167 03 24 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 5,5;
 167 03 24 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 6,0;

167 03 24 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 6,5;
 167 03 24 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 7,0;
 167 03 49 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 49 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 49 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 49 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 49 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 49 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 49 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 49 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 49 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 49 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 6,0;
 167 03 49 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 49 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 50 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 50 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 50 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 50 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 50 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 50 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 50 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 50 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 50 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 50 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 6,0;
 167 03 50 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 50 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 51 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 51 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 51 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 51 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 51 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 51 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 51 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 51 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 51 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 51 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 6,0;
 167 03 51 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 51 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 52 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 52 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 52 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 52 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 52 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 52 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 52 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 52 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 52 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 52 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 6,0;

167 03 52 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 52 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 53 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 53 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 53 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 53 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 53 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 53 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 53 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 53 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 53 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 53 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 6,0;
 167 03 53 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 53 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 54 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 54 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 54 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 54 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 54 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 54 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 54 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 54 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 54 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 54 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 6,0;
 167 03 54 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 54 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 55 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 55 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 55 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 55 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 55 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 55 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 55 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 55 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 55 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 55 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 6,0;
 167 03 55 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 55 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 56 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 56 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 56 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 56 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 56 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 56 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 56 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 56 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 56 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 56 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 6,0;

167 03 56 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 56 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 57 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 57 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 57 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 57 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 57 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 57 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 57 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 57 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 57 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 57 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 6,0;
 167 03 57 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 57 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 58 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 58 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 58 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 58 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 58 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 58 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 58 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 58 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 58 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 58 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 6,0;
 167 03 58 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 58 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 59 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 59 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 59 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 59 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 59 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 59 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 59 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 59 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 59 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 59 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 6,0;
 167 03 59 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 59 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 60 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 1,0;
 167 03 60 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 1,5;
 167 03 60 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 2,0;
 167 03 60 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 2,5;
 167 03 60 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 3,0;
 167 03 60 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 4,0;
 167 03 60 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 4,5;
 167 03 60 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 5,0;
 167 03 60 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 5,5;
 167 03 60 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 6,0;

167 03 60 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 6,5;
 167 03 60 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 7,0;
 167 03 85 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 85 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 85 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 85 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 85 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 85 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 85 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 85 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 85 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 85 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 6,0;
 167 03 85 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 85 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 86 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 86 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 86 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 86 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 86 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 86 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 86 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 86 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 86 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 86 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 6,0;
 167 03 86 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 86 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 87 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 87 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 87 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 87 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 87 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 87 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 87 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 87 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 87 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 87 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 6,0;
 167 03 87 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 87 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 88 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 88 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 88 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 88 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 88 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 88 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 88 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 88 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 88 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 88 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 6,0;

167 03 88 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 88 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 89 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 89 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 89 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 89 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 89 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 89 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 89 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 89 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 89 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 89 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 6,0;
 167 03 89 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 89 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 90 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 90 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 90 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 90 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 90 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 90 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 90 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 90 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 90 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 90 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 6,0;
 167 03 90 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 90 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 91 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 91 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 91 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 91 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 91 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 91 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 91 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 91 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 91 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 91 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 6,0;
 167 03 91 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 91 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 92 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 92 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 92 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 92 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 92 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 92 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 92 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 92 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 92 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 92 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 6,0;

167 03 92 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 92 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 93 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 93 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 93 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 93 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 93 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 93 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 93 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 93 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 93 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 93 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 6,0;
 167 03 93 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 93 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 94 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 94 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 94 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 94 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 94 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 94 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 94 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 94 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 94 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 94 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 6,0;
 167 03 94 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 94 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 95 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 95 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 95 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 95 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 95 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 95 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 95 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 95 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 95 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 95 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 6,0;
 167 03 95 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 95 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 7,0;
 167 03 96 01 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 1,0;
 167 03 96 07 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 1,5;
 167 03 96 13 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 2,0;
 167 03 96 17 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 2,5;
 167 03 96 19 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 3,0;
 167 03 96 23 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 4,0;
 167 03 96 24 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 4,5;
 167 03 96 25 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 5,0;
 167 03 96 26 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 5,5;
 167 03 96 27 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 6,0;

167 03 96 28 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 6,5;
 167 03 96 29 Fresa Esférica de Corte Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 7,0;
 167 04 01 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 04 01 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,2;
 167 04 01 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 04 01 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 04 01 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 04 01 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 04 01 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 04 01 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 04 01 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 04 01 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 04 01 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 04 01 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 04 01 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 04 01 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 04 02 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 04 02 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,2;
 167 04 02 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 04 02 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 04 02 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 04 02 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 04 02 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 04 02 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 04 02 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 04 02 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 04 02 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 04 02 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 04 02 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 04 02 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 04 03 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 04 03 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,2;
 167 04 03 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 04 03 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 04 03 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 04 03 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 04 03 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 04 03 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 04 03 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 04 03 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 04 03 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 04 03 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 04 03 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 04 03 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 04 04 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 04 04 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,2;
 167 04 04 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 04 04 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,8;

167 04 07 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 04 07 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 04 07 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 04 07 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 04 08 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 04 08 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,2;
 167 04 08 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 04 08 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 04 08 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 04 08 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 04 08 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 04 08 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 04 08 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 04 08 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 04 08 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 04 08 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 04 08 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 04 08 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 04 09 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 04 09 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,2;
 167 04 09 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 04 09 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 04 09 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 04 09 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 04 09 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 04 09 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 04 09 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 04 09 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 04 09 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 04 09 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 04 09 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 04 09 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 04 10 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 04 10 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,2;
 167 04 10 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 04 10 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 04 10 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 04 10 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 04 10 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 04 10 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 04 10 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 04 10 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 04 10 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 04 10 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 04 10 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 04 10 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 04 11 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 04 11 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,2;

167 04 11 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 04 11 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 04 11 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 04 11 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 04 11 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 04 11 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 04 11 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 04 11 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 04 11 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 04 11 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 04 11 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 04 11 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 04 12 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 04 12 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,2;
 167 04 12 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,5;
 167 04 12 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 04 12 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 04 12 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 04 12 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 04 12 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 04 12 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 04 12 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 04 12 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 04 12 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 04 12 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 04 12 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 44,5 mm Ø 6,5;
 167 04 13 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 13 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 13 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 13 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 13 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 13 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 13 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 13 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 13 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 13 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 13 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 13 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 13 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 13 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 14 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 14 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 14 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 14 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 14 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 14 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 14 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 14 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 3,5;

167 04 14 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 14 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 14 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 14 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 14 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 14 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 15 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 15 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 15 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 15 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 15 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 15 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 15 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 15 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 15 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 15 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 15 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 15 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 15 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 15 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 16 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 16 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 16 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 16 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 16 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 16 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 16 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 16 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 16 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 16 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 16 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 16 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 16 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 16 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 17 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 17 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 17 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 17 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 17 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 17 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 17 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 17 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 17 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 17 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 17 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 17 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 17 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 17 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 55 mm Ø 6,5;

167 04 18 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 18 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 18 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 18 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 18 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 18 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 18 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 18 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 18 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 18 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 18 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 18 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 18 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 18 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 19 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 19 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 19 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 19 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 19 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 19 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 19 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 19 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 19 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 19 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 19 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 19 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 19 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 19 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 20 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 20 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 20 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 20 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 20 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 20 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 20 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 20 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 20 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 20 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 20 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 20 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 20 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 20 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 21 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 21 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 21 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 21 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 21 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 21 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 2,5;

167 04 21 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 21 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 21 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 21 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 21 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 21 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 21 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 21 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 22 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 22 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 22 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 22 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 22 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 22 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 22 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 22 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 22 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 22 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 22 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 22 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 22 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 22 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 23 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 23 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 23 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 23 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 23 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 23 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 23 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 23 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 23 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 23 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 23 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 23 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 5,5;
 167 04 23 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 23 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 24 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 1,0;
 167 04 24 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 1,2;
 167 04 24 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 1,5;
 167 04 24 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 1,8;
 167 04 24 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 2,0;
 167 04 24 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 2,5;
 167 04 24 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 3,0;
 167 04 24 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 3,5;
 167 04 24 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 4,0;
 167 04 24 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 4,5;
 167 04 24 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 5,0;
 167 04 24 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 5,5;

167 04 24 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 6,0;
 167 04 24 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 55 mm Ø 6,5;
 167 04 49 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 49 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 49 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 49 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 49 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 49 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 49 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 49 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 49 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 49 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 49 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 49 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 49 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 49 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 50 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 50 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 50 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 50 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 50 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 50 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 50 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 50 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 50 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 50 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 50 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 50 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 50 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 50 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 51 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 51 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 51 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 51 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 51 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 51 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 51 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 51 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 51 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 51 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 51 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 51 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 51 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 51 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 52 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 52 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 52 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 52 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 1,8;

167 04 52 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 52 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 52 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 52 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 52 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 52 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 52 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 52 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 52 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 52 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 53 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 53 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 53 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 53 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 53 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 53 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 53 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 53 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 53 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 53 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 53 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 53 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 53 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 53 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 54 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 54 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 54 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 54 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 54 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 54 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 54 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 54 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 54 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 54 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 54 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 54 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 54 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 54 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 55 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 55 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 55 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 55 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 55 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 55 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 55 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 55 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 55 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 55 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 4,5;

167 04 55 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 55 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 55 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 55 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 56 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 56 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 56 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 56 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 56 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 56 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 56 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 56 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 56 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 56 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 56 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 56 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 56 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 56 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 57 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 57 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 57 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 57 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 57 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 57 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 57 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 57 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 57 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 57 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 57 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 57 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 57 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 57 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 58 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 58 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 58 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 58 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 58 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 58 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 58 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 58 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 58 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 58 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 58 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 58 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 58 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 58 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 59 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 59 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 1,2;

167 04 59 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 59 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 59 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 59 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 59 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 59 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 59 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 59 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 59 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 59 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 59 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 59 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 60 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 1,0;
 167 04 60 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 1,2;
 167 04 60 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 1,5;
 167 04 60 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 1,8;
 167 04 60 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 2,0;
 167 04 60 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 2,5;
 167 04 60 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 3,0;
 167 04 60 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 3,5;
 167 04 60 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 4,0;
 167 04 60 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 4,5;
 167 04 60 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 5,0;
 167 04 60 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 5,5;
 167 04 60 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 6,0;
 167 04 60 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 70 mm Ø 6,5;
 167 04 85 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 85 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 85 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 85 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 85 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 85 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 85 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 85 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 85 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 85 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 85 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 85 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 85 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 85 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe A, 95 mm Ø 6,5;
 167 04 86 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 86 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 86 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 86 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 86 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 86 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 86 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 86 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 3,5;

167 04 86 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 86 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 86 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 86 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 86 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 86 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe D, 95 mm Ø 6,5;
 167 04 87 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 87 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 87 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 87 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 87 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 87 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 87 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 87 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 87 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 87 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 87 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 87 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 87 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 87 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe E, 95 mm Ø 6,5;
 167 04 88 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 88 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 88 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 88 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 88 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 88 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 88 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 88 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 88 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 88 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 88 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 88 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 88 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 88 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe J, 95 mm Ø 6,5;
 167 04 89 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 89 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 89 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 89 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 89 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 89 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 89 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 89 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 89 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 89 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 89 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 89 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 89 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 89 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe L, 95 mm Ø 6,5;

167 04 90 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 90 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 90 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 90 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 90 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 90 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 90 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 90 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 90 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 90 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 90 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 90 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 90 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 90 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe M, 95 mm Ø 6,5;
 167 04 91 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 91 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 91 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 91 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 91 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 91 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 91 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 91 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 91 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 91 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 91 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 91 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 91 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 91 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe O, 95 mm Ø 6,5;
 167 04 92 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 92 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 92 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 92 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 92 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 92 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 92 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 92 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 92 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 92 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 92 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 92 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 92 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 92 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe R, 95 mm Ø 6,5;
 167 04 93 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 93 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 93 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 93 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 93 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 93 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 2,5;

167 04 93 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 93 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 93 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 93 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 93 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 93 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 93 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 93 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe S, 95 mm Ø 6,5;
 167 04 94 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 94 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 94 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 94 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 94 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 94 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 94 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 94 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 94 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 94 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 94 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 94 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 94 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 94 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe T, 95 mm Ø 6,5;
 167 04 95 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 95 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 95 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 95 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 95 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 95 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 95 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 95 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 95 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 95 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 95 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 95 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 5,5;
 167 04 95 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 95 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe U, 95 mm Ø 6,5;
 167 04 96 01 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 1,0;
 167 04 96 03 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 1,2;
 167 04 96 07 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 1,5;
 167 04 96 10 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 1,8;
 167 04 96 13 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 2,0;
 167 04 96 17 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 2,5;
 167 04 96 19 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 3,0;
 167 04 96 22 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 3,5;
 167 04 96 23 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 4,0;
 167 04 96 24 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 4,5;
 167 04 96 25 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 5,0;
 167 04 96 26 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 5,5;

167 04 96 27 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 6,0;
 167 04 96 28 Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Encaixe X, 95 mm Ø 6,5;
 167 05 01 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 01 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 01 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 01 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 01 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 01 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 01 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 01 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 01 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 01 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 01 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 01 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 01 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 01 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 02 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 02 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 02 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 02 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 02 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 02 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 02 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 02 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 02 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 02 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 02 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 02 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 02 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 02 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 03 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 03 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 03 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 03 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 03 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 03 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 03 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 03 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 03 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 03 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 03 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 03 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 03 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 03 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 04 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 04 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 04 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 04 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,0;

167 05 04 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 04 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 04 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 04 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 04 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 04 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 04 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 04 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 04 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 04 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 05 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 05 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 05 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 05 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 05 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 05 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 05 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 05 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 05 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 05 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 05 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 05 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 05 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 05 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 06 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 06 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 06 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 06 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 06 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 06 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 06 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 06 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 06 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 06 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 06 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 06 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 06 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 06 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 07 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 07 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 07 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 07 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 07 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 07 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 07 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 07 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 07 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 07 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 4,0;

167 05 07 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 07 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 07 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 07 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 08 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 08 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 08 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 08 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 08 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 08 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 08 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 08 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 08 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 08 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 08 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 08 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 08 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 08 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 09 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 09 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 09 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 09 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 09 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 09 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 09 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 09 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 09 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 09 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 09 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 09 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 09 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 09 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 10 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 10 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 10 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 10 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 10 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 10 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 10 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 10 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 10 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 10 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 10 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 10 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 10 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 10 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 11 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 11 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,4;

167 05 11 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 11 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 11 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 11 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 11 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 11 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 11 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 11 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 11 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 11 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 11 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 11 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 12 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,0;
 167 05 12 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,4;
 167 05 12 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,8;
 167 05 12 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,0;
 167 05 12 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 05 12 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,5;
 167 05 12 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,7;
 167 05 12 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 3,0;
 167 05 12 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 3,5;
 167 05 12 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 4,0;
 167 05 12 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 4,5;
 167 05 12 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 5,0;
 167 05 12 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 5,5;
 167 05 12 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 44,5 mm Ø 6,0;
 167 05 13 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 13 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 13 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 13 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 13 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 13 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 13 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 13 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 13 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 13 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 13 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 13 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 13 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 13 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 14 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 14 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 14 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 14 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 14 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 14 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 14 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 14 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 3,0;

167 05 14 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 14 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 14 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 14 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 14 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 14 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 15 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 15 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 15 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 15 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 15 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 15 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 15 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 15 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 15 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 15 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 15 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 15 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 15 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 15 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 16 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 16 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 16 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 16 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 16 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 16 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 16 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 16 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 16 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 16 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 16 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 16 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 16 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 16 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 17 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 17 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 17 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 17 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 17 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 17 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 17 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 17 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 17 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 17 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 17 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 17 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 17 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 17 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 55 mm Ø 6,0;

167 05 18 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 18 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 18 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 18 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 18 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 18 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 18 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 18 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 18 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 18 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 18 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 18 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 18 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 18 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 19 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 19 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 19 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 19 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 19 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 19 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 19 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 19 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 19 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 19 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 19 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 19 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 19 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 19 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 20 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 20 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 20 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 20 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 20 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 20 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 20 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 20 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 20 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 20 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 20 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 20 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 20 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 20 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 21 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 21 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 21 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 21 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 21 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 21 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 2,5;

167 05 21 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 21 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 21 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 21 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 21 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 21 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 21 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 21 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 22 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 22 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 22 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 22 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 22 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 22 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 22 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 22 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 22 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 22 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 22 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 22 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 22 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 22 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 23 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 23 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 23 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 23 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 23 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 23 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 23 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 23 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 23 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 23 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 23 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 23 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 5,0;
 167 05 23 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 23 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 24 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 1,0;
 167 05 24 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 1,4;
 167 05 24 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 1,8;
 167 05 24 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 2,0;
 167 05 24 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 2,3;
 167 05 24 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 2,5;
 167 05 24 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 2,7;
 167 05 24 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 3,0;
 167 05 24 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 3,5;
 167 05 24 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 4,0;
 167 05 24 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 4,5;
 167 05 24 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 5,0;

167 05 24 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 5,5;
 167 05 24 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 55 mm Ø 6,0;
 167 05 49 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 49 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 49 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 49 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 49 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 49 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 49 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 49 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 49 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 49 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 49 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 49 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 49 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 49 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 50 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 50 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 50 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 50 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 50 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 50 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 50 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 50 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 50 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 50 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 50 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 50 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 50 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 50 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 51 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 51 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 51 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 51 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 51 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 51 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 51 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 51 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 51 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 51 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 51 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 51 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 51 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 51 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 52 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 52 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 52 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 52 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 2,0;

167 05 52 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 52 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 52 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 52 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 52 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 52 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 52 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 52 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 52 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 52 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 53 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 53 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 53 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 53 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 53 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 53 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 53 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 53 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 53 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 53 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 53 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 53 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 53 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 53 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 54 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 54 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 54 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 54 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 54 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 54 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 54 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 54 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 54 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 54 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 54 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 54 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 54 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 54 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 55 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 55 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 55 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 55 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 55 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 55 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 55 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 55 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 55 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 55 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 4,0;

167 05 55 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 55 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 55 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 55 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 56 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 56 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 56 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 56 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 56 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 56 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 56 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 56 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 56 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 56 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 56 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 56 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 56 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 56 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 57 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 57 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 57 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 57 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 57 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 57 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 57 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 57 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 57 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 57 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 57 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 57 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 57 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 57 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 58 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 58 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 58 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 58 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 58 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 58 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 58 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 58 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 58 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 58 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 58 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 58 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 58 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 58 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 59 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 59 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 1,4;

167 05 59 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 59 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 59 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 59 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 59 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 59 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 59 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 59 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 59 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 59 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 59 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 59 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 60 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 1,0;
 167 05 60 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 1,4;
 167 05 60 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 1,8;
 167 05 60 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 2,0;
 167 05 60 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 2,3;
 167 05 60 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 2,5;
 167 05 60 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 2,7;
 167 05 60 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 3,0;
 167 05 60 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 3,5;
 167 05 60 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 4,0;
 167 05 60 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 4,5;
 167 05 60 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 5,0;
 167 05 60 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 5,5;
 167 05 60 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 70 mm Ø 6,0;
 167 05 85 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 1,0;
 167 05 85 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 1,4;
 167 05 85 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 1,8;
 167 05 85 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 2,0;
 167 05 85 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 2,3;
 167 05 85 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 2,5;
 167 05 85 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 2,7;
 167 05 85 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 3,0;
 167 05 85 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 3,5;
 167 05 85 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 4,0;
 167 05 85 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 4,5;
 167 05 85 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 5,0;
 167 05 85 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 5,5;
 167 05 85 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe A, 95 mm Ø 6,0;
 167 05 86 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 1,0;
 167 05 86 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 1,4;
 167 05 86 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 1,8;
 167 05 86 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 2,0;
 167 05 86 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 2,3;
 167 05 86 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 2,5;
 167 05 86 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 2,7;
 167 05 86 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 3,0;

167 05 86 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 3,5;
 167 05 86 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 4,0;
 167 05 86 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 4,5;
 167 05 86 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 5,0;
 167 05 86 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 5,5;
 167 05 86 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe D, 95 mm Ø 6,0;
 167 05 87 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 1,0;
 167 05 87 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 1,4;
 167 05 87 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 1,8;
 167 05 87 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 2,0;
 167 05 87 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 2,3;
 167 05 87 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 2,5;
 167 05 87 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 2,7;
 167 05 87 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 3,0;
 167 05 87 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 3,5;
 167 05 87 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 4,0;
 167 05 87 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 4,5;
 167 05 87 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 5,0;
 167 05 87 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 5,5;
 167 05 87 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe E, 95 mm Ø 6,0;
 167 05 88 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 1,0;
 167 05 88 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 1,4;
 167 05 88 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 1,8;
 167 05 88 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 2,0;
 167 05 88 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 2,3;
 167 05 88 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 2,5;
 167 05 88 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 2,7;
 167 05 88 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 3,0;
 167 05 88 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 3,5;
 167 05 88 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 4,0;
 167 05 88 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 4,5;
 167 05 88 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 5,0;
 167 05 88 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 5,5;
 167 05 88 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe J, 95 mm Ø 6,0;
 167 05 89 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 1,0;
 167 05 89 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 1,4;
 167 05 89 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 1,8;
 167 05 89 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 2,0;
 167 05 89 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 2,3;
 167 05 89 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 2,5;
 167 05 89 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 2,7;
 167 05 89 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 3,0;
 167 05 89 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 3,5;
 167 05 89 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 4,0;
 167 05 89 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 4,5;
 167 05 89 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 5,0;
 167 05 89 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 5,5;
 167 05 89 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe L, 95 mm Ø 6,0;

167 05 90 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 1,0;
 167 05 90 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 1,4;
 167 05 90 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 1,8;
 167 05 90 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 2,0;
 167 05 90 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 2,3;
 167 05 90 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 2,5;
 167 05 90 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 2,7;
 167 05 90 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 3,0;
 167 05 90 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 3,5;
 167 05 90 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 4,0;
 167 05 90 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 4,5;
 167 05 90 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 5,0;
 167 05 90 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 5,5;
 167 05 90 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe M, 95 mm Ø 6,0;
 167 05 91 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 1,0;
 167 05 91 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 1,4;
 167 05 91 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 1,8;
 167 05 91 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 2,0;
 167 05 91 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 2,3;
 167 05 91 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 2,5;
 167 05 91 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 2,7;
 167 05 91 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 3,0;
 167 05 91 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 3,5;
 167 05 91 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 4,0;
 167 05 91 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 4,5;
 167 05 91 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 5,0;
 167 05 91 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 5,5;
 167 05 91 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe O, 95 mm Ø 6,0;
 167 05 92 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 1,0;
 167 05 92 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 1,4;
 167 05 92 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 1,8;
 167 05 92 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 2,0;
 167 05 92 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 2,3;
 167 05 92 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 2,5;
 167 05 92 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 2,7;
 167 05 92 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 3,0;
 167 05 92 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 3,5;
 167 05 92 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 4,0;
 167 05 92 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 4,5;
 167 05 92 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 5,0;
 167 05 92 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 5,5;
 167 05 92 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe R, 95 mm Ø 6,0;
 167 05 93 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 1,0;
 167 05 93 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 1,4;
 167 05 93 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 1,8;
 167 05 93 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 2,0;
 167 05 93 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 2,3;
 167 05 93 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 2,5;

167 05 93 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 2,7;
167 05 93 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 3,0;
167 05 93 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 3,5;
167 05 93 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 4,0;
167 05 93 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 4,5;
167 05 93 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 5,0;
167 05 93 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 5,5;
167 05 93 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe S, 95 mm Ø 6,0;
167 05 94 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 1,0;
167 05 94 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 1,4;
167 05 94 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 1,8;
167 05 94 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 2,0;
167 05 94 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 2,3;
167 05 94 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 2,5;
167 05 94 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 2,7;
167 05 94 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 3,0;
167 05 94 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 3,5;
167 05 94 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 4,0;
167 05 94 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 4,5;
167 05 94 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 5,0;
167 05 94 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 5,5;
167 05 94 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe T, 95 mm Ø 6,0;
167 05 95 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 1,0;
167 05 95 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 1,4;
167 05 95 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 1,8;
167 05 95 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 2,0;
167 05 95 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 2,3;
167 05 95 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 2,5;
167 05 95 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 2,7;
167 05 95 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 3,0;
167 05 95 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 3,5;
167 05 95 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 4,0;
167 05 95 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 4,5;
167 05 95 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 5,0;
167 05 95 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 5,5;
167 05 95 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe U, 95 mm Ø 6,0;
167 05 96 01 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 1,0;
167 05 96 05 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 1,4;
167 05 96 10 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 1,8;
167 05 96 13 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 2,0;
167 05 96 16 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 2,3;
167 05 96 17 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 2,5;
167 05 96 18 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 2,7;
167 05 96 19 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 3,0;
167 05 96 22 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 3,5;
167 05 96 23 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 4,0;
167 05 96 24 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 4,5;
167 05 96 25 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 5,0;

167 05 96 26 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 5,5;
 167 05 96 27 Fresa Esférica de Acabamento Encaixe X, 95 mm Ø 6,0;
 167 07 49 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe A, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 49 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe A, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 50 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe D, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 50 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe D, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 51 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe E, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 51 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe E, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 52 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe J, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 52 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe J, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 53 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe L, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 53 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe L, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 54 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe M, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 54 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe M, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 55 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe O, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 55 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe O, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 56 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe R, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 56 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe R, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 57 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe S, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 57 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe S, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 58 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe T, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 58 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe T, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 59 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe U, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 59 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe U, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 60 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe X, 70 mm Ø 5,0;
 167 07 60 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe X, 70 mm Ø 7,0;
 167 07 85 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe A, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 85 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe A, 95 mm Ø 7,0;
 167 07 86 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe D, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 86 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe D, 95 mm Ø 7,0;
 167 07 87 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe E, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 87 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe E, 95 mm Ø 7,0;
 167 07 88 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe J, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 88 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe J, 95 mm Ø 7,0;
 167 07 89 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe L, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 89 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe L, 95 mm Ø 7,0;
 167 07 90 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe M, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 90 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe M, 95 mm Ø 7,0;
 167 07 91 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe O, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 91 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe O, 95 mm Ø 7,0;
 167 07 92 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe R, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 92 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe R, 95 mm Ø 7,0;
 167 07 93 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe S, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 93 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe S, 95 mm Ø 7,0;
 167 07 94 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe T, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 94 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe T, 95 mm Ø 7,0;
 167 07 95 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe U, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 95 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe U, 95 mm Ø 7,0;

167 07 96 25 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe X, 95 mm Ø 5,0;
 167 07 96 29 Fresa Cônica de Ponta Redonda Encaixe X, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 49 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe A, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 49 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe A, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 50 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe D, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 50 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe D, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 51 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe E, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 51 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe E, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 52 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe J, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 52 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe J, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 53 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe L, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 53 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe L, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 54 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe M, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 54 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe M, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 55 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe O, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 55 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe O, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 56 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe R, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 56 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe R, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 57 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe S, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 57 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe S, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 58 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe T, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 58 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe T, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 59 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe U, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 59 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe U, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 60 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe X, 70 mm Ø 5,0;
 167 08 60 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe X, 70 mm Ø 7,0;
 167 08 85 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe A, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 85 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe A, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 86 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe D, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 86 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe D, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 87 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe E, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 87 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe E, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 88 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe J, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 88 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe J, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 89 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe L, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 89 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe L, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 90 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe M, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 90 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe M, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 91 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe O, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 91 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe O, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 92 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe R, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 92 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe R, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 93 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe S, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 93 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe S, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 94 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe T, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 94 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe T, 95 mm Ø 7,0;
 167 08 95 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe U, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 95 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe U, 95 mm Ø 7,0;

167 08 96 25 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe X, 95 mm Ø 5,0;
 167 08 96 29 Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda Encaixe X, 95 mm Ø 7,0;
 167 09 49 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 49 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 49 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 50 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 50 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 50 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 51 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 51 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 51 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 52 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 52 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 52 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 53 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 53 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 53 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 54 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 54 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 54 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 55 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 55 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 55 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 56 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 56 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 56 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 57 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 57 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 57 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 58 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 58 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 58 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 59 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 59 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 59 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 60 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 70 mm Ø 4,0;
 167 09 60 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 70 mm Ø 4,5;
 167 09 60 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 70 mm Ø 6,0;
 167 09 85 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 85 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 85 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe A, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 86 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 86 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 86 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe D, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 87 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 87 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 87 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe E, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 88 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 95 mm Ø 4,0;

167 09 88 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 88 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe J, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 89 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 89 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 89 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe L, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 90 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 90 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 90 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe M, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 91 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 91 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 91 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe O, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 92 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 92 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 92 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe R, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 93 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 93 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 93 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe S, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 94 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 94 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 94 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe T, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 95 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 95 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 95 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe U, 95 mm Ø 6,0;
 167 09 96 23 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 95 mm Ø 4,0;
 167 09 96 24 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 95 mm Ø 4,5;
 167 09 96 27 Fresa Cônica de Corte Helicoidal Encaixe X, 95 mm Ø 6,0;
 167 10 01 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 01 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 01 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 01 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 02 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 02 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 02 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 02 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 03 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 03 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 03 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 03 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 04 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 04 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 04 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 04 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 05 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 05 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 05 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 05 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 06 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 06 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 44,5 mm Ø 1,89;

167 10 06 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 06 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 07 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 07 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 07 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 07 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 08 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 08 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 08 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 08 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 09 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 09 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 09 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 09 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 10 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 10 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 10 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 10 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 11 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 11 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 11 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 11 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 12 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,44;
 167 10 12 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 44,5 mm Ø 1,89;
 167 10 12 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,1;
 167 10 12 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 44,5 mm Ø 2,3;
 167 10 25 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 25 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 25 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 25 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 26 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 26 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 26 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 26 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 27 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 27 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 27 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 27 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 28 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 28 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 28 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 28 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 29 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 29 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 29 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 29 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 30 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 30 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 65 mm Ø 1,89;

167 10 30 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 30 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 31 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 31 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 31 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 31 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 32 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 32 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 32 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 32 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 33 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 33 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 33 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 33 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 34 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 34 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 34 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 34 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 35 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 35 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 35 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 35 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 36 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 65 mm Ø 1,44;
 167 10 36 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 65 mm Ø 1,89;
 167 10 36 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 65 mm Ø 2,1;
 167 10 36 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 65 mm Ø 2,3;
 167 10 37 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 37 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 37 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 37 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 38 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 38 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 38 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 38 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 39 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 39 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 39 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 39 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 40 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 40 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 40 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 40 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 41 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 41 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 41 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 41 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 42 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 42 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 69 mm Ø 1,89;

167 10 42 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 42 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 43 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 43 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 43 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 43 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 44 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 44 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 44 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 44 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 45 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 45 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 45 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 45 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 46 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 46 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 46 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 46 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 47 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 47 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 47 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 47 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 48 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 69 mm Ø 1,44;
 167 10 48 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 69 mm Ø 1,89;
 167 10 48 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 69 mm Ø 2,1;
 167 10 48 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 69 mm Ø 2,3;
 167 10 61 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 61 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 61 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 61 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 62 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 62 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 62 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 62 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 63 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 63 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 63 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 63 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 64 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 64 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 64 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 64 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 65 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 65 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 65 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 65 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 66 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 66 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 85 mm Ø 1,89;

167 10 66 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 66 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 67 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 67 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 67 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 67 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 68 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 68 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 68 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 68 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 69 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 69 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 69 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 69 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 70 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 70 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 70 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 70 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 71 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 71 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 71 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 71 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 72 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 85 mm Ø 1,44;
 167 10 72 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 85 mm Ø 1,89;
 167 10 72 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 85 mm Ø 2,1;
 167 10 72 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 85 mm Ø 2,3;
 167 10 73 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 73 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 73 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 73 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 74 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 74 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 74 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 74 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 75 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 75 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 75 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 75 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 76 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 76 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 76 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 76 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 77 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 77 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 77 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 77 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 78 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 78 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 89 mm Ø 1,89;

167 10 78 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 78 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 79 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 79 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 79 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 79 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 80 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 80 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 80 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 80 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 81 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 81 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 81 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 81 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 82 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 82 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 82 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 82 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 83 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 83 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 83 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 83 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 84 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 89 mm Ø 1,44;
 167 10 84 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 89 mm Ø 1,89;
 167 10 84 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 89 mm Ø 2,1;
 167 10 84 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 89 mm Ø 2,3;
 167 10 85 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 95 mm Ø 1,44;
 167 10 85 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 95 mm Ø 1,89;
 167 10 85 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 95 mm Ø 2,1;
 167 10 85 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe A, 95 mm Ø 2,3;
 167 10 86 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 95 mm Ø 1,44;
 167 10 86 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 95 mm Ø 1,89;
 167 10 86 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 95 mm Ø 2,1;
 167 10 86 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe D, 95 mm Ø 2,3;
 167 10 87 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 95 mm Ø 1,44;
 167 10 87 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 95 mm Ø 1,89;
 167 10 87 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 95 mm Ø 2,1;
 167 10 87 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe E, 95 mm Ø 2,3;
 167 10 88 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 95 mm Ø 1,44;
 167 10 88 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 95 mm Ø 1,89;
 167 10 88 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 95 mm Ø 2,1;
 167 10 88 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe J, 95 mm Ø 2,3;
 167 10 89 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 95 mm Ø 1,44;
 167 10 89 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 95 mm Ø 1,89;
 167 10 89 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 95 mm Ø 2,1;
 167 10 89 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe L, 95 mm Ø 2,3;
 167 10 90 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 95 mm Ø 1,44;
 167 10 90 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 95 mm Ø 1,89;

167 10 90 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 95 mm Ø 2,1;
167 10 90 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe M, 95 mm Ø 2,3;
167 10 91 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 95 mm Ø 1,44;
167 10 91 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 95 mm Ø 1,89;
167 10 91 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 95 mm Ø 2,1;
167 10 91 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe O, 95 mm Ø 2,3;
167 10 92 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 95 mm Ø 1,44;
167 10 92 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 95 mm Ø 1,89;
167 10 92 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 95 mm Ø 2,1;
167 10 92 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe R, 95 mm Ø 2,3;
167 10 93 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 95 mm Ø 1,44;
167 10 93 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 95 mm Ø 1,89;
167 10 93 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 95 mm Ø 2,1;
167 10 93 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe S, 95 mm Ø 2,3;
167 10 94 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 95 mm Ø 1,44;
167 10 94 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 95 mm Ø 1,89;
167 10 94 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 95 mm Ø 2,1;
167 10 94 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe T, 95 mm Ø 2,3;
167 10 95 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 95 mm Ø 1,44;
167 10 95 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 95 mm Ø 1,89;
167 10 95 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 95 mm Ø 2,1;
167 10 95 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe U, 95 mm Ø 2,3;
167 10 96 06 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 95 mm Ø 1,44;
167 10 96 11 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 95 mm Ø 1,89;
167 10 96 14 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 95 mm Ø 2,1;
167 10 96 16 Fresa de Corte Lateral Encaixe X, 95 mm Ø 2,3;

3. Indicação de Uso/ Finalidade

As Ferramentas para Drill Curta foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com o Drill Setormed (objeto de outro registro) em procedimentos cirúrgicos de osteotomia mandibular e reconstrução buco maxilo facial e em procedimentos de craniotomia. As Ferramentas são utilizadas nos procedimentos onde são necessários perfurar, raspar e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento das Ferramentas para Drill Curta é baseado na rotação do eixo interno do DRILL acionado por ar comprimido/nitrogênio. O sistema é todo pneumático necessitando apenas de uma linha de ar comprimido ou nitrogênio. A pressão necessária vai da faixa de 85 a 120 Psi. Pela ação do ar/nitrogênio as Ferramentas para Drill Curta fixadas nas extremidades da DRILL girem livremente para realizar o procedimento cirúrgico.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire a embalagem selada;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra a embalagem e retire o produto;
- Encaixe a Ferramenta para Drill Curta no Drill Setormed;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável.
- O Fabricante recomenda uso único.

6. Composição

Constituída em aço inoxidável ASTM F899-XM16.

7. Esterilização

As Ferramentas para Drill Curta são fornecidas na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 3 anos

8. Condições de Armazenamento

- As Ferramentas para Drill Curta, antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que as Ferramentas para Drill Curta sejam armazenadas separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- As Ferramentas para Drill Curta devem ser armazenadas em local seco (umidade até 65%) e convém que não sejam expostas diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para toda Ferramentas para Drill Curta, em todas as áreas de estocagem;

- Parâmetros de temperatura e umidade para o armazenamento das Ferramentas para Drill Curta:
 - Temperatura entre 15°C e 40°C,
 - Umidade entre 10% a 65% UR sem condensação.

9. Condições de Transporte

- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;
- As Ferramentas para Drill Curta devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento das Ferramentas para Drill Curta e de sua embalagem;
- Parâmetros de temperatura e umidade para o transporte das Ferramentas para Drill Curta:
 - Temperatura entre 15°C e 40°C,
 - Umidade entre 10% a 65% UR sem condensação.

10. Condições de Manipulação

As Ferramentas para Drill Curta devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer Ferramenta para Drill Curta que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser descartado no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local).

O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente;
- Teste primeiramente a Ferramentas para Drill Curta fora do paciente;
- Não utilize a Ferramentas para Drill Curta que pareça danificada;
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da Ferramentas para Drill Curta;
- Não toque as Ferramentas para Drill Curta com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra ou dano da Ferramenta para Drill Curta;

- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta;
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis;
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes.

12. Precauções

- A Ferramenta para Drill Curta é embalada em embalagem não reutilizável, de forma que está estéril no momento de sua comercialização e que mantém esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se a Ferramenta para Drill Curta estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala;
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade da Ferramenta para Drill Curta é sempre do cirurgião que a utiliza;
- Descarte e não use a Ferramenta para Drill Curta fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade;
- Recomenda-se que as Ferramentas para Drill Curta sejam descartadas no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local). Para as Ferramentas para Drill Curta que forem removidas da embalagem e inseridas dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO
Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.
As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br .
Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.
As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA.
Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.
Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.
Informações do Fornecedor: SETORMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A. Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.
Instruções de Uso disponível em: www.setormed.com.br
Revisão: XXXX Data: XXX/XX/XX

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico não descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, descontaminado com lavagem simples e álcool 70°, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote

do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição com detalhes da não conformidade.

Para informações sobre envio, formulário com a devida queixa e autorização de recebimento, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail sac@setormed.com.br solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail sac@setormed.com.br para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz