

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: Cânulas

NOME COMERCIAL: Cânula Debridação para Shaver Setormed Curve BRD

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280054

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula Debridação para Shaver Setormed Curve BRD

Matéria Prima: Aço inoxidável ASTM F899XM-16; Aço Inoxidável ASTM F899; Liga de Alumínio Série 6000, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BRD é apresentada em embalagem contendo 1 cânula, composta por 01 lâmina interna e 01 lâmina externa, interconectadas com ponta de corte e um encaixe, acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão triplex.
Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m².

2. Modelos Comerciais

075	01	01	04	Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	01	01	05	Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	01	02	04	Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	01	02	05	Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	01	03	04	Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	01	03	05	Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	01	04	04	Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	01	04	05	Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	01	17	04	Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	01	17	05	Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	01	18	04	Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	01	18	05	Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	01	19	04	Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	01	19	05	Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	01	20	04	Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	01	20	05	Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	01	33	04	Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	01	33	05	Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	01	34	04	Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	01	34	05	Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	01	35	04	Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	01	35	05	Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	01	36	04	Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	01	36	05	Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	02	01	04	Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	02	01	05	Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	02	02	04	Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	02	02	05	Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	02	03	04	Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	02	03	05	Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	02	04	04	Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	02	04	05	Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm

075	02	17	04	Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	02	17	05	Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	02	18	04	Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	02	18	05	Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	02	19	04	Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	02	19	05	Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	02	20	04	Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	02	20	05	Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	02	33	04	Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	02	33	05	Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	02	34	04	Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	02	34	05	Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	02	35	04	Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	02	35	05	Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	02	36	04	Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	02	36	05	Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	03	01	04	Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	03	01	05	Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	03	02	04	Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	03	02	05	Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	03	03	04	Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	03	03	05	Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	03	04	04	Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	03	04	05	Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	03	17	04	Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	03	17	05	Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	03	18	04	Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	03	18	05	Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	03	19	04	Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	03	19	05	Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	03	20	04	Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	03	20	05	Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	03	33	04	Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	03	33	05	Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm

075	03	34	04	Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	03	34	05	Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	03	35	04	Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	03	35	05	Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	03	36	04	Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	03	36	05	Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	04	01	04	Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	04	01	05	Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	04	02	04	Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	04	02	05	Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	04	03	04	Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	04	03	05	Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	04	04	04	Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	04	04	05	Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	04	17	04	Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	04	17	05	Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	04	18	04	Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	04	18	05	Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	04	19	04	Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	04	19	05	Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	04	20	04	Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	04	20	05	Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	04	33	04	Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	04	33	05	Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	04	34	04	Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	04	34	05	Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	04	35	04	Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	04	35	05	Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	04	36	04	Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	04	36	05	Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	05	01	04	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	05	01	05	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	05	02	04	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	05	02	05	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm

075	05	03	04	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	05	03	05	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	05	04	04	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	05	04	05	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	05	05	04	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	05	05	05	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	05	06	04	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	05	06	05	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	05	07	04	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	05	07	05	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	05	08	04	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	05	08	05	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	05	09	04	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	05	09	05	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	05	10	04	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	05	10	05	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	05	11	04	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	05	11	05	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	05	12	04	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	05	12	05	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	05	13	04	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	05	13	05	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	05	14	04	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	05	14	05	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	05	15	04	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	05	15	05	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	05	16	04	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	05	16	05	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	05	17	04	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	05	17	05	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	05	18	04	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	05	18	05	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	05	19	04	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	05	19	05	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm

075	05	20	04	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	05	20	05	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	05	21	04	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	05	21	05	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	05	22	04	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	05	22	05	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	05	23	04	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	05	23	05	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	05	24	04	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	05	24	05	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	05	25	04	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	05	25	05	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	05	26	04	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	05	26	05	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	05	27	04	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	05	27	05	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	05	28	04	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	05	28	05	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	05	29	04	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	05	29	05	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	05	30	04	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	05	30	05	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	05	31	04	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	05	31	05	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	05	32	04	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	05	32	05	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	05	33	04	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	05	33	05	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	05	34	04	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	05	34	05	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	05	35	04	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	05	35	05	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	05	36	04	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	05	36	05	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm

075	05	37	04	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	05	37	05	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	05	38	04	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	05	38	05	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	05	39	04	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	05	39	05	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	05	40	04	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	05	40	05	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	05	41	04	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	05	41	05	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	05	42	04	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	05	42	05	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	05	43	04	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	05	43	05	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	05	44	04	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	05	44	05	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	05	45	04	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	05	45	05	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	05	46	04	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	05	46	05	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	05	47	04	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	05	47	05	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	05	48	04	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	05	48	05	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	06	01	04	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	06	01	05	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	06	02	04	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	06	02	05	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	06	03	04	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	06	03	05	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	06	04	04	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	06	04	05	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	06	05	04	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	06	05	05	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm

075	06	06	04	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	06	06	05	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	06	07	04	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	06	07	05	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	06	08	04	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	06	08	05	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	06	09	04	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	06	09	05	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	06	10	04	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	06	10	05	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	06	11	04	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	06	11	05	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	06	12	04	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	06	12	05	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	06	13	04	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	06	13	05	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	06	14	04	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	06	14	05	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	06	15	04	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	06	15	05	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	06	16	04	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	06	16	05	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	06	17	04	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	06	17	05	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	06	18	04	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	06	18	05	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	06	19	04	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	06	19	05	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	06	20	04	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	06	20	05	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	06	21	04	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	06	21	05	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	06	22	04	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	06	22	05	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm

075	06	23	04	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	06	23	05	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	06	24	04	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	06	24	05	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	06	25	04	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	06	25	05	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	06	26	04	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	06	26	05	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	06	27	04	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	06	27	05	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	06	28	04	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	06	28	05	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	06	29	04	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	06	29	05	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	06	30	04	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	06	30	05	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	06	31	04	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	06	31	05	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	06	32	04	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	06	32	05	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	06	33	04	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	06	33	05	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	06	34	04	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	06	34	05	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	06	35	04	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	06	35	05	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	06	36	04	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	06	36	05	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	06	37	04	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	06	37	05	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	06	38	04	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	06	38	05	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	06	39	04	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	06	39	05	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm

075	06	40	04	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	06	40	05	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	06	41	04	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	06	41	05	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	06	42	04	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	06	42	05	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	06	43	04	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	06	43	05	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	06	44	04	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	06	44	05	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	06	45	04	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	06	45	05	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	06	46	04	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	06	46	05	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	06	47	04	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	06	47	05	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	06	48	04	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	06	48	05	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	07	01	04	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	07	01	05	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	07	02	04	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	07	02	05	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	07	03	04	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	07	03	05	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	07	04	04	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	07	04	05	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	07	05	04	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	07	05	05	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	07	06	04	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	07	06	05	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	07	07	04	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	07	07	05	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	07	08	04	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	07	08	05	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm

075	07	09	04	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	07	09	05	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	07	10	04	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	07	10	05	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	07	11	04	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	07	11	05	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	07	12	04	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	07	12	05	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	07	13	04	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	07	13	05	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	07	14	04	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	07	14	05	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	07	15	04	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	07	15	05	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	07	16	04	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	07	16	05	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	07	17	04	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	07	17	05	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	07	18	04	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	07	18	05	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	07	19	04	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	07	19	05	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	07	20	04	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	07	20	05	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	07	21	04	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	07	21	05	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	07	22	04	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	07	22	05	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	07	23	04	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	07	23	05	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	07	24	04	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	07	24	05	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	07	25	04	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	07	25	05	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm

075	07	26	04	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	07	26	05	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	07	27	04	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	07	27	05	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	07	28	04	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	07	28	05	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	07	29	04	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	07	29	05	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	07	30	04	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	07	30	05	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	07	31	04	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	07	31	05	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	07	32	04	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	07	32	05	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	07	33	04	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	07	33	05	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	07	34	04	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	07	34	05	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	07	35	04	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	07	35	05	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	07	36	04	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	07	36	05	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	07	37	04	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	07	37	05	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	07	38	04	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	07	38	05	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	07	39	04	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	07	39	05	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	07	40	04	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	07	40	05	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	07	41	04	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	07	41	05	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	07	42	04	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	07	42	05	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm

075	07	43	04	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	07	43	05	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	07	44	04	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	07	44	05	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	07	45	04	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	07	45	05	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	07	46	04	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	07	46	05	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	07	47	04	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	07	47	05	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	07	48	04	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	07	48	05	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	08	01	04	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	08	01	05	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	08	02	04	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	08	02	05	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	08	03	04	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	08	03	05	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	08	04	04	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	08	04	05	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	08	05	04	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	08	05	05	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	08	06	04	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	08	06	05	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	08	07	04	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	08	07	05	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	08	08	04	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	08	08	05	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	08	09	04	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	08	09	05	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	08	10	04	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	08	10	05	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	08	11	04	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	08	11	05	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm

075	08	12	04	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	08	12	05	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	08	13	04	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	08	13	05	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	08	14	04	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	08	14	05	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	08	15	04	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	08	15	05	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	08	16	04	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	08	16	05	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	08	17	04	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	08	17	05	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	08	18	04	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	08	18	05	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	08	19	04	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	08	19	05	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	08	20	04	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	08	20	05	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	08	21	04	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	08	21	05	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	08	22	04	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	08	22	05	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	08	23	04	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	08	23	05	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	08	24	04	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	08	24	05	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	08	25	04	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	08	25	05	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	08	26	04	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	08	26	05	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	08	27	04	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	08	27	05	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	08	28	04	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	08	28	05	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm

075	08	29	04	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	08	29	05	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	08	30	04	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	08	30	05	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	08	31	04	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	08	31	05	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	08	32	04	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	08	32	05	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	08	33	04	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	08	33	05	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	08	34	04	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	08	34	05	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	08	35	04	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	08	35	05	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	08	36	04	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	08	36	05	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	08	37	04	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	08	37	05	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	08	38	04	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	08	38	05	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	08	39	04	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	08	39	05	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	08	40	04	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	08	40	05	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	08	41	04	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	08	41	05	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	08	42	04	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	08	42	05	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	08	43	04	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	08	43	05	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	08	44	04	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	08	44	05	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	08	45	04	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	08	45	05	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm

075	08	46	04	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	08	46	05	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	08	47	04	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	08	47	05	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	08	48	04	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	08	48	05	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	09	01	04	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	09	01	05	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	09	02	04	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	09	02	05	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	09	03	04	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	09	03	05	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	09	04	04	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	09	04	05	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	09	05	04	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	09	05	05	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	09	06	04	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	09	06	05	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	09	07	04	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	09	07	05	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	09	08	04	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	09	08	05	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	09	09	04	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	09	09	05	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	09	10	04	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	09	10	05	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	09	11	04	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	09	11	05	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	09	12	04	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	09	12	05	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	09	13	04	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	09	13	05	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	09	14	04	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	09	14	05	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm

075	09	15	04	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	09	15	05	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	09	16	04	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	09	16	05	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	09	17	04	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	09	17	05	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	09	18	04	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	09	18	05	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	09	19	04	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	09	19	05	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	09	20	04	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	09	20	05	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	09	21	04	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	09	21	05	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	09	22	04	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	09	22	05	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	09	23	04	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	09	23	05	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	09	24	04	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	09	24	05	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	09	25	04	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	09	25	05	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	09	26	04	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	09	26	05	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	09	27	04	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	09	27	05	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	09	28	04	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	09	28	05	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	09	29	04	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	09	29	05	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	09	30	04	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	09	30	05	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	09	31	04	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	09	31	05	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm

075	09	32	04	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	09	32	05	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	09	33	04	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	09	33	05	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	09	34	04	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	09	34	05	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	09	35	04	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	09	35	05	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	09	36	04	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	09	36	05	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	09	37	04	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	09	37	05	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	09	38	04	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	09	38	05	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	09	39	04	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	09	39	05	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	09	40	04	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	09	40	05	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	09	41	04	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	09	41	05	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	09	42	04	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	09	42	05	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	09	43	04	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	09	43	05	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	09	44	04	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	09	44	05	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	09	45	04	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	09	45	05	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	09	46	04	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	09	46	05	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	09	47	04	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	09	47	05	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	09	48	04	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	09	48	05	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm

075	10	01	04	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	10	01	05	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	10	02	04	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	10	02	05	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	10	03	04	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	10	03	05	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	10	04	04	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	10	04	05	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	10	05	04	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	10	05	05	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	10	06	04	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	10	06	05	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	10	07	04	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	10	07	05	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	10	08	04	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	10	08	05	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	10	09	04	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	10	09	05	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	10	10	04	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	10	10	05	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	10	11	04	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	10	11	05	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	10	12	04	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	10	12	05	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	10	13	04	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	10	13	05	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	10	14	04	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	10	14	05	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	10	15	04	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	10	15	05	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	10	16	04	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	10	16	05	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	10	17	04	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	10	17	05	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm

075	10	18	04	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	10	18	05	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	10	19	04	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	10	19	05	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	10	20	04	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	10	20	05	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	10	21	04	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	10	21	05	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	10	22	04	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	10	22	05	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	10	23	04	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	10	23	05	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	10	24	04	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	10	24	05	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	10	25	04	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	10	25	05	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	10	26	04	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	10	26	05	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	10	27	04	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	10	27	05	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	10	28	04	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	10	28	05	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	10	29	04	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	10	29	05	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	10	30	04	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	10	30	05	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	10	31	04	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	10	31	05	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	10	32	04	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	10	32	05	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	10	33	04	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	10	33	05	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	10	34	04	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	10	34	05	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm

075	10	35	04	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	10	35	05	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	10	36	04	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	10	36	05	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	10	37	04	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	10	37	05	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	10	38	04	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	10	38	05	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	10	39	04	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	10	39	05	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	10	40	04	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	10	40	05	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	10	41	04	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	10	41	05	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	10	42	04	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	10	42	05	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	10	43	04	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	10	43	05	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	10	44	04	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	10	44	05	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	10	45	04	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	10	45	05	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	10	46	04	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	10	46	05	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	10	47	04	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	10	47	05	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	10	48	04	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	10	48	05	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	11	01	04	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	11	01	05	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	11	02	04	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	11	02	05	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	11	03	04	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	11	03	05	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm

075	11	04	04	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	11	04	05	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	11	05	04	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	11	05	05	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	11	06	04	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	11	06	05	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	11	07	04	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	11	07	05	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	11	08	04	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	11	08	05	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	11	09	04	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	11	09	05	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	11	10	04	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	11	10	05	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	11	11	04	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	11	11	05	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	11	12	04	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	11	12	05	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	11	13	04	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	11	13	05	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	11	14	04	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	11	14	05	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	11	15	04	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	11	15	05	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	11	16	04	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	11	16	05	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	11	17	04	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	11	17	05	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	11	18	04	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	11	18	05	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	11	19	04	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	11	19	05	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	11	20	04	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	11	20	05	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm

075	11	21	04	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	11	21	05	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	11	22	04	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	11	22	05	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	11	23	04	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	11	23	05	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	11	24	04	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	11	24	05	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	11	25	04	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	11	25	05	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	11	26	04	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	11	26	05	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	11	27	04	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	11	27	05	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	11	28	04	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	11	28	05	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	11	29	04	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	11	29	05	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	11	30	04	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	11	30	05	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	11	31	04	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	11	31	05	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	11	32	04	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	11	32	05	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	11	33	04	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	11	33	05	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	11	34	04	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	11	34	05	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	11	35	04	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	11	35	05	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	11	36	04	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	11	36	05	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	11	37	04	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	11	37	05	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm

075	11	38	04	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	11	38	05	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	11	39	04	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	11	39	05	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	11	40	04	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	11	40	05	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	11	41	04	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	11	41	05	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	11	42	04	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	11	42	05	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	11	43	04	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	11	43	05	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	11	44	04	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	11	44	05	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	11	45	04	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	11	45	05	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	11	46	04	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	11	46	05	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	11	47	04	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	11	47	05	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	11	48	04	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	11	48	05	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	12	01	04	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	12	01	05	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	12	02	04	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	12	02	05	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	12	03	04	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	12	03	05	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	12	04	04	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	12	04	05	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	12	05	04	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	12	05	05	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	12	06	04	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	12	06	05	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm

075	12	07	04	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	12	07	05	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	12	08	04	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	12	08	05	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	12	09	04	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	12	09	05	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	12	10	04	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	12	10	05	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	12	11	04	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	12	11	05	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	12	12	04	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	12	12	05	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	12	13	04	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	12	13	05	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	12	14	04	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	12	14	05	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	12	15	04	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	12	15	05	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	12	16	04	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	12	16	05	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	12	17	04	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	12	17	05	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	12	18	04	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	12	18	05	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	12	19	04	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	12	19	05	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	12	20	04	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	12	20	05	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	12	21	04	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	12	21	05	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	12	22	04	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	12	22	05	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	12	23	04	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	12	23	05	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm

075	12	24	04	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	12	24	05	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	12	25	04	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	12	25	05	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	12	26	04	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	12	26	05	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	12	27	04	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	12	27	05	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	12	28	04	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	12	28	05	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	12	29	04	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	12	29	05	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	12	30	04	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	12	30	05	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	12	31	04	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	12	31	05	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	12	32	04	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	12	32	05	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	12	33	04	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	12	33	05	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	12	34	04	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	12	34	05	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	12	35	04	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	12	35	05	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	12	36	04	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	12	36	05	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	12	37	04	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	12	37	05	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	12	38	04	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	12	38	05	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	12	39	04	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	12	39	05	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	12	40	04	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	12	40	05	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm

075	12	41	04	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	12	41	05	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	12	42	04	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	12	42	05	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	12	43	04	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	12	43	05	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	12	44	04	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	12	44	05	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	12	45	04	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	12	45	05	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	12	46	04	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	12	46	05	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	12	47	04	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	12	47	05	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	12	48	04	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	12	48	05	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	13	01	04	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	13	01	05	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	13	02	04	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	13	02	05	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	13	03	04	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	13	03	05	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	13	04	04	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	13	04	05	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	13	05	04	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	13	05	05	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	13	06	04	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	13	06	05	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	13	07	04	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	13	07	05	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	13	08	04	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	13	08	05	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	13	09	04	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	13	09	05	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm

075	13	10	04	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	13	10	05	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	13	11	04	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	13	11	05	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	13	12	04	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	13	12	05	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	13	13	04	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	13	13	05	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	13	14	04	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	13	14	05	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	13	15	04	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	13	15	05	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	13	16	04	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	13	16	05	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	13	17	04	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	13	17	05	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	13	18	04	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	13	18	05	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	13	19	04	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	13	19	05	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	13	20	04	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	13	20	05	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	13	21	04	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	13	21	05	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	13	22	04	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	13	22	05	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	13	23	04	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	13	23	05	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	13	24	04	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	13	24	05	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	13	25	04	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	13	25	05	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	13	26	04	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	13	26	05	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm

075	13	27	04	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	13	27	05	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	13	28	04	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	13	28	05	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	13	29	04	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	13	29	05	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	13	30	04	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	13	30	05	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	13	31	04	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	13	31	05	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	13	32	04	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	13	32	05	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	13	33	04	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	13	33	05	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	13	34	04	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	13	34	05	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	13	35	04	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	13	35	05	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	13	36	04	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	13	36	05	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	13	37	04	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	13	37	05	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	13	38	04	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	13	38	05	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	13	39	04	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	13	39	05	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	13	40	04	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	13	40	05	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	13	41	04	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	13	41	05	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	13	42	04	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	13	42	05	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	13	43	04	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	13	43	05	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm

075	13	44	04	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	13	44	05	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	13	45	04	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	13	45	05	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	13	46	04	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	13	46	05	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	13	47	04	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	13	47	05	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	13	48	04	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	13	48	05	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	14	01	04	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	14	01	05	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	14	02	04	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	14	02	05	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	14	03	04	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	14	03	05	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	14	04	04	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	14	04	05	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	14	05	04	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	14	05	05	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	14	06	04	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	14	06	05	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	14	07	04	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	14	07	05	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	14	08	04	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	14	08	05	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	14	09	04	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	14	09	05	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	14	10	04	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	14	10	05	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	14	11	04	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	14	11	05	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	14	12	04	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	14	12	05	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm

075	14	13	04	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	14	13	05	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	14	14	04	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	14	14	05	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	14	15	04	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	14	15	05	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	14	16	04	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	14	16	05	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	14	17	04	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	14	17	05	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	14	18	04	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	14	18	05	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	14	19	04	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	14	19	05	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	14	20	04	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	14	20	05	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	14	21	04	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	14	21	05	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	14	22	04	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	14	22	05	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	14	23	04	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	14	23	05	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	14	24	04	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	14	24	05	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	14	25	04	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	14	25	05	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	14	26	04	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	14	26	05	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	14	27	04	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	14	27	05	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	14	28	04	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	14	28	05	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	14	29	04	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	14	29	05	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm

075	14	30	04	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	14	30	05	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	14	31	04	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	14	31	05	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	14	32	04	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	14	32	05	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	14	33	04	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	14	33	05	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	14	34	04	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	14	34	05	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	14	35	04	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	14	35	05	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	14	36	04	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	14	36	05	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	14	37	04	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	14	37	05	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	14	38	04	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	14	38	05	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	14	39	04	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	14	39	05	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	14	40	04	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	14	40	05	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	14	41	04	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	14	41	05	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	14	42	04	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	14	42	05	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	14	43	04	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	14	43	05	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	14	44	04	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	14	44	05	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	14	45	04	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	14	45	05	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	14	46	04	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	14	46	05	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm

075	14	47	04	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	14	47	05	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	14	48	04	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	14	48	05	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	15	01	04	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	15	01	05	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	15	02	04	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	15	02	05	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	15	03	04	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	15	03	05	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	15	04	04	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	15	04	05	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	15	05	04	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	15	05	05	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	15	06	04	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	15	06	05	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	15	07	04	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	15	07	05	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	15	08	04	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	15	08	05	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	15	09	04	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	15	09	05	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	15	10	04	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	15	10	05	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	15	11	04	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	15	11	05	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	15	12	04	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	15	12	05	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	15	13	04	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	15	13	05	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	15	14	04	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	15	14	05	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	15	15	04	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	15	15	05	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm

075	15	16	04	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	15	16	05	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	15	17	04	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	15	17	05	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	15	18	04	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	15	18	05	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	15	19	04	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	15	19	05	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	15	20	04	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	15	20	05	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	15	21	04	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	15	21	05	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	15	22	04	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	15	22	05	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	15	23	04	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	15	23	05	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	15	24	04	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	15	24	05	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	15	25	04	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	15	25	05	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	15	26	04	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	15	26	05	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	15	27	04	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	15	27	05	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	15	28	04	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	15	28	05	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	15	29	04	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	15	29	05	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	15	30	04	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	15	30	05	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	15	31	04	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	15	31	05	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	15	32	04	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	15	32	05	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm

075	15	33	04	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	15	33	05	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	15	34	04	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	15	34	05	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	15	35	04	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	15	35	05	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	15	36	04	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	15	36	05	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	15	37	04	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	15	37	05	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	15	38	04	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	15	38	05	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	15	39	04	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	15	39	05	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	15	40	04	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	15	40	05	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	15	41	04	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	15	41	05	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	15	42	04	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	15	42	05	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	15	43	04	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	15	43	05	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	15	44	04	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	15	44	05	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	15	45	04	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	15	45	05	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	15	46	04	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	15	46	05	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	15	47	04	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	15	47	05	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	15	48	04	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	15	48	05	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	16	01	04	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	16	01	05	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm

075	16	02	04	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	16	02	05	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	16	03	04	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	16	03	05	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	16	04	04	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	16	04	05	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	16	05	04	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	16	05	05	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	16	06	04	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	16	06	05	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	16	07	04	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	16	07	05	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	16	08	04	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	16	08	05	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	16	09	04	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	16	09	05	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	16	10	04	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	16	10	05	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	16	11	04	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	16	11	05	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	16	12	04	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	16	12	05	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	16	13	04	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	16	13	05	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	16	14	04	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	16	14	05	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	16	15	04	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	16	15	05	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	16	16	04	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	16	16	05	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	16	17	04	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	16	17	05	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	16	18	04	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	16	18	05	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm

075	16	19	04	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	16	19	05	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	16	20	04	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	16	20	05	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	16	21	04	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	16	21	05	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	16	22	04	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	16	22	05	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	16	23	04	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	16	23	05	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	16	24	04	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	16	24	05	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	16	25	04	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	16	25	05	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	16	26	04	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	16	26	05	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	16	27	04	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	16	27	05	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	16	28	04	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	16	28	05	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	16	29	04	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	16	29	05	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	16	30	04	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	16	30	05	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	16	31	04	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	16	31	05	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	16	32	04	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	16	32	05	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	16	33	04	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	16	33	05	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	16	34	04	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	16	34	05	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	16	35	04	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	16	35	05	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm

075	16	36	04	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	16	36	05	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	16	37	04	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	16	37	05	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	16	38	04	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	16	38	05	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	16	39	04	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	16	39	05	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	16	40	04	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	16	40	05	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	16	41	04	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	16	41	05	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	16	42	04	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	16	42	05	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	16	43	04	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	16	43	05	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	16	44	04	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	16	44	05	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	16	45	04	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	16	45	05	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	16	46	04	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	16	46	05	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	16	47	04	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	16	47	05	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	16	48	04	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	16	48	05	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	17	01	04	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	17	01	05	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	17	02	04	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	17	02	05	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	17	03	04	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	17	03	05	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	17	04	04	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	17	04	05	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm

075	17	05	04	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	17	05	05	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	17	06	04	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	17	06	05	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	17	07	04	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	17	07	05	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	17	08	04	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	17	08	05	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	17	09	04	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	17	09	05	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	17	10	04	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	17	10	05	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	17	11	04	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	17	11	05	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	17	12	04	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	17	12	05	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	17	13	04	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	17	13	05	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	17	14	04	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	17	14	05	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	17	15	04	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	17	15	05	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	17	16	04	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	17	16	05	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	17	17	04	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	17	17	05	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	17	18	04	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	17	18	05	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	17	19	04	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	17	19	05	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	17	20	04	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	17	20	05	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	17	21	04	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	17	21	05	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm

075	17	22	04	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	17	22	05	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	17	23	04	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	17	23	05	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	17	24	04	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	17	24	05	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	17	25	04	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	17	25	05	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	17	26	04	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	17	26	05	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	17	27	04	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	17	27	05	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	17	28	04	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	17	28	05	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	17	29	04	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	17	29	05	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	17	30	04	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	17	30	05	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	17	31	04	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	17	31	05	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	17	32	04	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	17	32	05	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	17	33	04	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	17	33	05	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	17	34	04	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	17	34	05	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	17	35	04	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm
075	17	35	05	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm
075	17	36	04	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm
075	17	36	05	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm
075	17	37	04	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	17	37	05	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	17	38	04	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	17	38	05	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø5,0mm

075	17	39	04	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø4,0mm
075	17	39	05	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø5,0mm
075	17	40	04	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø4,0mm
075	17	40	05	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø5,0mm
075	17	41	04	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	17	41	05	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	17	42	04	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	17	42	05	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	17	43	04	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø4,0mm
075	17	43	05	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø5,0mm
075	17	44	04	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø4,0mm
075	17	44	05	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø5,0mm
075	17	45	04	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø4,0mm
075	17	45	05	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	17	46	04	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	17	46	05	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø5,0mm
075	17	47	04	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø4,0mm
75	17	47	05	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø5,0mm
075	17	48	04	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø4,0mm
075	17	48	05	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø5,0mm

3. Indicação de Uso/ Finalidade

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BRD é indicada para procedimentos de Bucomaxilo e Otorrinolaringologia com função de perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilaginosos.

Esse produto é destinado para cirurgões que estejam familiarizados com a técnica.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento da Cântula Debridação para Shaver Setormed Curve BRD é o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cântula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique a integridade da embalagem e o prazo de validade da esterilização;

- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cânula à peça de mão e está ao Shaver, que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a cânula.
- O Fabricante recomenda uso único.

6. Composição

Ponta da CÂNULA (interna e externa) - Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;

Corpo da CÂNULA (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;

Traseira de conexão composta pelas seguintes matérias primas: Liga de Alumínio Série 6000, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

7. Esterilização

A Cânula Debridação para Shaver Setormed Curve BRD é fornecida na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 3 anos

8. Condições de Armazenamento

- Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária.
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.
- Condições de estocagem: A CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BRD deve ser armazenada em local seco (umidade até 65%) e convém que não seja exposta diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

9. Condições de Transporte

- Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem;
- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;

- Não empilhar as caixas.

10. Condições de Manipulação

- Este produto é de uso único;
- O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

Advertências Gerais:

- Antes de utilizar a CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BRD certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas na instrução de uso.
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia.
- O uso correto da CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BRD é extremamente importante para o sucesso na utilização.

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso:

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize a CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BRD e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto.

Identificação da possibilidade de reestilização: Este produto é de uso único!

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios.
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

- Os dispositivos de uso único são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora, que garante a esterilidade, seja violada ou aberta.
- Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade.
- Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento.
- Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.

As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br.

Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.

As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA.

Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.

Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.

Informações do Fornecedor:
SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A.
Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410
Telefone: (16) 3416-5398
Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.

Instruções de Uso disponível em:
www.setormed.com.br

Revisão: XXXX
Data: XXXX/XX

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail sac@setormed.com.br solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail sac@setormed.com.br para notificações referentes ao produto.



Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz