

# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME TÉCNICO: CÂNULA**

**NOME COMERCIAL: CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BR**

**Fabricante:**

**SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.**

**CNPJ: 13.533.397/0001-29**

**RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.**

**CEP: 13570-410**

**Responsável Técnico:**

**Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279**

**REGISTRO ANVISA Nº 80777280055**

**PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)**

## Instrução de Uso

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** CÂNULA

**Nome Comercial:** CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BR

**Matéria Prima:** Aço inoxidável ASTM F899XM-16; Aço Inoxidável ASTM F899; Liga de Alumínio Série 6000, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

### Produto Estéril

**Método de Esterilização:** Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

### 1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BR é apresentada em embalagem contendo 1 cânula, composta por 01 lâmina interna e 01 lâmina externa, interconectadas com ponta de corte BR (broca redonda) e um encaixe, acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão triplex.

Filme poliolefinico para proteção de 19 g/m<sup>2</sup>.

## 2. Modelos Comerciais

074	01	01	03	Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	01	02	03	Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	01	03	03	Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	01	04	03	Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	01	17	03	Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	01	18	03	Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	01	19	03	Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	01	20	03	Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	01	33	03	Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	01	34	03	Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	01	35	03	Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	01	36	03	Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	02	01	03	Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	02	02	03	Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	02	03	03	Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	02	04	03	Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	02	17	03	Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	02	18	03	Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	02	19	03	Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	02	20	03	Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	02	33	03	Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	02	34	03	Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	02	35	03	Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	02	36	03	Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	03	01	03	Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	03	02	03	Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	03	03	03	Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	03	04	03	Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	03	17	03	Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	03	18	03	Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	03	19	03	Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	03	20	03	Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	03	33	03	Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	03	34	03	Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	03	35	03	Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074	03	36	03	Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	04	01	03	Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	04	02	03	Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	04	03	03	Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	04	04	03	Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	04	17	03	Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	04	18	03	Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	04	19	03	Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	04	20	03	Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	04	33	03	Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	04	34	03	Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	04	35	03	Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	04	36	03	Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	05	01	03	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	05	02	03	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	05	03	03	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	05	04	03	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	05	05	03	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	05	06	03	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	05	07	03	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	05	08	03	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	05	09	03	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	05	10	03	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	05	11	03	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	05	12	03	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	05	13	03	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	05	14	03	Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	05	15	03	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	05	16	03	Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	05	17	03	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	05	18	03	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	05	19	03	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	05	20	03	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	05	21	03	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	05	22	03	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	05	23	03	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;

074	05 24	03	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	05 25	03	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	05 26	03	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	05 27	03	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	05 28	03	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	05 29	03	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	05 30	03	Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	05 31	03	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	05 32	03	Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	05 33	03	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	05 34	03	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	05 35	03	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	05 36	03	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	05 37	03	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	05 38	03	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	05 39	03	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	05 40	03	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	05 41	03	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	05 42	03	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	05 43	03	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	05 44	03	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	05 45	03	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	05 46	03	Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	05 47	03	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	05 48	03	Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	06 01	03	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	06 02	03	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	06 03	03	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	06 04	03	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	06 05	03	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	06 06	03	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	06 07	03	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	06 08	03	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	06 09	03	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	06 10	03	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	06 11	03	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;

074	06 12	03	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	06 13	03	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	06 14	03	Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	06 15	03	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	06 16	03	Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	06 17	03	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	06 18	03	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	06 19	03	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	06 20	03	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	06 21	03	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	06 22	03	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	06 23	03	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	06 24	03	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	06 25	03	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	06 26	03	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	06 27	03	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	06 28	03	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	06 29	03	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	06 30	03	Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	06 31	03	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	06 32	03	Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	06 33	03	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	06 34	03	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	06 35	03	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	06 36	03	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	06 37	03	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	06 38	03	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	06 39	03	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	06 40	03	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	06 41	03	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	06 42	03	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	06 43	03	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	06 44	03	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	06 45	03	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	06 46	03	Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	06 47	03	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;

074	06 48	03	Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	07 01	03	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	07 02	03	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	07 03	03	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	07 04	03	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	07 05	03	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	07 06	03	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	07 07	03	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	07 08	03	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	07 09	03	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	07 10	03	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	07 11	03	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	07 12	03	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	07 13	03	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	07 14	03	Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	07 15	03	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	07 16	03	Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	07 17	03	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	07 18	03	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	07 19	03	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	07 20	03	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	07 21	03	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	07 22	03	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	07 23	03	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	07 24	03	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	07 25	03	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	07 26	03	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	07 27	03	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	07 28	03	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	07 29	03	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	07 30	03	Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	07 31	03	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	07 32	03	Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	07 33	03	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	07 34	03	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	07 35	03	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074	07	36	03	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	07	37	03	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	07	38	03	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	07	39	03	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	07	40	03	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	07	41	03	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	07	42	03	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	07	43	03	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	07	44	03	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	07	45	03	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	07	46	03	Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	07	47	03	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	07	48	03	Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	08	01	03	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	08	02	03	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	08	03	03	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	08	04	03	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	08	05	03	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	08	06	03	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	08	07	03	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	08	08	03	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	08	09	03	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	08	10	03	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	08	11	03	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	08	12	03	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	08	13	03	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	08	14	03	Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	08	15	03	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	08	16	03	Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	08	17	03	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	08	18	03	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	08	19	03	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	08	20	03	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	08	21	03	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	08	22	03	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	08	23	03	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;



074	08 24	03	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	08 25	03	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	08 26	03	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	08 27	03	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	08 28	03	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	08 29	03	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	08 30	03	Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	08 31	03	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	08 32	03	Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	08 33	03	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	08 34	03	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	08 35	03	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	08 36	03	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	08 37	03	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	08 38	03	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	08 39	03	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	08 40	03	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	08 41	03	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	08 42	03	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	08 43	03	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	08 44	03	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	08 45	03	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	08 46	03	Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	08 47	03	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	08 48	03	Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	09 01	03	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	09 02	03	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	09 03	03	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	09 04	03	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	09 05	03	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	09 06	03	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	09 07	03	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	09 08	03	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	09 09	03	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	09 10	03	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	09 11	03	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;

074	09 12	03	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	09 13	03	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	09 14	03	Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	09 15	03	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	09 16	03	Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	09 17	03	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	09 18	03	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	09 19	03	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	09 20	03	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	09 21	03	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	09 22	03	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	09 23	03	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	09 24	03	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	09 25	03	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	09 26	03	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	09 27	03	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	09 28	03	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	09 29	03	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	09 30	03	Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	09 31	03	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	09 32	03	Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	09 33	03	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	09 34	03	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	09 35	03	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	09 36	03	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	09 37	03	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	09 38	03	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	09 39	03	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	09 40	03	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	09 41	03	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	09 42	03	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	09 43	03	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	09 44	03	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	09 45	03	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	09 46	03	Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	09 47	03	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;

074	09	48	03	Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	10	01	03	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	10	02	03	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	10	03	03	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	10	04	03	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	10	05	03	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	10	06	03	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	10	07	03	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	10	08	03	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	10	09	03	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	10	10	03	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	10	11	03	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	10	12	03	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	10	13	03	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	10	14	03	Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	10	15	03	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	10	16	03	Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	10	17	03	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	10	18	03	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	10	19	03	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	10	20	03	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	10	21	03	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	10	22	03	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	10	23	03	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	10	24	03	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	10	25	03	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	10	26	03	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	10	27	03	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	10	28	03	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	10	29	03	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	10	30	03	Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	10	31	03	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	10	32	03	Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	10	33	03	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	10	34	03	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	10	35	03	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074	10	36	03	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	10	37	03	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	10	38	03	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	10	39	03	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	10	40	03	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	10	41	03	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	10	42	03	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	10	43	03	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	10	44	03	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	10	45	03	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	10	46	03	Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	10	47	03	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	10	48	03	Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	11	01	03	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	11	02	03	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	11	03	03	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	11	04	03	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	11	05	03	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	11	06	03	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	11	07	03	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	11	08	03	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	11	09	03	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	11	10	03	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	11	11	03	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	11	12	03	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	11	13	03	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	11	14	03	Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	11	15	03	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	11	16	03	Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	11	17	03	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	11	18	03	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	11	19	03	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	11	20	03	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	11	21	03	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	11	22	03	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	11	23	03	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;

074	11	24	03	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	11	25	03	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	11	26	03	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	11	27	03	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	11	28	03	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	11	29	03	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	11	30	03	Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	11	31	03	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	11	32	03	Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	11	33	03	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	11	34	03	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	11	35	03	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	11	36	03	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	11	37	03	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	11	38	03	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	11	39	03	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	11	40	03	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	11	41	03	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	11	42	03	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	11	43	03	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	11	44	03	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	11	45	03	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	11	46	03	Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	11	47	03	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	11	48	03	Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	12	01	03	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	12	02	03	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	12	03	03	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	12	04	03	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	12	05	03	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	12	06	03	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	12	07	03	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	12	08	03	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	12	09	03	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	12	10	03	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	12	11	03	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;

074	12	12	03	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	12	13	03	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	12	14	03	Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	12	15	03	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	12	16	03	Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	12	17	03	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	12	18	03	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	12	19	03	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	12	20	03	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	12	21	03	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	12	22	03	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	12	23	03	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	12	24	03	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	12	25	03	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	12	26	03	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	12	27	03	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	12	28	03	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	12	29	03	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	12	30	03	Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	12	31	03	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	12	32	03	Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	12	33	03	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	12	34	03	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	12	35	03	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	12	36	03	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	12	37	03	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	12	38	03	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	12	39	03	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	12	40	03	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	12	41	03	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	12	42	03	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	12	43	03	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	12	44	03	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	12	45	03	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	12	46	03	Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	12	47	03	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;

074	12	48	03	Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	13	01	03	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	13	02	03	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	13	03	03	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	13	04	03	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	13	05	03	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	13	06	03	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	13	07	03	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	13	08	03	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	13	09	03	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	13	10	03	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	13	11	03	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	13	12	03	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	13	13	03	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	13	14	03	Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	13	15	03	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	13	16	03	Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	13	17	03	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	13	18	03	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	13	19	03	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	13	20	03	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	13	21	03	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	13	22	03	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	13	23	03	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	13	24	03	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	13	25	03	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	13	26	03	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	13	27	03	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	13	28	03	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	13	29	03	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	13	30	03	Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	13	31	03	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	13	32	03	Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	13	33	03	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	13	34	03	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	13	35	03	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074	13	36	03	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	13	37	03	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	13	38	03	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	13	39	03	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	13	40	03	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	13	41	03	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	13	42	03	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	13	43	03	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	13	44	03	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	13	45	03	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	13	46	03	Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	13	47	03	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	13	48	03	Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	14	01	03	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	14	02	03	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	14	03	03	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	14	04	03	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	14	05	03	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	14	06	03	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	14	07	03	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	14	08	03	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	14	09	03	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	14	10	03	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	14	11	03	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	14	12	03	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	14	13	03	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	14	14	03	Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	14	15	03	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	14	16	03	Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	14	17	03	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	14	18	03	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	14	19	03	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	14	20	03	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	14	21	03	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	14	22	03	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	14	23	03	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;



074	14	24	03	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	14	25	03	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	14	26	03	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	14	27	03	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	14	28	03	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	14	29	03	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	14	30	03	Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	14	31	03	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	14	32	03	Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	14	33	03	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	14	34	03	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	14	35	03	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	14	36	03	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	14	37	03	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	14	38	03	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	14	39	03	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	14	40	03	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	14	41	03	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	14	42	03	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	14	43	03	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	14	44	03	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	14	45	03	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	14	46	03	Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	14	47	03	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	14	48	03	Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	15	01	03	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	15	02	03	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	15	03	03	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	15	04	03	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	15	05	03	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	15	06	03	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	15	07	03	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	15	08	03	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	15	09	03	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	15	10	03	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	15	11	03	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;

074	15	12	03	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	15	13	03	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	15	14	03	Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	15	15	03	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	15	16	03	Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	15	17	03	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	15	18	03	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	15	19	03	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	15	20	03	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	15	21	03	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	15	22	03	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	15	23	03	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	15	24	03	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	15	25	03	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	15	26	03	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	15	27	03	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	15	28	03	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	15	29	03	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	15	30	03	Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	15	31	03	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	15	32	03	Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	15	33	03	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	15	34	03	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	15	35	03	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	15	36	03	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	15	37	03	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	15	38	03	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	15	39	03	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	15	40	03	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	15	41	03	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	15	42	03	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	15	43	03	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	15	44	03	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	15	45	03	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	15	46	03	Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	15	47	03	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;

074	15	48	03	Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	16	01	03	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	16	02	03	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	16	03	03	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	16	04	03	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	16	05	03	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	16	06	03	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	16	07	03	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	16	08	03	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	16	09	03	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	16	10	03	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	16	11	03	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	16	12	03	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	16	13	03	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	16	14	03	Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	16	15	03	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	16	16	03	Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	16	17	03	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	16	18	03	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	16	19	03	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	16	20	03	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	16	21	03	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	16	22	03	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	16	23	03	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	16	24	03	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	16	25	03	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	16	26	03	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	16	27	03	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	16	28	03	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	16	29	03	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	16	30	03	Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	16	31	03	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	16	32	03	Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	16	33	03	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	16	34	03	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	16	35	03	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074	16	36	03	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	16	37	03	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	16	38	03	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	16	39	03	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	16	40	03	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	16	41	03	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	16	42	03	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	16	43	03	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	16	44	03	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	16	45	03	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	16	46	03	Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	16	47	03	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	16	48	03	Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	17	01	03	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	17	02	03	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	17	03	03	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	17	04	03	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	17	05	03	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	17	06	03	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	17	07	03	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	17	08	03	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	17	09	03	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	17	10	03	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	17	11	03	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	17	12	03	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	17	13	03	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	17	14	03	Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	17	15	03	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	17	16	03	Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	17	17	03	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	17	18	03	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	17	19	03	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	17	20	03	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	17	21	03	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	17	22	03	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	17	23	03	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;

074	17	24	03	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	17	25	03	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	17	26	03	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	17	27	03	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	17	28	03	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	17	29	03	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	17	30	03	Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	17	31	03	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	17	32	03	Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	17	33	03	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	17	34	03	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	17	35	03	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074	17	36	03	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074	17	37	03	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	17	38	03	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	17	39	03	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074	17	40	03	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074	17	41	03	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	17	42	03	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	17	43	03	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074	17	44	03	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074	17	45	03	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	17	46	03	Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074	17	47	03	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074	17	48	03	Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm.

### 3. Indicação de Uso/ Finalidade

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BR é indicada para procedimentos de Bucomaxilo e Otorrinolaringologia com função de perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilaginosos.

Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.

### 4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento da CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BR é o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

## **5. Modo de Uso do Produto**

- Verifique a integridade da embalagem e o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cânula à peça de mão e esta ao Shaver, que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a cânula;
- O Fabricante recomenda uso único.

## **6. Composição**

Ponta da CÂNULA (interna e externa) - Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;

Corpo da CÂNULA (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;

Traseira de conexão composta pelas seguintes matérias primas: Liga de Alumínio Série 6000, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

## **7. Esterilização**

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BR é comercializada na forma estéril, pelo método de esterilização Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 3 anos.

## **8. Condições de Armazenamento**

Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária. Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Condições de estocagem: A CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BR deve ser armazenada em local seco (umidade até 65%) e convém que não seja exposta

diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

## 9. Condições para o Transporte

Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem. É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

Não empilhar as caixas.

## 10. Condições de Manipulação

O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

## 11. Advertências

Advertências Gerais:

- Antes de utilizar a CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BR certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas na instrução de uso.
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia.
- O uso correto da CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BR é extremamente importante para o sucesso na utilização.

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso:

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize a CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE BR e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto.

Identificação da possibilidade de reesterilização: O Fabricante recomenda o uso único.

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios.
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

## **12. Precauções**

Os dispositivos de uso único são apresentados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte; até que a embalagem protetora, que garante a esterilidade, seja violada ou aberta. Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade.

Descarte e não utilize artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos, danificados ou que apresentem perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

O produto é apresentado esterilizado, portanto a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento.

Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído, ou sido mal manuseado, ou que seja suspeito de ter sofrido dano, não pode ser usado e deve ser descartado.

## **13. Contraindicações**

Não se aplica.

## **14. Efeitos Adversos**

Não se aplica.

## **15. Alerta de Instrução de Uso**

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.



ALERTA INSTRUÇÃO DE USO
Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.
As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: <a href="http://www.setormed.com.br">www.setormed.com.br</a> .
Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.
As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA.
Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.
Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.
<b>Informações do Fornecedor:</b> SETORMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A. Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.
Instruções de Uso disponível em: <a href="http://www.setormed.com.br">www.setormed.com.br</a>
Revisão: XXXX Data: XXXX/XX

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

## 16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail [sac@setormed.com.br](mailto:sac@setormed.com.br) solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail [sac@setormed.com.br](mailto:sac@setormed.com.br) para notificações referentes ao produto.



**Fabricado por:** Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**Responsável Técnico:** Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

---

**Responsável Técnico**

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

**CREA-SP 5069930279**

---

**Responsável Legal**

Ricardo de Queiroz