

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

NOME COMERCIAL: CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE INC

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280064

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula Debridação para Shaver Setormed Curve INC

Matéria Prima: Aço inoxidável ASTM F899XM-16; Aço Inoxidável ASTM F899; Liga de Alumínio Série 6000, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é apresentada em embalagem contendo 01 cânula, composta por 1 lâmina interna e 1 lâmina externa, interconectadas com ponta de corte e um encaixe, acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem com fechamento em Tyvek.

Embalagem secundária: Caixa de papel em Triplex

2. Modelos Comerciais

076 01 01 04 - Tipo 01 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;

076 01 02 04 - Tipo 01 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;

076 01 03 04 - Tipo 01 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;

076 01 04 04 - Tipo 01 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;

076 01 17 04 - Tipo 01 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 01 18 04 - Tipo 01 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 01 19 04 - Tipo 01 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 01 20 04 - Tipo 01 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 01 33 04 - Tipo 01 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 01 34 04 - Tipo 01 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 01 35 04 - Tipo 01 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 01 36 04 - Tipo 01 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 01 04 - Tipo 02 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 02 04 - Tipo 02 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 03 04 - Tipo 02 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 04 04 - Tipo 02 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 17 04 - Tipo 02 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 18 04 - Tipo 02 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 19 04 - Tipo 02 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 20 04 - Tipo 02 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 33 04 - Tipo 02 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 34 04 - Tipo 02 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 35 04 - Tipo 02 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 02 36 04 - Tipo 02 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 01 04 - Tipo 03 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 02 04 - Tipo 03 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 03 04 - Tipo 03 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 04 04 - Tipo 03 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 17 04 - Tipo 03 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 18 04 - Tipo 03 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 19 04 - Tipo 03 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 20 04 - Tipo 03 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 33 04 - Tipo 03 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 34 04 - Tipo 03 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 35 04 - Tipo 03 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 03 36 04 - Tipo 03 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 01 04 - Tipo 04 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 02 04 - Tipo 04 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 03 04 - Tipo 04 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 04 04 - Tipo 04 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 17 04 - Tipo 04 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 18 04 - Tipo 04 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 19 04 - Tipo 04 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 20 04 - Tipo 04 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;

076 04 33 04 - Tipo 04 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 34 04 - Tipo 04 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 35 04 - Tipo 04 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 04 36 04 - Tipo 04 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 01 04 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 02 04 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 03 04 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 04 04 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 05 04 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 06 04 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 07 04 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 08 04 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 09 04 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 10 04 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 11 04 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 12 04 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 13 04 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 14 04 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 15 04 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 16 04 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 17 04 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 18 04 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 19 04 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 20 04 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 21 04 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 22 04 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 23 04 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 24 04 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 25 04 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 26 04 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 27 04 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 28 04 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 29 04 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 30 04 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 31 04 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 32 04 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 33 04 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 34 04 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 35 04 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 05 36 04 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;

076 05 37 04 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 38 04 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 39 04 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 40 04 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 05 41 04 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 42 04 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 43 04 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 44 04 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 05 45 04 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 46 04 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 47 04 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 48 04 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 05 49 04 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 50 04 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 51 04 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 52 04 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 53 04 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 54 04 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 55 04 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 56 04 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 57 04 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 58 04 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 59 04 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 05 60 04 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 01 04 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 02 04 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 03 04 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 04 04 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 05 04 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 06 04 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 07 04 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 08 04 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 09 04 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 10 04 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 11 04 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 12 04 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 13 04 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 14 04 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 15 04 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 16 04 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;

076 06 17 04 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 18 04 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 19 04 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 20 04 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 21 04 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 22 04 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 23 04 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 24 04 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 25 04 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 26 04 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 27 04 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 28 04 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 29 04 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 30 04 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 31 04 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 32 04 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 33 04 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 34 04 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 35 04 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 36 04 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 06 37 04 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 38 04 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 39 04 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 40 04 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 06 41 04 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 42 04 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 43 04 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 44 04 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 06 45 04 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 46 04 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 47 04 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 48 04 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 06 49 04 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 50 04 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 51 04 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 52 04 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 53 04 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 54 04 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 55 04 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 56 04 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;

076 06 57 04 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 58 04 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 59 04 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 06 60 04 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 01 04 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 02 04 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 03 04 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 04 04 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 05 04 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 06 04 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 07 04 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 08 04 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 09 04 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 10 04 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 11 04 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 12 04 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 13 04 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 14 04 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 15 04 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 16 04 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 17 04 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 18 04 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 19 04 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 20 04 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 21 04 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 22 04 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 23 04 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 24 04 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 25 04 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 26 04 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 27 04 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 28 04 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 29 04 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 30 04 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 31 04 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 32 04 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 33 04 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 34 04 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 35 04 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 07 36 04 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;

076 07 37 04 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 38 04 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 39 04 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 40 04 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 07 41 04 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 42 04 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 43 04 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 44 04 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 07 45 04 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 46 04 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 47 04 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 48 04 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 07 49 04 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 50 04 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 51 04 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 52 04 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 53 04 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 54 04 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 55 04 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 56 04 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 57 04 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 58 04 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 59 04 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 07 60 04 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 08 01 04 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 02 04 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 03 04 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 04 04 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 05 04 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 06 04 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 07 04 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 08 04 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 09 04 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 10 04 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 11 04 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 12 04 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 13 04 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 08 14 04 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 08 15 04 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 08 16 04 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;

076 08 17 04 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 18 04 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 19 04 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 20 04 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 21 04 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 22 04 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 23 04 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 24 04 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 25 04 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 26 04 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 27 04 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 28 04 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 29 04 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 08 30 04 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 08 31 04 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 08 32 04 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 08 33 04 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 34 04 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 35 04 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 36 04 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 08 37 04 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 38 04 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 39 04 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 40 04 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 08 41 04 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 42 04 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 43 04 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 44 04 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 08 45 04 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 08 46 04 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 08 47 04 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 08 48 04 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 01 04 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 02 04 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 03 04 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 04 04 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 05 04 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 06 04 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 07 04 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 08 04 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;

076 09 09 04 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 10 04 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 11 04 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 12 04 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 13 04 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 14 04 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 15 04 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 16 04 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 17 04 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 18 04 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 19 04 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 20 04 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 21 04 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 22 04 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 23 04 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 24 04 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 25 04 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 26 04 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 27 04 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 28 04 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 29 04 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 30 04 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 31 04 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 32 04 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 33 04 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 34 04 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 35 04 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 36 04 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 09 37 04 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 38 04 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 39 04 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 40 04 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 09 41 04 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 42 04 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 43 04 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 44 04 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 09 45 04 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 46 04 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 47 04 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 09 48 04 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;

076 09 49 04 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 50 04 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 51 04 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 52 04 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 53 04 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 54 04 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 55 04 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 56 04 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 57 04 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 58 04 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 59 04 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 09 60 04 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 10 01 04 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 02 04 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 03 04 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 04 04 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 05 04 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 06 04 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 07 04 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 08 04 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 09 04 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 10 04 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 11 04 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 12 04 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 13 04 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 14 04 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 15 04 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 16 04 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 17 04 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 18 04 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 19 04 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 20 04 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 21 04 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 22 04 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 23 04 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 24 04 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 25 04 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 26 04 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 27 04 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 28 04 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;

076 10 29 04 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 30 04 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 31 04 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 32 04 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 33 04 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 34 04 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 35 04 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 36 04 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 10 37 04 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 38 04 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 39 04 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 40 04 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 10 41 04 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 42 04 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 43 04 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 44 04 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 10 45 04 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 46 04 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 47 04 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 10 48 04 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 01 04 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 02 04 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 03 04 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 04 04 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 05 04 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 06 04 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 07 04 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 08 04 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 09 04 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 10 04 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 11 04 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 12 04 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 13 04 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 14 04 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 15 04 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 16 04 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 17 04 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 18 04 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 19 04 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 20 04 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;

076 11 21 04 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 22 04 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 23 04 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 24 04 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 25 04 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 26 04 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 27 04 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 28 04 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 29 04 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 30 04 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 31 04 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 32 04 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 33 04 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 34 04 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 35 04 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 36 04 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 11 37 04 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 38 04 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 39 04 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 40 04 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 11 41 04 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 42 04 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 43 04 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 44 04 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 11 45 04 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 46 04 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 47 04 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 11 48 04 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 01 04 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 02 04 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 03 04 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 04 04 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 05 04 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 06 04 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 07 04 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 08 04 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 09 04 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 10 04 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 11 04 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 12 04 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;

076 12 13 04 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 14 04 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 15 04 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 16 04 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 17 04 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 18 04 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 19 04 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 20 04 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 21 04 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 22 04 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 23 04 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 24 04 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 25 04 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 26 04 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 27 04 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 28 04 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 29 04 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 30 04 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 31 04 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 32 04 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 33 04 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 34 04 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 35 04 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 36 04 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 12 37 04 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 38 04 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 39 04 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 40 04 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 12 41 04 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 42 04 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 43 04 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 44 04 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 12 45 04 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 46 04 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 47 04 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 48 04 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 12 49 04 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 12 50 04 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 12 51 04 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 12 52 04 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;

076 12 53 04 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 12 54 04 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 12 55 04 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 12 56 04 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 12 57 04 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 12 58 04 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 12 59 04 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 12 60 04 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 13 01 04 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 02 04 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 03 04 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 04 04 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 05 04 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 06 04 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 07 04 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 08 04 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 09 04 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 10 04 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 11 04 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 12 04 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 13 04 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 13 14 04 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 13 15 04 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 13 16 04 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 13 17 04 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 18 04 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 19 04 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 20 04 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 21 04 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 22 04 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 23 04 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 24 04 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 25 04 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 26 04 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 27 04 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 28 04 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 29 04 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 13 30 04 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 13 31 04 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 13 32 04 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;

076 13 33 04 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 34 04 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 35 04 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 36 04 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 13 37 04 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 38 04 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 39 04 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 40 04 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 13 41 04 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 42 04 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 43 04 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 44 04 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 13 45 04 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 13 46 04 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 13 47 04 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 13 48 04 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 01 04 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 02 04 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 03 04 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 04 04 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 05 04 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 06 04 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 07 04 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 08 04 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 09 04 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 10 04 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 11 04 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 12 04 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 13 04 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 14 04 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 15 04 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 16 04 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 17 04 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 18 04 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 19 04 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 20 04 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 21 04 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 22 04 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 23 04 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 24 04 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;

076 14 25 04 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 26 04 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 27 04 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 28 04 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 29 04 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 30 04 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 31 04 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 32 04 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 33 04 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 34 04 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 35 04 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 36 04 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 14 37 04 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 38 04 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 39 04 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 40 04 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 14 41 04 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 42 04 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 43 04 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 44 04 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 14 45 04 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 46 04 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 47 04 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 14 48 04 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 01 04 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 02 04 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 03 04 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 04 04 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 05 04 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 06 04 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 07 04 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 08 04 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 09 04 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 10 04 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 11 04 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 12 04 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 13 04 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 14 04 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 15 04 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 16 04 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;

076 15 17 04 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 18 04 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 19 04 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 20 04 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 21 04 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 22 04 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 23 04 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 24 04 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 25 04 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 26 04 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 27 04 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 28 04 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 29 04 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 30 04 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 31 04 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 32 04 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 33 04 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 34 04 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 35 04 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 36 04 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 15 37 04 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 38 04 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 39 04 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 40 04 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 15 41 04 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 42 04 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 43 04 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 44 04 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 15 45 04 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 46 04 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 47 04 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 15 48 04 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 01 04 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 02 04 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 03 04 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 04 04 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 05 04 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 06 04 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 07 04 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 08 04 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;

076 16 09 04 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 10 04 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 11 04 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 12 04 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 13 04 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 14 04 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 15 04 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 16 04 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 17 04 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 18 04 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 19 04 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 20 04 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 21 04 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 22 04 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 23 04 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 24 04 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 25 04 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 26 04 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 27 04 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 28 04 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 29 04 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 30 04 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 31 04 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 32 04 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 33 04 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 34 04 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 35 04 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 36 04 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 16 37 04 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 38 04 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 39 04 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 40 04 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 16 41 04 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 42 04 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 43 04 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 44 04 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 16 45 04 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 46 04 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 47 04 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 16 48 04 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;

076 17 01 04 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 02 04 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 03 04 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 04 04 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 05 04 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 06 04 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 07 04 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 08 04 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 09 04 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 10 04 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 11 04 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 12 04 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 13 04 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 14 04 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 15 04 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 16 04 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 17 04 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 18 04 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 19 04 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 20 04 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 21 04 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 22 04 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 23 04 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 24 04 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 25 04 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 26 04 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 27 04 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 28 04 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 29 04 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 30 04 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 31 04 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 32 04 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 33 04 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 34 04 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 35 04 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 36 04 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 17 37 04 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 38 04 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 39 04 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø4,0mm;
076 17 40 04 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø4,0mm;

076 17 41 04 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 42 04 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 43 04 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 44 04 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø4,0mm;
076 17 45 04 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 46 04 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 47 04 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø4,0mm;
076 17 48 04 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø4,0mm;
076 18 53 04 - Tipo 18 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 18 54 04 - Tipo 18 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 18 57 04 - Tipo 18 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 18 58 04 - Tipo 18 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 19 49 04 - Tipo 19 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 19 50 04 - Tipo 19 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 19 53 04 - Tipo 19 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 19 54 04 - Tipo 19 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 19 57 04 - Tipo 19 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 19 58 04 - Tipo 19 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 19 49 06 - Tipo 19 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm DD;
076 19 50 06 - Tipo 19 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm DD;
076 19 53 06 - Tipo 19 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm DD;
076 19 54 06 - Tipo 19 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm DD;
076 19 57 06 - Tipo 19 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm DD;
076 19 58 06 - Tipo 19 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm DD;
076 20 01 04 - Tipo 20 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 20 02 04 - Tipo 20 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 20 17 04 - Tipo 20 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø4,0mm;
076 20 18 04 - Tipo 20 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø4,0mm;
076 20 49 04 - Tipo 20 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 20 50 04 - Tipo 20 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 20 53 04 - Tipo 20 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø4,0mm;
076 20 54 04 - Tipo 20 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø4,0mm;
076 01 01 05 - Tipo 01 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 01 02 05 - Tipo 01 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 01 03 05 - Tipo 01 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 01 04 05 - Tipo 01 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 01 17 05 - Tipo 01 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 01 18 05 - Tipo 01 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 01 19 05 - Tipo 01 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 01 20 05 - Tipo 01 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;

076 01 33 05 - Tipo 01 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 01 34 05 - Tipo 01 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 01 35 05 - Tipo 01 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 01 36 05 - Tipo 01 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 01 05 - Tipo 02 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 02 05 - Tipo 02 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 03 05 - Tipo 02 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 04 05 - Tipo 02 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 17 05 - Tipo 02 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 18 05 - Tipo 02 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 19 05 - Tipo 02 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 20 05 - Tipo 02 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 33 05 - Tipo 02 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 34 05 - Tipo 02 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 35 05 - Tipo 02 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 02 36 05 - Tipo 02 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 01 05 - Tipo 03 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 02 05 - Tipo 03 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 03 05 - Tipo 03 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 04 05 - Tipo 03 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 17 05 - Tipo 03 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 18 05 - Tipo 03 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 19 05 - Tipo 03 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 20 05 - Tipo 03 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 33 05 - Tipo 03 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 34 05 - Tipo 03 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 35 05 - Tipo 03 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 03 36 05 - Tipo 03 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 01 05 - Tipo 04 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 02 05 - Tipo 04 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 03 05 - Tipo 04 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 04 05 - Tipo 04 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 17 05 - Tipo 04 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 18 05 - Tipo 04 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 19 05 - Tipo 04 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 20 05 - Tipo 04 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 33 05 - Tipo 04 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 34 05 - Tipo 04 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 35 05 - Tipo 04 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 04 36 05 - Tipo 04 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;

076 05 01 05 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 02 05 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 03 05 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 04 05 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 05 05 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 06 05 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 07 05 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 08 05 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 09 05 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 10 05 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 11 05 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 12 05 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 13 05 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 14 05 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 15 05 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 16 05 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 17 05 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 18 05 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 19 05 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 20 05 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 21 05 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 22 05 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 23 05 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 24 05 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 25 05 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 26 05 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 27 05 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 28 05 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 29 05 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 30 05 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 31 05 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 32 05 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 33 05 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 34 05 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 35 05 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 36 05 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 05 37 05 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 38 05 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 39 05 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 05 40 05 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;

076 05 41 05 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 42 05 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 43 05 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 44 05 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 05 45 05 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 46 05 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 47 05 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 48 05 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 05 49 05 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 50 05 - Tipo 05 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 51 05 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 52 05 - Tipo 05 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 53 05 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 54 05 - Tipo 05 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 55 05 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 56 05 - Tipo 05 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 57 05 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 58 05 - Tipo 05 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 59 05 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 05 60 05 - Tipo 05 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 01 05 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 02 05 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 03 05 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 04 05 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 05 05 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 06 05 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 07 05 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 08 05 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 09 05 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 10 05 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 11 05 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 12 05 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 13 05 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 14 05 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 15 05 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 16 05 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 17 05 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 18 05 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 19 05 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 20 05 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;

076 06 21 05 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 22 05 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 23 05 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 24 05 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 25 05 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 26 05 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 27 05 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 28 05 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 29 05 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 30 05 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 31 05 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 32 05 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 33 05 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 34 05 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 35 05 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 36 05 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 06 37 05 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 38 05 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 39 05 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 40 05 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 06 41 05 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 42 05 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 43 05 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 44 05 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 06 45 05 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 46 05 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 47 05 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 48 05 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 06 49 05 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 50 05 - Tipo 06 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 51 05 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 52 05 - Tipo 06 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 53 05 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 54 05 - Tipo 06 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 55 05 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 56 05 - Tipo 06 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 57 05 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 58 05 - Tipo 06 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 59 05 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 06 60 05 - Tipo 06 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;

076 07 01 05 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 02 05 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 03 05 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 04 05 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 05 05 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 06 05 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 07 05 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 08 05 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 09 05 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 10 05 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 11 05 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 12 05 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 13 05 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 14 05 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 15 05 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 16 05 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 17 05 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 18 05 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 19 05 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 20 05 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 21 05 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 22 05 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 23 05 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 24 05 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 25 05 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 26 05 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 27 05 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 28 05 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 29 05 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 30 05 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 31 05 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 32 05 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 33 05 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 34 05 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 35 05 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 36 05 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 07 37 05 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 38 05 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 39 05 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 07 40 05 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;

076 07 41 05 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 42 05 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 43 05 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 44 05 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 07 45 05 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 46 05 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 47 05 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 48 05 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 07 49 05 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 50 05 - Tipo 07 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 51 05 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 52 05 - Tipo 07 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 53 05 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 54 05 - Tipo 07 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 55 05 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 56 05 - Tipo 07 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 57 05 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 58 05 - Tipo 07 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 59 05 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 07 60 05 - Tipo 07 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 08 01 05 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 02 05 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 03 05 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 04 05 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 05 05 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 06 05 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 07 05 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 08 05 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 09 05 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 10 05 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 11 05 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 12 05 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 13 05 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 14 05 - Tipo 08 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 15 05 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 16 05 - Tipo 08 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 17 05 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 18 05 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 19 05 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 20 05 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;

076 08 21 05 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 22 05 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 23 05 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 24 05 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 25 05 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 26 05 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 27 05 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 28 05 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 29 05 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 30 05 - Tipo 08 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 31 05 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 32 05 - Tipo 08 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 33 05 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 34 05 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 35 05 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 36 05 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 08 37 05 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 38 05 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 39 05 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 40 05 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 08 41 05 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 42 05 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 43 05 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 44 05 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 08 45 05 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 46 05 - Tipo 08 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 47 05 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 08 48 05 - Tipo 08 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 01 05 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 02 05 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 03 05 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 04 05 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 05 05 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 06 05 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 07 05 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 08 05 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 09 05 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 10 05 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 11 05 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 12 05 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;

076 09 13 05 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 14 05 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 15 05 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 16 05 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 17 05 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 18 05 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 19 05 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 20 05 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 21 05 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 22 05 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 23 05 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 24 05 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 25 05 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 26 05 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 27 05 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 28 05 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 29 05 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 30 05 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 31 05 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 32 05 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 33 05 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 34 05 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 35 05 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 36 05 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 09 37 05 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 38 05 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 39 05 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 40 05 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 09 41 05 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 42 05 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 43 05 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 44 05 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 09 45 05 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 46 05 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 47 05 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 48 05 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 09 49 05 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 09 50 05 - Tipo 09 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 09 51 05 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 09 52 05 - Tipo 09 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;

076 09 53 05 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 09 54 05 - Tipo 09 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 09 55 05 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 09 56 05 - Tipo 09 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 09 57 05 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 09 58 05 - Tipo 09 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 09 59 05 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 09 60 05 - Tipo 09 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 10 01 05 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 02 05 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 03 05 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 04 05 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 05 05 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 06 05 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 07 05 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 08 05 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 09 05 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 10 05 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 11 05 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 12 05 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 13 05 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 10 14 05 - Tipo 10 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 10 15 05 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 10 16 05 - Tipo 10 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 10 17 05 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 18 05 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 19 05 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 20 05 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 21 05 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 22 05 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 23 05 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 24 05 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 25 05 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 26 05 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 27 05 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 28 05 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 29 05 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 10 30 05 - Tipo 10 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 10 31 05 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 10 32 05 - Tipo 10 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;

076 10 33 05 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 34 05 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 35 05 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 36 05 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 10 37 05 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 38 05 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 39 05 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 40 05 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 10 41 05 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 42 05 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 43 05 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 44 05 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 10 45 05 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 10 46 05 - Tipo 10 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 10 47 05 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 10 48 05 - Tipo 10 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 01 05 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 02 05 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 03 05 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 04 05 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 05 05 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 06 05 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 07 05 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 08 05 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 09 05 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 10 05 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 11 05 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 12 05 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 13 05 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 14 05 - Tipo 11 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 15 05 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 16 05 - Tipo 11 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 17 05 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 18 05 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 19 05 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 20 05 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 21 05 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 22 05 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 23 05 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 24 05 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;

076 11 25 05 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 26 05 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 27 05 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 28 05 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 29 05 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 30 05 - Tipo 11 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 31 05 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 32 05 - Tipo 11 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 33 05 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 34 05 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 35 05 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 36 05 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 11 37 05 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 38 05 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 39 05 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 40 05 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 11 41 05 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 42 05 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 43 05 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 44 05 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 11 45 05 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 46 05 - Tipo 11 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 47 05 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 11 48 05 - Tipo 11 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 01 05 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 02 05 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 03 05 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 04 05 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 05 05 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 06 05 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 07 05 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 08 05 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 09 05 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 10 05 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 11 05 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 12 05 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 13 05 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 14 05 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 15 05 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 16 05 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;

076 12 17 05 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 18 05 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 19 05 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 20 05 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 21 05 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 22 05 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 23 05 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 24 05 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 25 05 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 26 05 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 27 05 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 28 05 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 29 05 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 30 05 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 31 05 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 32 05 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 33 05 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 34 05 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 35 05 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 36 05 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 12 37 05 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 38 05 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 39 05 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 40 05 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 12 41 05 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 42 05 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 43 05 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 44 05 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 12 45 05 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 46 05 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 47 05 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 48 05 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 12 49 05 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 12 50 05 - Tipo 12 Tubo 12° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 12 51 05 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 12 52 05 - Tipo 12 Tubo 12° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 12 53 05 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 12 54 05 - Tipo 12 Tubo 40° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 12 55 05 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 12 56 05 - Tipo 12 Tubo 40° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;

076 12 57 05 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 12 58 05 - Tipo 12 Tubo 60° C, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 12 59 05 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte C, 115mm x Ø5,0mm;
076 12 60 05 - Tipo 12 Tubo 60° B, Corte B, 115mm x Ø5,0mm;
076 13 01 05 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 02 05 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 03 05 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 04 05 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 05 05 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 06 05 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 07 05 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 08 05 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 09 05 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 10 05 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 11 05 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 12 05 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 13 05 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 14 05 - Tipo 13 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 15 05 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 16 05 - Tipo 13 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 17 05 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 18 05 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 19 05 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 20 05 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 21 05 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 22 05 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 23 05 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 24 05 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 25 05 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 26 05 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 27 05 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 28 05 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 29 05 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 30 05 - Tipo 13 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 31 05 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 32 05 - Tipo 13 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 33 05 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 34 05 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 35 05 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 13 36 05 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;

076 13 37 05 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 38 05 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 39 05 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 40 05 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 13 41 05 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 42 05 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 43 05 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 44 05 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 13 45 05 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 46 05 - Tipo 13 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 47 05 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 13 48 05 - Tipo 13 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 01 05 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 02 05 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 03 05 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 04 05 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 05 05 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 06 05 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 07 05 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 08 05 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 09 05 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 10 05 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 11 05 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 12 05 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 13 05 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 14 05 - Tipo 14 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 15 05 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 16 05 - Tipo 14 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 17 05 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 18 05 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 19 05 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 20 05 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 21 05 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 22 05 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 23 05 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 24 05 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 25 05 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 26 05 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 27 05 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 28 05 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;

076 14 29 05 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 30 05 - Tipo 14 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 31 05 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 32 05 - Tipo 14 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 33 05 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 34 05 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 35 05 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 36 05 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 14 37 05 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 38 05 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 39 05 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 40 05 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 14 41 05 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 42 05 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 43 05 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 44 05 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 14 45 05 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 46 05 - Tipo 14 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 47 05 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 14 48 05 - Tipo 14 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 01 05 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 02 05 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 03 05 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 04 05 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 05 05 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 06 05 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 07 05 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 08 05 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 09 05 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 10 05 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 11 05 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 12 05 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 13 05 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 14 05 - Tipo 15 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 15 05 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 16 05 - Tipo 15 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 17 05 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 18 05 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 19 05 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 20 05 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;

076 15 21 05 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 22 05 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 23 05 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 24 05 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 25 05 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 26 05 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 27 05 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 28 05 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 29 05 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 30 05 - Tipo 15 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 31 05 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 32 05 - Tipo 15 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 33 05 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 34 05 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 35 05 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 36 05 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 15 37 05 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 38 05 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 39 05 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 40 05 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 15 41 05 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 42 05 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 43 05 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 44 05 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 15 45 05 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 46 05 - Tipo 15 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 47 05 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 15 48 05 - Tipo 15 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 01 05 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 02 05 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 03 05 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 04 05 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 05 05 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 06 05 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 07 05 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 08 05 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 09 05 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 10 05 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 11 05 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 12 05 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;

076 16 13 05 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 14 05 - Tipo 16 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 15 05 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 16 05 - Tipo 16 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 17 05 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 18 05 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 19 05 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 20 05 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 21 05 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 22 05 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 23 05 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 24 05 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 25 05 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 26 05 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 27 05 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 28 05 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 29 05 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 30 05 - Tipo 16 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 31 05 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 32 05 - Tipo 16 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 33 05 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 34 05 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 35 05 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 36 05 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 16 37 05 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 38 05 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 39 05 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 40 05 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 16 41 05 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 42 05 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 43 05 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 44 05 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 16 45 05 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 46 05 - Tipo 16 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 47 05 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 16 48 05 - Tipo 16 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 17 01 05 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 02 05 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 03 05 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 04 05 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;

076 17 05 05 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 06 05 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 07 05 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 08 05 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 09 05 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 10 05 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 11 05 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 12 05 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 13 05 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 17 14 05 - Tipo 17 Tubo 12° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 17 15 05 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 17 16 05 - Tipo 17 Tubo 12° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 17 17 05 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 18 05 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 19 05 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 20 05 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 21 05 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 22 05 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 23 05 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 24 05 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 25 05 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 26 05 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 27 05 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 28 05 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 29 05 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 17 30 05 - Tipo 17 Tubo 40° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 17 31 05 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;
076 17 32 05 - Tipo 17 Tubo 40° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;
076 17 33 05 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 34 05 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 35 05 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 36 05 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 95mm x Ø5,0mm;
076 17 37 05 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 38 05 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 39 05 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 40 05 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 170mm x Ø5,0mm;
076 17 41 05 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 42 05 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 43 05 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 240mm x Ø5,0mm;
076 17 44 05 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 240mm x Ø5,0mm;

076 17 45 05 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;

076 17 46 05 - Tipo 17 Tubo 60° C, Corte B, 330mm x Ø5,0mm;

076 17 47 05 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte C, 330mm x Ø5,0mm;

076 17 48 05 - Tipo 17 Tubo 60° B, Corte B, 330mm x Ø5,0mm.

3. Indicação de Uso/ Finalidade

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é indicada para procedimentos de Bucomaxilo e Otorrinolaringologia com função de perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento da CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cânula à peça de mão e está ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- O Fabricante recomenda uso único.

6. Composição

Ponta da CÂNULA (interna e externa) - Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;

Corpo da CÂNULA (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;

Traseira de conexão composta pelas seguintes matérias primas: Alumínio Liga Série 6000 conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

7. Esterilização

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é fornecida na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 3 anos

8. Condições de Armazenamento

Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Condições de estocagem: A CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE INC deve ser armazenada em local seco (umidade até 65%) e convém que não seja exposta diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

9. Condições de Transporte

Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem. Não coloque nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente. Não empilhar as caixas.

10. Condições de Manipulação

Este produto é de uso único. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

Advertências gerais:

- Antes de utilizar a CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE INC certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nesta instrução de uso;
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia;
- O uso correto da CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE INC é extremamente importante para o sucesso na utilização;

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso:

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize a CÂNULA DEBRIDAÇÃO PARA SHAVER SETORMED CURVE INC e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto;
- Identificação da possibilidade de reesterilização: O Fabricante recomenda uso único.

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

- Os dispositivos de uso único são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta;
- Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade;
- Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento;
- Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO
Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.
As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br .
Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.
As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA.
Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.
Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.
Informações do Fornecedor: SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.
Instruções de Uso disponível em: www.setormed.com.br
Revisão: XXXX Data: XX/XX/XX

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os



dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail sac@setormed.com.br solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail sac@setormed.com.br para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz