

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BR

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP 5069930279

REGISTRO ANVISA Nº 80777280069

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula de Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BR

Matéria Prima: Aço inoxidável ASTM F899XM-16; Aço Inoxidável ASTM F899; Liga de Alumínio Série 6000, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:















1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BR é apresentada em embalagem contendo 1 cânula, composta por 01 lâmina interna e 01 lâmina externa, interconectadas com ponta de corte BR (broca redonda) e um encaixe, acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão triplex.
Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m².

2. Modelos Comerciais

074 01 01 03 - Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 01 02 03 - Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 01 03 03 - Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 01 04 03 - Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 01 17 03 - Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 01 18 03 - Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 01 19 03 - Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 01 20 03 - Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 01 33 03 - Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 01 34 03 - Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 01 35 03 - Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 01 36 03 - Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 02 01 03 - Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 02 02 03 - Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 02 03 03 - Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 02 04 03 - Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 02 17 03 - Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 02 18 03 - Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 02 19 03 - Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 02 20 03 - Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 02 33 03 - Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 02 34 03 - Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 02 35 03 - Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 02 36 03 - Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 03 01 03 - Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 03 02 03 - Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;

074 03 03 03 - Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

- 074 03 04 03 - Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 03 17 03 - Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 03 18 03 - Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 03 19 03 - Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 03 20 03 - Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 03 33 03 - Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 03 34 03 - Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 03 35 03 - Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 03 36 03 - Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 01 03 - Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 02 03 - Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 03 03 - Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 04 03 - Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 17 03 - Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 18 03 - Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 19 03 - Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 20 03 - Tipo 04, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 33 03 - Tipo 04, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 34 03 - Tipo 04, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 35 03 - Tipo 04, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 04 36 03 - Tipo 04, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 01 03 - Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 02 03 - Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 03 03 - Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 04 03 - Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 05 03 - Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 06 03 - Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 07 03 - Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;

- 074 05 08 03 - Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 09 03 - Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 10 03 - Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 11 03 - Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 12 03 - Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 13 03 - Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 14 03 - Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 15 03 - Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 16 03 - Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 17 03 - Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 18 03 - Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 19 03 - Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 20 03 - Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 21 03 - Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 22 03 - Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 23 03 - Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 24 03 - Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 25 03 - Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 26 03 - Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 27 03 - Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 28 03 - Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 29 03 - Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 30 03 - Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 31 03 - Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 32 03 - Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 33 03 - Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 34 03 - Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 35 03 - Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

- 074 05 36 03 - Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 05 37 03 - Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 38 03 - Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 39 03 - Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 40 03 - Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 05 41 03 - Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 42 03 - Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 43 03 - Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 44 03 - Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 05 45 03 - Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 46 03 - Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 47 03 - Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 48 03 - Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 01 03 - Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 02 03 - Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 03 03 - Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 04 03 - Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 05 03 - Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 06 03 - Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 07 03 - Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 08 03 - Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 09 03 - Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 10 03 - Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 11 03 - Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 12 03 - Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 13 03 - Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 14 03 - Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 15 03 - Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;

- 074 06 16 03 - Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 17 03 - Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 18 03 - Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 19 03 - Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 20 03 - Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 21 03 - Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 22 03 - Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 23 03 - Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 24 03 - Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 25 03 - Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 26 03 - Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 27 03 - Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 28 03 - Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 29 03 - Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 30 03 - Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 31 03 - Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 32 03 - Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 33 03 - Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 34 03 - Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 35 03 - Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 36 03 - Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 06 37 03 - Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 38 03 - Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 39 03 - Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 40 03 - Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 06 41 03 - Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 42 03 - Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 43 03 - Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;

- 074 06 44 03 - Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 06 45 03 - Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 46 03 - Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 47 03 - Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 06 48 03 - Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 09 03 - Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 10 03 - Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 11 03 - Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 12 03 - Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 13 03 - Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 14 03 - Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 15 03 - Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 16 03 - Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 17 03 - Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 07 18 03 - Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 07 19 03 - Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 07 20 03 - Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 07 21 03 - Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 07 22 03 - Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 07 23 03 - Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 07 24 03 - Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 07 25 03 - Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 26 03 - Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 27 03 - Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 28 03 - Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 29 03 - Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 30 03 - Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 31 03 - Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;

- 074 07 32 03 - Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 33 03 - Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 07 34 03 - Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 07 35 03 - Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 07 36 03 - Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 07 37 03 - Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 07 38 03 - Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 07 39 03 - Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 07 40 03 - Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 07 41 03 - Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 42 03 - Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 43 03 - Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 44 03 - Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 07 45 03 - Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 46 03 - Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 47 03 - Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 07 48 03 - Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 01 03 - Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 02 03 - Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 03 03 - Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 04 03 - Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 05 03 - Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 06 03 - Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 07 03 - Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 08 03 - Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 09 03 - Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 10 03 - Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 11 03 - Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;

- 074 08 12 03 - Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 13 03 - Tipo 08, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 14 03 - Tipo 08, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 15 03 - Tipo 08, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 16 03 - Tipo 08, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 17 03 - Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 18 03 - Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 19 03 - Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 20 03 - Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 21 03 - Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 22 03 - Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 23 03 - Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 24 03 - Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 25 03 - Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 26 03 - Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 27 03 - Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 28 03 - Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 29 03 - Tipo 08, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 30 03 - Tipo 08, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 31 03 - Tipo 08, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 32 03 - Tipo 08, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 33 03 - Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 34 03 - Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 35 03 - Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 36 03 - Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 08 37 03 - Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 38 03 - Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 39 03 - Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;

- 074 08 40 03 - Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 08 41 03 - Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 42 03 - Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 43 03 - Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 44 03 - Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 08 45 03 - Tipo 08, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 46 03 - Tipo 08, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 47 03 - Tipo 08, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 08 48 03 - Tipo 08, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 01 03 - Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 02 03 - Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 03 03 - Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 04 03 - Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 05 03 - Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 06 03 - Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 07 03 - Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 08 03 - Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 09 03 - Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 10 03 - Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 11 03 - Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 12 03 - Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 13 03 - Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 14 03 - Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 15 03 - Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 16 03 - Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 17 03 - Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 18 03 - Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 19 03 - Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

- 074 09 20 03 - Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 21 03 - Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 22 03 - Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 23 03 - Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 24 03 - Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 25 03 - Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 26 03 - Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 27 03 - Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 28 03 - Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 29 03 - Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 30 03 - Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 31 03 - Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 32 03 - Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 33 03 - Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 34 03 - Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 35 03 - Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 36 03 - Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 09 37 03 - Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 38 03 - Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 39 03 - Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 40 03 - Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 09 41 03 - Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 42 03 - Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 43 03 - Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 44 03 - Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 09 45 03 - Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 46 03 - Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 09 47 03 - Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;

074 09 48 03 - Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074 10 01 03 - Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074 10 02 03 - Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074 10 03 03 - Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074 10 04 03 - Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074 10 05 03 - Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074 10 06 03 - Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074 10 07 03 - Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074 10 08 03 - Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074 10 09 03 - Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074 10 10 03 - Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074 10 11 03 - Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074 10 12 03 - Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074 10 13 03 - Tipo 10, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074 10 14 03 - Tipo 10, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074 10 15 03 - Tipo 10, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074 10 16 03 - Tipo 10, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074 10 17 03 - Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074 10 18 03 - Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074 10 19 03 - Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074 10 20 03 - Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074 10 21 03 - Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074 10 22 03 - Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074 10 23 03 - Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074 10 24 03 - Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074 10 25 03 - Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074 10 26 03 - Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074 10 27 03 - Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;

074 10 28 03 - Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074 10 29 03 - Tipo 10, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074 10 30 03 - Tipo 10, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074 10 31 03 - Tipo 10, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074 10 32 03 - Tipo 10, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074 10 33 03 - Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074 10 34 03 - Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074 10 35 03 - Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074 10 36 03 - Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074 10 37 03 - Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074 10 38 03 - Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074 10 39 03 - Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074 10 40 03 - Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074 10 41 03 - Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074 10 42 03 - Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074 10 43 03 - Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
074 10 44 03 - Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
074 10 45 03 - Tipo 10, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074 10 46 03 - Tipo 10, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074 10 47 03 - Tipo 10, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
074 10 48 03 - Tipo 10, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
074 11 01 03 - Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074 11 02 03 - Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074 11 03 03 - Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
074 11 04 03 - Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
074 11 05 03 - Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
074 11 06 03 - Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
074 11 07 03 - Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;

- 074 11 08 03 - Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 11 09 03 - Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 10 03 - Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 11 03 - Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 12 03 - Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 13 03 - Tipo 11, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 14 03 - Tipo 11, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 15 03 - Tipo 11, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 16 03 - Tipo 11, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 17 03 - Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 11 18 03 - Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 11 19 03 - Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 11 20 03 - Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 11 21 03 - Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 11 22 03 - Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 11 23 03 - Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 11 24 03 - Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 11 25 03 - Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 26 03 - Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 27 03 - Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 28 03 - Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 29 03 - Tipo 11, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 30 03 - Tipo 11, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 31 03 - Tipo 11, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 32 03 - Tipo 11, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 33 03 - Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 11 34 03 - Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 11 35 03 - Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

- 074 11 36 03 - Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 11 37 03 - Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 11 38 03 - Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 11 39 03 - Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 11 40 03 - Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 11 41 03 - Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 42 03 - Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 43 03 - Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 44 03 - Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 11 45 03 - Tipo 11, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 46 03 - Tipo 11, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 47 03 - Tipo 11, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 11 48 03 - Tipo 11, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 01 03 - Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 02 03 - Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 03 03 - Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 04 03 - Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 05 03 - Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 06 03 - Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 07 03 - Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 08 03 - Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 09 03 - Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 10 03 - Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 11 03 - Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 12 03 - Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 13 03 - Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 14 03 - Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 15 03 - Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;

- 074 12 16 03 - Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 17 03 - Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 18 03 - Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 19 03 - Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 20 03 - Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 21 03 - Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 22 03 - Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 23 03 - Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 24 03 - Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 25 03 - Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 26 03 - Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 27 03 - Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 28 03 - Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 29 03 - Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 30 03 - Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 31 03 - Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 32 03 - Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 33 03 - Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 34 03 - Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 35 03 - Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 36 03 - Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 12 37 03 - Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 38 03 - Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 39 03 - Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 40 03 - Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 12 41 03 - Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 42 03 - Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 43 03 - Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;

- 074 12 44 03 - Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 12 45 03 - Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 46 03 - Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 47 03 - Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 12 48 03 - Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 01 03 - Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 02 03 - Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 03 03 - Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 04 03 - Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 05 03 - Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 06 03 - Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 07 03 - Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 08 03 - Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 09 03 - Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 10 03 - Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 11 03 - Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 12 03 - Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 13 03 - Tipo 13, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 14 03 - Tipo 13, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 15 03 - Tipo 13, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 16 03 - Tipo 13, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 17 03 - Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 18 03 - Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 19 03 - Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 20 03 - Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 21 03 - Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 22 03 - Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 23 03 - Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;

- 074 13 24 03 - Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 25 03 - Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 26 03 - Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 27 03 - Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 28 03 - Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 29 03 - Tipo 13, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 30 03 - Tipo 13, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 31 03 - Tipo 13, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 32 03 - Tipo 13, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 33 03 - Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 34 03 - Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 35 03 - Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 36 03 - Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 13 37 03 - Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 38 03 - Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 39 03 - Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 40 03 - Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 13 41 03 - Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 42 03 - Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 43 03 - Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 44 03 - Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 13 45 03 - Tipo 13, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 46 03 - Tipo 13, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 47 03 - Tipo 13, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 13 48 03 - Tipo 13, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 01 03 - Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 02 03 - Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 03 03 - Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

- 074 14 04 03 - Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 05 03 - Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 06 03 - Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 07 03 - Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 08 03 - Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 09 03 - Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 10 03 - Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 11 03 - Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 12 03 - Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 13 03 - Tipo 14, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 14 03 - Tipo 14, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 15 03 - Tipo 14, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 16 03 - Tipo 14, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 17 03 - Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 18 03 - Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 19 03 - Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 20 03 - Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 21 03 - Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 22 03 - Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 23 03 - Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 24 03 - Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 25 03 - Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 26 03 - Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 27 03 - Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 28 03 - Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 29 03 - Tipo 14, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 30 03 - Tipo 14, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 31 03 - Tipo 14, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;

- 074 14 32 03 - Tipo 14, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 33 03 - Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 34 03 - Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 35 03 - Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 36 03 - Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 14 37 03 - Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 38 03 - Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 39 03 - Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 40 03 - Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 14 41 03 - Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 42 03 - Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 43 03 - Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 44 03 - Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 14 45 03 - Tipo 14, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 46 03 - Tipo 14, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 47 03 - Tipo 14, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 14 48 03 - Tipo 14, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 01 03 - Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 02 03 - Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 03 03 - Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 04 03 - Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 05 03 - Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 06 03 - Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 07 03 - Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 08 03 - Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 09 03 - Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 10 03 - Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 11 03 - Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;

- 074 15 12 03 - Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 13 03 - Tipo 15, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 14 03 - Tipo 15, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 15 03 - Tipo 15, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 16 03 - Tipo 15, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 17 03 - Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 18 03 - Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 19 03 - Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 20 03 - Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 21 03 - Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 22 03 - Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 23 03 - Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 24 03 - Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 25 03 - Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 26 03 - Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 27 03 - Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 28 03 - Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 29 03 - Tipo 15, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 30 03 - Tipo 15, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 31 03 - Tipo 15, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 32 03 - Tipo 15, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 33 03 - Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 34 03 - Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 35 03 - Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 36 03 - Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 15 37 03 - Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 38 03 - Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 39 03 - Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;

- 074 15 40 03 - Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 15 41 03 - Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 42 03 - Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 43 03 - Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 44 03 - Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 15 45 03 - Tipo 15, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 46 03 - Tipo 15, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 47 03 - Tipo 15, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 15 48 03 - Tipo 15, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 01 03 - Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 02 03 - Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 03 03 - Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 04 03 - Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 05 03 - Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 06 03 - Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 07 03 - Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 08 03 - Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 09 03 - Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 10 03 - Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 11 03 - Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 12 03 - Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 13 03 - Tipo 16, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 14 03 - Tipo 16, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 15 03 - Tipo 16, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 16 03 - Tipo 16, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 17 03 - Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 18 03 - Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 19 03 - Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

- 074 16 20 03 - Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 21 03 - Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 22 03 - Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 23 03 - Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 24 03 - Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 25 03 - Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 26 03 - Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 27 03 - Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 28 03 - Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 29 03 - Tipo 16, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 30 03 - Tipo 16, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 31 03 - Tipo 16, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 32 03 - Tipo 16, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 33 03 - Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 34 03 - Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 35 03 - Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 36 03 - Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 16 37 03 - Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 38 03 - Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 39 03 - Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 40 03 - Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 16 41 03 - Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 42 03 - Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 43 03 - Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 44 03 - Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 16 45 03 - Tipo 16, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 46 03 - Tipo 16, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 16 47 03 - Tipo 16, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;

- 074 16 48 03 - Tipo 16, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 01 03 - Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 02 03 - Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 03 03 - Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 04 03 - Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 05 03 - Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 06 03 - Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 07 03 - Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 08 03 - Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 09 03 - Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 10 03 - Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 11 03 - Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 12 03 - Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 13 03 - Tipo 17, Tubo 12° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 14 03 - Tipo 17, Tubo 12° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 15 03 - Tipo 17, Tubo 12° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 16 03 - Tipo 17, Tubo 12° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 17 03 - Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 18 03 - Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 19 03 - Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 20 03 - Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 21 03 - Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 22 03 - Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 23 03 - Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 24 03 - Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 25 03 - Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 26 03 - Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 27 03 - Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;

- 074 17 28 03 - Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 29 03 - Tipo 17, Tubo 40° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 30 03 - Tipo 17, Tubo 40° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 31 03 - Tipo 17, Tubo 40° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 32 03 - Tipo 17, Tubo 40° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 33 03 - Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 34 03 - Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 35 03 - Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 36 03 - Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø3,0mm;
- 074 17 37 03 - Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 38 03 - Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 39 03 - Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 40 03 - Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 170 x Ø3,0mm;
- 074 17 41 03 - Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 42 03 - Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 43 03 - Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 44 03 - Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 240 x Ø3,0mm;
- 074 17 45 03 - Tipo 17, Tubo 60° C, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 46 03 - Tipo 17, Tubo 60° C, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 47 03 - Tipo 17, Tubo 60° B, Corte C, 330 x Ø3,0mm;
- 074 17 48 03 - Tipo 17, Tubo 60° B, Corte B, 330 x Ø3,0mm;
- 074 05 49 03 - Tipo 05, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
- 074 05 50 03 - Tipo 05, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
- 074 05 51 03 - Tipo 05, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
- 074 05 52 03 - Tipo 05, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
- 074 05 53 03 - Tipo 05, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
- 074 05 54 03 - Tipo 05, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
- 074 05 55 03 - Tipo 05, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;

074 05 56 03 - Tipo 05, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 05 57 03 - Tipo 05, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 05 58 03 - Tipo 05, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 05 59 03 - Tipo 05, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 05 60 03 - Tipo 05, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 06 49 03 - Tipo 06, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 06 50 03 - Tipo 06, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 06 51 03 - Tipo 06, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 06 52 03 - Tipo 06, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 06 53 03 - Tipo 06, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 06 54 03 - Tipo 06, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 06 55 03 - Tipo 06, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 06 56 03 - Tipo 06, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 06 57 03 - Tipo 06, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 06 58 03 - Tipo 06, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 06 59 03 - Tipo 06, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 06 60 03 - Tipo 06, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 07 49 03 - Tipo 07, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 07 50 03 - Tipo 07, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 07 51 03 - Tipo 07, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 07 52 03 - Tipo 07, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 07 53 03 - Tipo 07, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 07 54 03 - Tipo 07, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 07 55 03 - Tipo 07, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 07 56 03 - Tipo 07, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 07 57 03 - Tipo 07, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 07 58 03 - Tipo 07, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 07 59 03 - Tipo 07, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;

074 07 60 03 - Tipo 07, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 09 49 03 - Tipo 09, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 09 50 03 - Tipo 09, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 09 51 03 - Tipo 09, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 09 52 03 - Tipo 09, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 09 53 03 - Tipo 09, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 09 54 03 - Tipo 09, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 09 55 03 - Tipo 09, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 09 56 03 - Tipo 09, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 09 57 03 - Tipo 09, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 09 58 03 - Tipo 09, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 09 59 03 - Tipo 09, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 09 60 03 - Tipo 09, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 12 49 03 - Tipo 12, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 12 50 03 - Tipo 12, Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 12 51 03 - Tipo 12, Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 12 52 03 - Tipo 12, Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 12 53 03 - Tipo 12, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 12 54 03 - Tipo 12, Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 12 55 03 - Tipo 12, Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 12 56 03 - Tipo 12, Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 12 57 03 - Tipo 12, Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 12 58 03 - Tipo 12, Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 12 59 03 - Tipo 12, Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø3,0mm;
074 12 60 03 - Tipo 12, Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø3,0mm;
074 18 64 03 - Tipo 18, Tubo 12° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm;
074 18 66 03 - Tipo 18, Tubo 60° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm;
074 20 01 03 - Tipo 20, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 20 17 03 - Tipo 20, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø3,0mm;

074 20 49 03 - Tipo 20, Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;

074 20 53 03 - Tipo 20, Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø3,0mm;

074 20 61 03 - Tipo 20, Tubo 12° C, Corte SP, 95 x Ø3,0mm;

074 20 62 03 - Tipo 20, Tubo 40° C, Corte SP, 95 x Ø3,0mm;

074 20 64 03 - Tipo 20, Tubo 12° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm;

074 20 65 03 - Tipo 20, Tubo 40° C, Corte SP, 115 x Ø3,0mm.

3. Indicação de Uso/ Finalidade

A Cândia de Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BR é indicada para procedimentos de Bucomaxilo e Otorrinolaringologia com função de perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

Esse produto é destinado para cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica.

4. Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento da Cândia de Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BR é o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cândia de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique a integridade da embalagem e o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a cândia à peça de mão e está ao Shaver, que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a cândia, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR

6. Composição

Ponta da CÂNULA (interna e externa) - Constituída em Aço inoxidável ASTM F899XM-16;

Corpo da CÂNULA (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;

Traseira de conexão composta pelas seguintes matérias primas: Liga de Alumínio Série 6000, conforme Norma ABNT NBR ISO 209:2010.

7. Esterilização

A Cânula de Debridação Mini para Shaver Setormed Curve BR é fornecido na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 3 anos

8. Condições de Armazenamento

Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária. Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Condições de estocagem: A CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BR deve ser armazenada em local seco (umidade até 65%) e convém que não seja exposta diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada.

9. Condições de Transporte

- Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem;
- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;
- Não empilhar as caixas.

10. Condições de Manipulação

Este produto é de reprocessamento proibido. O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

11. Advertências

Advertências Gerais:

- Antes de utilizar a CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BR certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas na instrução de uso.
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas de artroscopia.
- O uso correto da CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BR é extremamente importante para o sucesso na utilização.

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso:

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize a CÂNULA DEBRIDAÇÃO MINI PARA SHAVER SETORMED CURVE BR e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto.

Identificação da possibilidade de reesterilização: Este produto é de reprocessamento proibido!

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

- Os dispositivos de uso único são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora, que garante a esterilidade, seja violada ou aberta. Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade.
- Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento.

- Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, todo produto é acompanhado de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso da Instrução de Uso no site do Fabricante, além de informações de solicitação da mesma no formato impresso.

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO
Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.
As Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: www.setormed.com.br .
Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.
As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/CADASTRO ANVISA.
Todas as Instruções de Uso possuem a identificação, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.
Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.
Informações do Fornecedor: SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A. Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.
Instruções de Uso disponível em: www.setormed.com.br
Revisão: XXXX Data: XX/XX/XX

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso

16. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail sac@setormed.com.br solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail sac@setormed.com.br para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Bordignon – CREA-SP: 5069930279

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Paulo Eduardo Bordignon

CREA-SP 5069930279

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz